

إجراء

- ٣ -

عمل التحاليل الكيميائية

١٠ - ٣ الكبريتات	١ - ٣ القلوية
١١ - ٣ الأمونيا	٢ - ٣ العسر الكلى
١٢ - ٣ النيتريت	٣ - ٣ عسر الكالسيوم
١٣ - ٣ النتترات	٤ - ٣ عسر الماغنسيوم
١٤ - ٣ الفوسفات	٥ - ٣ الكلوريد
١٥ - ٣ السليكات	٦ - ٣ الكلور (لونى)
١٦ - ٣ الفلوريدات	٧ - ٣ الكلور (عيارى)
١٧ - ٣ الألمنيوم	٨ - ٣ الحديد
١٨ - ٣ الأكسجين المستهلك	٩ - ٣ المنجنيز

إصدار	التاريخ	إعداد	راجع	اعتمده
١	فبراير - ٢٠١٠	كيمونكس انترناشيونال إستشارى المشروع	مدير عام المعامل	رئيس قطاع التشغيل وممثل إدارة الجودة

القلوية		الإجراء المقاس	
المعايرة	الطريقة	١-٣	إجراء رقم
الطرق القياسية لفحص المياه والمياه العادمة، الطبعة العشرون، ١٩٩٨. SM- 2320 B	المرجع	١	إصدار رقم

١-١-٣-١-٣ المجال:

قلوية المياه تمثل معياراً لقدرة المياه على معادلة حمض، وقد تتواجد القلوية في المياه الطبيعية على شكل كربونات (CO_3^{--})، بيكربونات (HCO_3^-)، هيدروكسيدات (OH^-)، سيلكات، فوسفات، وبورات. ووجود واحد أو أكثر من هذه الأنواع يعتمد على الرقم الهيدروجيني (pH) للمياه، والأنواع الثلاثة الأولى هي الأكثر شيوعاً في المياه الطبيعية. وليس لقلوية المياه أية دلالة صحية ولكن يفضل أن تكون مياه الشرب متعادلة أو قلوية قليلاً لأن الحامضية قد تسبب صدأ بالمواسير، وقلوية المياه تؤثر هام لعملية الترويب باستعمال الشبة لأن الشبة مادة حمضية فإن لم تتوفر لها درجة قلوية مناسبة تصبح عملية الترويب غير تامة.

وتوجد خمس احتمالات للقلوية بالعينة :

- الهيدروكسيدات فقط (OH^-)
- الهيدروكسيدات مع الكربونات (OH^-) , (CO_3^{--})
- الكربونات فقط (CO_3^{--})
- الكربونات مع البيكربونات (CO_3^{--}) , (HCO_3^-)
- البيكربونات فقط (HCO_3^-)

وهذه الاحتمالات يمكن التعرف عليها وتقدير كمياتها من نتائج معايرة الحمض، وعادة ما نعاير العينة مع حمض كبريتيك (٠,٠٢ ع) باستخدام دليل الفينول فيثالين (pH 8.3) ودليل الميثيل البرتقالي (pH 4.5) كالاتي:

القلوية مقدرة على هيئة كربونات كالسيوم (مجم/لتر)			نتيجة المعايرة
قلوية بيكربونات	قلوية كربونات	قلوية هيدروكسيد	
قلوية كلية	صفر	صفر	قلوية الفينول فيثالين = صفر
ب - ٢ أ	٢ أ	صفر	قلوية الفينول فيثالين $> \frac{1}{2}$ القلوية الكلية
صفر	٢ أ	صفر	قلوية الفينول فيثالين = $\frac{1}{2}$ القلوية الكلية
صفر	٢ (ب - أ)	٢ أ - ب	قلوية الفينول فيثالين $< \frac{1}{2}$ القلوية الكلية
صفر	صفر	ب	قلوية الفينول فيثالين = القلوية الكلية

حيث أ = قلوية الفينول فيثالين /مجم/ل ، ب = قلوية الميثيل البرتقالي (القلوية الكلية) /مجم/ل

٣-١-٢- جمع وحفظ العينة:

تجمع العينة في أوعية نظيفة ويتم تقدير القلوية في خلال فترة وجيزة لتجنب التغيرات البيولوجية والفيزيقية التي قد تنتج عن التخزين.

٣-١-٣- الأجهزة والأدوات:

الأجهزة والأدوات المناسبة لإجراء المعايير.

٣-١-٤- الكواشف والمحاليل:

١. محلول ثيو سلفات الصوديوم (٠,١ مول): يحضر بإذابة ٢,٥ جم من ثيو كبريتات الصوديوم $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$ في ١٠٠ مل من الماء المقطر.
٢. دليل خليط أخضر البروموكريزول/أحمر الميثيل: يذاب ١٠٠ مجم أخضر البروموكريزول، ٢٠ مجم أحمر الميثيل في ١٠٠ مل كحول إيثيلي ٩٥٪.
- أو دليل الميثيل البرتقالي: يذاب ٠,٥ جم من الدليل في قليل من الماء المقطر ويكمل المحلول إلى لتر.
٣. دليل الفينول فيثالين: يذاب ٠,٥ جم من الدليل في ١٠٠ مل من الكحول الإيثيلي ٥٠٪ (٥٢,٦ مل كحول ٩٥٪ ويكمل الحجم إلى ١٠٠ مل بالماء المقطر الذي سبق غلية وتبريده)، ثم أضف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم (٠,٠٢ ع) حتي بداية ظهور اللون الوردي الخفيف جدا.
٤. محلول حمض كبريتيك (٠,١ ع): يخفف ٢,٨ مل من الحمض المركز إلى لتر بالماء المقطر ويتم ضبط عيارية المحلول ضد ٤٠ مل محلول كربونات الصوديوم (٠,٠٥ ع)، ٦٠ مل ماء مقطر باستخدام دليل الميثيل البرتقالي.
٥. محلول حمض كبريتيك (٠,٠٢ ع): يخفف ٢٠٠ مل من حمض الكبريتيك (٠,١ ع) إلى لتر بالماء المقطر ويتم ضبط عيارية المحلول ضد ١٥ مل محلول كربونات الصوديوم (٠,٠٥ ع) باستخدام دليل الميثيل البرتقالي. ١ مل من الحمض = ١ مجم من القلوى (كربونات كالسيوم).
٦. كربونات الصوديوم (٠,٠٥ ع): جفف ٣-٤ جم من كربونات الصوديوم اللامائية في فرن عند ٢٥٠°م لمدة ٤ ساعات ثم برد في مجفف. ثم زن ٢,٦٥ جم بدقة بالغة و أذب الوزن في لتر ماء مقطر. (صلاحية الاستخدام: لا تتجاوز أسبوع من تاريخ تحضيره).

٣-١-٥- خطوات التحليل:

- ١- يؤخذ حجم معين وليكن ٥٠ مل من العينة في ورق مخروطي ويضاف إليه دليل الفينول فيثالين، وتتم المعايرة بالحمض حتى اختفاء اللون الوردى. ويسجل حجم الحمض المستخدم وليكن أ مل.
- ٢- يؤخذ نفس الحجم ٥٠ مل من العينة في ورق مخروطي ويضاف إليه دليل خليط أخضر البروموكريزول/أحمر الميثيل (أو دليل الميثيل البرتقالي)، وتتم المعايرة بالحمض حتى يصبح اللون أحمر (برتقاليا مع دليل الميثيل البرتقالي). ويسجل حجم الحمض المستخدم وليكن ب مل.
- ٣- يقارن بين الحجمين أ، ب وتعين أنواع القلوية باستخدام الجدول السابق.

٣-١-٦- التداخلات:

- يجب تجنب الرج والهز والتعرض للهواء.
- يجب أن يزال الكلور الحر بالعينة باستخدام نقطة من محلول ثيوسلفات الصوديوم لأن وجوده يجعل لون الميثيل يختفى بمجرد إضافته للعينة.

٣-١-٧- الحسابات:

$$\frac{\text{حجم الحمض المستخدم في المعايرة} \times 1000}{\text{حجم العينة (مل)}} = \text{القلوية الكلية مقطرة على هيئة كربونات كالسيوم (مجم/ل)}$$

مثال : إحسب القلوية علي هيئة CaCO_3 في كل من عينات الماء التالية علما بأن المعايرة تمت باستخدام H_2SO_4 (0.02N) ، ١٠٠ مل من العينة.

رقم العينة	عدد السنتمترات من الحمض باستخدام M.O	عدد السنتمترات من الحمض باستخدام ph
١	٤٦,٢	لا يوجد
٢	٢٠,٧	٥,٦
٣	١٦	٨
٤	٢٤,٤	١٦,٤
٥	١٣,٨	١٣,٨

الحل: إذا عوضنا عن نتائج معايرة ١٠٠ مل من الماء العينة مع حمض H_2SO_4 (0.02N) في الاحتمالات السابقة وضربت هذه النتائج في ١٠ فان النتيجة سوف تكون مقدرة (مجم/ل) كالتالي:

رقم العينة	من الحمض باستخدام Ph.Ph	من الحمض باستخدام M.O	من المليمترات (ب) عد الحمض باستخدام	من نتيجة المعايرة يتضح ان:	القلوية متواجدة على هيئة	مقدار القلوية (مل)	القلوية مقدرة على هيئة كربونات كالسيوم (مجم/لتر)
١	لا يوجد	٤٦,٢	٤٦,٢	قلوية الفينول فيثالين = صفر	HCO_3^-	ب	٤٦٢
٢	٥,٦	٢٠,٧	٢٠,٧	قلوية الفينول فيثالين $> \frac{1}{2}$ القلوية الكلية	HCO_3^-	ب-أ٢	١٥١
					CO_3^{2-}	أ٢	١١٢
٣	٨	١٦	١٦	قلوية الفينول فيثالين $= \frac{1}{2}$ القلوية الكلية	CO_3^{2-}	أ٢	١٦٠
٤	١٦,٤	٢٤,٤	٢٤,٤	قلوية الفينول فيثالين $< \frac{1}{2}$ القلوية الكلية	CO_3^{2-}	٢(ب-أ)	١٦٠
					OH^-	ب-أ٢	٨٤
٥	١٣,٨	١٣,٨	١٣,٨	قلوية الفينول فيثالين = القلوية الكلية	OH^-	ب	١٣٨

٣-١-٨- التقرير:

يجب قياس وتسجيل قلوية المياه الخام والمياه المعالجة مرة يوميا، وتسجل بدفتر المراقبة اليومية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.

٣-١-٩- مراقبة الجودة:

تجرى تجربة معايرة بالمحاليل القياسية، كما يمكن الرقابة على النتائج بتكرار تحليل عينة مرة أخرى.

العسر الكلى		الإجراء المقاس	
المعايرة	الطريقة	٢-٣	إجراء رقم
الطرق القياسية لفحص المياه والمياه العادمة، الطبعة العشرون، ١٩٩٨. SM- 2340 C	المرجع	١	إصدار رقم

١-٢-٣- المجال:

عسر الماء هو مقياس لتركيز أملاح الكالسيوم والمغنسيوم الذائبة في المياه أي أن عسر الماء سببه تواجد عناصر الكالسيوم والمغنسيوم أساسا ونادرا الحديد والألمونيوم. وتتواجد هذه العناصر علي هيئة بيكربونات وكبريتات كالسيوم ومغنسيوم وفي بعض الأحيان علي هيئة كلوريدات ونترات.

وبناء علي ما تقدم يمكن تعريف الماء العسر بأنه الذي يحتوي علي أملاح بعض العناصر مثل الكالسيوم والمغنسيوم والحديد والألمونيوم ويطلق هذا الاسم عامة علي الماء الذي يحتوي علي أي مادة تمنع الصابون من عمل رغوة وذلك لأن أملاح المعادن تتفاعل مع الصابون لتكون أملاح غير ذائبة وبعد ترسيب هذه الأملاح يبدأ الصابون في عمل رغوة.

وقد يكون العسر مؤقتا وهو الناتج من وجود بيكربونات كالسيوم ويسمي أيضا عسر الكربونات وهو يزول بالتسخين حيث تتحلل البيكربونات إلى كربونات كالسيوم تترسب وثاني أكسيد كربون.

وقد يكون العسر دائم ويسمي العسر غير الكربوني وهو ينتج من وجود كبريتات وكلوريدات وسليكات الكالسيوم والمغنسيوم ولا يمكن إزالته بالغليان ولكن يمكن إزالته بهيدروكسيد الصوديوم أو الجير أو الزيوليت.

ودائما ما نعبر عن العسر بمصطلح كربونات الكالسيوم CaCO_3 وعسر الكربونات يتعين بالحساب من نتائج تعيين قلوية الكربونات العادية والبيكربونات.

وبإجراء اختبار العسر الكلى ومعرفة قيمة القلوية يمكن تحديد نوع العسر بالمياه حسب الاحتمالات التالية:

أ- إذا كانت القلوية الكلية $\leq$ العسر الكلى : فهذا يعنى عدم وجود عسر دائم بالمياه

(بمعنى ان: العسر الكلى = العسر المؤقت)

ب- إذا كانت القلوية الكلية $>$ العسر الكلى : فهذا يعنى احتواء المياه نوعي العسر مؤقت و دائم

(بمعنى ان: العسر المؤقت = القلوية الكلية ، العسر الدائم = العسر الكلى - القلوية الكلية)

وتصنف درجات العسر عامة كالآتي:

- ١- ماء يسر : وهو الذي يحتوي على الأملاح المذكورة أعلاه بحد أقل من ٥٠ جزء في المليون.
 - ٢- ماء متوسط العسر : وهو الذي يتراوح فيه تركيز الأملاح بين ٥٠ - ١٥٠ جزء في المليون.
 - ٣- ماء عسر : وهو الذي يحتوي على أملاح مسببة للعسر بتركيز من ١٥٠ - ٣٠٠ جزء في المليون.
 - ٤- ماء شديد العسر : وهو الذي يحتوي على أملاح مسببة للعسر بتركيز أكبر من ٣٠٠ جزء في المليون.
- يتفاعل الكالسيوم والماغنسيوم مع ثنائي صوديوم إيثيلين ثنائي الأمين رباعي الخـلات (Ethylene diamine tetra-acetate) المعروف بـ (Na₂EDTA) عند وسط هيدروجيني ١٠ (±٠,١). وتحدد نقطة النهاية للتفاعل باستخدام دليل (Eriochrome black T) الذي يتميز بلونه الأحمر في وجود الكالسيوم والماغنسيوم ولونه الأزرق عندما تتفاعل هذه الكاتيونات جميعها.
- $$Ca^{2+} & Mg^{2+} + E.B.T \rightarrow Ca^{2+} & Mg^{2+} (E.B.T)^{2+} + EDTA^{-2} \rightarrow Ca^{2+} & Mg^{2+} EDTA^{-2} + E.B.T + 2H^{+}$$
- (Wine-red) (blue)

(المعيار: ٥٠٠ ملليجرام كربونات كالسيوم/ لتر)

٢-٢-٣ جمع وحفظ العينة:

يجب جمع العينات في أوعية زجاجية أو بلاستيكية بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل، ويجب تحليل العينة فوراً (خلال ساعة)، ويمكن تخزينها لمدة تصل الي سبعة أيام إذا حمضت العينة وحفظت في ثلاجة عند درجة حرارة ٤°م مع ملاحظة أن تكون العينة في درجة حرارة الغرفة عند تحليلها.

٣-٢-٣ الأجهزة والأدوات:

الأجهزة والأدوات المناسبة لإجراء المعايير.

٤-٢-٣ الكواشف والمحاليل:

أ- المحلول المنظم للعسر:

١. يذاب ١,١٧٩ جرام من ثنائي صوديوم EDTA ، ٧٨٠ ملليجرام من كبريتات الماغنسيوم سباعية ماء التبلر (MgSO₄.7H₂O) - أو - ٦٤٤ ملليجرام كلوريد ماغنسيوم سداسي ماء التبلر (MgCl₂.6H₂O) في ٥٠ مليلتر من الماء المقطر مرتين الخالي من الأيونات.
٢. يقلب هذا المحلول في قارورة عيارية سعة ٢٥٠ مليلتر تحتوى على ١٦,٩ ملليجرام كلوريد أمونيوم (NH₄Cl) ، ١٤٣ مليلتر من محلول الأمونيا المركزة وترج جيداً. يخفف المحلول حتى العلامة بالماء المقطر.
٣. يخزن المحلول في قارورة بلاستيكية بغطاء محكم. والمحلول ثابت لمدته شهر تقريباً. ويجب التخلص منه عندما لا يؤدي إضافة ١-٢ مليلتر منه إلى العينة إلى الوصول بالرقم الايدروجيني إلى ١٠ ± ٠,١ وحدة عند نقطه النهاية في المعايرة.

ب- دليل إيروكروم بلاك تى (Eriochrome Black T Indicator): يطن ٠,٥ جرام من إيروكروم بلاك تى مع ١٠٠ جرام كلوريد صوديوم.

ج- محلول المعايرة (إيديتا ٠,٠١ مول (٠,٠٢ ع)): أذب فى ماء مقطر ٣,٧٢٣ جم من الإيديتا **Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate** ويكمل الحجم للتر بالماء المقطر ثم يعاير بمحلول الكالسيوم القياسى كما يلى:

١- وضع ١٠ مليلتر من المحلول القياسى للكالسيوم فى ورق مخروطى محتويا على ٥٠ مليلتر ماء مقطر.

٢- يضاف ١ مليلتر من المحلول المنظم.

٣- يضاف ملعقة صغيرة من الدليل الجاف الصلب **Eriochrome Black T**.

٤- تجرى المعايرة ببطء مع استمرار التقليب حتى يختفى اللون الأحمر. ويراعى إضافة القطرات الأخيرة ببطء (٣-٥ ثانيه بين كل قطرة مضافة). وعند نقطة التكافؤ يتحول اللون إلى الأزرق. وتستغرق فترة المعايرة مدة لا تزيد عن ٥ دقائق من وقت إضافة المحلول المنظم.

د- محلول الكالسيوم القياسى (كربونات كالسيوم ٠,٠٢ ع): أضف ١ جم من كربونات الكالسيوم اللامائية (سبق تجفيفه عند ١٠٥°م) فى ورق مخروطى سعة ٥٠٠ مل. يضاف حمض هيدروكلوريك (١+١) نقطة نقطة من خلال قمع زجاجى عند فوهة الدورق حتى يتم ذوبان كل كربونات الكالسيوم. يضاف حوالى ٢٠٠ مل ماء مقطر ويسخن المحلول لفترة قصيرة لطرد غاز ثانى أكسيد الكربون. يبرد المحلول ثم يضاف نقطة من دليل الميثيل الأحمر ليصبح المحلول وردي اللون. يتم ضبط اللون حتى يصير برتقالياً وذلك بإضافة نقط من محلول هيدروكسيد الأمونيوم (٣ع). إذا اختفى اللون الوردي ولم يظهر اللون البرتقالى يضاف نقط من دليل الميثيل الأحمر ثم يضاف نقط من حمض الهيدروكلوريك المخفف (١+١) حتى يتم ضبط اللون ويصبح برتقالياً. ينقل المحلول كميًا وبغاية إلى ورق قياسى سعة لتر ويكمل الحجم حتى العلامة بالماء المقطر.

١ مل = ١ مجم كربونات كالسيوم CaCO_3

هـ- حمض هيدروكلوريك (١+١): أضف يحذر وأمزج ببطء ١٠٠ مل من حمض الهيدروكلوريك المركز على ١٠٠ مل من الماء المقطر.

و- دليل الميثيل الأحمر **Methyl Red** (٠,١٪ فى الماء): أذب ٠,١ جم من ملح صوديوم الميثيل الأحمر فى الماء المقطر، وأكمل الحجم إلى ١٠٠ مل.

ز- محلول أمونيا مائى (٣ عيارى): خفف فى دولاب الأبخرة ٥٠ مل من هيدروكسيد الأمونيوم المركز إلى ٢٥٠ مل بالماء المقطر.

ح- محلول أمونيا مائى (١ عيارى): خفف فى دولاب الأبخرة ١٧ مل من هيدروكسيد الأمونيوم المركز إلى ٢٥٠ مل بالماء المقطر.

٣-٢-٥- خطوات التحليل:

خطوة (١): المعالجة الابتدائية

- أ. لا تجرى أى معالجه لعينات مياه الشرب والمياه السطحية والمياه المالحة.
- ب. تجرى عملية هضم لعينات الصرف أو العينات عاليه التلوث.

خطوة (٢): معايرة العينة

- أ. يوضع ٢٥ - ١٠٠ مليلتر من العينة فى ورق مخروطى ويعادل المحلول باستخدام محلول أمونيا مائى ١ عيارى ثم يخفف المحلول إلى ١٠٠ مليلتر إذا لزم الأمر.
- ب. يضاف ١-٢ مليلتر من المحلول المنظم ليعطى رقم أيروجينى 10 ± 0.1 .
- ج. يضاف ملعقة صغيره من الدليل الجاف.
- د. تجرى عملية المعايرة ببطء مع استمرار التقليب مع محلول EDTA القياسي حتى يتحول اللون الأحمر إلى الأزرق.
- هـ. إذا لم تكن نقطة نهاية المعايرة واضحة يضاف ٢٥٠ ملليجرام سيانيد صوديوم كمثبط وتجرى المعايرة.

٣-٢-٦- التداخلات:

تداخل أيونات العناصر الثقيلة إن وجدت فى المعايرة تسبب أخطاء وللتغلب على ذلك يضاف محلول سيانيد الصوديوم للتخلص من أثر هذه العناصر وتحويلها إلى صورة معقدة ويراعى أن مادة السيانيد سامة وقاتلة.

يتأثر العسر الكلي بوجود معادن معينة كالأورثوفوسفات والمواد الغروية والعضوية المعلقة، وعسر الكالسيوم يتأثر بوجود Sr ، Ba والاورثوفوسفات ومع ذلك فإن معظم أنواع المياه لا تحتاج لموانع التفاعل الكيميائي.

زيادة الرقم الهيدروجينى بدرجة كبيرة يسبب ترسيب كربونات الكالسيوم وهيدروكسيد الماغنسيوم وأيضا يسبب تغير لون الصبغة. لذا وجد أن الرقم الهيدروجينى المناسب هو $10 (\pm 0.1)$. وألا يزيد زمن إتمام المعايرة عن ٥ دقائق لتقليل ترسيب كربونات الكالسيوم.

التفاعل يتم ببطء مع العينات الباردة، كما أن الدليل يتحلل بارتفاع درجة الحرارة، لذا يجب أن تحلل العينة فى درجة حرارة الغرفة.

٣-٢-٧- الحسابات:

$$\frac{\text{ح} \times 1000}{\text{حجم العينة (بالملييلتر)}} = \text{العسر (ملليجرام كربونات كالسيوم/ لتر)}$$

حيث:

ح = حجم محلول EDTA المستخدم في المعايرة بالملييلتر

ع = عيارية محلول EDTA

٣-٢-٨- التقرير:

يجب قياس وتسجيل عسر المياه الخام والمياه المعالجة مرة يوميا، وتسجل بدفتر المراقبة اليومية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.

٣-٢-٩- مراقبة الجودة:

تجرى تجربة معايرة بالمحاليل القياسية، كما يمكن الرقابة على النتائج بتكرار تحليل عينة مرة أخرى.

عسر الكالسيوم		الإجراء المقاس	
المعايرة	الطريقة	٣-٣	إجراء رقم
الطرق القياسية لفحص المياه والمياه العادمة، الطبعة العشرون، ١٩٩٨. SM- 3500-Ca B	المرجع	١	إصدار رقم

٣-٣-١- المجال:

يتحد الكالسيوم أولاً في عينة المياه التي تحتوي على كل من الكالسيوم والمغنسيوم عند إضافة محلول الإيدتا EDTA إلى العينة. أما عند رفع الرقم الهيدروجيني يتم ترسيب المغنسيوم على هيئة هيدروكسيد المغنسيوم حيث يمكن تقدير الكالسيوم مباشرة وذلك مع استخدام دليل يتحد مع الكالسيوم، ويستخدم لذلك هيدروكسيد الصوديوم (١ع) حيث يتم اتحاد الكالسيوم مع الإيدتا عند الرقم الهيدروجيني من ١٢-١٣ ليصبح لون العينة وردي (Pink) ويتغير لونه إلى أرجواني (Purple) عند نقطة انتهاء المعايرة.



(المعيار: ٣٥٠ ملليجرام كربونات كالسيوم/ لتر)

٣-٣-٢- جمع وحفظ العينة:

يجب جمع العينات في أوعية زجاجية أو بلاستيكية بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل، ويجب تحليل العينة فوراً (خلال ساعة)، ويمكن تخزينها لمدة تصل إلى سبعة أيام إذا حمضت العينة وحفظت في ثلاجة عند درجة حرارة ٤°م ملاحظة أن تكون العينة في درجة حرارة الغرفة عند تحليلها.

٣-٣-٣- الأجهزة والأدوات:

الأجهزة والأدوات المناسبة لإجراء المعايرات

٣-٣-٤- الكواشف والمحاليل:

١. هيدروكسيد الصوديوم (١ع): يذاب ٤٠ جرام من ملح هيدروكسيد الصوديوم في لتر ماء مقطر.

٢. دليل الميروكسيد (Murexide Indicator): يطحن ٠,٢ جرام Ammonium Purpurate مع ١٠٠ جرام كلوريد صوديوم.

٣. محلول المعايرة (إيدتا ٠,٠١ مول (٠,٠٢ع)): سبق تحضيره في طريقة العسر الكلى.

٣-٥- خطوات التحليل:

- أ- يوضع ٢٥ - ١٠٠ مليلتر من العينة في ورق مخروطي.
- ب- يضاف ١-٢ مليلتر من هيدروكسيد الصوديوم (١ع) ليعطى رقم هيدروجيني حوالى ١٢-١٣.
- ج- يضاف ملعقة صغيرة من الدليل الجاف (٠,٢ جم).
- د- تجرى عملية المعايرة ببطء مع استمرار التقليب مع محلول EDTA القياسي حتى يتحول اللون إلى نقطة نهاية المعايرة. (Pink to Purple)

٣-٦- التداخلات:

- ١- يؤخذ حجم صغير من العينة ويكمل الى ٥٠ مل بالماء المقطر في حالة إذا ما كانت القلوية الكلية للعينة اكبر من ٣٠٠ مجم/لتر أو يتم معادلة القلوية بإضافة حامض ثم تغلى العينة لمدة دقيقة وتبرد ثم تجرى المعايرة.
- ٢- يجب ان تتم عملية المعايرة بسرعة بعد إضافة دليل الميروكسيد مباشرة لعدم ثباته فى المحاليل القلوية.
- ٣- لمعرفة نقطة نهاية المعايرة يتم مضاهاة العينة بعينة ضابطة (ماء مقطر) مع الأخذ فى الاعتبار إضافة نقطة أو نقطتين زيادة من محلول الأيدتا حتى نتأكد من ثبات اللون وعدم حدوث أى تغيير.

٣-٧- الحسابات:

$$\text{عسر الكالسيوم (ملليجرام كربونات كالسيوم/ لتر)} = \frac{\text{ح} \times 1000}{\text{حجم العينة (بالمليتر)}}$$

حيث:

$$\text{ح} = \text{حجم محلول EDTA المستخدم فى المعايرة بالمليتر} , \text{ع} = \text{عيارية محلول EDTA}$$

$$\text{تركيز الكالسيوم} = \text{عسر الكالسيوم} \times 0,4$$

٣-٨- التقرير:

يجب قياس وتسجيل عسر الكالسيوم للمياه الخام والمياه المعالجة مرة يوميا، وتسجل بدفتر المراقبة اليومية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.

٣-٩- مراقبة الجودة:

يمكن الرقابة على النتائج بتكرار تحليل عينة مرة أخرى.

عسر الماغنسيوم		الإجراء المقاس	
حسابيا	الطريقة	٤-٣	إجراء رقم
الطرق القياسية لفحص المياه والمياه العادمة، الطبعة العشرون، ١٩٩٨.	المرجع	١	إصدار رقم
SM- 3500-Mg B			

٣-٤-١- المجال:

الماغنسيوم هو ثامن عنصر من حيث الوفرة على سطح الأرض ويتواجد بالمياه الطبيعية وتسبب أملاحه وأملاح الكالسيوم عسر الماء. وتعتبر اللحوم والخضروات مصدراً غنياً للماغنسيوم. ويتناول الإنسان حوالي ٢٠٠ - ٤٠٠ ملليجرام/اليوم من الماغنسيوم من الطعام وتقدر بحوالي ٨٠ ٪ من إحتياجات الجسم أما الباقي وهو ٢٠-٥ ٪ فمصدره مياه الشرب. وتمتص الأمعاء حوالي ٣٥ ٪ من هذه الكمية.

(المعيار: ١٥٠ ملليجرام كربونات كالسيوم/ لتر)

٣-٤-٢- جمع وحفظ العينة:

لا يوجد

٣-٤-٣- الأجهزة والأدوات:

لا يوجد

٣-٤-٤- الكواشف والمحاليل:

لا يوجد

٣-٤-٥- خطوات التحليل:

لا يوجد

٣-٤-٦- التداخلات:

لا يوجد

٣-٤-٧- الحسابات:

عسر الماغنسيوم (ملليجرام كربونات كالسيوم/ لتر) = العسر الكلي - عسر الكالسيوم

تركيز الماغنسيوم (ملليجرام ماغنسيوم/ لتر) = عسر الماغنسيوم $\times 0,243$

٣-٤-٨- التقرير:

يجب حساب وتسجيل عسر الماغنسيوم للمياه الخام والمياه المعالجة مرة يوميا، وتسجل بدفتر المراقبة اليومية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.

٣-٤-٩- مراقبة الجودة:

يمكن الرقابة على النتائج بتكرار تحليل عينة مرة أخرى.


الكلوريدات		الإجراء المقاس	
المعايرة	الطريقة	٥-٣	إجراء رقم
الطرق القياسية لفحص المياه والمياه العادمة، الطبعة العشرون، ١٩٩٨. SM- 4500-Cl⁻ B	المرجع	١	إصدار رقم

٣-٥-١- المجال:


الكلوريدات هو أحد أكبر الأيونات غير العضوية الذي يوجد طبيعياً في المياه ويمكن أن يختلف محتوى الكلوريدات بشكل كبير، لكن عموماً يزيد بزيادة المحتوى المعدني للمياه. تحتوي مياه الصرف عادة على محتوى كلوريدات أعلى من مياه الشرب، لذلك يمكن أن يكون تركيز الكلوريدات مؤشراً مفيداً للتلوث بمياه المجاري، وتعتبر المخلفات الصناعية ومياه البحر من المصادر الأخرى التي تحتوي على مستويات عالية من الكلوريدات.

والمستويات العادية التي تتواجد بها الكلوريدات في مياه الشرب، لا تكون ضارة بالإنسان. إذا زادت تركيزات الكلوريدات بالمياه يمكن أن تعطى طعماً مالحاً للمياه خاصة إذا كانت الكاتيونات المتواجدة هي الصوديوم.

عند معايرة نترات الفضة مع الكلوريدات في محلول متعادل أو قلوي ضعيف في وجود كرومات البوتاسيوم يتم ترسيب كلوريد الفضة كميّاً قبل تكون كرومات الفضة الحمراء.



باستمرار المعايرة وعند تمام ترسيب كلوريد الفضة تتكون كرومات الفضة ذات اللون الأصفر المحمر وهو اللون الذي يبين نقطة نهاية المعايرة.



(المعيار: 1 NTU)

٣-٥-٢- جمع وحفظ العينة:

تجمع العينة في أوعية نظيفة زجاجية أو بلاستيكية بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل ولا ضرورة لموانع خاصة إذا لزم تخزين العينة.

٣-٥-٣- الأجهزة والأدوات:

الأجهزة والأدوات المناسبة لإجراء المعايير.

٣-٥-٤- الكواشف والمحاليل:

١- محلول دليل كرومات البوتاسيوم: يذاب ٥٠ جرام من كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 في قليل من الماء المقطر. يضاف محلول نترات الفضة $AgNO_3$ حتى يتكون راسب احمر من كرومات الفضة. يترك المحلول لمدة ١٢ ساعة. يرشح ويكمل إلى لتر بالماء المقطر.

٢- محلول قياسي من كلوريد الصوديوم $NaCl$ (0.0141N): يذاب ٠,٨٢٤ جرام من كلوريد الصوديوم (السابق تجفيفه عند درجة حرارة ١٤٠°م لمدة ساعة) في ماء مقطر ثم يكمل إلى لتر بماء المقطر.

١ مل = ٠,٥ ملجرام كلوريد Cl

٣- محلول نترات الفضة القياسي $AgNO_3$ (0.0141N): يذاب ٢,٣٩٥ جرام من نترات الفضة في ماء مقطر ثم يكمل إلى لتر بماء المقطر. ويتم معايره محلول نترات الفضة مع محلول قياسي من كلوريد الصوديوم باستخدام دليل كرومات البوتاسيوم. يحفظ المحلول في قارورة بنية اللون.

١ مل من نترات الفضة = ٠,٥ ملجرام كلوريد Cl

٤- محاليل خاصة لإزالة التداخلات:

(أ) محلول حامض الكبريتيك (ع١): خفف ٢,٨ مل من الحمض المركز إلى ١٠٠ مل بالماء المقطر.

(ب) محلول هيدروكسيد الصوديوم (ع١): يذاب ٤ جم من $NaOH$ في ماء مقطر ويكمل إلى ١٠٠ مل.

(ج) محلول فوق أكسيد الهيدروجين ٣٠٪: $H_2O_2(30\%)$

(د) دليل الفينول فيثالين: يذاب ٠,٥ جم من الدليل في ١٠٠ مل من الكحول الايثيلي ٥٠ ٪ (٥٢,٦ مل كحول ٩٥ ٪ ويكمل الحجم إلى ١٠٠ مل بالماء المقطر الذي سبق غليه وتبريده)، ثم أضف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم (٠,٠٢ ع) حتي بداية ظهور اللون الوردي الخفيف جدا.

(هـ) محلول هيدروكسيد المونيوم معلق: يذاب ١٢٥ جم من الشب البوتاسيوم $AlK(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ أو الشب الأمونيوم $AlNH_4(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ في لتر من الماء المقطر ثم يسخن إلى ٦٠°م ويضاف ببطء مع التقليب ٧٥ مل من هيدروكسيد الأمونيوم المركز (كثافته ٠,٩١٠) ويترك الخليط لمدة ساعة ثم ينقل إلى قنينة كبيرة ويغسل الراسب بالماء المقطر عدة مرات متعاقبة حتى يخلو الراسب من الكلوريد ثم يكمل للتر بالماء المقطر لعمل معلق.

٣-٥-٥- خطوات التحليل:

خطوة (١): المعالجة الابتدائية

(أ) لا تجرى أى معالجه لعينات مياه الشرب والمياه السطحية والمياه المالحة.

(ب) إذا كانت العينة ملونة فيزال اللون بإضافة ٣ مل من محلول هيدروكسيد الألمونيوم المعلق لحجم مناسب من العينة (١٠٠ مل) ويقلب جيداً ويترك دقائق ليرسب ثم يرشح. وفى حالة وجود كبريتيت أو كبريتيد أو ثيوكبريتات يضاف مع التقليل ١ مل من H_2O_2 .

خطوة (٢): معايرة العينة

(أ) إذا كان الرقم الهيدروجيني للعينة في حدود من ٧ - ١٠ يؤخذ حجم معين وليكن ٥٠ مل من العينة فى ورق مخروطى ويضاف إليه دليل كرومات البوتاسيوم، وتتم المعايرة بنترات الفضة حتى نحصل على لون اصفر وردى. ويسجل حجم النترات المستخدم وليكن أ مل.

وإذا لم يكن الرقم الهيدروجيني في هذا المدى يضبط بواسطة حمض الكبريتيك أو هيدروكسيد الصوديوم باستخدام دليل الفينول فيثالين ثم يضاف بضع قطرات (٠,٥ مل) من محلول كرومات البوتاسيوم ثم تعاير مع محلول نترات الفضة القياسي بنفس الطريقة السابقة.

(ب) يجري اختبار ضابط بمعايرة ماء مقطر بنفس الطريقة مع وضع هذا الاختبار الضابط المبين لنقطه النهاية بجوار العينة المعايرة ليساعد على اكتشاف تغير اللون. ويسجل حجم النترات المستخدمة وليكن ب مل.

٣-٥-٦- التداخلات:

أ. مياه الشرب عادة لا تحتوى على مواد متداخلة وان تواجدت تكون بنسب معتدلة لا يعتد بها.

ب. تحتسب أملاح اليوديد والبروميد والسيانيد ان تواجدت بالعينة على انها كلوريد (تداخل ايجابى).

ج. املاح الكبريتيت والكبريتيد والثيوكبريتات تسبب تداخل نتجنه بإضافة فوق اكسيد الهيدروجين.

د. أملاح الفوسفات ان تواجدت بنسب عالية (> ٢٥ مجم/لتر) تسبب تداخل ايجابى.

هـ. أملاح الحديد تسبب صعوبة فى تحديد نقطة نهاية المعايرة إذا زادت عن ١٠ مجم/لتر.

٣-٥-٧- الحسابات:

$$\frac{(أ - ب) \times ١٠٠٠ \times ٠,٥}{\text{حجم العينة (مل)}} = \text{الكلوريدات (ملليجرام كلوريد / لتر)}$$

حيث:

أ = حجم محلول نترات الفضة المستخدم في المعايرة للعينة بالملييلتر

ب = حجم محلول نترات الفضة المستخدم في المعايرة للبلانك بالملييلتر

٣-٥-٨- التقرير:

يجب قياس وتسجيل تركيز الكلوريد للمياه الخام والمياه المعالجة مرة واحدة يوميا، وتسجل بدفتر المراقبة اليومية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.

٣-٥-٩- مراقبة الجودة:


يمكن الرقابة على النتائج بإجراء معايرة بالمحاليل القياسية أو بتكرار تحليل عينة أخرى ومن المهم عند إجراء هذه المعايرة أن يضاف حجم ثابت من الكاشف (٠,٥ مل) ويعاير بنفس كثافة اللون (توقف المعايرة عند اللون الأصفر الوردي وليس البني المائل إلى الحمرة).

الكلور		الإجراء المقاس	
المقارنة اللونية	الطريقة	٦-٣	إجراء رقم
الطرق القياسية لفحص المياه والمياه العادمة، الطبعة العشرون، ١٩٩٨.	المرجع	١	إصدار رقم
SM- 4500-Cl G			

٦-٣-١- المجال:

الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض هي أهم المخاطر التي تواجه إمدادات مياه الشرب، وتهتم الدول المتقدمة والنامية بتطهير المياه وتأمين تلك الإمدادات عن طريق كلورة المياه، بغرض منع انتشار الأمراض التي مصدرها المياه. ويتعلق تدمير الكائنات المسببة للأمراض مباشرة بتركيز الكلور وبوقت التلامس.

والكلور المستخدم يحدث له ذوبان في الماء أولاً ليكون كلور حر ثم يتفاعل الكلور الحر مع الأمونيا وبعض المركبات النيتروجينية ليكون كلورا متحدا ويعتمد وجود الكلور الحر أو الكلور المتحد علي الأس الهيدروجيني، درجة الحرارة، ونسبة الكلور المبدئي الي نسبة النيتروجين. تصف هذه الطريقة خطوات تعيين الكلور الحر والكلور الكلي والكلور المتحد المتبقية في مختلف عينات المياه وتتفاعل التركيزات القليلة من الكلور (أقل من ٤ جزء في المليون) مع الـ (N,N-Diethyl-P-Phenylenediamine) DPD معطيا لونا أحمر - يختلف في شدته حسب تركيز الكلور ويجب تخفيف العينة للتركيزات الأكبر من ٤ جزء في المليون.



(المعيار: ٥ ملليجرام/لتر Cl)

٣-٦-٢- جمع وحفظ العينة:

تجمع العينة في أوعية نظيفة زجاجية أو بلاستيكية وتقدر في الحال.

٣-٦-٣- الأجهزة والأدوات:

يستخدم احد أجهزة القياس اللونية الآتية:

- أ- جهاز قياس الطيف الضوئي Spectrophotometer ذو مسار ضوئي ١ سم أو أكثر عند طول موجي ٥١٥ نانوميتر.
- ب- جهاز قياس ضوئي بالمرشحات Filter photometer مزود بمرشح أقصى نفاذية ضوئية له في المدى من ٤٩٠ – ٥٣٠ نانوميتر وذا مسار ضوئي ١ سم أو أكثر.

٣-٦-٤- الكواشف والمحاليل:

١- محلول الفوسفات الضابط Phosphate Buffer Solution:

يذاب ٢٤ جرام من ثنائي فوسفات الصوديوم اللامائية Na_2HPO_4 ، ٤٦ جرام من أحادي فوسفات البوتاسيوم اللامائية KH_2PO_4 في ماء مقطر (١) ويذاب ٨٠٠ مليجرام من Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid Disodium Salt Dihydrate (EDTA) في ١٠٠ مل من الماء المقطر ويضاف ٢٠ مليجرام من كلوريد الزئبقيك (HgCl_2) إلي المحلول لمنع تكاثر الفطريات (سام ويجب استخدام Pipet aid).

٢- المحلول الكاشف DPD (N,N- Diethy-P-Phenylene Diamine):

يذاب ١ جرام من الكاشف اكسلات (DPD oxalate) أو ١,٥ جرام (DPD sulfate pentahydrate) أو ١,١ جرام من (DPD anhydrous sulfate) في ماء مقطر خالي من الكلور يحتوي علي ٨ مل من حامض الكبريتيك (٣+١)، ٢٠٠ مليجرام من Disodium EDTA ويخفف إلي لتر ويحفظ في الظلام في زجاجة بنية اللون مغطاه بغطاء من الزجاج، يستبعد هذا المحلول إذا تغير لونه.

٣- بللورات من يوديد البوتاسيوم KI

٤- محلول يوديد البوتاسيوم:

يذاب ٥٠٠ مليجرام من يوديد البوتاسيوم (KI) في ١٠٠ مل ماء مقطر حديث سبق غليانه وتبريده ويحفظ في زجاجة بنية بغطاء من الزجاج في الثلاجة.

٥- المحلول الكاشف داي فينيل أمين سلفونات الباريوم (٠,١ ٪):

يذاب ٠,١ جرام من Barium Diphenylamine Sulphonate ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NHC}_6\text{H}_4\text{-4-SO}_3$)₂Ba في ١٠٠ مل من الماء المقطر.

- ٦- محلول زرنيخات الصوديوم:
يذاب ٥ جرام من Sodium Arsenite (NaAsO_2) في لتر من الماء المقطر. (سام وتجنب البلع).
- ٧- محلول ثيوأسيتاميد:
يذاب ٢٥٠ ملليجرام من Thioacetamide (CH_3CSNH_2) في ١٠٠ مل من الماء المقطر.
(عامل مسرطن تجنب البلع وملامسة الجلد).
- ٨- محلول الجليسين:
يذاب ١٠ جرام من Glycine ($\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$) ويسمى أيضاً Aminoacetic acid في ١٠٠ مل من الماء المقطر. (يحفظ في الثلاجة ويستبدل اذا ما تعكر لونه)
- ٩- محلول حامض الكبرتيك:
يخفف ٥ مل من حامض الكبرتيك المركز H_2SO_4 بإضافة ماء مقطر إلى ١٠٠ مل بالماء المقطر.
- ١٠- محلول بيكربونات الصوديوم:
يذاب ٢٧,٥ جرام من NaHCO_3 في ٥٠٠ مل من الماء المقطر.
- ١١- محلول برمنجنات البوتاسيوم لمعايرة جهاز القياس اللوني :
أ- المحلول الرصيد: يذاب ٨٩١ ملليجرام من برمنجنات البوتاسيوم في ١٠٠٠ مل من الماء المقطر في قنينة عياريه. (١ مل من محلول برمنجنات البوتاسيوم يكافئ ١ ملليجرام كلور).
ب- المحلول القياسي: يخفف ١٠ مل من هذا المحلول الرصيد (أ) إلى ١٠٠ مل بإضافة الماء المقطر في قنينة عياريه. (١ مل من محلول برمنجنات البوتاسيوم يكافئ ٠,١ ملليجرام كلور).
ومن ثم إذا خفف ١ مل من هذا المحلول القياسي (ب) إلى ١٠٠ مل بالماء المقطر يعطى لون يكافئ ١ ملليجرام/ لتر كلور.
- ١٢- محلول كبريتات الحديدوز النوشادريه FAS
يذاب ١,١٠٦ جرام من $\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ في كمية من الماء المقطر تحتوي علي ١ مل من حمض الكبريتيك (٣+١) ويكمل المحلول إلى لتر بماء مقطر حديث سبق غليانه وتبريده .
وتضبط عياريته كالتالي : يوضع ١٠٠ مل من محلول FAS المراد ضبطه في دورق مخروطي نظيف ويضاف الآتي: ١٠ مل حمض الكبريتيك (٥+١)، ٥ مل حمض فوسفوريك مركز، ٢ مل من دليل داي فينيل أمين سلفونات الباريوم (٠,١ ٪) وتجري المعايرة بمحلول ثنائي كرومات البوتاسيوم $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ حتى نقطه التعادل وهي (لون بنفسجي يثبت لمدة ٣٠ ثانيه). (كل ١ مل من محلول FAS يكافئ ١٠٠ ميكرو جرام كلور Cl_2 أي يلزمه ٢٠ مل من المحلول $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ المعايير. (يمكن استعمال هذا المحلول لمدة شهر).
- ١٣- محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم:
يذاب ٠,٦٩١ جرام من ثنائي كرومات البوتاسيوم $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ في كمية من ماء مقطر ويكمل حتى اللتر في دورق قياسي حجمي.

٣-٦-٥- خطوات التحليل:

أ- **إعداد المنحني القياسي** : يتم إعداد منحني قياسي يحدد العلاقة بين التركيزات المختلفة من الكلور والكثافة الضوئية عند طول موجي قدره ٥١٥ نانوميتر، ومسار ضوئي ١ سم أو أطول وذلك كما يلي:

- ١- تجهيز مجموعه محاليل قياسية من محلول برمنجنات البوتاسيوم القياسي في دوارق مخروطيه في المدى من ٠,٠٥ إلى ٤ ملليجرام / لتر
 - ٢- يضاف في دوارق مخروطيه ٥ مل من محلول الفوسفات الضابط ، ٥ مل من محلول DPD وتمزج جيدا وذلك لإظهار اللون.
 - ٣- تملأ خلية الجهاز الضوئي المستخدم من الدوارق ويقرأ عند الطول الموجي ٥١٥ نانوميتر مع استخدام المياه المقطرة للتصفير (بلانك).
 - ٤- تعاد محتويات الخلية إلي الدورق لتأكيد النتيجة بالمعايرة بمحلول FAS كالتالي:
- يوضع ٢٠٠ مل جرام EDTA Disodium Salt في الدورق المخروطي ثم يضاف ١ مل من محلول الجليسين ويمزج ثم تجري المعايرة بسرعة بمحلول FAS حتى زوال اللون الأحمر (نقطه التعادل) (القراءة G).

ب- طريقة القياس:

ب-١ تقدير الكلور الحر free chlorine:

يضاف ٠,٥ مل من المحلول الضابط ٠,٥ مل من محلول DPD ثم يضاف ١٠ مل من العينة في أنبوبة اختبار أو خليه الجهاز وتمزج جيدا وتقرأ مباشرة في جهاز القياس الضوئي (القراءة A) .

ب-٢ تقدير مونوكلورامين Monochloramine:

تضاف بلوره من يوديد البوتاسيوم حوالي (٠,١ مل جرام) إلي الانبوبة السابقة المحتوية علي العينة وتمزج ويفضل أضافه ٠,١ مل من محلول يوديد البوتاسيوم المحضر حديثا . تقرأ مباشرة في جهاز القياس الضوئي (القراءة B)

ب-٣ تقدير الداى كلورامين Dichloramine:

يضاف عدد من بلورات يوديد البوتاسيوم حوالي (٠,١ جرام) إلي نفس الأنبوبة السابقة وتمزج لإذابتها وبعد دقيقتين تقرأ في جهاز القياس الضوئي (القراءة C)

ب-٤ تقدير التراي كلورامين Trichloramine:

يضاف بلوره صغيره من يوديد البوتاسيوم حوالي ٠,١ جرام في أنبوبة اختبار نظفيه ثم يضاف ١٠ مل من العينة وتمزج ويضاف ٠,٥ مل من المحلول الضابط إلي ٠,٥ مل من كاشف DPD ثم تضاف محتويات الأنبوبة الثانية إلي محتويات الأنبوبة الأولى وتمزج وتقرأ مباشرة في جهاز القياس الضوئي (القراءة N)

ب-٥ تقدير ثاني أكسيد الكلور Chlorine dioxide:

يضاف ٠,٢ مل من محلول الجليسين إلى ١٠ مل من العينة وتمزج جيداً وفي أنبوبة أخرى يضاف ٠,٥ مل من المحلول الضابط ، ٠,٥ مل من كاشف DPD. ثم تضاف محتويات الأنبوبة الأولى إلي محتويات الأنبوبة الثانية وتمزج جيداً وتقرأ بجهاز القياس الضوئي (القراءة G) أو كما سبق تعيينها بطريقة المعايرة.

٣-٦-٦- التداخلات:

- التركيزات الأكبر من ٤ جزء في المليون تؤدي إلى اختفاء أو شحوب اللون الأحمر بمجرد تكوينه.
- تستخدم زجاجيات وخلية قياس منفصلة لقياس الكلور الحر والكلور المتحد على حده لتجنب تداخلات اليود.

٣-٦-٧- الحسابات:

Reading	NCl_3 Absent	NCl_3 Present
A	Free Cl	Free Cl
B - A	NH_2Cl	NH_2Cl
C - B	NHCl_2	$\text{NHCl}_2 + \frac{1}{2}\text{NCl}_3$
N	—	Free Cl + $\frac{1}{2}\text{NCl}_3$
2(N - A)	—	NCl_3
C - N	—	NHCl_2

٣-٦-٨- التقرير:

يجب قياس وتسجيل تركيز الكلور بجميع مراحل تنقية المياه داخل المحطة وخارجها بشبكة التوزيع على مدار اليوم، وتسجل بدفتر المراقبة اليومية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.

٣-٦-٩- مراقبة الجودة:



يمكن الرقابة علي النتائج بإجراء معايرة بالمحاليل القياسية أو بتكرار تحليل عينة أخرى ومن المهم عند إجراء الاختبار أن يضاف حجم ثابت من الكاشف (٠,٥ مل) كل مرة.

الكلور		الإجراء المقاس	
المعايرة	الطريقة	٧-٣	إجراء رقم
الطرق القياسية لفحص المياه والمياه العادمة، الطبعة العشرون، ١٩٩٨. SM- 4500-CI B	المرجع	١	إصدار رقم

٧-٣-١ - المجال:

الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض هي أهم المخاطر التي تواجه إمدادات مياه الشرب، وتهتم الدول المتقدمة والنامية بتطهير المياه وتأمين تلك الإمدادات عن طريق كلورة المياه، بغرض منع انتشار الأمراض التي مصدرها المياه. ويتعلق تدمير الكائنات المسببة للأمراض مباشرة بتركيز الكلور وبوقت التلامس.

الكلور يحرر اليود من محاليل يوديد البوتاسيوم عند أس هيدروجيني ٨ أو أقل. يعاير اليود المتحرر ضد محلول ثيوسلفات صوديوم عياري مع استخدام النشا كدليل عند أس هيدروجيني من ٣-٤ وذلك لأن التفاعل لا يتم عند الوسط الهيدروجيني العادي نتيجة الأكسدة الجزئية للثيوسلفات إلى سلفات.



٧-٣-٢ - جمع وحفظ العينة:

تجمع العينة في أوعية نظيفة زجاجية أو بلاستيكية وتقدر في الحال.

٧-٣-٣ - الأجهزة والأدوات:

الأجهزة والأدوات المناسبة لإجراء المعايرات.

٧-٣-٤ - الكواشف والمحاليل:

١- حمض خليك مركز (ثلجى)

٢- يوديد بوتاسيوم (بلورى)

٣- محلول أيودات (١، ٠ ع): أذب ٣,٢٤٩ جم من باى-أيودات البوتاسيوم اللامائى $\text{KH}(\text{IO}_3)_2$ - أو - أذب ٣,٥٦٧ جم من أيودات البوتاسيوم KIO_3 السابق تجفيفه عند ١٠٣°م لمدة ساعة واحدة فى ماء مقطر وأكمل الحجم لواحد لتر ويحفظ فى زجاجة محكمة الغلق.

٤- **محلول ثيوسلفات صوديوم (٠,١ ع):** أذب ٢٥ جم من $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ في لتر ماء مقطر سبق غليانه وتبريده حديثاً ثم قم بمعايرة المحلول ضد باي-أيودات البوتاسيوم أو ضد ثنائي كرومات البوتاسيوم بعد انتهاء فترة تخزين اسبوعين على الأقل (حيث تتم أكسدة أي أيونات باي سلفيت موجودة). ثم اضعف للتر المحلول من ٣-٤ مل كلوروفورم للحفاظ من أي نشاط بكتيري. وتضبط عيارية المحلول بأحد الطرق التالية:

(أ) **طريقة الباي أيودات:** في ورق مخروطي به ٨٠ مل ماء مقطر أضعف مع التقليب ١ مل حمض كبريتيك مركز، ١٠ مل محلول أيودات (٠,١ ع)، ١ جم يوديد بوتاسيوم ثم عاير مباشرة ضد محلول ثيوسلفات الصوديوم (٠,١ ع) المراد معايرته حتى اللون الأصفر الباهت. ثم اضعف ١ مل دليل النشا واستمر في المعايرة حتى زوال اللون الأزرق.

(ب) **طريقة ثنائي الكرومات:** تتم بنفس خطوات المعايرة السابقة التي تمت في الأيودات مع استبدال ١٠ مل محلول أيودات (٠,١ ع) بـ ١٠ مل داي كرومات (٠,١ ع) وترك الدورق المخروطي في مكان مظلم لمدة ٦ ق لاتمام التفاعل قبل البدء في معايرة محلول ثيو سلفات الصوديوم (٠,١ ع).

٥- **محلول ثنائي الكرومات (٠,١ ع):** أذب ٤,٩٠٤ جم ثنائي كرومات البوتاسيوم اللامائي $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ في ماء مقطر واكمل الحجم لواحد لتر ويحفظ في زجاجة محكمة الغلق.

٦- **محلول ثيو سلفات صوديوم (٠,٠١ ع):** يحضر بتخفيف ١٠٠ مل من المحلول العياري (٠,١ ع) السابق تحضيره الى ١٠٠٠ مل بماء مقطر سبق غليه وتبريده حديثاً، للحفاظ يضاف لكل لتر ٤ جم بورات صوديوم (بوراكس) NaB_4O_7 ، ١٠ مجم يوديد زئبق HgI_2 . للدقة يعاير المحلول قبل الاستخدام يومياً.

(١ مل من محلول ثيو سلفات صوديوم (٠,٠١ ع) = ٣٥٤,٥ ميكروجرام كلور)

٧- **محلول دليل النشا:** أذب ٠,٥ جم من النشا سهل الذوبان في قليل من الماء البارد ثم صبه في ١٠٠ مل من الماء المقطر المغلي وقلبه جيداً واتركه طوال الليل ليرسب واستخدم المحلول الرائق منه. (للمحافظة أضف لهذه الكمية المحضرة ١٢٥ مجم حمض سالسيلك ، ٠,٤ جم كلوريد زنك).

٨- **محلول يود (٠,١ ع):** اذب أولاً ٤٠ جم يوديد بوتاسيوم KI في ٢٥ مل ماء مقطر خالي من الكلور ثم أذب ١٢,٦٩ جم يود وقلب حتى تمام الذوبان ثم اكمل الحجم للتر بالماء المقطر وعاير المحلول ضد محلول الازوتيت (٠,١ ع) - أو - ضد محلول ثيوسلفات الصوديوم (٠,١ ع) المعايير حديثاً. أستخدم نفس الطريقة المذكورة للباي أيودات (٤-أ) عند المعايرة بثيوسلفات الصوديوم (٠,١ ع)

٩- **محلول يود (٠,٠٢٨٢ ع):** أذب ٢٥ جم من يوديد البوتاسيوم KI في قليل من الماء المقطر ثم أضعف اليها الكمية المناسبة من محلول اليود العياري (٠,١ ع) المصحح عياريته ليعطى العيارية المطلوبة (٠,٠٢٨٢ ع) ويكمل للحجم المناسب بالماء المقطر في فلاسكه عيارية. يخزن المحلول في زجاجة بنية اللون ويحفظ بعيداً عن ضوء الشمس المباشر.

عاير المحلول قبل الاستخدام يومياً باستخدام ٥-١٠ مل ثيوسلفات صوديوم (٠,١ ع) بنفس الطريقة المذكورة سابقاً (٤-أ) مع استبدال وضعي محلول اليود (المراد معايرته) بمحلول ثيوسلفات الصوديوم (المحلول المعايير) حتى اختفاء اللون الأزرق (نقطة انتهاء المعايرة).

٣-٧-٥- خطوات التحليل:

- أ. تحديد حجم العينة المقاسة: حدد حجم عينة المياه الذي لا يحتاج لأكثر من ٢٠ مل من محلول ثيوسلفات صوديوم (٠,٠١ ع) وايضاً لا يقل عن ٠,٢ مل، وعلى سبيل المثال عينة المياه التي بها من ١ - ١٠ مجم كلور/لتر يأخذ منها حجم ٥٠٠ مل للمعايرة، وتأخذ حجم عينة أقل للتركيزات الأعلى.
 - ب. الاعداد للمعايرة: فى ورق مخروطى ضع ٥ مل من حامض الخليك - أو - الكمية الكافية لضبط الأس الهيدروجينى فى حدود ٣-٤ ، ثم اضع ١ جم يوديد بوتاسيوم ثم صب حجم العينة المناسب السابق تحديده مع التقليب.
 - ج. معايرة العينة: بعيداً عن ضوء الشمس المباشر وباستخدام سحاحة قم بالمعايرة حتى اللون الأصفر الباهت، ثم أضف محلول النشا كدليل وأكمل المعايرة حتى زوال اللون الأزرق.
 - د. معايرة البلانك: خذ حجم من المياه المقطرة مماثل لحجم العينة وأضف له ٥ مل حمض خليك، ١ جم يوديد بوتاسيوم، ١ مل نشا وأكمل المعايرة كالتالى:
- ١- إذا تلون المحلول باللون الأزرق: عاير باستخدام ثيوسلفات صوديوم (٠,٠١ ع) حتى اختفاء اللون الأزرق.
 - ٢- إذا لم يعطى المحلول اللون الأزرق: عاير باستخدام محلول اليود (٠,٠٢٨٢ ع) حتى ظهور اللون الأزرق.

٣-٧-٦- التداخلات:

- أ. الأشكال المؤكسدة مثل المنجنيز والعوامل المختزلة مثل الكبريتيد العضوي.
- ب. على الرغم من ان المعايرة عند وسط متعادل تقلل من فرص تداخل ايونات النيتريت والحديدك إلا أن المعايرة عند وسط حمضي أفضل لان بعض أشكال الكلور المتعدد لا تتفاعل عند الوسط ٧ . ويستخدم لذلك حمض الخليك فقط أما حمض الكبريتيك فيزيد من التداخلات وحمض الهيدروكلويك لا يستخدم إطلاقاً.
- ج. يراعى استخدام نفس الحجم والكميات من الحمض ويوديد البوتاسيوم.
- د. اقل تركيز يحس حوالي ٤٠ ميكروجرام كلور/لتر
- هـ. إذا استخدم $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (0.01N) مع عينه بحجم ١ لتر وكانت تركيزات الكلور اقل من ١ مليجرام / لتر لا تستطيع تحديد نقطة نهاية المعايرة بدقه باستخدام كاشف النشا مع اليود - ولذلك يفضل استخدام الطريقة الكهربية (amperometric end point).
- و. هذه الطريقة اليدوية مناسبة لقياس كلور كلي < ١ مليجرام / لتر أما الطرق الكهروكيميائية التى تستخدم خلية قياس كما فى طريقه C ، D بكتاب الطرق القياسية (amperometric) أدق منها.

٣-٧-٧- الحسابات:

$$\text{mg Cl as Cl}_2/\text{L} = \frac{(A \pm B) \times N \times 35450}{\text{mL sample}}$$

Where:

A = mL titration for sample,
 B = mL titration for blank (positive or negative), and
 N = normality of $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$.

٣-٧-٨- التقرير:

يجب قياس وتسجيل تركيز الكلور بجميع مراحل تنقية المياه داخل المحطة وخارجها بشبكة التوزيع على مدار اليوم، وتسجل بدفتر المراقبة اليومية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.

٣-٧-٩- مراقبة الجودة:


يمكن الرقابة علي النتائج بإجراء معايرة بالمحاليل القياسية أو بتكرار تحليل عينة أخرى ومن المهم عند إجراء الاختبار أن يضاف حجم ثابت من الكاشف (٠,٥ مل) كل مرة.

الحديد		الإجراء المقاس	
المعايرة	الطريقة	٨-٣	إجراء رقم
الطرق القياسية لفحص المياه والمياه العادمة، الطبعة العشرون ، ١٩٩٨ . SM- 3500-Fe B	المرجع	١	إصدار رقم

٨-٣-١- المجال:

يتواجد الحديد في صورتين الشكل المختزل (حديدوز Fe^{++}) والشكل المؤكسد كليا (حديدك Fe^{+3}) والأخير نادر التواجد في المحاليل الحقيقية في المياه الطبيعية فيما عدا إذا كانت تلك المحاليل حمضية وذلك لتكون أكاسيد الحديد الغير ذائبة. أما أملاح الحديدوز فهي توجد بكثرة في المحاليل الحقيقية وفي المياه الجوفية والمياه ذات المستوي المنخفض من الأكسجين الذائب، ويشترك الحديد الذائب في الماء من التربة والصخور وأيضا من تآكل المواسير الحديدية الغير محمية بمادة عازلة والخزانات. وأملاح الحديدوز من السهل أكسدتها إلى أملاح حديدك وترسيبها في الماء القلوي. تركيزات الحديد المرتفعة تسبب احمرار المياه وقد تؤدي إلى نمو بكتريا الحديد *Gallionella* مسببة لمشاكل عديدة في الطعم واللون وانسداد المواسير وتلف الطلمبات. ولا توجد تأثيرات صحية معروفة من جراء احتواء مياه الشرب علي الحديد.

يتم تقدير الحديد بتسخين العينة مع حمض لإذابة الحديد ثم يختزل إلى حالة الحديدوز بالهيدروكسيلامين ثم يعامل مع ١٠,١ فينانثرولين لتكوين مركب معقد بلون احمر برتقالي تعتمد شدته على درجة تركيز الحديد ولا يتأثر اللون بحموضة المحلول إذا كان الرقم الهيدروجيني يقع بين ٢-٩ ويبقى اللون ثابتا لمدة لا تقل عن ستة أشهر.



(المعيار : ٠,٣ مجم/لتر Fe)

٣-٨-٢- جمع وحفظ العينة:

يجب تقدير الحديد في العينة بأسرع وقت ممكن بعد أخذها وخاصة في حالة تقدير الحديد الذائب وإذا كانت لتقدير الحديد فيمكن حفظها بتحميضها .

٣-٨-٣- الأجهزة والأدوات:

- سبكتروفوتوميتر يعمل عند طول موجي ٥١٠ نانوميتر باستخدام خلية قياس ذات مسار ضوئي ١ سم.
- الأدوات والزجاجيات المناسبة لإجراء التحليل (كأنابيب نسلر، دوارق، ماصات،...) وتكون مغسولة بحامض الهيدروكلوريك المركز ومشطوفة بماء الصنبور ثم بالماء المقطر قبل الاستعمال.

٣-٨-٤- الكواشف والمحاليل:

١- محلول خلات الأمونيوم المنظم:

يذاب ٢٥٠ جم من خلات الصوديوم $\text{NH}_4\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2$ في ١٥٠ مل من الماء المقطر. ثم أضف ٧٥٠ مل حامض خليك (ثلجي). يراعى اختبار المحلول مع عينة قياسية عند كل تحضيره. (يغطى بإحكام)

٢- محلول الهيدروكلوريك الهيدروكسيلامين:

يذاب ١٠ جم من الهيدروكلوريك الهيدروكسيلامين $\text{NH}_2\text{OH}.\text{HCl}$ في ١٠٠ مل ماء مقطر (المحلول ثابت لعدة أشهر)

٣- محلول الفينانثرولين:

يذاب ٠,١٢ جم من الفينانثرولين في ١٠٠ مل ماء مقطر بواسطة التقليل والتسخين حتى ٨٠°م مع تجنب غليان المحلول ويجب عدم استعمال هذا المحلول إذا أغمق لونه ويحفظ في مكان بارد مظلم. (المحلول ثابت لعدة أشهر)

٤- محلول الحديد الرصيد:

في كأس زجاجي خفف ٢٠ مل من حامض الكبريتيك المركز إلى حجم ٥٠ مل بالماء المقطر، ثم يذاب به ١,٤٠٤ جم من كبريتات الحديدوز النوشادرية $\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ، ثم أضف عدة نقاط من محلول البرمنجانات (١مول) حتى ثبات اللون الوردي الخفيف، ثم أكمل الحجم للتر بالماء وقلب جيدا. (المحلول ثابت لعدة أشهر). ١ مل من المحلول = ٠,٢ مجم حديد Fe

٥- حمض الهيدروكلوريك المركز

٦- محلول الحديد القياسي:

المحلول القياسي ١٠: يحضر هذا المحلول أولاً بأول عند عمل الاختبار وذلك بأخذ ٥٠ مل من المحلول الرصيد ونقلها إلى دورق عياري سعة لتر وإكمالها بالماء المقطر الخالي من الحديد لغاية العلامة ويحتوي المليلتر الواحد من هذا المحلول علي ٠,٠١ مجم حديد Fe.

المحلول القياسي ١: يحضر هذا المحلول أولاً بأول عند عمل الاختبار وذلك بأخذ ٥ مل من المحلول الرصيد ونقلها إلى دورق عياري سعة لتر وإكمالها بالماء المقطر الخالي من الحديد لغاية العلامة ويحتوي المليلتر الواحد من هذا المحلول علي ٠,٠٠١ مجم حديد Fe.

٧- المحاليل القياسية المقارنة:

يؤخذ بندقه بواسطة ماصه أحجام مختلفة من المحلول القياسي وتوضع في دورق مخروطي سعة ١٢٥ مل وتعالج مثل العينة تماماً.

في حاله المقارنة بالعين يؤخذ مجموعه مكونه من ١٢ من المحاليل القياسية المقارنة تتراوح محتوياتها بين ٠,٠٠١ - ٠,١٢ مجم من الحديد في أنابيب نسلر سعة ١٠٠ مل ذو علامتين.

٣-٨-٥- خطوات التحليل:

أ- إعداد المنحنى القياسي :

حضر سلسلة من المحاليل القياسية لمعايرة الحديد تتضمن تركيز الحديد المتوقع قياسه في المدى (٠,٠١ - ١,٥ مجم/لتر من الحديد). يجب أن يمثل المنحنى من العينة الخالية وثلاث نقاط قياسية على الأقل. مثل الحديد مقابل الامتصاص بالرسم البياني بالمليجرام/لتر. عند طول موجي ٥١٠ نانومتر، ومسار ضوئي ١ سم أو أطول.

ب- طريقة القياس:

(١) يرج المحلول القياسي (أو العينة) جيداً ويؤخذ منها الحجم المناسب (٥٠ مل) وتنقل إلى دورق مخروطي سعة ١٢٥ مل وذلك في حالة ما إذا كانت العينة تحتوي علي أقل من ٢ مجم/لتر من الحديد. أما إذا كانت العينة تحتوي علي أكثر من ذلك فيؤخذ حجم أقل يحتوي علي ما لا يزيد عن ٠,١٢ مجم حديد ويكمل بالماء المقطر لغاية ٥٠ مل.

(٢) يضاف بعد ذلك ٢,٠ مل حمض الهيدروكلوريك المركز، ١ مل من محلول الهيدروكسيل أمين وقليل من كرات الزجاج.

(٣) يسخن المحلول حتى الغليان وللتأكد من تمام إذابة الحديد يستمر الغليان الهادئ حتى حجم ١٥-٢٠ مل ثم يبرد لدرجة حرارة الغرفة. (إذا وصل المحلول الى درجة الجفاف دون قصد يتم اذابة المتبقيات في ٢ مل حامض هيدروكلوريك مركز، ٥ مل ماء مقطر)

(٤) ينقل المحلول لدورق قياس سعة ١٠٠ مل ويضاف ١٠ مل من المحلول المنظم (خلات الامونيوم) ثم ١٠ مل من محلول الفينانثرولين ثم يكمل بالماء المقطر للعلامة ويمزج جيداً ويترك لمدة ١٥ دقيقة حتى يظهر اللون كاملاً.

(٥) قيس درجة امتصاصية الضوء (absorbance) عند طول موجي ٥١٠ نانومتر، ومسار ضوئي ١ سم (حساسية ٠,٠٥ Fe مجم/لتر). أو يقارن اللون بالمحاليل القياسية في أنابيب نسلر.

٣-٨-٦- التداخلات:

المواد المؤكسدة القوية يتخلص من أثر تداخلها بإضافة زيادة من الهيدروكسيل أمين. كما أن إضافة زيادة من الفينانثرولين يمنع تداخل ايونات المعادن الأخرى. اللون والمواد العضوية يمكن التخلص من تأثيرها بالتبخير حتى الجفاف ثم إذابة المتبقيات في الحامض.

٣-٨-٧- الحسابات:

المنحنى القياسي ذو المدى المناسب (٠,٠١ - ١,٥ مجم/لتر من الحديد) يوضح العلاقة بين التركيز والامتصاص ومنه يمكن معرفة تركيز العينة بمدلول الامتصاص.

٣-٨-٨- التقرير:

يجب قياس وتسجيل تركيز الحديد للمياه الخام والمياه المعالجة مرة واحدة أسبوعياً، وتسجل بدقتر المراقبة الأسبوعية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.

٣-٨-٩- مراقبة الجودة:


يمكن الرقابة علي النتائج بإجراء تحليل لعينة قياسية أو بتكرار تحليل عينة أخرى.

المنجنيز		الإجراء المقاس	
المقارنة اللونية	الطريقة	٩-٣	إجراء رقم
الطرق القياسية لفحص المياه والمياه العادمة، الطبعة العشرون، ١٩٩٨. SM- 3500-Mn B	المرجع	١	إصدار رقم

٣-٩-١- المجال:

يسبب معدن المنجنيز مشاكل في إمدادات المياه مثل تلك التي يسببها وجود الحديد وهي مشاكل تتعلق بشكل المياه فقط ولا تسبب أية آثار ضارة بالصحة ولا يسبب المنجنيز عادة تلون المياه ولكن عند مستوي أكبر من ٠,٠٥ مجم / ل يصبغ الملابس وعند ١ مجم / ل يصبغ ١ أطقم الحمامات باللون الاسود والمنجنيز أقل انتشارا في الطبيعة عن الحديد ولذا يقل جودة في المياه عن الحديد

ويتم تقدير المنجنيز بأكسدة أملاح المنجنيز الذائبة إلى برمنجنات بواسطة فوق كبريتات الأمونيوم $(NH_4)_2S_2O_8$ في وجود نترات الفضة ويكون اللون الناتج ثابتاً لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة بشرط وجود كمية زائدة من فوق الكبريتات وعدم وجود بقايا مواد عضوية ثم مقارنة اللون الناتج مع محاليل كبريتات المنجنيز.



(المعيار: ٠,٤ ملليجرام/ لتر Mn)

٣-٩-٢- جمع وحفظ العينة:

تجمع العينة في أوعية نظيفة زجاجية أو بلاستيكية بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل، ويجب تحليل العينة بأسرع ما يمكن (خلال ساعة) وفي حال تخزينها يجب تحميضها بحامض النيتريك لوسط هيدروجيني > ٢ .

٣-٩-٣- الأجهزة والأدوات:

سبكتروفوتوميتر يعمل عند طول موجي ٥٢٥ نانوميتر باستخدام خلية قياس ذات مسار ضوئي ١ سم.

٣-٩-٤ - الكواشف والمحاليل:

١- محلول قياسي للمنجنيز:

(١) يذاب ٣,٢ جم من برمنجانات بوتاسيوم فى لتر ماء مقطر ويترك لعدة أسابيع معرضا لأشعة الشمس او يسخن لعدة ساعات بالقرب من درجة الغليان. ثم يرشح بمرشح زجاجى دقيق.
(٢) يعاير هذا المحلول المبدئى باستخدام اكسالات الصوديوم كالتالى:
يذاب ١٠٠-٢٠٠ مجم (± 1 مجم) من أوكسالات الصوديوم فى ١٠٠ مل ماء مقطر فى كأس سعة ٤٠٠ مل- ثم أضف ١٠ مل حامض كبريتيك ١+١ وسخن سريعا لدرجة ٩٠-٩٥ م° - ثم عاير بمحلول البرمنجانات مع التقلاب حتى نقطة نهاية المعايرة (ثبات اللون الوردى Pink لمدة دقيقة) ويراعى أن لا تنخفض درجة الحرارة عن ٨٥ م° أثناء المعايرة.
(١٠٠ مجم من الأوكسالات $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ تستهلك ١٥ مل من محلول البرمنجانات)

يتم إجراء المعايرة السابقة على عينة خالية (ماء مقطر مضاف له حمض الكبريتيك) وتصحح كالتالى:

$$\text{عيارية محلول البرمنجانات المبدئى (ع)} = \frac{\text{الأوكسالات (جم)}}{\text{(أ - ب)} \times 0,06701}$$

حيث: أ = حجم محلول البرمنجانات بالمليتر المستخدم فى المعايرة للعينة
ب = حجم محلول البرمنجانات بالمليتر المستخدم فى المعايرة للبلانك

(٣) يحسب عدد مليلترات البرمنجانات اللازمة لتحضير لتر واحد من محلول قياسي يحتوى على ٥٠ مجم منجنيز (٠,١ ع) كالتالى:

$$\text{حجم البرمنجانات (مل)} = \frac{4,00}{\text{عيارية البرمنجانات (ع)}}$$

(٤) أضف من ٢-٣ مل حامض كبريتيك مركز، مع إضافة نقط من كبريتيت الصوديوم NaHSO_3 والتقلاب حتى زوال لون البرمنجانات ثم اغلى المحلول للتخلص من SO_2 الزائد ثم برد وخفف لحجم واحد لتر بالماء المقطر. (١ مل من هذا المحلول القياسى = ٠,٠٥٠ مجم منجنيز)

٢- المحلول الخاص بالمنجنيز :

يذاب ٧٥ جم من كبريتات الزئبىك HgSO_4 فى ٤٠٠ مل من حامض النيتريك المركز، ٢٠٠ مل ماء مقطر، ثم يضاف ٢٠٠ مل من حامض فوسفوريك (٨٥٪) H_3PO_4 ، ثم ٣٥ مجم نترات فضة. برد وأكمل الحجم إلى لتر بالماء المقطر.

٣- بيرسلفات الأمونيوم: $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ (يستخدم بصورة جافة (صلب))

٣-٩-٥- خطوات التحليل:

أ- إعداد المنحنى القياسي :

حضر سلسلة من المحاليل القياسية لمعايرة المنجنيز تتضمن التركيز المنجنيز المتوقع قياسه فى المدى (٠,١ - ١,٥ مجم/لتر من المنجنيز). يجب أن يمثل المنحنى من العينة الخالية وثلاث نقاط قياسية على الأقل. مثل الحديد مقابل الامتصاص بالرسم البياني بالمليجرام/لتر. عند طول موجى ٥٢٥ نانومتر، ومسار ضوئى ١ سم أو أطول.

ب- طريقة القياس:

- (١) يرج المحلول القياسى (أو العينة) جيدا ويؤخذ منها الحجم المناسب (٥٠ مل) وتنقل إلى كأس سعة ١٢٥ مل ويضاف ٢,٥ مل من المحلول الخاص بالمنجنيز ثم يغلى المحلول على سخان سطحى ويركز إلى حوالى ٩٠٪ من الحجم الأصلي.
- (٢) ترفع العينة من سطح التسخين ويضاف لها ٠,٥ جم من فوق كبريتات الأمونيوم ثم اعد غليان المحلول لمدة دقيقة ثم ارفعه ثانية واتركه لمدة دقيقة ثم برد بماء الصنبور ثم أكمل الحجم إلى ٥٠ مل فى أنبوبة نسلر وامزج جيدا.
- (٣) تجنب التسخين لفترة طويلة والتبريد ببطئ. وجود المنجنيز يعطي لونا بنفسجيا يقرأ علي الجهاز او بالمقارنة مع محاليل قياسية عولجت بنفس الطريقة ومقارنتها بالعينة
- (٤) ثم قيس درجة امتصاصية الضوء (absorbance) عند طول موجى ٥٢٥ نانومتر، ومسار ضوئى ١ سم.

٣-٩-٦- التداخلات:

يزال أثر تداخل الكلوريدات الموجود فى حدود تزيد عن ٠,١ جم بإضافة كبريتات الزئبق لتكوين مركبات قليلة التحلل ويتداخل أيضا البروميد واليوديد ولكن بكميات قليلة جدا نظرا لأنهما يتواجدان في مياه النيل بنسبة قليلة جدا.

٣-٩-٧- الحسابات:

اعمل منحنى قياسي فى مدى من ٠,١ - ١,٥ مجم/لتر منجنيز يوضح العلاقة بيت التركيز والامتصاص ومنه يمكن معرفة تركيز العينة بمعدل الامتصاص.

٣-٩-٨- التقرير:

يجب قياس وتسجيل تركيز المنجنيز للمياه الخام والمياه المعالجة مرة واحدة أسبوعياً، وتسجل بدفتر المراقبة الأسبوعية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.


٣-٩-٩- مراقبة الجودة:

حضر عينة بلانك وعينتين قياسييتين على الأقل (فى نفس المدى المقاس للعينة) مع معاملتهم بنفس ظروف العينة والقياس.

الكبريتات		الإجراء المقاس	
التعكر	الطريقة	١٠-٣	إجراء رقم
الطرق القياسية لفحص المياه والمياه العادمة، الطبعة العشرون، ١٩٩٨. SM- 4500-SO ₄ ²⁻ E	المرجع	١	إصدار رقم

٣-١٠-١- المجال:

الكبريتات من المكونات الشائعة للمياه الطبيعية وكثيرا ما تكون موجودة في مياه الشرب، المياه الصناعية وفي المصارف الصناعية والمنزلية. يتراوح تركيزها بين بضعة عشرات إلى بضعة آلاف ملليجرام/لتر. التركيزات العالية (أكثر من ٥٠٠ ملليجرام/لتر) قد تسبب إسهال وجفاف خاصة الأطفال الرضع. طريقة القياس بالتعكر أبسط الطرق لتقدير الكبريتات، وهي قابلة للتطبيق في النطاق ١-٤٠ مجم/لتر. حيث يرسب ايون الكبريتات على شكل كبريتات الباريوم بالتفاعل مع كلوريد الباريوم وقياس التعكر لمعلق كبريتات الباريوم بجهاز قياس التعكر وإعداد منحني معايرة لتحديد تركيز الكبريتات في العينات.



٣-١٠-٢- جمع وحفظ العينة:

يجب تقدير الحديد في العينة بأسرع وقت ممكن بعد أخذها وخاصة في حالة تقدير الحديد الذائب وإذا كانت لتقدير الحديد فيمكن حفظها بتحميضها.

٣-١٠-٣- الأجهزة والأدوات:

- جهاز قياس التعكر (نفلومتر). أو المطياف (الاسبكتروفوتومتر) بطول موجي ٤٢٠ نانومتر مع طول خلية ٢,٥ إلى ١٠ سم. أو جهاز قياس الشدة الضوئية مع مرشح بنفسي مع أعلى حد طول موجي قريب من ٤٢٠ نانومتر وطول خلية ٢,٥ إلى ١٠ سم.
- قلاّب مغناطيسي ذو سرعة منضبطة منتظمة، مزودة بقضبان مغناطيسية للتحريك.
- أداة توقيت
- ملعقة قياس باستيعاب ٠,٢ إلى ٠,٣ مل
- أدوات وزجاجيات نظيفة ومناسبة لإجراء التحليل (كالدوايق، الماصات،..).

٣-١٠-٤- الكواشف والمحاليل:

١- المحلول أ المنظم:

أذب ٣٠ جم من كلوريد الماغنسيوم $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ ، ٥ جم من خلات الصوديوم $CH_3COONa \cdot 3H_2O$ ، ١٠ جم من نترات البوتاسيوم KNO_3 ، ٢٠ مل من حمض الخليك $H_3COOH(99\%)$ في ٥٠٠ مل من الماء المقطر، وخفف إلى لتر واحد بالماء المقطر.

٢- المحلول ب المنظم:

يستخدم هذا المحلول في حالة كون تركيز الكبريتات أقل من ١٠ مجم/لتر. حضر المحلول مع كل المواد الكيميائية المدرجة للمحلول أ المنظم، وأضف ١١١،٠ جم من كبريتات الصوديوم Na_2SO_4 .

٣- بللورات كلوريد الباريوم (20- 30 mesh)

٤- محلول الكبريتات القياسي:

خفف ١٤٧٩،٠ جم من كبريتات الصوديوم اللامائية Na_2SO_4 في ماء مقطر وخفف إلى لتر واحد- أو خفف ١٠،٤ مل من حامض الكبريتيك (٢٠،٠ ع) الخاص بقياس القلوية إلى ١٠٠ مل بالماء المقطر. (١ مل = ٠،١ مجم SO_4).

٣-١٠-٥- خطوات التحليل:

أ- إعداد المنحنى القياسي :

(١) حضر سلسلة من المحاليل القياسية للكبريتات في المدى (٥ - ٤٠ مجم/لتر). يجب أن يمثل المنحنى من العينة الخالية وثلاث نقاط قياسية على الأقل.

(٢) ارسم منحنى المعايرة (المحور س يمثل التركيز والمحور ص يمثل قراءات الجهاز)

ب- طريقة القياس:

(٣) بواسطة مخبر مدرج ننقل ١٠٠ مل من العينة إلى ورق مخروطي (٢٥٠ مل) ولو زاد تركيز الكبريتات عن ٤٠ مجم/لتر نخفف العينة بدرجة محسوبة.

(٤) أضف ٢٠ مل من المحلول المنظم

(٥) نحرك العينة بالمحرك المغناطيسي وتضبط السرعة لحد مناسب (تستخدم لجميع العينات).

(٦) خلال التحريك، أضف ملعقة قياس واحدة مملوءة بشكل كامل من بلورات كلوريد الباريوم وابدأ باحتساب الوقت فوراً لمدة دقيقة واحدة بسرعة ثابتة.

- (٧) اسكب المحلول إلى خلية القياس وضع الخلية في جهاز قياس العكر أو المطياف
- (٨) سجل القراءة بعد السماح للعينة بأن تستقر لمدة 5 ± 0.5 ق
- (٩) استخدم الرسم البياني للمنحنى القياسي لمعرفة تركيز الكبريتات. مع ملاحظة تصحيح التركيز حسب عكارة العينة.

٣-١٠-٦-التداخلات:

- السليكا في التركيزات الأعلى من ٥٠٠ مجم/لتر ستتداخل.
- المياه ذات المحتوى العضوى العالى يصعب بها ترسيب كبريتات الباريوم بشكل مرضى.
- عكارة العوالق يزال تأثيرها إما بالترشيح أو بتصحيح النتيجة بطرح قيمة العكارة للعينة بدون اضافات

٣-١٠-٧-الحسابات:

المنحنى القياسى ذو المدى المناسب (٥ - ٤٠ مجم/لتر من الكبريتات) يوضح العلاقة بين التركيز ودرجة التعكر ومنه يمكن معرفة تركيز العينة بمدلول التعكر.

٣-١٠-٨-التقرير:

يجب قياس وتسجيل تركيز الكبريتات للمياه الخام والمياه المعالجة مرة واحدة أسبوعياً، وتسجل بدفتر المراقبة الأسبوعية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.

٣-١٠-٩-مراقبة الجودة:


يمكن الرقابة علي النتائج بإجراء تحليل لعينة قياسية أو بتكرار تحليل عينة أخرى.

الأمونيا		الإجراء المقاس	
المقارنة اللونية	الطريقة	١١-٣	إجراء رقم
الطرق القياسية لفحص المياه والمياه العادمة، الطبعة العشرون، ١٩٩٨. SM- 4500-NH3 F	المرجع	١	إصدار رقم

١١-٣-١- المجال:

النيتروجين هو أحد المغذيات الموجودة في البيئة وهو ضروري للحفاظ على النمو لمعظم الكائنات الحية. يوجد في عدة أشكال مثل النترا، النيتريت، النيتروجين العضوي (البروتينات، الأحماض الأمينية)، والأمونيا. يوجد نيتروجين الأمونيا طبيعياً في المياه السطحية ومياه الصرف ويقل تركيزها بصفة عامة في المياه الجوفية وتدل الزيادة الفجائية في تركيز الأمونيا في المياه الخام بصفة عامة علي تلوث بالصرف العضوي ووجود الأمونيا في مياه الشرب بتركيز أعلي من ١,٥ مجم / ل يسبب مشاكل في الطعم والرائحة ويدل علي تلوث حديث للمياه ونشاط بكتيري في مرحلته الأولى، ويستدل بمستوي الأمونيا في الماء لتعيين كمية الكلور المطلوب للحصول علي كلور متبقي حر، وتبذل الأمونيا احتياجاً للكلور يساوي حوالي ١٠ مرات بالنسبة للوزن فمثلاً المياه التي بها ٠,٢ مجم/ل من الأمونيا سوف تستهلك حوالي ٢ مجم /ل من الكلور قبل الحصول علي كلور حر متبقي.

وتعتمد طريقة الفينات لتعيين الأمونيا بالمياه علي مقارنة الألوان الناتجة من معالجة العينة والعينات القياسية بالهيبوكلوريت، الفينول، ونيتروبروسيد الصوديوم (كمحفز)، لتكوين مركب الإندوفينول الذي يتميز بلونه الشديد الزرقاء، حيث تتناسب شدة لونه طردياً مع كمية الأمونيا الموجودة.



(المعيار: ٠,٥ ملليجرام/ لتر NH_3)

٣-١١-٢- جمع وحفظ العينة:

تجمع العينة في أوعية نظيفة زجاجية أو بلاستيكية بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل، يزال الكلور في الحال باستخدام ثيوكبريتات الصوديوم بعد جمع العينة ويجب تحليل العينة بأسرع ما يمكن (خلال ساعة) ولكن يمكن تحميضها بـ ٠,٨ مل H_2SO_4 مركز لكل لتر من العينة وتحفظ عند $4^\circ C$ لأكثر من أسبوع وعند استخدام الحفظ بالحمض تعادل العينات بواسطة NaOH في الحال قبل التحليل.

٣-١١-٣- الأجهزة والأدوات:

- سبكتروفوتوميتر يعمل عند طول موجي ٦٤٠ نانوميتر باستخدام خلية قياس ذات مسار ضوئي ١ سم.
- الأدوات والزجاجات المناسبة لإجراء التحليل (كأنايب نسلر، دوارق، ماصات،...) وتكون مغسولة بحامض الهيدروكلوريك المركز ومشطوفة بماء الصنبور ثم بالماء المقطر قبل الاستعمال.

٣-١١-٤- الكواشف والمحاليل:

- ١- محلول الفينول: امزج ١١,١ مل فينول مسال ($\leq ٨٩\%$) مع كحول إيثيلي (٩٥% حجم/حجم) وأكمل الحجم إلى ١٠٠ مل. (يحضر أسبوعياً). سام جداً: يحظر الاستنشاق واللمس يخضر ويستخدم في مكان جيد التهوية (غرفة سحب الغازات) ويستعمل معه قفاز يد وواقى وجه.
 - ٢- محلول نيتروبروسيد الصوديوم ($٠,٥\%$ وزن/حجم): اذب ٠,٥ جم نيتروبروسيد الصوديوم $Na_2Fe(CN)_5NO \cdot 2H_2O$ في ١٠٠ مل ماء منزوع الايونات وأحفظه في زجاجة بنية اللون لمدة لا تزيد عن شهر.
 - ٣- محلول السترات القاعدي: اذب ٢٠٠ جم من سترات ثلاثي الصوديوم $Na_3C_6H_5O_7 \cdot 2H_2O$ ، ١٠ جم هيدروكسيد صوديوم في ماء منزوع الايونات وأكمل الحجم لواحد لتر.
 - ٤- محلول هيبوكلوريت الصوديوم (٥% تجاري): محلول تجاري سابق التجهيز ونظراً لتحلل هذا المحلول مع الوقت وضعف تركيزه يراعى استبداله كل شهرين.
 - ٥- المحلول المؤكسد: امزج ١٠٠ مل من محلول السترات القاعدي السابق تحضيره مع ٢٥ مل من محلول هيبوكلوريت الصوديوم (التجاري). ويجهز هذا المحلول يومياً.
 - ٦- محلول الأمونيا الرصيد: اذب ٣,٨١٩ جم NH_4Cl سبق تجفيفه عند $١٠٠^\circ C$ وتبريده في ماء منزوع الأمونيا وأكمل الحجم لواحد لتر.
- ١ مل = ١ مجم N = ١,٢٢ مجم NH_3
- ٧- محلول الأمونيا القياسي: استخدم محلول الأمونيا الرصيد لتحضيره.

٣-١١-٥- خطوات التحليل:

أ- إعداد المنحنى القياسي :

حضر سلسلة من المحاليل القياسية لمعايرة الحديد تتضمن تركيز الأمونيا المتوقع قياسه في المدى (٠,٠٥ - ٠,٦ مجم/لتر أمونيا- ن). يجب أن يمثل المنحنى من العينة الخالية وثلاث نقاط قياسية على الأقل. مثل الحديد مقابل الامتصاص بالرسم البياني بالمليجرام/لتر. عند طول موجي ٦٤٠ نانومتر، ومسار ضوئي ١ سم أو أطول.

ب- طريقة القياس:

- (١) خذ ٢٥ مل من المحلول القياسي (أو العينة) في ورق مخروطي سعة ٥٠ مل وأضف مع التقليب ١ مل من محلول الفينول، ١ مل من محلول نيتروبروسيد الصوديوم، ٢,٥ مل من محلول المؤكسد ثم غطي الدورق بغلاف بلاستيك واتركه في درجة حرارة الغرفة (٢٢-٢٧°م) بعيدا عن الضوء لحوالي ساعة. وذلك لإتمام التفاعل واكتمال ثبات اللون (اللون بعد ثباته لا يتغير لفترة ٢٤ س).
- (٢) قيس درجة امتصاصية الضوء (absorbance) عند طول موجي ٦٤٠ نانومتر، ومسار ضوئي ١ سم.

٣-١١-٦- التداخلات:

- أ. ايونات الكالسيوم والماغنسيوم ويمكن التخلص منها بترسيبها كمركبات بإضافة السترات عند وسط هيدروجيني مرتفع.
- ب. العكارة ويتم التخلص من تأثيرها بالتقطير أو الترشيح.
- ج. كبريتيد الهيدروجين يتم إزالته إن وجد بتحميض العينة عند درجة ٣ أس هيدروجيني باستخدام حمض هيدروكلوريك مخفف ثم إمرار تيار هواء شديد بالعينة حتى انعدام رائحة الكبريتيد.

٣-١١-٧- الحسابات:

المنحنى القياسي ذو المدى المناسب (٠,٠٥ - ٠,٦ مجم/لتر من الأمونيا- ن) يوضح العلاقة بين التركيز والامتصاص ومنه يمكن معرفة تركيز العينة بمدلول الامتصاص.

٣-١١-٨- التقرير:

يجب قياس وتسجيل تركيز الكلوريد للمياه الخام والمياه المعالجة مرة واحدة يوميا، وتسجل بدفتر المراقبة اليومية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.

٣-١١-٩- مراقبة الجودة:


حضر عينة خالية (Blank) وعينتين قياسييتين على الأقل (في نفس المدى المقاس للعينة) مع معاملتهم بنفس ظروف العينة والقياس.

النيتريت		الإجراء المقاس	
المعايير	الطريقة	١٢-٣	إجراء رقم
الطرق القياسية لفحص المياه والمياه العادمة، الطبعة العشرون، ١٩٩٨. SM- 4500-NO₂⁻ B	المرجع	١	إصدار رقم

١٢-١-٣-١- المجال:

إن كيمياء النيتروجين معقدة بسبب حالات التكافؤ العديدة التي تشير إلى أن التغير في التكافؤ يمكن أن يحدث بواسطة المواد الحية ويعتبر النيتريت حالة أكسدة متوسطة للأمونيا وهو يتكون نتيجة أكسدة الأمونيا بواسطة أنواع خاصة من البكتيريا المنتشرة في الأرض والماء ولذا فهو خطوة تالية لتكون النشادر ووجوده في المياه يدل على نشاط بكتيري ويدل أيضا على احتمال تلوث المياه بالمخلفات العضوية وكذلك يعتبر النيتروجين أحد العناصر التسميدية الضرورية لنمو الطحالب.

يتم تقدير النيتريت خلال تكوين لون أحمر قرمزي من صبغة الأزو عند أس هيدروجيني ٢ إلى ٢,٥ بتفاعلها مع Sulfanilamide with N-(1-naphthyl)ethylenediamine-dihydrochloride.



الطريقة مناسبة لتركيز ما بين ٠,٠١ إلى ١ ملجم/لتر ويمكن أن تقيس إلى ٠,٠٠٥ إلى ٠,٥ ملجم في حالة استخدام خلية عرضها ٥ سم.
(المعيار: ٠,٢ ملجم/لتر NO₂)

١٢-٢-٣-٢- جمع وحفظ العينة:

يجب أخذ العينات في حاويات زجاجية أو بلاستيكية بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل ويجب تحليل العينات بمجرد جمعها (خلال ساعة) ويمكن تخزينها عند ٤°م حتى يومين ولا يستخدم الحمض للحفظ.

١٢-٣-٣- الأجهزة والأدوات:

- سبكتروفوتوميتر يعمل عند طول موجي ٥٤٣ نانوميتر باستخدام خلية قياس ذات مسار ضوئي ١ سم.
- الأدوات والزجاجيات المناسبة لإجراء التحليل (كأنابيب نسلر، دوارق، ماصات،..) وتكون مغسولة بحامض الهيدروكلوريك المركز ومشطوفة بماء الصنبور ثم بالماء المقطر قبل الاستعمال.

٣-١٢-٤- الكواشف والمحاليل:

١- المحلول الصابغ:

إلى ٨٠٠ مل ماء مقطر أضف ١٠٠ مل حمض فوسفوريك (١٥٪)، ١٠ جم sulfanilamide بعد النوبان أضف ١ جم N-(1-naphthyl)-ethylenediamine dihydrochloride ، وتمزج جيداً ويكمل المحلول إلى لتر. (هذا المحلول ثابت لمدة شهر عند وضعة في زجاجة معتمة و عند درجة حرارة ٤° م).

٢- محلول نيتريت صوديوم الرصيد :

تستخدم زجاجة لم تفتح بدرجة نقاء ٩٩٪ من نيتريت الصوديوم NaNO_2 ويذاب منها ١,٢٣٢ جم في ماء مقطر ويكمل الى لتر، ثم يضاف ١ مل كلوروفورم للحفظ.

(١ مل = ٢٥٠ ميكروجرام النيتروجين N). ويعاير المحلول كالتالى:

يوضع ٥٠ مل محلول برمنجانات KMnO_4 ٠,٠٥ عيارى (٠,٠١ مول) + ٥ مل حمض كبريتيك مركز، ٥٠ مل محلول النيتريت الرصيد فى دورق محكم الغلق. يوضع طرف الماصة أسفل محلول البرمنجانات عند اضافة النيتريت . يتم التسخين عند ٧٠° م على سخان كهربى. يزال لون البرمنجانات بإضافة ١٠ مل من محلول ٠,٠٢٥ أوكسالات صوديوم $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ تعابير الزيادة من الاوكسالات باستخدام محلول KMnO_4 ٠,٠٥ عيارى حتى اللون القرمزى الفاتح. يستخدم محاليد من الماء المقطر.

تركيز النيتريت فى المحلول الأساسى:

$$= \frac{((\quad \times \text{Oxalate}) - (\quad \times \quad)) \times \quad}{\quad}$$

٣- محلول نيتريت صوديوم القياسى:

أ- :

/

ب- :

, =

٣-١٢-٥- خطوات التحليل:

أ- إعداد المنحنى القياسى :

حضر سلسلة من المحاليل القياسية لمعايرة النيتريت تتضمن تركيز النيتريت المتوقع قياسه فى المدى (٠,٠٠٥ – ٠,٠٤ مجم/لتر من النيتريت- ن). يجب أن يمثل المنحنى من العينة الخالية وثلاث نقاط

قياسية على الأقل. مثل الحديد مقابل الامتصاص بالرسم البياني بالمليجرام/لتر. عند طول موجي ٥١٠ نانومتر، ومسار ضوئي ١ سم أو أطول.

ب- طريقة القياس:

(١) تزال المواد العالقة واللون بالترشيح في وجود فحم ومراعاة أن يكون الأس الأيدروجيني بين ٩-٥ واستخدام 1N HCl، 1N NaOH عند الضرورة

(٢) يضاف ٢ مل من المحلول الملون الى ٥٠ مل من العينة أو حجم مخفف الى ٥٠ مل.

(٣) ترج ويقاس اللون عند ٥٤٣ طول موجي بعد عشر دقائق الى ساعتين.

٣-١٢-٦- التداخلات:

تتأثر طريقة تحليل النيتريت بوجود العكارة واللون والمعادن الثقيلة والمواد العضوية.

٣-١٢-٧- الحسابات:

يتم إعداد منحنى برسم معامل الامتصاص أو النفاذ المقابل لتركيز النيتريت ومعرفة النتيجة باستخدام المنحنى وعند تركيزات من ٠,٥ ميكروجرام الى ٤٠ ميكروجرام.

تركيز النيتريت (مجم/لتر) = $\frac{\text{القراءة من المنحنى بالميكروجرام}}{\text{حجم العينة بالمللي لتر}}$

٣-١٢-٨- التقرير:

يجب قياس وتسجيل تركيز النيتريت للمياه الخام والمياه المعالجة مرة واحدة أسبوعياً، وتسجل بدفتر المراقبة الأسبوعية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.

٣-١٢-٩- مراقبة الجودة:

يمكن الرقابة علي النتائج بإجراء تحليل لعينة قياسية أو بتكرار تحليل عينة أخرى.

النترات		الإجراء المقاس	
المقارنة اللونية	الطريقة	١٣-٣	إجراء رقم
الطرق القياسية لفحص المياه والمياه العادمة، الطبعة العشرون، ١٩٩٨. SM- 4500-NH3 F	المرجع	١	إصدار رقم

١-١٣-٣- المجال:

أن كيمياء النيتروجين معقدة بسبب حالات التكافؤ العديدة التي يمر بها النيتروجين، ويمكن أن تحدث التغيرات في التكافؤ بواسطة الكائنات الحية الدقيقة، وتعتبر النترات أعلى حالات الأكسدة للنيتروجين ويمكن أن تحدث في خط المياه نتيجة لأكسدة النيتروجين العضوي إلى أمونيا ثم إلى نيتريت ثم إلى نترات.

ويدل وجود النترات علي أن الماء قد يكون ملوثا بالمخلفات العضوية وتوجد النترات فقط بصفة عامة في المياه السطحية بكميات قليلة جدا والنترات إذا زادت عن ١٠ مجم /ل تسبب المرض المعروف باسم (الزرقة في الاطفال) ميثيموجلوبيين (Methemoglobinemia) ويعتبر النيتروجين أحد العناصر التسميدية الضرورية لنمو الطحالب.

(المعيار: ٤٥ ملليجرام/ لتر NO_3)

٢-١٣-٣- جمع وحفظ العينة:

- قم بتحليل العينات فور جمعها بأسرع وقت ممكن. وفي حال وجود ضرورة للحفظ، تحفظ لمدة تصل إلى ٢٤ ساعة عند ٤° م . وللحفظ لفترة اطول تحمض العينة ب ٢ مل حمض كبريتيك مركز/لتر وتحفظ عند ٤° م.
- ملاحظة: عندما تحفظ العينة بالحمض، لا يمكن تحديد النترات والنيتريت بصورة منفردة.

٣-١٣-٣- الأجهزة والأدوات:

سبكتروفوتوميتر يعمل عند طول موجي ٢٢٠ ، ٢٧٥ نانومتر باستخدام خلايا متجانسة من السيلكا ذات مسار ضوئي ١ سم.

٣-١٣-٤- الكواشف والمحاليل:

- ١- الماء الخالي من النترات: استخدم ماء معاد التقطير أو مقطر، ومزالاً منه الأيونات ذو درجة نقاوة مناسبة لتحضير كافة المحاليل والتخفيفات المطلوبة.
- ٢- محلول النترات الرصيد: أذب في قليل من الماء ٠,٧٢١٨ جم من نترات البوتاسيوم KNO_3 السابق تجفيفها عند $105^{\circ}C$ لمدة ٢٤ ساعة وتبريدها. اكمل الحجم الى لتر بالماء الخالي من النترات. أضف ٢ مل كلوروفورم/لتر للحفاظ. هذا المحلول ثابت لمدة ستة أشهر.
١ مل = ١٠٠ ميكروجرام نترات على هيئة نيتروجين NO_3-N .
- ٣- محلول النترات القياسي: خفف ١٠٠ مل من محلول النترات الرصيد الى لتر بالماء. ١ مل = ١٠ مجم نترات كنترولجين. احفظه باضافة ٢ مل من الكلوروفورم/لتر.
- ٤- محلول حمض الهيدروكلوريك (١٠٪): أضف ٨٣ مل من حمض الهيدروكلوريك المركز الى الماء المقطر الخالي من النترات واكمل الى ١ لتر.

٣-١٣-٥- خطوات التحليل:

أ- إعداد المنحنى القياسي :

- ١- حضر سلسلة من المحاليل القياسية لمعايرة النترات تتضمن تركيز النترات المتوقع قياسه في المدى (٠,٠ - ٧,٠ مجم/لتر نترات- ن).
- ٢- عالج محاليل النترات المعيارية بنفس أسلوب معالجة العينات، مع استخدام الماء المعاد تقطيره (العينة الخالية) كبلانك لتصفير الجهاز.
- ٣- يجب أن يمثل المنحنى من العينة الخالية وثلاث نقاط قياسية على الأقل.
- ٤- مثل بالرسم البياني تركيز النترات بالمليجرام/لتر مقابل قراءة فرق الامتصاص عند طولى موجى ٢٢٠، ٢٧٥ نانومتر. حيث يستخدم الطول الموجى ٢٢٠ نانومتر للحصول على قراءة النترات والطول الموجى ٢٧٥ نانومتر لتحديد التداخل المتسبب من المادة العضوية الذاتية.

ب- طريقة القياس:

- (١) أضف ١ مل من محلول حمض الهيدروكلوريك الى ٥٠ مل من العينة أو المحاليل المعيارية (مرشحة عند الضرورة) وامزج جيداً.
- (٢) قيس درجة امتصاصية الضوء (absorbance) عند طولى موجى ٢٢٠، ٢٧٥ نانومتر، ومسار ضوئى ١ سم.
- (٣) للعينات والمحاليل القياسية، اطرح مرتين قراءة الامتصاص عند ٢٧٥ نانومتر من القراءة عند ٢٢٠ نانومتر للحصول على الامتصاص المتسبب من النترات.

٣-١٣-٦-التدخلات:

- المواد العضوية الذائبة، النتريت، والكروم السداسى التكافؤ، والمواد الخافضة للتوتر السطحي تتدخل مع هذه الطريقة.
- ايونات بعض المواد الغير عضوية والتي لا تتواجد عادة فى المياه الطبيعية كالكلوريت والكلورات قد تتدخل أيضا.
- يمكن تصحيح تدخل تلك المواد غير العضوية بالتحليل المستقل لتركيزاتها المختلفة وإعداد منحنيات تصحيح منفردة.
- قد يكون ترشيح العينات العكسة ضرورياً.

٣-١٣-٧-الحسابات:

استرشد بمنحنى معيارى مع المحاليل المعيارية وذلك برسم الامتصاص بيانيا مقابل التركيز. باستخدام امتصاصات العينة التى تم تصحيحها، احصل على تركيز العينة مباشرة من المنحنى المعيارى. إذا كانت قيمة التصحيح اكثر من ١٠٪ من القراءة فى ٢٢٠ نانومتر، لا تستخدم هذه الطريقة.

٣-١٣-٨-التقرير:

يجب قياس وتسجيل تركيز النتريت للمياه الخام والمياه المعالجة مرة واحدة أسبوعياً، وتسجل بدقتر المراقبة اليومية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.

٣-١٣-٩-مراقبة الجودة:

حضر عينة خالية (Blank) وعينتين قياسيتين على الأقل (فى نفس المدى المقاس للعينة) مع معاملتهم بنفس ظروف العينة والقياس.

٣-١٤-١- المجال:

ويتم قياس هذا اللون باستخدام جهاز قياس الطيف عند طول موجي ٦٩٠ نانومتر.

٣-١٤-٢- جمع وحفظ العينة:

في حالة ما إذا كان المطلوب معرفة الصور المختلفة يجب الترشيح بعد تجميع العينة مباشرة وحفظها عند درجة حرارة ١٠°م، لا يجب استخدام الأحماض في التثبيت عند تحليل الصور المختلفة للفوسفور. في حالة تقدير الفوسفور الكلي تحفظ العينة بإضافة ١ مل حمض هيدروكلوريك لكل لتر أو التجميد بدون إضافة أي عوامل تثبيت. لا يجب حفظ العينة وخاصة في حالة التركيزات القليلة في عبوات بلاستيكية. يستخدم حمض هيدروكلوريك مخفف وساخن لتنظيف المستلزمات الزجاجية المستخدمة كما يجب عدم استخدام المنظفات التي تحتوى على الفوسفور.

٣-١٤-٣- الأجهزة والأدوات:

- سبكتروفوتوميتر يعمل عند طول موجى ٦٩٠ نانوميتر باستخدام خلية قياس ذات مسار ضوئى ١ سم.

٣-١٤-٤- الكواشف والمحاليل:

- ١- دليل الفينول فيثالين: يذاب ٠,٥ جم من الدليل في ١٠٠ مل من الكحول الايثيلي ٥٠٪ (٥٢,٦ مل كحول ٩٥٪ ويكمل الحجم الى ١٠٠ مل بالماء المقطر الذي سبق غلية وتبريده)، ثم أضف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم (٠,٠٢ ع) حتي بداية ظهور اللون الوردي الخفيف جدا.
- ٢- المحلول الحمضى: أضف ٣٠٠ مل من حمض الكبريتيك المركز الى ٦٠٠ مل ماء مقطر واتركه ليبرد ثم اضف ٤ مل حمض نيتريك مركز وأكمل الحجم الى لتر بالماء.
- ٣- محلول موليبيدات الأمونيوم: أضف بحرص ٢٨٠ مل حمض كبريتيك مركز إلى ٤٠٠ مل ماء مقطر وأتركه ليبرد. أذب ٢٥ جم من $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_7 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ في ١٧٥ مل ماء مقطر ثم أضفه إلى الحامض البارد وامزجه جيدا وأكمل الحجم لواحد لتر بالماء المقطر.
- ٤- المحلول القياسي : يوزن بدقة ٢١٩,٢ مجم من KH_2PO_4 Anhydrous ويذاب في ١ لتر. كل ١ مل = ٥٠ ميكروجرام فسفور $\text{PO}_4^{3-}\text{-P}$

٣-١٤-٥- خطوات التحليل:

أ- إعداد المنحنى القياسي :

حضر سلسلة من المحاليل القياسية لمعايرة الفوسفات تتضمن تركيز الفوسفات المتوقع قياسه في المدى (من ٠,٠٥ إلى ١ مجم فوسفور) وتعامل كالعينات. يجب أن يمثل المنحنى من العينة الخالية وثلاث نقاط قياسية على الأقل. مثل الفوسفات مقابل الامتصاص بالرسم البياني بالمليجرام/لتر. عند طول موجى ٦٩٠ نانومتر، ومسار ضوئى ١ سم أو أطول.

ب- إعداد العينة:

للعيينة التي لا يزيد الفسفور بها عن ٢ مجم/لتر وخالية من اللون والعكارة. خذ من العينة ١٠٠ مل وأضف لها نقطة من دليل الفينول فيثالين (٠,٠٥ مل)، إذا تلونت العينة باللون الوردى أضف نقط من المحلول الحمضى حتى زوال اللون. مع ملاحظة انه إذا زاد احتياج العينة لأكثر من ٥ نقط محلول حمضى (٠,٢٥ مل) اعد التجربة بحجم عينة اقل من ١٠٠ مل مع إكمال الحجم لـ ١٠٠ مل بالماء المقطر بعد ضبط الوسط الهيدروجينى بالمحلول الحمضى.

ج- تكوين اللون والقياس الضوئى:

اضف مع التقليب ٤ مل محلول موليبيدات، ٠,٥ مل محلول كلوريد القصديروز. واتركه لمدة ١٠ ق لينضج اللون. مع ملاحظة ان معدل إظهار اللون وشدته تعتمد على درجة حرارة المحلول النهائى، حيث ان كل ارتفاع فى درجة حرارة المحلول ١°م يعادله زيادة فى درجة اللون ١٪، لذلك يجب المحافظة على إجراء الاختبار فى درجة حرارة متقاربة ($\pm 2^\circ\text{C}$) لكل من العينات والمحاليل القياسية داخل المدى ٢٠ - ٣٠°م. بعد انتهاء مدة ١٠ ق من الإضافة وقبل ١٢ ق يتم قياس اللون عند طول موجى ٦٩٠ نانومتر.

٣-١٤-٦- التداخلات:

يجب تجنب ترشيح العينة لاحتمال وجود بعض أملاح فوسفات الكالسيوم الغير ذائبة والتي تذوب فى المرحلة اللاحقة من إعداد العينة عند ضبط الوسط الهيدروجينى بالحمض. بعض العناصر تسبب تداخل ايجابى مع الفوسفور مثل السيليكا والزرنيخ عند درجة الحرارة المرتفعة كذلك ينتج تداخل سلبى فى حاله وجود الزرنيخ، الفلوريد، الكبريتيد، الحديدوز يعطى لون أزرق عند التركيزات الأكثر من ١٠٠ مجم/لتر.

٣-١٤-٧- الحسابات:

يقاس معامل النفاذ عند ٦٩٠ طول موجى ومن القراءة يتم حساب تركيز الفوسفور

$$\text{تركيز الفوسفور} = \frac{\text{القراءة من المنحنى البيانى بالمللى جرام } \times 1000}{\text{حجم العينة}}$$

٣-١٤-٨- التقرير:

يجب قياس وتسجيل تركيز الفوسفات للمياه الخام والمياه المعالجة مرة واحدة أسبوعياً، وتسجل بدفتر المراقبة الأسبوعية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.

٣-١٤-٩- مراقبة الجودة:

يمكن الرقابة علي النتائج بإجراء تحليل لعينة قياسية أو بتكرار تحليل عينة أخرى.


الإجراء المقاس		السليكات	
إجراء رقم	١٥-٣	الطريقة	المعايرة
إصدار رقم	١	المرجع	الطرق القياسية لفحص المياه والمياه العادمة، الطبعة العشرون، ١٩٩٨. SM- 4500-SiO ₂ C

١٥-٣-١- المجال:

تدخل السليكا إلى المياه الطبيعية كمواد معلقة أو غروية أو في شكل أيونات السليكا من خلال تآكل الصخور المحتوية على السليكا، وتحتوي المياه الطبيعية على السليكا في حدود من ١ إلى ٣٠ مجم/لتر وهذه المستويات ليس لها آثار صحية معاكسة على الإنسان ولا يوجد معيار لجودة المياه خاص بالسليكا ومع ذلك فوجود السليكا في المياه غير مرغوب فيه لكثير من الصناعات لتدخلها أو لتكون قشور السليكات داخل معدات مختلفة كالمغلايات وخلافه.

وفي المياه العكرة وجد أن تركيز السليكا يتناسب عكسيا مع تركيز الدياتومات التي تمتص السليكا وبذلك ينخفض تركيز السليكا في المياه.

تستعمل طريقة الموليبدوسليكات لقياس السليكا باستخدام موليبدات الامونيوم عند وسط إيدروجيني حوالي ١,٢ ليتفاعل مع السليكات بالإضافة إلى أي فوسفات موجودة بالعينة ليتكون حامض الموليبدوفوسفوريك وحامض الموليبدوسليكات، ويضاف حامض الاوكساليك لتحطيم حامض الموليبدوفوسفوريك ومنع تداخله، ثم يضاف حمض سلفونيك امينو- نافثول كعامل مختزل ليتكون مركب الموليبدوم الأزرق وتتناسب شدة اللون الناتج مع تركيز السليكا.



١٥-٣-٢- جمع وحفظ العينة:

يجب أخذ العينات في حاويات بلاستيكية بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل ويمكن تخزينها عند ٤°م حتى ٢٨ يوم ولا يستخدم الحمض للحفظ.

١٥-٣-٣- الأجهزة والأدوات:

- سبكتروفوتوميتر يعمل عند طول موجي ٦٥٠ نانوميتر باستخدام خلية قياس ذات مسار ضوئي ١ سم.
- الأدوات والزجاجات المناسبة لإجراء التحليل (كأنابيب نسلر، دوارق، ماصات،..) وتكون مغسولة بحامض الهيدروكلوريك المركز ومشطوفة بماء الصنبور ثم بالماء المقطر قبل الاستعمال.

٣-١٥-٤- الكواشف والمحاليل:

- ١- بيكرونات صوديوم (مسحوق)
- ٢- حامض كبريتيك (١ ع): يخفف ٢٨ مل من حامض الكبريتيك الملاكز إلى لتر واحد ماء مقطر بان يصب الحامض بحرص علي جدار كأس يحتوي علي ماء مقطر ثم يحول علي ماء مقطر ثم يحول إلي قارورة حجمية ويخفف إلى لتر واحد.
- ٣- حامض الهيدروكلوريك (١:١): يضاف إلي حجم معين من الماء المقطر حجما مساويا من حامض الهيدروكلوريك المركز.
- ٤- كاشف موليبدات الأمونيوم: يذاب ١٠ جم موليبدات أمونيوم $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ في ماء مقطر مع التقليب الهادئ والتدفئة ويخفف إلى ١٠٠ مل ويرشح إذا لزم الأمر. يضبط الوسط الأيدروجيني في حدود من ٧ - ٨ باستخدام هيدروكسيد صوديوم أو هيدروكسيد أمونيوم NH_4OH ويخزن في قارورة بولي ايثيلين.
- ٥- محول : يذاب ٧,٥ جم حامض أوكساليك $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ في ماء مقطر ويخفف إلي ١٠٠ مل
- محلول : يذاب ٤,٧٣ جم ميتا سليكات صوديوم $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ في ماء مقطر ويخفف الي لتر واحد ويخزن في قارورة بوليثلين (١ مل = ١ مجم SiO_2)
- ٧- محلول السليكا القياسي: يخفف ١٠,٠ مل من المحلول الرصيد الي لتر ويخزن في قارورة بوليثلين (١ مل = ٠,٠١ مجم SiO_2)
- ٨- المحلول المختزل : أذب ٥٠٠ مجم من 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid ، ١ جم من Na_2SO_3 في ٥٠ مل ماء مقطر مع تدفئة خفيفة ان لزم ثم أضف هذا المحلول إلى محلول به ٣٠ جم من NaHSO_3 ذائبة في ١٥٠ مل ماء مقطر ورشح في عبوة بلاستيك (لإطالة فترة ثباته يحفظ في الثلاجة بعيداً عن الضوء)- يتم التخلص من المحلول عندما يتغير لونه أو يتعكر.

٣-١٥-٥- خطوات التحليل:

أ- إعداد المنحنى القياسي :

حضر سلسلة من المحاليل القياسية لمعايرة السليكا تتضمن تركيز السليكا المتوقع قياسه في المدى (٠,٨ - ٦,٠ مجم/لتر من السليكا- SiO_2). يجب أن يمثل المنحنى من العينة الخالية وثلاث نقاط قياسية على الأقل. مثل السليكا مقابل الامتصاص بالرسم البياني بالمليجرام/لتر. عند طول موجي ٦٥٠ نانومتر، ومسار ضوئي ١ سم أو أطول.

ب- طريقة القياس:

- (١) يضاف إلى ٥٠ مل من العينة علي التوالي وبسرعة ١ مل حامض هيدروكلوريك ١:١ ثم ٢ مل من كاشف موليبدات الأمونيوم ثم يخلط جيدا وتترك لمدة من ٥ - ١٠ دقائق.
- (٢) يضاف ٢ مل حامض أوكساليك ويخلط جيدا.
- (٣) بعد دقيقتين وقبل ١٥ دقيقة يضاف ٢ مل من المحلول المختزل ثم يمزج جيدا وتترك لمدة من ٥ دقائق ثم يقاس اللون ويقارن مع نتائج المنحنى القياسي.

٣-١٥-٦-التدخلات:

يجب جمع العينات في قوارير بلاستيكية بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل أما الأوعية الزجاجية فغير مرغوب فيها أنها يمكن أن تضيف سليكا للعينات ويجب أن تحلل العينة خلال ساعة واحدة من جمعها أو تخزينها في درجة حرارة ٤°م ولمدة لا تزيد عن ٢٨ يوما. ويجب ألا تضاف اية مواد حافظة كما يجب عدم تجمد العينة.

٣-١٥-٧-الحسابات:

من المنحنى القياسي الذى يوضح العلاقة بين التركيز والامتصاص يمكن معرفة تركيز العينة بمدلول الامتصاص.

٣-١٥-٨-التقرير:

يجب قياس وتسجيل تركيز السليكا للمياه الخام والمياه المعالجة مرة واحدة أسبوعياً، وتسجل بدفتر المراقبة الأسبوعية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.

٣-١٥-٩-مراقبة الجودة:


يمكن الرقابة علي النتائج بإجراء تحليل لعينة قياسية أو بتكرار تحليل عينة أخرى.

الفلوريد		الإجراء المقاس	
المعايرة	الطريقة	١٦-٣	إجراء رقم
الطرق القياسية لفحص المياه والمياه العادمة، الطبعة العشرون، ١٩٩٨. SM- 4500-F ⁻ D	المرجع	١	إصدار رقم

١٦-٣-١- المجال:

الفلوريد متواجد بصورة طبيعية في المياه وأحيانا يضاف بنسب محددة، تركيزات الفلوريد بمياه الشرب عادة لا تتجاوز ١ مجم/لتر، والفلور له فعالية واضحة في اختزال الأضرار الصحية التي قد تصيب الأسنان. ولكن قد تسبب التركيزات العالية (< ٢ مجم/لتر) تآكل الأسنان (dental fluorosis)

تستخدم طريقة SPADNS لقياس الفلوريد بمياه الشرب في المدى من ٠ - ١,٤ مجم/لتر- فلور، هذه الطريقة تعتمد على تفاعل الفلوريد مع صبغة الزركونيوم حيث تفقد الصبغة جزء من لونها لتحولها الى مركب عديم اللون (ZrF₆²⁻) وكلما زاد الفلوريد قل تركيز اللون.



SPADN

(المعيار: ٠,٨ مجم/لتر SiO₂)

١٦-٣-٢- جمع وحفظ العينة:

يجب أخذ العينات في حاويات بلاستيكية بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل، وزمن الحفظ يمتد إلى ٢٨ يوم، ولا تحتاج إلى أسلوب خاص للحفظ.

٣-١٦-٣- الأجهزة والأدوات:

- سبكتروفوتوميتر يعمل عند طول موجي ٥٧٠ نانوميتر باستخدام خلية قياس ذات مسار ضوئي ١ سم.
- الأدوات والزجاجات المناسبة لإجراء التحليل (كأنابيب نسلر، دوارق، ماصات،...) وتكون مغسولة بحامض الهيدروكلوريك المركز ومشطوفة بماء الصنبور ثم بالماء المقطر قبل الاستعمال.

٣-١٦-٤- الكواشف والمحاليل:

- ١- **المحلول الرصيد:** أذب ٢٢١ مجم من فلوريد الصوديوم اللامائي في الماء المقطر وأكمل الحجم لواحد لتر بالماء المقطر
- ٢- **المحلول القياسي:** خفف بالماء المقطر ١٠٠ مل من المحلول الرصيد إلى لتر ١ مل = ٠,٠١ مجم فلور
- ٣- **محلول SPADNS:** أذب ٩٥٨ مجم من مسحوق SPADNS في ماء مقطر وأكمل الحجم إلى ٥٠٠ مل (ثابت لمدة عام إذا حفظ بعيداً عن ضوء الشمس المباشر)
- ٤- **محلول حمض الزركونيل:** أذب ١٣٣ مجم كلوريد الزركونيل $ZrOCl_2 \cdot 8H_2O$ في ٢٥ مل ماء ثم أضف ٣٥٠ مل من حمض الهيدروكلوريك المركز وأكمل الحجم إلى ٥٠٠ مل بالماء المقطر.
- ٥- **محلول حمض الزركونيل- SPADNS:** أمزج بنسب حجمية متساوية كل من المحلول ٣، ٤ للحصول على محلول العمل. (ثابت لمدة عامين على الأقل)
- ٦- **المحلول المرجعي:** خفف ١٠ مل من محلول SPADNS بالماء إلى ١٠٠ مل ثم خفف أضف عليهم ١٠ مل من حمض الهيدروكلوريك المخفف (٧ مل من حمض الهيدروكلوريك تخفف إلى ١٠ مل بالماء المقطر) وامتزج المحلول جيداً ويستخدم هذا المحلول لتصفير الجهاز. (ثابت لمدة عام ويحفظ بعيداً عن ضوء الشمس المباشر)
- ٧- **محلول أرزينيت الصوديوم:** أذب ٥ جم من $NaAsO_2$ في ماء وأكمل لواحد لتر. (المحلول سام- تجنب البلع)

٣-١٦-٥- خطوات التحليل:

أ- إعداد المنحنى القياسي :

حضر سلسلة من المحاليل القياسية لمعايرة الفلوريد تتضمن التركيزات المتوقعة قياسها في المدى (٠,٠٠ - ١,٤ مجم/لتر من الفلوريد- F^-). يجب أن يمثل المنحنى من العينة الخالية وثلاث نقاط قياسية على الأقل. لحجم ٥٠ مل عينة قياسية أضف ١٠ مل من محلول العمل (الزركونيل- SPADNS) وامتزج جيداً. ثم صفر الجهاز باستخدام المحلول المرجعي reference وقيس قيم الامتصاص للمحاليل القياسية وارسم المنحنى البياني على أساس تركيز الفلوريد بالمليجرام/لتر مقابل الامتصاص. عند طول موجي ٥٧٠ نانومتر، ومسار ضوئي ١ سم أو أطول.

ب- طريقة القياس:

- (١) إذا كانت العينة بها كلور متبقى يزال بإضافة قطرة (٠,٠٥ مل) من محلول أرزينيت الصوديوم لكل ٠,١ مجم كلور، وامزج جيداً مع ملاحظة أن الزيادة منه تسبب تداخل فمثلاً ١٣٠٠ مجم/لتر من أرزينيت الصوديوم تعطي خطأ في النتيجة مقداره ٠,١ مجم لعينة بها ١٠ مجم فلوريد.
- (٢) تُعد العينة في نفس درجة حرارة المحاليل القياسية التي تم إعداد المنحنى القياسي بها.
- (٣) لحجم ٥٠ مل عينة أضف ١٠ مل من محلول العمل (حمض الزركونيل- SPADNS) وامزج جيداً ثم اقرأ وسجل (absorbance) كما فعلت مع المحاليل القياسية عند طول موجي ٥٧٠ نانومتر، ومسار ضوئي ١ سم التركيز يحدد باستخدام المنحنى القياسي.

٣-١٦-٦- التداخلات:

القلوية (< ٥٠٠٠ مجم/ل) والحديد، والكبريتات والألومنيوم تؤثر بطريقة سلبية أما الكلور، الكلوريدات والفوسفات تؤثر بطريقة إيجابية وعلي الرغم من ذلك تقل التداخلات عند التركيزات الطبيعية للمياه ما عدا اللون والعكارة والكلور فيجب تخفيف أو تقطير العينات التي لها لون عال أو عكارة عالية (< ١٠ NTU) قبل التحليل وعند وجود الكلور يزال بإضافة أرزينات الصوديوم.

٣-١٦-٧- الحسابات:

من المنحنى القياسي الذي يوضح العلاقة بين التركيز والامتصاص يمكن معرفة تركيز العينة بمدلول الامتصاص.

$$\text{مجم فلوريد} - F = \text{مجم/لتر} \times \text{مقلوب التخفيف}$$

٣-١٦-٨- التقرير:

يجب قياس وتسجيل تركيز الفلوريدات للمياه الخام والمياه المعالجة مرة واحدة أسبوعياً، وتسجل بدفتر المراقبة الأسبوعية، أما بالنسبة للعينات الخارجية فتدون بالتقرير الخاص بها.

٣-١٦-٩- مراقبة الجودة:

يمكن الرقابة علي النتائج بإجراء تحليل لعينة قياسية أو بتكرار تحليل عينة أخرى.