



برنامج المسار الوظيفي للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

دليل المتدرب

البرنامج التدريبي كيميائي مياه

مدخل الاختبارات العملية لمياه لبصرف الصحي - الدرجة الثالثة



الفهرس

٢	مقدمة
٤	الغرض من إنشاء شبكات تجميع وصرف مياه الصرف الصحي
٤	أعمال تجميع المخلفات السائلة
٥	مصادر المياه الملوثة
٥	مياه الصرف الصحي المنزلي
٦	مصادر المياه الملوثة
٨	عمر المخلفات السائلة
٩	وقت جمع العينة
٩	تحلل المواد العضوية
١١	تصرفات مياه الصرف الصحي المنزلي
١١	معدلات استهلاك مياه الشرب الحالية والمستقبلية
١١	التحليل الكيميائي الخاصة بمياه الصرف الصحي
١١	المواد القابلة للترسيب SETTEABLESOLIDS
١٣	المواد الصلبة الكلية Total Solids
١٥	المواد الصلبة العالقة الكلية (TSS) TOTAL Suspended Solids
١٨	المواد الصلبة العالقة الثابتة والمتطايرة (VSS) Volatile & Fixed suspended solids
٢٠	مجموع المواد الصلبة (الثابتة والمتطايرة) TOTAL FIXED – VOLATILE – SOLIDS
٢٣	المواد الذائبة الكلية (TDS) Total Dissolved Solids
٢٥	قياس الأكسجين الذائب (DO) Dissolved Oxygen
٣٣	قياس الأكسجين الحيوي الممتص (BOD) Biochemical Oxygen Demand
٤٥	الأكسجين الكيميائي المستهلك (COD) Chemical Oxygen Demand
٤٧	قياس الأكسجين الكيميائي المستهلك بالمعايرة Open Reflux Method
٥١	قياس الأكسجين الكيميائي المستهلك بطريقة التحليل الطيفي
٥٣	قياس الكبريتيدات

أهداف البرنامج التدريبي

في نهاية البرنامج التدريبي يكون المتدرب قادر على :-

- ١ -الالمام بأهمية معالجة مياه الصرف الصحي
- ٢ -معرفة أنواع المياه الملوثة وخصائصها
- ٣ -معرفة أنواع تحلل المواد العضوية
- ٤ -المقدرة على القيام بالاختبارات والتحليل الكيميائي والفيزيائي الخاصه بمياه الصرف الصحي

مقدمة

من علامات التقدم الحضاري في منطقة ما وجود شبكات لتجميع المياه الملوثة بها يحقق صرف المخلفات السائلة لسكانها ومنشأتها صرفاً صحياً. وقد زاد الاهتمام في السنوات الأخيرة بأعمال الصرف الصحي نتيجة للزيادة المستمرة في معدلات استهلاك المياه، والتي ترتبط بعوامل كثيرة منها زيادة تعداد السكان والتقدم في الصناعة وكثرة الإحتياجات من المياه، وكل هذه العوامل جعلت من المخلفات السائلة مشكلة كبيرة تتفاقم آثارها. ويعتبر الصرف الصحي للمخلفات السائلة من أهم العمليات اللازمة لضمان توفر البيئة الصحية الصالحة للأفراد في المجتمعات السكنية، والتي تساعد على تجنب المشاكل التالية:

- ١- تلوث المجاري المائية السطحية أو المياه الجوفية مما ينتج عنه أنتشار الأمراض مثل التيفود والكوليرا وأمراض أخرى تنقلها المياه الملوثة.
 - ٢- نمو وتكاثر الذباب والبعوض وما يؤدي إليه ذلك من أنتشار الأمراض علاوة على ما تسببه من مضايقات.
 - ٣- معاناة الأهالي من مشاكل الصرف في المنازل وأعمال الكسح اللازم إجراؤها كل فترة لبيارات الصرف وخزانات التحليل المستخدمة، في حالة عدم وجود شبكة لتجميع المخلفات السائلة.
 - ٤- نزح رواسب خزانات التحليل أو بيارات الصرف والتخلص منها إما على المجاري المائية مما يؤدي إلى تلوثها، أو بتجميعها في بعض المناطق القريبة من المدن مما يؤدي إلى تراكمها وأنبعاث روائح كريهة غير مرغوب فيها.
- لذلك يعتبر صرف المخلفات السائلة المنزلية والمحتوية على الفضلات الآدمية من أهم العمليات اللازمة لضمان توفير البيئة الصالحة للأفراد، سواء في المجتمعات الحضرية أو الريفية، ويجب أن يتم الصرف بطرق هندسية واقتصادية وفقاً للأسس الفنية والشروط الأساسية لمقومات الصحة العامة ومقتضيات الراحة والأمان للمواطنين وسلامة ونظافة البيئة، وفي حدود الإمكانيات المتيسرة.

الغرض من إنشاء شبكات تجميع وصرف مياه الصرف الصحي

قواعد إنشاء شبكات تجميع وصرف مياه الصرف الصحي كثيرة ومتعددة،

أهمها ما يلي:

- ١- حماية أساسات المباني والمنشآت.
- ٢- حماية المجاري المائية ومصادر المياه الجوفية من التلوث.
- ٣- ضمان إجراء عمليات الصرف للمياه الملوثة على أسس صحية وسليمة، مما يوفر وسائل الراحة والرفاهية بالمتجمعات السكانية.
- ٤- الاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وإعادة استخدامها.
- ٥- الاستفادة من الرواسب الناتجة من وحدات معالجة مياه الصرف الصحي، وذلك بعد معالجتها.
- ٦- حماية البيئة المحيطة من التلوث (مياه - تربة - هواء - نبات - حيوان).

أعمال تجميع المخلفات السائلة

يتم تجميع مياه الصرف الصحي والمخلفات السائلة بواسطة شبكة من المواسير تسير فيها المياه الملوثة بما تحتويه من مواد عالقة أو ذائبة بالأنحدار الطبيعي تبعاً للقوانين الهيدروليكية. وتسير المخلفات السائلة في هذه الشبكة بحيث تصب المواسير الصغرى في مواسير أكبر منها وهكذا إلى أن تصب في النهاية في مجمع رئيسي يصب في بئارة محطة الرفع التي ترفع المخلفات السائلة وتدفعها في مواسير تحت ضغط تعرف بالمواسير الصاعدة أو خطوط الطرد إلى موقع وحدات معالجة المخلفات السائلة. ويمكن تقسيم أعمال تجميع المخلفات السائلة (مكونات تجميع مياه الصرف الصحي) إلى الأعمال التالية:

- أولاً: شبكة المواسير بالأنحدار الطبيعي وملحقاتها من المطابق وغرف التفقيش الأخرى.
- ثانياً: محطات الرفع وملحقاتها (البئارة ووحدات الضخ من الطلمبات والمحركات ومواسير السحب والطرد وأجهزة قياس التصريف).
- ثالثاً: المواسير الصاعدة (خطوط الطرد) وملحقاتها من غرف المحابس وأجهزة الحماية من المطرقة المائية.


مصادر المياه الملوثة

تتكون مياه الصرف الصحي أساساً من المخلفات السائلة المنزلية الناتجة من المباني السكنية ومن المخلفات السائلة الناتجة من بعض الصناعات الخفيفة بالمدينة كالصناعات الغذائية بالإضافة إلى مياه الرش ومياه الأمطار التي تصل إلى الشبكة كما هو موضح بالشكل رقم (١-١).

وتتكون مياه الصرف الصحي أصلاً من مياه الشرب المستعملة بما تحتويه من العناصر الكيميائية الموجودة فيها قبل الإستعمال مضافاً إليها الشوائب التي تصاحب أستعمالها. وتعتمد هذه الشوائب في نوعيتها وكمياتها على مجالات أستعمال المياه، فتختلف بالنسبة للمخلفات الصناعية عنها في الأستعمالات المنزلية أو مياه الأمطار أو مياه الرش. وكل نوع من هذه الأنواع تتداخل عوامل كثيرة في التأثير على مكوناته، وتفاوت هذه العوامل من منطقة إلى أخرى.

مياه الصرف الصحي المنزلي

تشمل المياه المستعملة في التجهيزات الصحية المنزلية والمراحيض وأحواض المطابخ والأجهزة الأخرى، ويتضح من ذلك أن نوعية الشوائب في هذه المياه هي مخلفات الطعام والفضلات الآدمية بالإضافة إلى المواد الناتجة عن الإستحمام ونظافة الملابس والأواني والأرضيات وأعمال النظافة الأخرى.



شكل رقم (١-١)

مصادر المياه الملوثة

مياه الأمطار

تحتوي مياه الأمطار بعد تجميعها على المواد التي تحملها الأمطار أثناء سقوطها أو جريانها فوق أسطح المباني والأرض، وتختلف ما تحمله مياه الأمطار من أتربة ورمال ومواد عضوية طبقاً لعدة عوامل كثيرة منها طبيعة الأسطح التي تسقط عليها الأمطار ونوعية رصفها ومدى تكرار سقوط الأمطار ومدتها. وقد تحتوي مياه الأمطار في بعض الأحيان على تركيز عالٍ من المواد العالقة التي تجرفها المياه من الأسطح التي تسقط عليها بالإضافة إلى بعض الغازات الذائبة في الأمطار أثناء هطولها.

مياه الصرف الصحي المنزلي

تختلف نوعية مياه الصرف الصحي المنزلي طبقاً للعوامل التالية:

- أ. مستوى المعيشة.
- ب. معدلات استهلاك المياه.
- ج. خصائص مياه الشرب.

المخلفات الصناعية السائلة

تختلف مكونات المخلفات الصناعية السائلة وخصائصها حسب نوع الصناعة والعمليات الصناعية المستخدمة فيها، وكمية المياه المستعملة والمواد التي تدخل في التصنيع، والنسبة التي تصل منها إلى مياه الصرف الصحي. وتكون بعض المخلفات الصناعية أشد تركيزاً من مياه الصرف المنزلي بالنسبة للمواد العضوية والمواد العالقة والمواد الذائبة، وقد تكون بعضها أقل تركيزاً، فنجد مثلاً أن المياه المستعملة في صناعة الورق تحتوى على تركيز عال من المواد العضوية العالقة والذائبة، بينما نجد أن المياه المستعملة في صناعة التبريد تكون خالية من الشوائب. وتحتوى بعض المخلفات الصناعية على مواد سامة أو ضارة بالنسبة للكائنات الحية الدقيقة والتي لها دور كبير في عمليات المعالجة. ولذلك لا يُسمح بصرف المخلفات الصناعية على شبكات الصرف الصحي إلا إذا توافرت فيها معايير وخصائص معينة حددها القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٢ والقرار رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠ في شأن صرف المخلفات الصناعية السائلة على شبكات الصرف الصحي.

مياه الرش

وهي المياه التي تدخل مواسير الصرف الصحي من المياه السطحية أو من المياه الجوفية في باطن الأرض إذا كان منسوبها أعلى من منسوب المواسير. لذا يجب أن تقدر قيمتها لتؤخذ في الاعتبار عند التصميم. وتدخل المياه الجوفية عن طريق الوصلات والمسام والمطابق المعيبة وأغطية المطابق التي يقل منسوبها عن منسوب سطح الأرض. وتعتمد كمية مياه الرش على ارتفاع منسوب المياه الجوفية فوق منسوب المواسير وعلى جودة الوصلات ونوعية مواسير الصرف المستخدمة وقطرها وطولها ونوع أغطية المطابق المستخدمة (بفتحات أم بدون فتحات - خاصة في المناطق الممطرة). وتشمل أسس التصميم والمراجع المختلفة تحديد كميات مياه

الرشح، وقد يحدث في بعض الأحيان ظاهرة الترشيح (عكس حركة مياه الرشح) في حالة وجود المياه الجوفية على منسوب أقل من منسوب المواسير حيث تتسرب المياه من المواسير إلى طبقات التربة المحيطة (Exfiltration)، مما يتسبب في تلوث التربة والمياه الجوفية بالإضافة إلى خلخلة التربة أسفل أساس المواسير والمطابق وتأثير ذلك على سلامة هذه المنشآت والمواسير. ويتأثر منسوب مياه الرشح بالدرجة الأولى بموقع تركيب المواسير، حيث يرتفع عندما يكون الموقع مجاوراً للأنهار أو الترع أو المجاري المائية، بينما يقل عندما يزيد بعد الموقع عن المجاري المائية. ولذلك نجد أن منسوب مياه الرشح في الموقع المجاور للنهر وعلى مسافة في حدود خمسون متراً من جسر النهر يتأثر بارتفاع أو انخفاض منسوب النهر.

مياه الغسل

وهذه المياه الملوثة تصرف في البالوعات ومنها إلى شبكة الصرف حاملة معها بعض الرمال والورق والزيوت والشحومات.

وتتغير مكونات مياه الصرف الصحي السائلة من وقت لآخر على مدار السنة والشهر واليوم أسوة بتغير كمياتها، إلا أنه يمكن القول أن المخلفات السائلة تتكون في المتوسط من ٩٩,٩% ماء و ٠,١% مواد صلبة سواء كانت عالقة أو ذائبة، عضوية أو غير عضوية، كما تحتوى على الكثير من البكتيريا (هوائية أو لاهوائية).

وتشمل هذه العوامل ما يلي:

- عمر المخلفات السائلة.
- وقت جمع العينة.
- تعرض المخلفات السائلة للهواء.

عمر المخلفات السائلة

هو الوقت الذي مضى منذ صبها في شبكة الصرف إلى وقت أخذ العينة، فالمخلفات السائلة في بدء جريانها في شبكة الصرف تكون ذات لون مائل إلى الرمادي مع وجود مواد برازية وزيوت وشحوم وأوراق ومخلفات الخضروات طافية على السطح. وبمضي الوقت ونتيجة لجريان

هذه المخلفات السائلة في شبكة الصرف تتفتت المواد العالقة والطافية وتندمج مع بعضها مكونة سائل متجانس ذو عكارة عالية ولون أشد تركيزاً، بينما تتصاعد منها روائح كريهة نتيجة لتحلل بعض المواد العضوية تحللاً لاهوائياً.

وقت جمع العينة

لما كانت المياه المستعملة وكذلك الغرض من استعمالها يتغيران من وقت لآخر، فمن البديهي أن تختلف محتويات العينة ودرجة تركيز هذه المحتويات من وقت لآخر، فنجد أن أكثر العينات تركيزاً هي التي تؤخذ في الساعات الأولى من الصباح، بينما يقل تركيز العينات التي تؤخذ في الساعات المتأخرة من الليل. كما تتغير مكونات المخلفات السائلة ودرجة تركيز ما تحتويه من مواد عالقة أو ذائبة تبعاً لتغير الأنشطة الصناعية من موسم لآخر على مدار السنة.

تعرض المخلفات السائلة للهواء:

تحتوي المخلفات السائلة عند بدء جريانها في شبكة الصرف على بعض الأكسجين الذائب الذي سرعان ما يُستهلك نتيجة لنشاط البكتريا الهوائية التي تموت إذا لم يتجدد الأكسجين (أي إذا لم يكن هناك إتصال دائم بين المخلفات السائلة والهواء). وعندئذ تنشط البكتريا اللاهوائية ويحدث تحلل لاهوائي للمواد العضوية فتكتسب المخلفات لوناً داكناً ورائحة عفنة نتيجة لهذا التحلل اللاهوائي، وعلى النقيض من ذلك إذا تواجدت المخلفات السائلة على إتصال دائم بالهواء عندئذ تنشط البكتريا الهوائية مما ينتج عنه تحلل هوائي للمواد العضوية لا ينتج عنه روائح عفنة أو تركيز عالي في اللون.

تحلل المواد العضوية

تعرض المواد العضوية إلى نوعين من التحلل:

أولاً: التحلل اللاهوائي (Putrefaction):

وهو الذي يحدث نتيجة لنشاط البكتريا اللاهوائية في غياب الأكسجين وينتج عنه غازات النشادر (Ammonia) والميثان (Methane) وكبريتيد الهيدروجين (Hydrogen sulphide)، ومعظم هذه الغازات ذات رائحة نفاذة كريهة.

ثانياً: التحلل الهوائي (Oxidation):

وهو الذى يحدث نتيجة نشاط البكتريا الهوائية عند تواجد الأكسجين وينتج عنه أملاح الأزوتات (Nitrates) والكبريتات (Sulphates) وثانى أكسيد الكربون (Carbon dioxide) ومواد أخرى غير ضارة. ويتأثر التحلل الهوائي بعدة عوامل مثل:

• درجة حرارة المخلفات (Temperature of sewage):

ويظهر تأثير درجة الحرارة في زيادة نشاط البكتريا سواء الهوائية أو اللاهوائية مع ارتفاع درجة الحرارة إلى درجة معينة يأخذ بعدها نشاط البكتريا في الهبوط.

• العوامل الميكانيكية (Mechanical factors):

مثل مرور المخلفات السائلة على هدارات أو في منحدرات أو في وحدات الطلمبات، إذ أن مثل هذه العوامل تساعد على تقطع المواد العالقة الكبيرة الحجم نسبياً إلى مواد أصغر حجماً.

• كمية المياه المستخدمة (مياه الشرب) في المدينة وكذلك محتويات هذه المياه وكمية مياه الرش وكمية مياه المطر، وهذه تؤثر على درجة تركيز المواد الصلبة (عالقة كانت أو ذائبة)،

• كما أن مياه الرش بما قد تحتويه من أملاح ذائبة تؤثر على درجة تركيز المواد الذائبة.

• المواد الصلبة الموجودة في المخلفات السائلة:

تتواجد المواد الصلبة في المخلفات السائلة إما عالقة أو ذائبة، وتنقسم المواد الصلبة العالقة إلى:

- مواد سهلة الترسيب، أي ترسب في وقت قصير وتقدر بحوالي ٥٠% من المواد العالقة.

- مواد صعبة الترسيب، أي تحتاج إلى وقت طويل لترسيبها وتقدر بحوالي ٥٠% من المواد

العالقة.

كما يمكن تقسيم المواد الصلبة في المخلفات السائلة إلى مواد عضوية ومواد غير عضوية:

• المواد العضوية (Organic substances)

وتسمى أحياناً مواد طيارة أو غير ثابتة (Volatile-unstable) نظراً لتطايرها عند التسخين لدرجة حرارة عالية.

• مواد غير عضوية (Inorganic substances)

وتسمى أحياناً مواد معدنية أو ثابتة (Mineral-stable) ونظراً لثباتها وعدم تطايرها عند

التسخين لدرجة حرارة عالية. وتقدر نسبة كل من المواد العضوية والمواد غير العضوية الموجودة في المخلفات السائلة بحوالي خمسين في المائة (٥٠%) من مجموع المواد الصلبة.

تصرفات مياه الصرف الصحي المنزلي

يجب عند تصميم أعمال الصرف الصحي تحديد تصرفات مياه الصرف الصحي حتى يمكن تصميم أعمال الصرف الصحي المختلفة من شبكات وخطوط طرد ومحطات ضخ ومحطات معالجة. وحيث أن تصرفات مياه الصرف الصحي تعتمد بالدرجة الأولى على معدلات استهلاك المياه، لذلك سنتعرض فيما يلي لكيفية حساب معدلات استهلاك المياه.

معدلات استهلاك مياه الشرب الحالية والمستقبلية

يُعبّر عن معدلات استهلاك مياه الشرب بـ اللتر/ الفرد/ اليوم ويختلف هذا المعدل باختلاف فصول السنة وكذلك على مدار الشهر وأيضاً خلال الـ ٢٤ ساعة من اليوم. ولمواجهة هذه التغيرات في معدلات الاستهلاك أمكن تعريف معدلات الاستهلاك المختلفة وأيضاً تحديد معدل الاستهلاك اليومي المتوسط.

وطبقاً للدراسات التي تمت لمدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وبعض محافظات الوجه القبلي والبحري والمدن الجديدة مثل (مدينة العبور ومدينة السادس من أكتوبر) تم تحديد متوسط الاستهلاك اليومي للفرد.

التحليل الكيميائي الخاصة بمياه الصرف الصحي

المواد القابلة للترسيب SETTEABLESOLIDS

تحتوي مياه الصرف الصحي والمخلفات السائلة الصناعية على كثير من المواد العالقة القابلة للترسيب بعد حجز المياه لمدة معينة (مدة المكث Detention period) و كلما زاد حجم المواد المترسبة دل ذلك على زياده تركيز المواد العالقة القابلة للترسيب والعكس صحيح. و الغرض من هذا الإختبار هو معرفة تركيز المواد القابلة للترسيب في المياه الخام ومدى كفاءة أحواض الترسيب الابتدائية وأحواض الترسيب النهائية في التخلص من هذه المواد القابلة للترسيب حيث

أن حجم المواد القابلة للترسيب بعد الترسيب الابتدائي يجب ألا تزيد عن ٣ مليلتر/ لتر وبعد الترسيب النهائي لا تزيد عن ٠,١ مليلتر/ لتر.

ويمكن مشاهدة ذلك بوضوح من خلال هذا الإختبار البسيط كما يمكن الاستدلال على حجم هذه الرواسب في مياه الصرف الصحي الخام

الأجهزة والمعدات

١- أقمع أمهوف سعة لتر من الزجاج البيركس أو البلاستيك الشفاف.

٢- حامل خشبي أو معدني لهذه الأقمع.

٣- ساق طويل من الزجاج للتقليب.

الطريقة:

١- رج العينة المراد إجراء الإختبار عليها جيدا ثم أملأ هذه المياه حتى علامه ١ لتر الموضحة على القمع.

٢- أترك المياه للترسيب لمدة ٤٥ دقيقة ثم بعد ذلك قلب الجزء العلوي من المياه بقضيب من الزجاج دائريا حتى يمكن ترسيب المواد العالقه والقابله للترسيب ثم أترك القمع لمدة ١٥ دقيقة أخرى.

٣- أقرأ حجم الرواسب المتكونة بعد ساعة من أسفل حتى نهاية سطح الرواسب المتجمعة.

٤- في بعض الأحيان يكون حجم الرواسب المتكونة بعد الإختبار أكثر من ٤٠ مل وفي هذه الحالة يوضع ٥٠٠ مل فقط من العينة من قمع أمهوف ثم يتم إجراء نفس الخطوات حتى الخطوة الثالثة.

طريقة الحساب


١ - يدون حجم الرواسب (مليلتر/ لتر لمدة ساعة) في حالة عدم زيادة حجم الرواسب عن ١٠ مليلتر / لتر وإستخدام لتر من العينة.

٢ - في حالة إستخدام ٥٠٠ مل فقط من العينة لزيادة حجم الرواسب عن ٤٠ و يقرأ التدرج حتى نهاية سطح الرواسب ثم تدون النتيجة (حجم الراسب مل / لتر x ٢ لمدة ساعة).

مثال:

حجم الرواسب بعد إستخدام ٥٠٠ مل من العينة ٤٠ مل

النتيجة = $٤٠ \times ٢ = ٨٠$ مليلتر / لتر



المواد الصلبة الكلية Total Solids

يتم قياس المواد الصلبة الكلية بتبخير حجم معلوم من العينة المخلوطة جيدا في طبق تبخير ثم التجفيف عند ١٠٣ °م لمدة ساعة.

يتم حساب تركيز المواد الصلبة الكلية بملجم / لتر لمعرفة تركيزها في العينة سواء في المياه الخام أو المياه الخارجة من الترسيب الابتدائي أو السيب النهائي ولكن يرجع أهميه هذا الإختبار في تحديد النسبة المئوية للمواد الصلبة في الحمأة الخارجة من الترسيب الابتدائي والحمأة الخارجة من أحواض تركيز الحمأة وكذلك الحمأة الجافه.

الأجهزة والمعدات

١- طبق تبخير من البورسلين أو البلاتين أو السيليكا الزجاجية.

٢- فرن حرق عند ٥٥٠ °م.

٣- فرن تجفيف عند ١٠٣ °م.

٤- مجفف زجاجي.

5- ميزان حساس.

٦ - قلاب مغناطيسي.

٧ - ماصه زجاجيه ذات فوهه واسعه.

الطريقة:

١ - يتم تنظيف طبق التبخير في فرن الحرق عند ٥٥٠ °م لمدة ساعه ثم يتم تبريد الطبق وحفظه في المجفف الزجاجي ثم يتم وزنه (و ١)

٢ - يتم تحديد حجم العينة الذي يعطى تركيز المواد الصلبة الكلية في العينة يتراوح ما بين من ١٠ - ١٠٠ ملجم / لتر على أن يتم سحب الحجم المطلوب من العينة المخلوطه جيدا بواسطه ماصه زجاجيه ذات فوهه واسعه ووضعه في طبق التبخير. ثم يتم وضع طبق التبخير في حمام مائي حتى يتم يبخير المياه في الطبق. ثم يتم وضع طبق التبخير في فرن التجفيف عند ١٠٣ °م لمدة ساعه. ثم يتم تبريده في المجفف الزجاجي. ثم يتم وزن الطبق والمواد الصلبة الموجوده به (و ٢)

٣ - يتم حساب تركيز أو نسبه المواد الصلبة الكلية بملجم / لتر من المعادله الآتية:

طريقه الحساب

$$\text{تركيز المواد الصلبة الكلية بملجم/لتر} = \frac{(٢ - و ١) \times ١٠٠٠}{\text{حجم العينة}}$$

حيث أن و ١ = وزن الطبق قبل التجفيف بملجم / لتر

و ٢ = وزن الطبق والمواد الصلبة الكلية بعد التجفيف بملجم / لتر

لحساب نسبه المواد الصلبة الكلية في أي عينه يتم استخدام المعادلة الآتية:-

المواد الصلبة العالقة الكلية (TSS) TOTAL Suspended Solids

تحتوى مياه الصرف الصحي الخام على نسبة من المواد العالقة Solid suspended بعضها قابل للترسيب Settle able وبعضها غير قابل للترسيب Non-settable ومياه الصرف الصحي الخام في جمهورية مصر تحتوى عادة على حوالى ٤٠٠ ملليجرام / لتر من مجموع المواد العالقة بعضها قابل لترسيب والبعض الآخر غير قابل للترسيب كما أن بعض المواد العالقة عضوية أو المتطايرة (Volatile) وهو من أصل عضوي والبعض الآخر غير عضوي أو ثابت (Fixed) من أصل معدني. وتعيين نسبة المواد العالقة في المياه الخام والمياه الناتجة بعد مرحلة الترسيب الابتدائي و التى تساعد على معرفه مدى كفاءة هذه المرحلة في التخلص من المواد العالقة كما أن تعيين قيمة المواد العالقة في المياه الناتجة بعد كل مراحل المعالجة يمكن منه حساب كفاءة عملية المعالجة الكلية في إزالة المواد العالقة ويتم قياس المواد الصلبة العالقة في المياه الخام لتقدير تركيزها كما يتم قياسها بعد أحواض الترسيب الابتدائي لمعرفة كفاءة مرحلة الترسيب الابتدائي في إزالة المواد العالقة والقابلة للترسيب كما يتم قياسها في أحواض التهوية لتقدير تركيز المواد العالقة فيها كمعيار لتركيز الحمأة المنشطة (MLSS) ويتم قياسها في الحمأة المنشطة المعادة والزائدة لى تستخدم في الحسابات الخاصة بالتحكم في التشغيل في حالة صعوبة قياس المواد الصلبة العالقة المتطايرة وفي السيب النهائي لمعرفة تركيزها فيه ومعرفة كفاءة محطة المعالجة.

مثال:

تحتوى المياه الخام ٤٠٠ ملليجرام / لتر مواد عالقة وتحتوى على المياه الناتجة من مرحلة الترسيب الابتدائي على ١٠٠ ملليجرام / لتر مواد عالقة. أما ناتج المراحل النهائية في السيب النهائي فيحتوى على ٣٠ ملليجرام / لتر مواد عالقة

$$100 \times \frac{100 - 400}{400}$$

$$75\% = 100 \times$$

$$100 \times \frac{30 - 4}{4}$$

$$92.5\% = 100 \times$$

الأجهزة والمعدات

١ - ورقه ترشيح من الإلياف الزجاجية قطر ٢,٤ سم. Glass fiber filter paper

٢ - جفنه جوش رقم ٤ Gooch crucible أو قمع بوخنر أو وحدة ترشيح.

٣- ورق ترشيح

٤- مخبر مدرج

٥- طلمبة تفريغ Vacuum pump

٦- ميزان كهربائي حساس Electric analytical balance

٧- فرن تجفيف (Drying Oven) عند ١٠٣ أو ١٠٥ °م

٨- مجفف زجاجي به مادة السيليكاجيل

٩- طبق تبخير سعة ١٠٠ مل مصنوع من أحد المواد الآتية:-

البورسيلين ب- البلاتين ج - زجاج السيليكا العالى الجودة

١٠- فرن حرق (Muffle Furnace) عند ٥٥٠ °م

الطريقة:

١- إذا كان سيتم قياس المواد الصلبة العالقة المتطايره فيجب حرق طبق التبخير وورقة الترشيح من الصوف الزجاجي في فرن الحرق عند ٥٥٠ °م لمدة ساعه. أما إذا كان سيتم قياس المواد الصلبة العالقة الكلية فيتم تنظيف وتجفيف طبق التبخير وورقة الترشيح في فرن التجفيف عند ١٠٥ °م لمدة ساعه وحفظه في المجفف الزجاجي.

٢- توضع جفنه جوش ٤ أو قمع بوختر في وحدة الترشيح

٣- توضع ورقة ترشيح ٢,٤ سم المصنوعة من الإلياف الزجاجية (أو أي حجم مناسب لوحده الترشيح) في الجفنة ويتم ضبط وضعها بحيث تكون متمركزة

٤- يستخدم التفريغ بطلمبة التفريغ لعملية الترشيح

٥- يتم غسيل ورقة الترشيح بمقدار ١٠٠ مل من المياه المقطره حتى تستقر على القرص جيدا مع استمرار التفريغ حتى يتم سحب المياه ، ثم توضع الجفنة وورقة الترشيح في فرن تجفيف لمدة ساعة ويتم تبريدها في المجفف لمدة ٢٠ دقيقة ثم يتم وزنها (و ١)

٦- يتم ترشيح حوالي ١٠٠ مل من العينة المراد تعيين المواد العالقة بها (أو حجم مناسب يتناسب مع تركيز المواد العالقة في العينة) من خلال ورقة الترشيح كما تم في الخطوة السابقة بعد رج العينة جيدا

٧- يتم غسيل المواد العالقه على ورقة الترشيح بحوالي ٣٠ مل مياه مقطرة لإزالة الأملاح والمواد الذائبة المتبقية والملتصقة على الرواسب

٨- يتم تجفيف في فرن التجفيف عند الدرجة ١٠٣ °م لمدة حوالي ساعة

يتم تبريد الجفنه في المجفف لمدة ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة ثم وزنها (و ٢)

يتم حساب تركيز المواد الصلبة العالقه الكلية من المعادلة الاتيه:

طريقة الحساب

$$\frac{100.0 \times (1)}{\text{العينة}}$$

مثال:-

نفرض أن و ١ = ١٥,٦٨٣٧ جم

و ٢ = ١٥,٦٩٣٧ جم

حجم العينة = ١٠٠ مل

١ - و ٢ = ٠,٠١ جرام = ١٠ ملجم

حجم العينة = ١٠٠ مل

المواد الصلبة العالقة الثابتة والمتطايرة (VSS) Volatile & Fixed suspended solids

تقاس المواد الصلبة العالقة المتطايرة خاصة في أحواض التهوية وفي الحمأة المنشطة المعادة والزائدة كمعيار أدق من المواد الصلبة العالقة الكلية لقياس تركيز الكائنات الحية الدقيقة

(VSS) (البكتيريا) في المعالجة البيولوجية بالحمأة المنشطة حيث تعتبر البكتيريا مادة عالقة عضوية. ويستخدم قياس المواد العالقة المتطايرة في حسابات التحكم في التشغيل في المعالجة البيولوجية بالحمأة المنشطة كمعيار أدق من المواد الصلبة العالقة الكلية حيث تستخدم في حساب نسبة الغذاء إلى نسبة الكائنات الحية الدقيقة F / M

كما تستخدم في حساب عمر الحمأة (MCRT) وكمية الحمأة المنشطة المعادة والزائدة و يمكن تحديد كل من المواد الصلبة العالقة المتطايرة والثابتة من حرق المواد العالقة عند درجة ٥٥٠ °م مع ملاحظة أن الإلياف الزجاجية تتصهر بعد الدرجة بقليل، فعلى ذلك ينبغي عدم زيادة درجة حرارة فرن الحريق عن هذه الدرجة. ويفيد تقدير المواد الصلبة العالقة المتطايرة وخاصة في أحواض التهوية في معرفة تركيز الكائنات الحية الدقيقة في الحمأة المنشطة وقياس المواد العالقة المتطايرة في أحواض التهوية (MLVSS) أدق من قياس المواد الصلبة العالقة الكلية في تقدير تركيز الكائنات الحية الدقيقة المكونة للحمأة المنشطة لأنها مواد صلبة عالقة عضوية.

الأجهزة

١ - فرن حريق Muffle furnace

٢ - الأجهزة المستخدمة في تجريب المواد الصلبة العالقة الكلية

الطريقة:

١- يتم اتباع الخطوات السابقة في تجريب المواد الصلبة العالقة الكلية على أن يتم حرق جفنه جوش وورقة الترشيح الفارغة بعد التجفيف في خطوه ٤ السابقة عند درجة ٥٥٠ °م لمدة ٢٠ دقيقة فتكون هي (١ و)

٢- بعد الخطوة رقم ٨ في الطريقة السابقة يتم وضع الجفنة + ورقة الترشيح + المواد العالقة في فرن الحريق عند ٥٥٠ °م لمدة ٦٠ دقيقة

٣- يتم وضع الجفنه في المجفف الزجاجي لمدة ٢٠ دقيقة حتى تبرد نهائيا ثم توزن فيكون ذلك (٣ و)

طريقة الحساب

١٠٠٠)

مثال:-

نفرض أن: و ١ = ١٥,٦٦٣٧ جرام

أن: و ٢ = ١٥,٦٩٣٧ جرام

أن: و ٣ = ١٥,٦٨٣٧ جرام

المواد الصلبة العالقة المتطايرة = ١٥,٦٩٣٧ جرام - ١٥,٦٨٣٧ = ٠,٠١ جرام

= ١٠ ملجم


100 ملجم/لتر

المواد العالقة الثابتة = و ٣ - و ١ = ١٥,٦٨٣٧ - ١٥,٦٦٣٧ = ٠,٠٢ جرام

= ٢٠ ملجم

مجموع المواد الصلبة (الثابتة والمتطايرة) TOTAL FIXED – VOLATILE – SOLIDS

تحتوى مياه الصرف الصحي على مواد صلبة بعضها عالق Suspended وبعضها ذائب Dissolved وكل نوع من هذين النوعين ينقسم إلي قسمين مواد عضوية (أو متطايرة) ومواد غير عضوية أو ثابتة ، فعلى ذلك فأن تعيين مجموع المواد الصلبة يشمل المواد العالقة والمواد الذائبة معا سواء كانت عضوية أو غير عضوية.



ويتم تعيين مجموع المواد الصلبة بتبخير حجم معين من مياه الصرف الصحي في جفنه التبخير على حمام مائي حتى جفاف العينة ثم التجفيف في فرن تجفيف عند ١٠٣ °م ثم يتم حرق الجفنة في فرن الحرق عند ٥٥٠ °م لتعين المواد الطيارة والثابتة ويستخدم هذا الإختبار في تحديد النسبة المئوية للمواد الصلبة سواء كانت الكلية أو المتطايرة أو الثابتة في الحمأة في محطه المعالجة بمختلف أنواعها سواء كانت حمأة ابتدائية أو منشطه أو زائده أو الحمأة المركزة أو الجافه

الأجهزه والمعدات

- ١- فرن تجفيف
- ٢- جفنه تبخير
- ٣- حمام مائي
- ٤- فرن حريق
- ٥- مجفف
- ٦- ميزان حساس

الطريقة:

- ١- يتم غسيل وتجفيف الجفنة أو طبق تبخير ذو حجم مناسب ثم يتم حرق هذا الطبق في فرن الحريق عند درجة ٥٥٠ °م ويتم الوزن بميزان حساس (و ١).
- ٢- يوضع حجم مناسب من عينة مياه الصرف الصحي بعد رجها جيدا حوالي ١٠ - ٢٥ مل في الجفنة أو طبق التبخير ثم يتم وزن الطبق والعينة (و ٢).
- ٣- يتم وضع الجفنة أو الطبق على بخار حمام مائي ويتم التبخير حتى تمام الجفاف ثم ينقل إلى فرن التجفيف المضبوط على درجة ١٠٣ °م لمدة ساعة تقريبا.
- ٤- يتم التبريد في مجفف ثم يوزن الطبق وبه المواد الصلبة (و ٣).
- ٥- ضع الطبق بعد ذلك في فرن الحريق عند درجة ٥٥٠ °م حتى تمام الحريق وثبات الوزن (و ٤) وبعد أن يتم التبريد في الهواء للتخلص من الحرارة الزائدة ثم التبريد في المجفف قبل الوزن.
- ٦- يتم حساب النسبة المئوية للمواد الصلبة الكلية في العينة وكذلك النسبة المئوية للمواد الصلبة الثابتة والمتطايره من المعادلات التالية

طريقة الحساب

حيث أن:

و ١ = وزن الطبق (ملجم / لتر)

و ٢ = وزن الطبق والعينة (ملجم / لتر)

و ٢ = وزن الطبق والمواد الصلبة بعد التجفيف عند ١٠٣ °م (ملجم / لتر)

و ٣ = وزن الطبق والمواد الصلبة بعد الحرق عند ٥٥٠ °م (ملجم / لتر)

المواد الذائبة الكلية (TDS) Total Dissolved Solids

يتم تعيينها بالترشيح أولاً ثم تبخير حجم مناسب من المياه المرشحة حتى الجفاف في حمام مائي ثم تجفيفها في الفرن عند ١٨٠ °م كما هو موضح بالشكل رقم (٣ - ٥)

الأجهزة والمعدات

١ - مرشح زجاجي وورق ترشيح من الصوف الزجاجي

٢ - ظلمبه ترشيح ومعه وحده ترشيح

٣ - دورق ترشيح

٤ - طبق تبخير سعة ١٠٠ مل

٥ - فرن تجفيف عند ١٨٠ °م

٦ - حمام مائي

٧ - مجفف زجاجي

٨ - ميزان حساس

٩ - فرن حرق عند ٥٥٠ °م

الطريقة

١ - يتم تركيب وحده الترشيح وقاروره الترشيح وظلمبه الترشيح

٢ - يتم غسيل طبق التبخير بالماء المقطر ثم وضعه في فرن الحرق عند ٥٥٠ °م لمدة ساعه

لإزاله أي رواسب أو مواد عالقه من الطبق ثم يتم تبريده في المجفف الزجاجي لحين إستخدامه

٣ - رشح حجم من العينة (٥٠٠ مل)

٤ - أوزن طبق التبخير (و ١) ثم يتم وضع ١٠٠ مل من الرشح في طبق التبخير

- ٥ - ضع الطبق على الحمام المائي حتى يتم جفاف العينة
- ٦ - ضع الطبق في فرن التجفيف عند ١٨٠ °م لمدة ساعة
- ٧ - برد طبق التبخير في المجفف الزجاجي
- ٨ - أوزن طبق التبخير بالمواد المتبقية بالطبق (و ٢)
- ٩ - يتم حساب تركيز المواد الصلبة الذائبة الكلية (ملجم / لتر)

طريقه الحساب

مثال:

وزن الطبق قبل التجفيف (و ١) = ٤٠,١٦٠٠ جرام

وزن الطبق بعد التجفيف (و ٢) = ٤٠,١٧٢٠ جرام

$$\frac{1000 \times 1000 \times 40.1600 - 40.1720}{100} = \text{تركيز المواد الصلبة الذائبة الكلية (ملجم / لتر)}$$

$$\frac{1000 \times 1000 \times 0.120}{100} =$$

يمكن معرفه تركيز المواد الصلبة الذائبة الكلية بملجم / لتر عن طريق قياس درجه التوصيل الكهربائي ($\mu\text{S/cm}$) ميكروسيمنز/سم.

حيث يتم قياس درجه التوصيل الكهربائي ثم حساب مجموع المواد الذائبة بإستخدام ٠,٦٨ كعامل.

مثال:

نفرض أن درجة التوصيل الكهربائي ٩٤٠ ميكروسيمنز / سم

فيكون مجموع المواد الذائبة $TDS = ٩٤٠ \times ٠,٦٨ = ٦٣٩$ ملجم / لتر تقريبا

قياس الأكسجين الذائب (DO) Dissolved Oxygen

يختلف تركيز الأكسجين الذائب في المياه الطبيعية وفي المخلفات السائلة باختلاف بعض العوامل الطبيعية والكيميائية والأنشطة البيولوجية التي توجد في المياه وقياس تركيز الأكسجين الذائب هو حجر الأساس في تحليل المياه والمخلفات السائلة لتحديد:

(١) نسبة التلوث للمياه.

(٢) التحكم في أداء عمليات تنقية مياه الصرف الصحي.

(٣) تحديد قيمة الأكسجين الحيوي المطلوب للمياه الملوثة.

نسبة التلوث

تزداد درجة ذوبان الغازات القابلة للذوبان في المياه بأنخفاض درجة الحرارة (على عكس درجة ذوبان المواد الصلبة) كما تزداد درجة ذوبان الأكسجين في المياه بأنخفاض نسبة الأملاح الذائبة في المياه. ويزداد درجة ذوبان الأكسجين في المياه بزيادة الضغط الحيوي - والجدول التالي (جدول رقم ٤ - ١) يوضح مقارنة بين تركيز الأكسجين الذائب في المياه العذبة وفي المياه المالحة في درجات الحرارة المختلفة وتحت ضغط جوى يعادل ٧٦٠ مم زئبق و بإفتراض عدم وجود أي تلوث عضوي أو غير عضوي يحتاج للأكسجين الذائب مثل أملاح الحديد وكبريتيد الأيدروجين..... الخ.

الأكسجين الذائب ملجم/ لتر			درجة الحرارة °م
مياه البحار	مياه مالحة نسبيا	المياه العذبة	
٢٠٠٠٠ ملجم/ لتر ككلوريدات	٥٠٠٠ ملجم/ لتر ككلوريدات	كلوريد صوديوم تقريبا	
١١,٣	١٣,٨	١٤,٦	صفر
٩,٨	١١,٨	١٢,٥	٥°م
٩,٠	١٠,٧	١١,٣	١٠°م
٨,٠	٩,٥	١٠,٠	١٦°م
٧,٤	٨,٧	٩,٢	٢٠°م
٦,٩	٨,١	٨,٥	٢٤°م
٦,١	٧,٣	٧,٦	٣٠°م

والقيم الموضحة بالجدول عالية تمثل درجة التشبع ١٠٠% بالأكسجين في أنواع المياه المختلفة عند درجات الحرارة المختلفة ، فمثلا إذا أخذت عينة من مجرى مائي عذب درجة حرارته ١٠°م وجد أن تركيز الأكسجين الذائب بها ١٠ ملجم/لتر فتكون درجة تشبع المياه بالأكسجين ١٠٠% وهذا يدل على عدم تلوث المياه إطلاقا بأي مادة عضوية أو غير عضوية تستهلك الأكسجين الذائب ، أما إذا كانت قيمة الأكسجين الذائب للمياه العذبة عند هذه الدرجة (١٠ °م) ٥ ملجم/لتر فإن نسبة التشبع بالأكسجين المذاب تصبح ٥٠ % فقط. ويشير ذلك إلى تلوث المياه وتزداد درجة تلوث المياه كلما زاد الفرق بين درجة تركيز الأكسجين في العينة والنسبة الواردة في الجدول (١٠٠ %) عند تركيز كلوريدات ودرجات الحرارة المختلفة.

التحكم في عمليات تنقية مياه الصرف الصحي

المياه الخام الواردة إلى محطات التنقية لا تحتوى على عادة على أي أكسجين ذائب. يرجع ذلك إلى استهلاك الأكسجين الذائب الموجود أصلا في مياه الشرب نتيجة لإحتواء المياه المختلفة من

المنازل على نسبة عالية من المواد العضوية. وتعتمد المعالجة البيولوجية التي تلى المعالجة الابتدائية سواء كانت مرشحات زلطيه أو حمأة منشطه في معالجه المواد العضويه بواسطه البكتيريا الهوائية على إمداد المياه بالأكسجين الذائب حتى تقوم البكتيريا الهوائية بأنشطتها. فجزء من المادة العضوية يستخدم في كغذاء للبكتيريا كمصدر للمواد الكربونية التي تحتاجها البكتيريا والجزء الآخر من المادة العضوية يتأكسد بواسطه البكتيريا الهوائية في وجود الأكسجين الذائب الذى يتم توفيره عن طريق معدات التهوية في أحواض التهوية وينتج عن ذلك الطاقه اللازمه لنمو وتكاثر ونشاط البكتيريا وتتحول المواد العضوية إلى مواد غير عضويه (مواد ثابتة) لا ينجم عنها تلوث.

معظم البكتيريا الهوائية سواء في مرشحات زلطيه أو في أحواض تهوية الحمأة المنشطة تحتاج إلى نسبة بسيطة من الأكسجين الذائب تبلغ حوالى ٢ ملجم/لتر.

قياس الأكسجين الذائب في مرحلة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي سواء كانت مرشحات زلطيه أو حمأة منشطه مهم جدا لضمان نمو ونشاط البكتيريا الهوائية في معالجه المواد العضوية والمواد النيتروجينية كما يساعد على رفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي.

طريقه قياس الأكسجين الذائب

- يعتمد قياس الأكسجين الذائب بطريقه كيميائية ويطلق عليها طريقه وينكلر أو طريقه الأزيد المعدلة. وفي هذه الطريقه فأن اختبار اليود يعتبر أهم طريقه عمليه لقياس الأكسجين الذائب. وفي هذه الطريقه يضاف محلول منجنيز ثنائي التكافؤ ومحلول قلوئى شديد التركيز ويضافا إلى العينة في زجاجة مغلقة.

- الأكسجين الذائب يؤكسد كميات متكافئة من هيدروكسيد المنجنيز المترسب إلى هيدروكسيد عالي التكافؤ في وسط حامضي ومع وجود أيون اليود يتحول المنجنيز ثنائي التكافؤ واليود المتولد يكافئ الأكسجين المذاب يعادل اليود بواسطة ثيوكبريتات الصوديوم إلى اللون الصافي عند إضافة النشا ككاشف

- يجب قياس الأكسجين الذائب فور جمع العينة لأن تركيزه في العينة يتأثر بعده عوامل من أهمها درجه الحراره وتركيز المواد العضوية والغير عضويه وعدد الكائنات الحيه الدقيقة.

الأجهزة والمعدات

- ١ - سحاحه مدرجة سعه ٥٠ مل كل مل مقسم إلى عشرة أجزاء (١, من المليلتر)
- ٢- زجاجة BOD بغطاء زجاج مصنفر سعة ٣٠٠ مل
- ٣- ورق مخروطي سعه ٢٥٠ مل
- ٤- ماصه ١٠ مل وثلاثه ماصات ١ مل
- ٥- مخبار مدرج سعة ١٠٠ مل
- ٦- قارورة زجاجية عيارية سعة ١ لتر
- ٧- زجاجات لحفظ المحاليل الكيميائية

المحاليل الكيميائية المستخدمة:

١- محلول كبريتات المنجنيز

يتم تحضيره بإذابة ٤٨٠ جرام كبريتات المنجنيز ($Mn SO_4 \cdot 4H_2O$) أو ٤٠٠ جرام من كبريتات المنجنيز ($Mn SO_4 \cdot 2H_2O$) أو ٣٦٤ جرام ($Mn SO_4 \cdot H_2O$) في حوالي ٨٠٠ مل مياه مقطرة خالية من الأيونات ثم يتم ترشيح هذا المحلول ويوضع في قارورة زجاجية عيارية سعة ١ لتر ثم يخفف إلى واحد لتر بماء خالي من الأيونات (DI) هذا المحلول لا يعطى لون مع النشا المضاف إلى محلول يوديد البوتاسيوم (KI)

٢- محلول-الأزيد - الأيوديد القلوي Alkali - Iodide - Azide Reagent

(أ) للعينات المشبعة أو الأقل تشبع

أذب ٥٠٠ جرام من هيدروكسيد الصوديوم NaOH أو ٧٠٠ جرام من هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) و ١٣٥ جرام من يوديد الصوديوم (NaI) أو ١٥٠ جرام من يوديد البوتاسيوم (KI) في مياه مقطرة خالية من الأيونات (DI) وخفف إلى ١ لتر ثم أضف ١٠ جرام من الصوديوم أزيد (NaN_3) المذاب في ٤٠ مل مياه مقطرة هذا المحلول يجب ألا يعطى لون مع النشا عند تخفيفه أو تحميضه.

Super Saturated (ب) للعينة شديدة التشبع

يذاب ١٠ جرام من أزيد الصوديوم في ٥٠٠ مل مياه مقطره خالي من أيونات الأملاح ثم يضاف ٤٨٠ جرام هيدروكسيد الصوديوم ٧٥٠ جرام يوديد الصوديوم مع التقليب حتى الإذابة. تظهر عكارة بيضاء لوجود كربونات الصوديوم ولكن هذا ليس له تأثير.

[هذا المحلول سام ويجب التعامل معه بحرص شديد. ويجب حفظ هذا المحلول في زجاجة بنى بعيدا عن الضوء].

٣- النشا

أذب ٢ جرام من النشا المعمل على قابل للذوبان و ٠,٢ جم حمض السلسيليك (Salicylic acid) كمادة حافظة في ١٠٠ سم^٣ مياه مقطرة ساخنة.

٤- محلول قياس ثيوكبريتات الصوديوم (Na₂S₂O₃ · 5H₂O) (٠,٠٢٥ ع)

أذب ٦,٢٠٥ جرام من ثيوكبريتات الصوديوم في مياه مقطرة خالية من الأيونات ثم يضاف ٠,٤ جرام هيدروكسيد الصوديوم وضع المحلول في قارورة زجاجية عيارية سعة ١ لتر ثم خفف إلى واحد لتر. ثم عاير بمحلول Potassium biiodate

٥- محلول قياسى من Potassium biiodate (0.002 N of KH(IO₃)₂)

يذاب ٨١٢,٠٤ ملجم Potassium biiodate في ماء خالي من الأيونات وخفف إلى واحد لتر بمياه مقطرة خالية من الأيونات.

(أ) معايرة ثيوكبريتات الصوديوم بواسطة محلول Potassium biiodate (Standardization)

يذاب ٢ جرام يوديد البوتاسيوم (KI) في ١٠٠ - ١٥٠ مل مياه مقطرة في قارورة زجاجية عيارية سعة ٢٠٠ مل. أضف ١ مل من (6N of H₂SO₄) أو بعض النقط من حمض الكبريتيك المركز ثم أضف ٢٠ مل من المحلول العياري Potassium biiodate.

(ب) خفف إلى ٢٠٠ مل بالمياه المقطرة الخالية من الأيونات وعابر بواسطة ثيوكبريتات الصوديوم باستخدام النشا ككاشف إلى اللون الأصفر الفاتح (لون القش) ثم أضف نقطتين من النشا ليعطى لون أزرق ثم استمر في المعايرة حتى يصبح لون المحلول عديم اللون وهي نقطة التعادل (End point) عندما يكون كلا من ثيوكبريتات الصوديوم و Potassium biiodate متساويين في التركيز فيكون المطلوب هو ٢٠ مل من (0.025N) ثيوكبريتات الصوديوم وفي حالة عدم التساوى. اضبط ثيوكبريتات الصوديوم عند 0.025N

الطريقة:

- ١- املأ زجاجة الـ B O D سعة ٣٠٠ مليلتر (٣٠٠ مل) بالعينة المراد تعيين تركيز الأكسجين الذائب بها وذلك بطريقة أنبوبة من المطاط يسحب منها العينة ببطء وتوضع نهايتها الأخرى أسفل قاع زجاجة الـ B O D واجعل المياه تتساب ببطء بالدرجة الكافية للإحلال محل فراغ الزجاجة مرتين أو ثلاثة على الأقل وتأكد من عدم وجود فقاعات هوائية.
- ٢- ضع ١ مل من محلول كبريتات المنجنيز على أن يكون طرف الماصة أسفل سطح المياه بزجاجة الـ B O D ثم أضف ١ مل من محلول الأزيد - الأيوديد - القلوى
- ٣- ضع الغطاء على الزجاجة بعناية بحيث لا تسمح بدخول هواء إلى الزجاجة ثم قلب الزجاجة جيدا بقلبها وعدلها عدة مرات ببطء وأتركها حتى يترسب الراسب. إذا تكون راسب أبيض فهذا يدل على عدم وجود أكسجين ذائب في العينة ولا تستكمل الاختبار. أما إذا تكون راسب أصفر فهذا يدل على وجود أكسجين ذائب في العينة.
- ٤- ارفع الغطاء ثم أضف ١ مل من حامض الكبريتيك المركز بحيث ينساب ببطء على عنق الزجاجة ثم ارفع الماصة وضع الغطاء واستخدم نفس الطريقة السابقة في قلب الزجاجة وعدلها إلى أن يختفي تماما كل الرواسب والندب التي سبق أن تكونت.
- ٥- اسحب ما يعادل ٢٠٠ سم^٣ من العينة الأصلية (أو ٢٠١ مل) من العينة بعد التصحيح لإضافة كل من كبريتات المنجنيز ومحلول الأزيد بالإزاحة.

آى:

- 6- يتم معايرة اليود المتكون بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم (٠,٠٢٥ ع) أو محلول PAO حتى يكاد أن يختفي اللون الأصفر. Pale straw Colour
- ٧- أضف ٢ مل من محلول النشا وأكمل المعايرة حتى يبدأ اللون الأزرق في الاختفاء.

طريقة الحساب

لكل ٢٠٠ مل من العينة الأصلية المأخوذة ١ مل من محلول الثيوكبريتات (0.025 N) يعادل ١ ملليجرام / لتر أكسجين ذائب.

مثال:-

بعد معايرة ٢٠٣ سم^٣ من زجاجة الـ B O D محلول الثيوكبريتات (٠,٠٢٥ ع) وجد أنه يلزم ٨ مل من هذا المحلول للوصول إلى نقطة النهاية End Point لاختفاء اللون الأزرق.

إذن تركيز الأكسجين الذائب بالمياه = ٨ ملجم / لتر

لاحظ أن:

يجب العناية الفائقة في العينات التي ينقص فيها الأكسجين الذائب عن درجة التشبع لسرعة امتصاص هذه العينات الأكسجين الجوي.

التفاعلات وأساس استخدام طريقة الحساب السابق ذكرها:

تعتمد الطريقة السابقة والتي تعرف بإسم طريقة Winkler method المعدلة بطريقة الأزيد بأنه بعد إضافة كبريتات المنجنيز والمحلول القلوي لأيوديد يتكون هيدروكسيد المنجنيز الثنائي التكافؤ $Mn(OH)_2$.




وفي وجود الأكسجين الذائب يتأكسد هيدروكسيد المنجنيز الثنائي إلى الهيدروكسيد الرباعي.



وعند إضافة حامض الكبريتيك يتحول هيدروكسيد المنجنيز رباعي التكافؤ إلى كبريتات المنجنيز رباعي التكافؤ.



وفي وجود يوديد الصوديوم أو البوتاسيوم يتفاعل كبريتات المنجنيز مع اليوديد ويتكون اليود بما يكافئ كمية الأكسجين الأصلي الموجود في العينة.



و عند المعايرة مع ثيوكبريتات الصوديوم:



وعلى ذلك ونظرا لأن كل جزئ من الثيوكبريتات يحتوى على ٥ جزيئات مياه فإنه طبقا للمعادلات فإن كل ٤٩٦ جرام ثيوكبريتات تعادل ١٦ جرام أكسجين أي أن كل ٣١ جرام ثيوكبريتات تعادل ١ جرام أكسجين.

وحيث أن حساب أي تركيز لأي مادة بالمليجرام / لتر.

(إذا كان كل ١ مل = ١ ملليجرام أكسجين)

(أو حجم كل المحلول القياسي المستخدم × ٥) نظرا لأنه تم استخدام ٢٠٠ مل من العينة)

هذا إذا كان محلول الثيوكبريتات المستخدم يحتوى على ٣١ جرام فأن كل ١ مل يعادل ١ ملليجرام أكسجين. وفي هذه الحالة حتى يمكن سهولة الحساب يؤخذ خمس هذا الوزن بحيث يكون كل ١ مل يكافئ ٠,٢ ملليجرام أكسجين أي تسحب النتيجة بحساب حجم الثيوكبريتات ٠,٢٥ ع المستخدم مع ٢٠٠ مل من العينة.

ملحوظة: يستخدم محلول الأزيد لمنع تفاعل النتريت مع يوديد البوتاسيوم وخروج اليود ويزداد النتريت كلما تعرضت الزجاجاة للهواء الحيوي مما يؤدي إلى خروج مزيد من اليود مما قد يؤدي إلي خطأ في حساب الأكسجين الذائب وفي وجود الأزيد NaN_3 يتم اختزال النتريت إلى أكسيد النيتروز ويزول تأثير النتريت

التداخلات

يؤثر على قيمة تركيز الأكسجين الذائب بالطريقة السابق ذكرها تواجد بعض المواد مثل أملاح الحديد وبعض المواد العضوية سريعة التأكسد الكربون والكلور الحر والكروم والسيانيد مما قد يستدعى استخدام الطريقة التالية لتعيين تركيز الأكسجين الذائب بواسطة الجهاز الكهربائي.

قياس الأكسجين الحيوي الممتص Biochemical Oxygen Demand (BOD)

يعرف الأكسجين الحيوي الممتص بقياس الأكسجين الذائب اللازم لأكسدة المواد العضوية الكربونية بواسطة البكتيريا الهوائية عند ٢٠ °م لمدة خمسة أيام.

تعتمد تجربه الأكسجين الحيوي الممتص على أن عينه مياه الصرف الصحي تحتوى على بكتيريا ومواد عضويه وأكسجين ذائب فتستهلك البكتيريا الهوائيه الأكسجين الذائب في أكسده وتحلل المواد العضويه وتعتمد كمية الأكسجين الذائب المستهلك كأى نشاط للبكتيريا وتركيز المواد العضوية في العينة فكلما زاد تركيز المواد العضوية في العينة زاد معدل استهلاك الأكسجين الذائب والعكس صحيح.

في هذا الإختبار يتم إستخدام زجاجتين BOD سعه ٣٠٠ مل ويتم وضع حجم معلوم من العينة يتناسب مع تركيز الأكسجين الحيوي الممتص في العينة ثم يتم ضبط الرقم الأيدروجيني للعينة ما بين ٦,٥ إلى ٧,٥ ثم يتم إضافه مياه تخفيف للزجاجتين. ثم يتم قياس الأكسجين الذائب في أحد الزجاجتين ثم يتم وضع الزجاجه الثأنيه في الحضأنه عند ٢٠ °م لمده ٥ أيام ثم يتم قياس الأكسجين الذائب في العينة. وعن طريق معدل استهلاك الأكسجين الذائب يتم تقدير تركيز المواد العضويه في العينة.

سمي هذا الإختبار بإسم الأكسجين الحيوي الممتص لأن البكتيريا وهي كائن حى هي أساس التحلل والأكسد للمواد العضويه.

ويستخدم هذا الإختبار في تقدير المواد العضوية الكربونية في المياه الخام لمعرفة تركيزها في المياه الخام وفي المياه الداخلة لأحواض التهوية وفي السيب النهائي و لتقدير كفاءه محطة المعالجة في نسبة إزالة ومعالجة المواد العضوية كما أنه يستخدم في حساب F/M Ratio.

هذا الإختبار يقدر كمية الغذاء الموجود في العينة (المواد العضوية التي تستهلك الأكسجين) ونتائج هذا الإختبار تعطى معدل أكسدة المواد العضوية وتعطى تقدير غير مباشر عن وجود الأحياء الدقيقة أو تركيز مياه الصرف الصحي. و نتائج هذا الإختبار يجب أن تؤخذ في الاعتبار العوامل البيئية لدرجة الحرارة وعدد الجراثيم وحركة المياه وضوء الشمس عند مقارنه نتائج الإختبار في المياه المستقبله لمياه المجاري.

ومن عيوب هذا الإختبار أن النتائج لا تظهر إلا بعد مرور خمسة أيام من جمع العينة.

هذا و يستخدم هذا الإختبار في تعيين كفاءة وحدات معالجة مياه المجاري ويعطى مؤشر على درجة تركيز المواد العضوية وكمية الأكسجين المطلوب لأكسدة المواد العضوية في حوض التهوية.

الترسيب الابتدائي يزيل من 2٠ - ٤٠% من الأكسجين الحيوي المطلوب - والكفاءة الكلية للمعالجة البيولوجية تكون في حدود 80 - 70% للمعالجة بالمرشحات الزلطيه ومن ٩٠-٩٥% للمعالجة بالحماة المنشطة. إذا كأنت أقل من ذلك يدل على أن المحطة لا تعمل بكفاءة ويجب تحديد الأسباب واتخاذ الإجراءات المطلوبه لرفع كفاءه محطه المعالجة.

ملحوظة هامة:

يجب ألا يقل تركيز الأكسجين الذائب في العينة بعد ٥ أيام في الحضانة عند ٢٠ °م عن ١ ملجم/لتر ويجب أن يكون معدل استهلاك الأكسجين الذائب في العينة بعد ٥ أيام من ٣٠-٨٠ %

الأجهزة والمعدات

١ - زجاجات BOD بغطاء مصنف سعة ٣٠٠ مل

٢ - حضانة كهربائية درجة حرارتها ٢٠ °م

٣ - مصاصات مدرجة ١ مل و ١٠ مل

٤ - سحاحة و حامل للسحاحة

٥ - دورق مخروطي سعة ٢٥٠ مل

٦ - قارورة زجاجية عيارية سعة ١ لتر

المحاليل الكيميائية

١- تستخدم في قياس الأكسجين الحيوي الممتص (BOD) المحاليل المستخدمة في تجربة الأكسجين الذائب وهي محلول كبريتات المنجنيز ومحلول الأزيد الأيوديد القلوي وحامض الكبريتيك وثيوكبريتات الصوديوم ومحلول النشا

٢- الماء المقطر المستخدم في تحضير المحاليل والتخفيفات يجب أن يكون من أنقى نوع ويجب ألا يحتوى على نحاس أو مواد عضوية

٣ - محلول الفوسفات المنظم (Buffer Phosphate)

- أذب ٨,٥ جم من فوسفات البوتاسيوم أحادية القاعدة (KH_2PO_4) و ٢١,٧٥ جم من فوسفات البوتاسيوم الثنائية (K_2HPO_4) و ٣٣,٤ جم من فوسفات الصوديوم ثنائية القاعدة ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) و ١,٧ جم من كلوريد الأمونيوم NH_4CL في ٥٠٠ مل مياه مقطره ثم خفف إلى واحد لتر بالمياه المقطره.

- الرقم الأيدروجيني لهذا المحلول يجب أن يكون ٧,٢ ويجب التأكد منها بواسطة جهاز قياس الرقم الأيدروجيني.

٤ - محلول كبريتات الماغنسيوم أذب ٢٢,٥ جم من كبريتات الماغنسيوم ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$) في ماء مقطر وخفف إلى واحد لتر

٥ - محلول كلوريد الكالسيوم أذب ٢٧,٥ جم كلوريد الكالسيوم ($CaCl_2$) في ماء مقطر وأكمل حتى ١ لتر

٦ - محلول كلوريد الحديدك أذب ٠,٢٥ كلوريد حديدك ($FeCl_2 \cdot 6H_2O$) في ماء مقطر وأكمل حتى ١ لتر

٧ - تحضير مياه التخفيف Dilution Water أضف ١ مل من كل من المحاليل الآتية محلول الفوسفات المنظم، كلوريد الكالسيوم، كلوريد الحديدك، كبريتات المغنسيوم لكل لتر من الماء المقطر ثم يمرر الهواء في ماء التخفيف حتى يتشبع بالأكسجين و يفضل أن يكون تركيز الأكسجين الذائب في هذا المحلول حوالي ٨ ملجم/لتر عند درجة حرارة الغرفة ويمكن الحصول عليه برج محلول مياه التجفيف جيدا عدة دقائق أو التقليب بالهواء أو القلاب المغناطيسي. كما يجب ألا يزيد أو يقل تركيز الأكسجين الذائب في هذا المحلول بعد ٥ أيام في الحضانة عند ٢٠ °م عن ٠,٢ ملجم / لتر

لاحظ أن هناك بعض المحاليل الجاهزة و يمكن شرائها في صورة عبوات صغيرة تضاف للعينه بدلا من السائل.

٨ - ماده لمنع نشاط البكتيريا الخاصه بأكسده المواد النيتروجينية Nitrification inhibitor تضافه ماده [٢-chloro-6-(trichloromethyl) pyridine] بمعدل ١٠ ملجم لكل ١ لتر مياه تخفيف إذا كان مطلوب منع نشاط البكتيريا المؤكسه للمواد النيتروجينية.

٩ - محلول كبريتيت الصوديوم (Na_2SO_3) أذب ١,٥٧٥ جرام من كبريتيت الصوديوم في ١ لتر مياه مقطرة هذا المحلول غير ثابت ويجب تحضيره أولا بأول ويستخدم في إزالة الكلور المتبقى من العينة كما يمكن إستخدام ثيوكبريتات الصوديوم 10% لنفس الغرض

(أ) طريقة قياس الأكسجين الحيوي الممتص للعينات الغير مكلوره

١- يجرى هذا الإختبار بواسطة قياس كمية الأكسجين المستهلك أو الذي نقص أثناء فترة الخمسة أيام عند درجة حرارة ٢٠ °م لكمية معينة من مياه الصرف الصحي مخففة بمياه مشبعة بالأكسجين

٢ - يتم ضبط الرقم الأيدروجيني للعينة عند ٦,٥ - ٧,٥

٣- أملا زجاجتان BOD تماما بماء التخفيف وغطسها بالغطاء بحيث لا يكون أي فقاعات هواء محبوسة تحت الغطاء.

٤- حضر مجموعة أو أكثر من العينة لتغطي المدى المقدر لكمية الأكسجين الحيوي المطلوب ومن هذا التقدير أحسب حجم عينة المخلفات الخام التي تضاف إلي مياه التخفيف.

وبصفه عامه فأن بالنسبة للمياه الخام فأنه يتم أضافه ٣ مل لكل زجاجه BOD سعه ٣٠٠ مل وبالنسبة للمياه الخارجة من أحواض الترسيب الابتدائي فأنه يضاف ١٠ مل لكل زجاجه BOD سعه ٣٠٠ مل وبالنسبة المياه المعالجة في السيب النهائي قبل التطهير بالكلور فأنه يضاف من (٣٠ - ٤٥ مل) لكل زجاجه BOD سعه ٣٠٠ مل

أو حسب الجدول الآتي:

تركيز الأكسجين الحيوي الممتص		حجم العينة التي تضاف لزجاجه BOD سعة ٣٠٠ مل (بالمل)
الحد الأدنى (ملجم / لتر)	الحد الأقصى (ملجم / لتر)	
٥٦٠	٢١٠	٣
٢٨٠	١٠٥	٦
١٨٧	٧٠	٩
١٤٠	٥٣	١٢
١١٢	٤٢	١٥
٩٤	٣٥	١٨
٨٠	٣٠	٢١
٧٠	٢٦	٢٤
٦٢	٢٤	٢٧
٥٦	٢١	٣٠
٣٧	١٤	٤٥
٢٨	١١	٦٠
٢٢	٨	٧٥
١٢	٤	١٥٠

5- لإجراء الاختبار أبدأ أولاً بملئ زجاجتان BOD ٣٠٠ مل بمياه تخفيف فقط رقم (١) ، (٢) (Blank) ثم أملأ زجاجتان آخريتان بالعينة المخففة تخفيف مناسب أرقام (٣) ، (٤) وكما سبق أن ذكرنا فإن حجم العينة يجب أن يتناسب مع التركيز حسب مكان أخذ العينة (١ - ٣ مل للمياه الخام و ٣٠-٤٠ مل في المياه المعالجة في السيب النهائي قبل إضافة الكلور) أو حسب الجدول رقم (٤ - ٣) ثم أكمل الزجاجتان بمياه التخفيف وأحكم الغطاء بدون حبس فقاعات هواء وتأكد من وجود ماء فوق الغطاء.

٦ - قم بقياس الأكسجين الذائب في الزجاجتين ٢ و ٤ على الفور لتحديد الأكسجين الذائب في البلائك والعينة أول يوم.

٧ - ضع الزجاجتين ١ و ٣ في الحضانة عند ٢٠ °م لمدة ٥ أيام في الظلام.

٨ - بعد مرور خمس أيام يتم قياس الأكسجين الذائب في الزجاجتين ١ و ٣ باستخدام طريقة وينكلر المطورة أو بجهاز قياس الأكسجين الذائب. عند نهاية الخمسة أيام يجب ألا يقل تركيز الأكسجين الذائب في العينة عن ١ ملجم / لتر وأيضا من المستحسن أن يكون النقص في الأكسجين أكثر من ٢ ملجم / لتر (يجب أن يكون نسبة استهلاك الأكسجين الذائب في العينة بعد مرور ٥ أيام من ٣٠ - ٨٠ %).

٩ - يتم حساب تركيز الأكسجين الحيوي الممتص (BOD) من المعادلة الآتية:

طريقة الحساب

حيث أن:

أ = تركيز الأكسجين الذائب في العينة أول يوم

ب = تركيز الأكسجين الذائب في العينة بعد ٥ أيام

٣٠٠ = حجم زجاجه BOD


ملحوظة هامة:

- الزجاجتان (١) ، (٢) أستخدمتا (كبلأئك) للتأكد من نوعية مياه التخفيف بحيث يكون تركيز الأكسجين الذائب لا يقل و لا يزيد عن ٠,٢ ملجم / لتر بعد مرور ٥ أيام عند التحضين عند ٢٠ °م. أما إذا زاد أو قل عن من ٠,٢ ملجم / لتر فإنه يكون بسبب تلوث مياه التخفيف أو أن الزجاجات غير نظيفة ويجب إعادة الإختبار واستخدام زجاجات نظيفة.

- يجب ألا يقل تركيز الأكسجين الذائب في العينة بعد مرور ٥ أيام عن ١ ملجم / لتر وإذا قل عن ذلك فإنه يجب أخذ حجم عينة أقل من ٣ ملجم / لتر (١ أو ٢ مل من العينة)

الإحتياطات:

- ١- يجب أن تكون درجة حرارة الحضانة ٢٠ °م - لأن درجات الحرارة الأخرى سوف تغير من معدل نشاط البكتيريا ومعدل استهلاك الأكسجين.
- ٢ - يجب أن تكون مياه التخفيف طبقا للطرق القياسية لكي يكون مناسباً للبكتيريا. هذه المياه يجب أن تكون خالية من النحاس حيث أنه موجودا إذا استخدام جهاز تقطير المياه من الزجاج.
- ٣ - يجب أن تكون المخلفات السائلة خالية من المواد السامة من سداسي الكروم.
- ٤ - إذا استخدمت محاليل التنظيف في غسيل زجاجات BOD ، تأكد من غسلها جيدا عدة مرات بالماء النظيف لأن محلول التنظيف سام وإذا ترك أي آثار منه في الزجاجية يفسد الإختبار.
- ٥ - المخلفات السائلة الغير مكلورة عادة تحتوى على كمية البكتيريا كافية للإختبار وعلى ذلك فمن غير الضروري إضافة أي بكتريا.
- ٦ - حيث أن هذا الإختبار يحتوى على أحياء دقيقة فيجب أن تكون درجة الحرارة مضبوطة ويبين الشكل رقم (٤-٢) خطوات قياس الأكسجين الحيوي الممتص للعينات التي لا تحتوى على كلور.



طريقة تعيين الأكسجين الحيوي الممتص

مثال:

نفرض أن:

حجم زجاجة BOD = ٣٠٠ مل

حجم العينة = ١٥ مل.

الأكسجين الذائب في العينة الخفيفة = ٨ ملجم / لتر.

الأكسجين الذائب بعد ٥ أيام = ٤ ملجم / لتر.

طريقة الحساب

لكي تكون النتائج مقبولة يجب أن تكون النسبة المئوية لإستهلاك الأكسجين في هذا الإختبار ما بين ٣٠ - ٨٠ %.

$$\text{نسبة إستهلاك الأكسجين (\%)} = \frac{(\text{الأكسجين الذائب أول يوم} - \text{الأكسجين الذائب بعد 5 أيام}) \times 100}{\text{الأكسجين الذائب أول يوم}}$$

(ب) قياس الأكسجين الحيوي الممتص للعينات المكلورة

تستخدم هذه الطريقة في حالة جمع العينة من السيب النهائي بعد عملية إضافة الكلور ففي هذه الحالة يكون عدد الكائنات البكتيرية في العينة ضعيف جدا وغير كافٍ لتحليل جميع المواد العضوية الموجودة في العينة وإذا تم قياس الأكسجين الحيوي الممتص بالطريقة السابقة فإنه يكون تركيز BOD في العينة أقل بكثير من التركيز الحقيقي في العينة وفي هذه الحالة يجب إتباع الخطوات التالية لقياس BOD في العينات التي تم جمعها بعد الكلور.

١ - إزالة الكلور المتبقي من العينات

عند جمع عينات مياه صرف صحي تحتوى على كلور متبقى بعد معالجتها بالكلور في السيب النهائي لمحطة المعالجة فأنه لإجراء تجربة BOD يجب إزالة الكلور المتبقى من العينة كما يلي:

يتم إزالة الكلور المتبقى من العينة وذلك بإضافة كمية كافية من كبريتيت الصوديوم (٠,٠٢٥ غ) Sodium Sulfite حتى يزول أي أثر للكلور و يتم تحضير هذا المحلول بإذابة ١,٥٧٥ جم من كبريتيت الصوديوم (Na_2SO_3) في ١ لتر مياه مقطره هذا المحلول غير ثابت ويجب تحضيره يوميا أو عند اللزوم.

٢ - ضبط الرقم الأيدروجيني للعينة من ٦,٥ - ٧,٥**٣ - إضافة الكائنات الحية الدقيقة (Reseeding)**

إذا كانت العينة تحتوى على كمية قليلة جدا من الكائنات الحية الدقيقة مثل العينات المكلورة أو ذات pH العالي أو المنخفضة أو مخلفات صناعية فإنه يجب إضافة بعض الكائنات الحية الدقيقة للعينة

الطريقة:

١- اجمع كمية حوالي ١ لتر من مياه الصرف الصحي الخام أو من حوض الترسيب الابتدائي واركها لمدة ٢٤ ساعة لتترسب عند درجة حرارة الغرفة

٢- املاً زجاجتين BOD بمياه التخفيف واعد الغطاء عليها (بلأئك)

٣- حضر زجاجتين BOD وأضف لهما حجم مناسب من العينة من (٣٠ - ٤٥ مل)

- ٤- أضف لكل من الزجاجتين اللتين تحتويان على العينة ١ مل من الخميرة التي تم تحضيرها الخطوة الأولى واكمل الزجاجتين بمياه التخفيف ليصبح اجمالى الحجم ٣٠٠ مل
- ٥- جهز زجاجتين BOD وأضف لكل زجاجة حجم الخميرة التي تم إضافته للعينة في الخطوة السابقة ثم اكمل الزجاجتين إلي ٣٠٠ مل بمياه التخفيف (حجم الخميرة يمكن أن يكون من ١) ٣- مل)
- ٦- يتم قياس تركيز الأكسجين الذائب في زجاجة لكل من مياه التخفيف والخميرة والعينة التي تم اضافته لها الخميرة (الأكسجين الذائب في اليوم الأول (D1))
- ٧- يتم وضع زجاجة BOD الثانية لكل من مياه التخفيف والخميرة والعينة التي تم اضافته الخميرة إليها في حضانة BOD عند درجة حرارة ٢٠ °م لمدة ٥ أيام
- ٨- بعد أنتهاء الخمسة أيام يتم قياس الأكسجين الذائب في زجاجة مياه التخفيف وزجاجة الخميرة وزجاجة العينة التي تم اضافته الخميرة إليها (الأكسجين الذائب بعد ٥ أيام (D2))
- ٩- أحسب تركيز الأكسجين الحيوي الممتص بعد ٥ أيام للعينة التي تم اضافته الخميرة إليها

طريقة الحساب

أولا حساب الأكسجين الحيوي الممتص بعد ٥ أيام للخميرة:

حيث أن:-

أ = تركيز الأكسجين الذائب للخميرة في اليوم الأول

ب = تركيز الأكسجين الذائب للخميرة بعد ٥ أيام

٣٠٠ = حجم زجاجة BOD

ثانياً يتم حساب تركيز الأكسجين الحيوي الممتص للعينة التي تم اضافته الخميره إليها:

$$\text{BOD للعينة و الخميره} = \text{أ} - \text{ب} - \left[\frac{\text{حجم الخميره (مل)} \times \text{BOD للخميره}}{300} \right] \left[\frac{300}{\text{حجم العينة}} \right]$$

حيث أن:

أ = تركيز الأكسجين الذائب في العينة التي تم اضافته الخميره إليها في اليوم الأول

ب = تركيز الأكسجين الذائب في العينة التي تم إضافة الخميرة إليها بعد ٥ أيام

٣٠٠ = حجم زجاجه BOD

مثال:

تركيز الأكسجين الذائب للخميره في اليوم الأول = ٦,٠ ملجم / لتر

تركيز الأكسجين الذائب للخميره بعد ٥ أيام = ٥,٦ ملجم / لتر

حجم الخميره = ١ مل

$$\text{تركيز BOD للخميره (ملجم/لتر)} = \left(\frac{300 \times (\text{أ} - \text{ب})}{\text{حجم العينة}} \right)$$

$$120 \text{ ملجم/لتر} = \frac{300 \times (5.6 - 6.0)}{1}$$

تركيز الأكسجين الذائب لعينه التي تم إضافة الخميرة إليها في اليوم الأول = ٨,٧ ملجم/ لتر

تركيز الأكسجين الذائب للعينة التي تم إضافة الخميره بعد ٥ أيام = ٢,٤ ملجم/لتر

حجم الخميره = ١ مل

حجم العينة التي تم إضافة إليها الخميره = ٦ مل

تركيز BOD للعينة التي تم إضافة إليها الخميره ملجم / لتر

$$\text{BOD للعينة و الخميره} = \text{أ} - \text{ب} - \left[\frac{\text{حجم الخميره (مل)} \times \text{BOD للخميره}}{300} \right] \left[\frac{300}{\text{حجم العينة}} \right]$$

$$= 8.7 - 2.4 - \left[\frac{120 \times 1}{300} \right] \left[\frac{300}{6} \right]$$

$$= 5.9 \times 50$$

$$= 295 \text{ ملجم / لتر}$$

الإحتياطات:

يجب عمل تخفيفين لكل عينة - استخدام التخفيف الذي يعطى استهلاك للأكسجين أكثر من ٢ ملجم / لتر.

يجب خلط العينة جيدا مع استخدام ماصة واسعة لعمل التخفيفات حتى لا تتسد من المواد الصلبة العالقة.

مياه المخلفات التي حدث لها تحول إلي نترات يمكن أن تعطى نتائج أكبر لقيم BOD هذه الزيادة في الأكسجين المطلوب تنتج عن أكسدة الأمونيا إلى نترات.

الأكسجين الكيميائي المستهلك (COD) Chemical Oxygen Demand

يعرف الأكسجين الكيميائي المستهلك على أنه قياس الأكسجين الذائب اللازم لأكسدة المواد العضوية بواسطة مواد كيميائية عند درجة حرارة ١٥٠ °م لمدة ساعتين

وسمى الأكسجين الكيميائي المستهلك بهذا الاسم لأن أكسدة المواد العضويه في العينة تعتمد على الأكسدة بواسطة مواد كيميائية مؤكسده.

الأكسجين الكيماوي المستهلك يساعد على معرفة تركيز مياه الصرف الصحي الخام وتقيم مراحل عمليات المعالجة في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات وفي مياه الصرف الصحي التي لا تحتوى على مخلفات سائلة صناعية يوجد علاقة بين الأكسجين الحيوي الممتص.

والأكسجين الكيمايى عادة تكون نسبة COD من ٢ - ١,٥ من BOD. أما في بعض المخلفات السائلة الصناعية فتزداد النسبة بزيادة المواد العضوية الغير قابلة للتحلل وهذه الإختبار له أهمية

كبرى لمعرفة مدى قابلية المخلفات السائلة الصناعية للتحلل البيولوجي. فإذا كانت نسبة COD إلى نسبة BOD أكثر من النسبة المعروفة لمياه الصرف الصحي فيدل ذلك على أن المخلفات السائلة الصناعية غير قابلة للتحلل البيولوجي بالدرجة المطلوبة. في بعض المخلفات الصناعية تزيد هذه النسبة عن ٨ مما يؤكد عدم تحلل المواد العضوية بالعينة بالتحلل البيولوجي. ففي مياه الصرف الصحي المنزلي الخالصة تمثل قيمة الأكسجين الكيميائي المستهلك قيمة كل المواد العضوية القابلة للتحلل البيولوجي على الرغم من أن معظم أنواع المواد العضوية تتأكسد بالتسخين عند ١٥٠ م° في وجود ثنائي كرومات البوتاسيوم وحمض الكبريتيك (حيث يتم في هذه الاختبار تسخين كمية معلومة من ثنائي كرومات البوتاسيوم وحمض الكبريتيك عند ١٥٠ م° لمدة ساعتين ومعايرة ما تبقى من ثنائي كرومات البوتاسيوم بواسطة محلول كبريتات الحديدوز النشادرية) إلا أن المواد العضوية ذات السلسلة المستقيمة Strait chain aliphatic pounds لا تتأكسد أما إذا أضيف عامل مساعد مثل كبريتات الفضة فيسهل أكسدة مثل هذه المواد وكبريتات الفضة لا تساعد على تكسير وأكسدة المواد العضوية العطرية Aromatic hydrocarbons.

تعتمد طريقة قياس الأكسجين الكيميائي المستهلك على أكسدة المواد العضوية في المخلفات السائلة باستخدام ثنائي كرومات البوتاسيوم في وجود حمض الكبريتيك المركز وكبريتات الفضة

- بالتسخين عند ١٥٠ م° لمدة ساعتين مع إضافة مادة كبريتات الزئبق لمنع تداخل الكلوريدات في العينة.
- حيث يستهلك كمية من ثنائي كرومات البوتاسيوم في أكسدة المواد العضوية في العينة ويتبقى كمية منها يتم معايرتها بواسطة كبريتات الحديدوز النشادرية باستخدام كاشف الفريون. وإذا أخضرت العينة بعد التسخين فهذا معناه أن تركيز العينة كبير ويجب تقليل حجم العينة أو تخفيف العينة.
- تتداخل الكلوريدات في العينة فأنها سوف تتأكسد كما لو كانت مواد عضوية ويؤدي ذلك لزيادة تركيز الأكسجين الكيميائي في العينة أكثر من التركيز الحقيقي خاصة في المياه التي يزيد تركيز الأملاح الذائبة الكلية عن ٢٠٠٠ ملجم / لتر.
- يتم إزالة تداخل الكلوريدات في العينة بواسطة كبريتات الزئبق ففي العينة التي يقل تركيز الكلوريدات فيها أقل من ٢٠٠٠ ملجم / لتر تضاف كبريتات الزئبق بنسبة (١٠ : ١) أي أنه إذا كان تركيز الكلوريدات في العينة ١٠٠٠ ملجم / لتر فيجب إضافة ١٠ جرام من كبريتات

الزئبق للعينة أما إذا زاد تركيز الكلوريدات في العينة أكثر من ٢٠٠٠ ملجم / لتر فيجب عدم إجراء هذه الاختبار.

قياس الأكسجين الكيميائي المستهلك بالمعايرة Open Reflux Method

الأجهزة والمعدات

- ١ - ٢ مخبر مدرج ٥٠ مل
- ٢ - سحاحه ٥٠ مل
- ٣ - قارورة زجاجية دائرية سعة ٢٥٠ أو ٥٠٠ مل بعنق مقاس ٢٤ / ٤٠
- ٤ - مكثف زجاجي بعنق مقاس ٢٤ / ٤٠
- ٥ - سخان كهربائي (مانتيل) ١٥٠ °م
- ٦ - قارورة زجاجية عيارية
- ٧ - ماصة زجاجية مدرجة
- ٨ - كرات زجاجية

ب- المحاليل والكيمائيات

- ١ - ثنائي كرومات البوتاسيوم ٠,٢٥ ع أذب ١٢,٢٥٩ جم من ثنائي كرومات البوتاسيوم المجففة عند درجة ١٠٥ °م ($K_2Cr_2O_7$) في مياه مقطرة في قارورة زجاجية عيارية سعة واحد لتر واكمل إلى ١ لتر بالمياه المقطرة الخالية من الأيونات.
- ٢ - حمض كبريتيك + كبريتات الفضة أضف ٢٢ جم من كبريتات الفضة إلى زجاجة سعة ٤ كيلوجرام من حمض كبريتيك المركز علما بأن ١ كجم = (٠,٥٤٣,٥ مل) ثم اترك المحلول من يوم إلى يومين لإذابة كبريتات الفضة
- ٣ - كبريتات الحديدوز النشاديه ٠,٢٥ ع (FAS) أذب ٩٨ جم من كبريتات الحديدوز النشاديه $FeSO_4(NH_4)_2(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$ في ماء مقطر ثم أضف ٢٠ مل حامض كبريتيك مركز. وأكمل إلى لتر مع التبريد. هذا المحلول غير ثابت ويجب معايرته يوميا.

- ٤ - كشاف الفريون أذب ١,٤٨٥ من (1,10 phenanthroline) مع ٠,٦٩٥ جم من بلورات كبريتات الحديدوز ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) في مياه مقطره وأكمل إلى ١٠٠ مل
- ٥ - حمض كبريتيك مركز ٣٦ ع
- ٦ - بلورات كبريتات الزئبق HgSO_4

خطوات قياس الأكسجين الكيميائي المستهلك

- ١- ضع ٢٠ مل من العينة في قارورة زجاجية ذات قاعدة دائرية سعة ٥٠٠ مل ذو وصلة زجاجية وضع في القارورة بعض الكرات الزجاجية الصغيرة لمنع حدوث فوران أثناء التسخين.
- ٢- ضع ١ جم كبريتات زئبق في الكأس المحتوى على العينة
- ٣- أضف ببطء ٥ مل من حامض الكبريتيك المركز وقلب جيدا واتركه يبرد لكي يذيب كبريتات الزئبق.
- ٤- ضع ٢٥ مل من محلول ثأني كرومات البوتاسيوم (٠,٢٥ ع) في القارورة الزجاجية وقلبه جيدا
- ٥- أوصل الكأس بالمكثف وأبدأ سريان ماء التبريد
- ٦- أضف بإحتراس ٣٠ مل محلول حامض كبريتيك وكبريتات الفضة إلى الكأس تأكد من خلط المحتويات جيدا قبل التسخين. أبدأ التسخين
- ٧- استمر في التسخين لمدة ساعتين (إذا تحول لون المحلول إلى الأخضر تكون العينة تركيزها كبير خفف العينة بماء مقطر وأعد الخطوات السابقة)
- ٨- أثناء تسخين العينة عاير محلول كبريتات الحديدوز الأمينية
- أ - ضع ١٠ مل من محلول ثأني كرومات البوتاسيوم في كأس مخروطي ٢٥٠ مل ثم أضف ٩٠ مل مياه مقطرة خالية من الأيونات.
- ب - أضف ٣٠ مل حامض كبريتيك مركز مع التقليب ثم أتركه يبرد
- ج - أضف من نقطتين لثلاثة كشاف الفريون وعاير بمحلول كبريتات الحديدوز النشادرية يتغير اللون من البرتقالي إلى الأخضر إلى الأحمر

$$\text{عيارية كبريتات الحديدوز النشارية FAS} = \frac{\text{حجم ثأني كرومات البوتاسيوم (مل)} \times 0.25}{\text{حجم كبريتات الحديدوز لالنشارية (مل)}}$$

٩ - بعد أنتهاء التسخين لمدة ساعتين أغسل المكثف. ثم اتركه يبرد و أضف ماء مقطر حتى يصبح الحجم ١٤٠ مل.

١٠ - عاير المحلول بواسطة FAS حتى يتحول اللون من البرتقالي إلى الأخضر إلى الأحمر

١١ - حدد حجم FAS المستخدم في المعايرة

١٢ - كرر نفس الخطوات السابقة مع استخدام مياه مقطره بنفس حجم العينة (BLANK)

طريقة الحساب

$$\frac{(أ-ب) \times 8 \times 1000}{\text{حجم العينة}} = (\text{ملجم / لتر}) \text{ الأكسجين الكيميائي المستهلك}$$

حيث أن:

أ = حجم F A S بالمل المستخدم في BLANK

ب = حجم FAS بالمل المستخدم في المعايرة

ن = عيارية FAS

٨ = الوزن المكافئ للأكسجين

الإحتياطات:

١- يجب أن تكون عينة المخلفات مخلوطة جيدا. إذا وجد حبيبات كبيره يجب وضع العينة في خلاط لكي تتجانس العينة.

٢- يجب أن يكون الدورق والمكثف نظيفا وخاليا من الشحوم أو أي مواد مؤكسدة وإلا حصلنا على نتائج غير مضبوطة.

٣- لاحظ أن محلول كبريتات الحديدوز الأمينية غير ثابت ويجب معايرته يوميا.

٤- يجب العناية والحرص أثناء تداول الكيماويات المستخدمة.

٥- استخدم ماصة واسعة للحصول على عينة ممثلة.

٦- يجب مزج المحلول جيدا قبل التسخين لأن الحامض إذا يخلط جيدا في المحلول فإنه يمكن أن يتطاير أثناء التسخين ويفسد الاختبار.

٧- كبريتات الزئبق سامه جدا تجنب ملامسه الجسم بها أو استنشاق هذه الكيماويات


٨- كمية كبريتات الزئبق المضافة تعتمد على تركيز الكلوريدات في العينة. لاحظ نسبة ١٠ : ١ من كبريتات الزئبق إلي الكلوريدات.

٩- إذا كان الأكسجين الكيماوى أقل من ٥٠ ملجم / لتر أتبع الطريقة أعلاه و أستخدم ثانى كرومات البوتاسيوم ٠,٢٥ ع وعاير مره أخرى بواسطة ٠,١ ع كبريتات الحديدوز الأمينية

مثال:

معايرة كبريتات الحديدوز النشادرية:

$$\text{عيارية كبريتات الحديدوز النشادرية} = \frac{\text{حجم ثانى كرومات البوتاسيوم (مل)} \times 0.25}{\text{حجم كبريتات الحديدوز النشادرية (مل)}}$$



شكل رقم (٤-٣) وحده هضم الأكسجين الكيماوى المستهلك بطريقه المعايير

مثال:

نتائج اختبار العينة:

حجم العينة = ٢٠ مل.

أ. = مل كبريتات الحديدوز الأمينية للمياه المقطرة = ١٠ مل (بلانك)

ب. = مل كبريتات الحديدوز الأمينية للعينة = ٣ مل

$$\frac{8000 \times (أ - ب) \times ع}{\text{حجم العينة}} = \text{COD (ملجم/لتر)}$$

قياس الأكسجين الكيميائي المستهلك بطريقة التحليل الطيفي

تعتمد هذه الطريقة على تحضير المحاليل الخاصة بهضم الأكسجين الكيميائي المستهلك في المعمل ثم يتم وضع حجم معلوم من العينة في زجاجه بغطاء ثم يتم إضافه أحجام معلومه من محاليل الهضم الخاصه بتلك الاختبار ثم غلق الزجاجه بالغطاء والتسخين عند ١٥٠ °م في فرن تجفيف أو بلوك حرارى لمدته ساعتين ثم تبرد الزجاجه ثم يتم قياس تركيز الأكسجين الكيميائي المستهلك بملجم / لتر بجهاز اسبكتروفوتوميتر عند طول موجى 600 nm للعينات التي يزيد تركيزها عن ١٥٠ ملجم / لتر أما العينات التي يقل تركيز COD فيها عن ١٥٠ ملجم / لتر يتم قياسها عند طول موجى 420 nm

تستخدم هذه الطريقة لقياس تركيز الأكسجين الكيميائي المستهلك في العينة التي يتراوح تركيز COD ما بين ٣ - ٩٠٠ ملجم / لتر

الأجهزة والمعدات

١ - فرن تجفيف أو بلوك حرارى درجة حرارته ١٥٠ درجة مئوية

٢ - أنابيب زجاجيه سعه ١٠ × ١٠٠ مل بغطاء محكم

٣ - جهاز اسبكتروفوتوميتر

٤ - فرن حرق عند ٥٥٠ °م

المحاليل الكيميائية

١ - محلول الهضم (COD Reagent Digestion)

أ - محلول الهضم للتركيز العالي

أذب ١٠,٢١٦ جرام من ثاني كرومات البوتاسيوم ($K_2Cr_2O_7$) المجفف في الفرن عند 103° لمدة ساعة و١٦٧ مل من حمض الكبريتيك المركز و٣٣,٣ جرام من كبريتات الزئبق ($HgSO_4$) في ٥٠٠ مل مياه مقطره ثم أكمل المحلول إلى ١ لتر

ب - محلول الهضم للتركيز المنخفض

أذب ١,٠٢ جرام ثاني كرومات البوتاسيوم المجفف في الفرن عند 103° لمدة ساعة و١٦٧ مل من حمض الكبريتيك المركز و٣٣,٣ جرام كبريتات زئبق في ٥٠٠ مل مياه مقطره ثم أكمل المحلول إلى ١ لتر

٢ - محلول كبريتات الفضة وحمض الكبريتيك

أضف ٢٢ جرام من كبريتات الفضة ($AgSO_4$) إلى ٤ كجم من حمض الكبريتيك المركز (١ كجم = ٠,٥٤٣,٥ مل) واتركه حتى يتم إذابته كبريتات الفضة في الحمض (٢٤ - ٤٨ ساعة)

٣ - محلول غسيل الزجاجات

أضف ٥٠٠ مل من حمض الكبريتيك المركز إلى ٥٠٠ مل مياه مقطره
هذا المحلول يستخدم في غسيل الأنابيب الزجاجية الخاصة بالعينات وجميع الزجاجيات المستخدمة في الاختبار.

٤ - محلول قياسى من (Potassium hydrogen Phthalate)

أذب ٠,٨٥٠ جرام من Potassium hydrogen Phthalate في ١ لتر مياه مقطره

١ مل من هذا المحلول = ١ ملجم / لتر COD

هذا المحلول يتم حفظه في الثلاجه لمدة أقصاها ٣ شهر.

الطريقة

- ١ - اغسل الأنابيب الزجاجية والغطاء المستخدم في الاختبار بمحلول غسيل الزجاجيات ثم جفف هذه الأنابيب في فرن الحرق عند ٥٠٠ °م لمدة ساعة لإزالة أي تلوث.
- ٢ - أضف ٢,٥ مل من العينة في أنبوبة زجاجية سعة ١٦ × ١٠٠ مل ثم أضف ١,٥ مل من محلول هضم COD حسب تركيز COD ملجم / لتر المتوقع في العينة (التركيز العالي أو التركيز المنخفض) ثم أضف ٣,٥ مل من محلول كيريتات الفضة وحمض الكبريتيك ثم اغلق الزجاجه بالغطاء جيدا.
- ٣ - حضر محاليل COD قياسييه معلومه التركيز ثم كرر معها نفس الخطوات السابقه.
- ٤ - ضع أنابيب الاختبار الخاصه بالعينة والمحاليل القياسييه في بلوك حرارى أوفرن تجفيف عند ١٥٠ °م لمدة ساعتين ثم برد
- ٥ - يتم تكرار نفس الخطوات السابقه للمحاليل القياسييه
- ٦ - يتم عمل المنحنى القياسى العيارى لـ COD
- ٧- يتم قياس تركيز COD بملجم / لتر للعينه عند طول موجى 600 nm للعينات ذات التركيز العالى أما العينات ذات التركيز المنخفض يتم قياسها عند طول موجى 420 nm

قياس الكبريتيدات

من المعروف أنه عند تجميع المخلفات السائلة الناتجة من المنازل (مياه المجاري) في شبكات الصرف الصحي يبدأ نفاذ الأكسجين الذائب في المياه في زمن بسيط نتيجة لنشاط البيولوجي الذي يستخدم الأكسجين الذائب في أكسدة المادة العضوية الموجودة بمياه الصرف الصحي. وبعد نفاذ الأكسجين الذائب يبدأ التحلل اللاهوائى للمواد العضوية بفعل البكتريا اللاهوائية Anaerobic bacteria وفي هذه العملية يحدث تحلل لاهوائى للمواد العضويه بواسطه البكتيريا اللاهوائيه، وينتج عن ذلك اختزال هذه المواد وظهور المكونات التي تدل على هذا النشاط اللاهوائى. ومن هذه المكونات الكبريتيدات التي تنتج من اختزال الكبريتات الموجودة في المياه وبعض المركبات العضوية المتحد معها الكبريت وتكون محصله هذه العملية تراكم الكبريتيدات في مياه الصرف الصحي.

بكتيريا لاهوائية

← مادة عضويه ← مادة غير عضويه + مياه + طاقة + كبريتيد الأيدروجين + أمونيا + الميثان

كلما زادت مده وصول مياه الصرف الصحي إلى محطات التنقية كلما زاد تركيز الكبريتيدات في مياه الصرف الصحي ويتصاعد كبريتيد الأيدروجين من هذه المياه بإنخفاض الرقم الأيدروجيني وهو المعروف برائحته الكريهة التي تشبه البيض الفاسد ويشكل خطورة بالغة على العمال القائمين بصيانة شبكات المجاري نظرا للسمومية الشديدة لهذا الغاز ولخلو الجو المطابق Manholes من الأكسجين اللازم للتنفس. كما أن هذا الغاز في وجود الرطوبة المتجمعة بسقف المواسير يتأكسد إلى حامض الكبريتيك و يؤدي في النهاية إلى تآكل هذه المواسير وانهارها وخاصة إذا كانت من الخرسانة - وطريقة قياس الكبريتيدات الكلية تشمل كل من كبريتيد الأيدروجين الغير متأين والقابل للتصاعد - والكبريتيدات المتأينة يمكن حساب نسبة الكبريتيد الأيدروجيني الغير متأين (القابل للتصاعد) من الجدول التالي (جدول رقم ٤ - ٤) والذي يحدد نسبة كبريتيد الأيدروجين بالنسبة لمجموع الكبريتيدات في أرقام الأيدروجين المختلفة pH.

جدول رقم (٤ - ٤)

الرقم الأيدروجيني	النسبة المئوية لكبريتيد الأيدروجيني بالنسبة للكبريتيدات الكلية
٥,٠	٩٨ %
٦,٠	٨٣ %
٦,٥	٦١ %
٦,٧	٥٠ %
٧,٠	٣٣ %
٧,٢	٢٤ %
٧,٥	١٤ %
٧,٦	١١ %
٧,٨	٧,٣ %

٨,٠	% ٤,٨
٨,٢	% ٣,١
٨,٤	% ٢,٠
٨,٨	% ٠,٧
٩,٢	% ٠,٣٢

ومن هذا الجدول يتضح أنه كلما زاد الرقم الأيدروجيني لمياه الصرف الصحي كلما نقصت نسبة تركيز غاز كبريتيد الأيدروجين القابل للتصاعد، وبالتالي كلما قل التأثير الضار لهذا الغاز على عمال الصيانة وعلى منشآت الصرف الصحي. وتهوية مياه الصرف الصحي بالشبكة يقلل من تركيز تراكم هذا الغاز الضار وتعتمد طريقة قياس الكبريتيدات الكلية بتفاعلها مع محلول قياسي من اليود بعد ترسيبها على شكل كبريتيد الزنك.

تعتمد فكرة قياس الكبريتيدات في المياه على أنه يتم إضافة حجم معلوم من محلول اليود حيث يختزل الكبريتيدات الموجودة بالعينة في وسط حامضي ونتيجة لهذا الاختزال يستهلك كمية من اليود المضاف أما الكمية المتبقية فيتم تقديرها بالمعايرة بواسطة ثيوكبريتات الصوديوم باستخدام النشا ككاشف

المحاليل والكماويات المستخدمة

١- محلول اليود العياري ٠,٠٢٥ ع

يتم تحضير محلول اليود العياري (٠,٠٢٥ ع) بإذابة من ٢٠ - ٢٥ جرام من يوديد البوتاسيوم (KI) في قليل من المياه المقطره في كأس زجاجي ثم يضاف ٣,١٧٥ جرام من اليود. وبعد الذوبان يتم إضافة هذا المحلول في قاروره زجاجية عيارية سعه لتر ويتم تكمله الحجم إلى لتر بالمياه المقطره.

٢- محلول ثيوكبريتات الصوديوم (٠,٠٢٥ ع)

يتم تحضير هذا المحلول بإذابة ٦,٢٠٥ جرام من ماده ثيوكبريتات الصوديوم

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ في ٢٠٠ مل مياه مقطره في كأس زجاجي ثم يضاف هذا المحلول في قاروره زجاجية عيارية سعه لتر ثم يكمل هذا المحلول لتر بالمياه المقطره

٣- محلول النشا

يتم إذابة ٢ جم من النشا في ١٠٠ مل مياه مقطره مغليه ثم يضاف إليها ٠,٢ جم حمض السليسيلك (Salicylic acid).

٤- حمض هيدروكلوريك ٦ ع

يتم تحضير حمض هيدروكلوريك ٦ ع بإضافة ٥٠ مل من حوض الهيدروكلوريك في زجاجه ثم يضاف إليها نفس الحجم (٥٠ مل) مياه مقطره.

الطريقة:

١- يتم أولاً معايرة محلول اليود (٠,٠٢٥ ع) باستخدام محلول ثيوكبريتات الصوديوم (٠,٠٢٥ ع) كما يلي:

- أ. ضع ١٠ مل من محلول اليود في قارورة زجاجية سعه ٢٥٠ مل
- ب. أضف ٢ مل من حوض الهيدروكلوريك ٦ ع
- ج. ضع السحاحه محلول ثيوكبريتات الصوديوم (٠,٠٢٥ ع)
- د. أضف ثيوكبريتات الصوديوم إلى القاروره الزجاجية المحتوية على محلول اليود نقطه نقطه حتى يصبح لون المحلول أصفر فاتح.
- هـ. أضف نقطتين من النشا لمحلول اليود ليعطى لون ازرق
- و. استمر في إضافة ثيوكبريتات الصوديوم إلى محلول اليود حتى يختفي اللون الأزرق
- ز. حدد حجم ثيوكبريتات الصوديوم المستخدم في المعايرة.

طريقة الحساب

ملحوظة هامة:

لابد أن تكون عيارية محلول اليود تساوى عيارية محلول ثيوكبريتات الصوديوم فلو فرض أن عيارية محلول اليود أقل من عيارية ثيوكبريتات الصوديوم فإنه يتم إضافة يوديد البوتاسيوم مع التقلب والذوبان وعمل المعايرة حتى نصل إلى محلولين متساويين العيارية. ولو فرض أن عيارية محلول اليود أكثر من عيارية ثيوكبريتات الصوديوم فإنه يتم تخفيف محلول اليود بالمياه المقطره وعمل عملية المعايرة حتى نحصل على محلولين متساويين في العيارية.

٢- ضع حجم مناسب من العينة (٥٠ أو ١٠٠ مل) في قاروره زجاجية سعه ٢٥٠ مل.

٣- أضف ٢ مل من حمض هيدروكلوريك للعينة.

٤- أضف حجم معلوم من محلول اليود للعينة بحيث يكون لون العينة بعد إضافة اليود أصفر.

٥- ضع في السحاحه محلول ثيوكبريتات الصوديوم.

٦- أضف ثيوكبريتات الصوديوم للعينة نقطه نقطه حتى يصبح لون المحلول أصفر فاتح.

٧- أضف نقطتين من النشا للعينة ليعطى لون أزرق.

٨ - استمر في إضافه ثيوكبريتات الصوديوم نقطه نقطه حتى اختفاء اللون الأزرق ويصبح لون العينة عديم اللون (نقطه التعادل).

٩- حدد حجم ثيوكبريتات الصوديوم المستخدم في عملية المعايرة.

طريقة الحساب

$$\frac{400 \times (م)}{م}$$

مثال:

حجم العينة = ٥٠ مل

حجم اليود المضاف للعينة = ٥ مل

حجم ثيوكبريتات الصوديوم المستخدم في المعايرة = ٣ مل

طريقة أخرى لحساب تركيز الكبريتيدات:

حيث أن:

أ = حجم اليود المضاف للعينة

ب = عياريه محلول

ج = حجم ثيوكبريتات الصوديوم

د = عيارية ثيوكبريتات الصوديوم

مثال:

نفرض أن:

أ = ٥ مل ، ب = ٣ مل ، ج = ٠,٠٢٥ ع ، د = ٠,٠٢٥ ع

 $1000 \times 16 \times$

المراجع

• تم الإعداد بمشاركة المشروع الألماني GIZ

• و مشاركة السادة :-

- د/ سناء أحمد الإله شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم
- د/ شعبان محمد على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم
- د/ حمدي عطيه مشالى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية
- د/ سعيد أحمد عباس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية
- د/ عبدالحفيظ السحيمي شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
- د/ مى صادق شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى