

الفصل الحادي عشر

التحليل البيولوجية (الميكروسكوبية) لمياه الشرب

الفصل الحادى عشر

التحاليل البيولوجية (الميكروسكوبية) لمياه الشرب

أهداف التدريب (التعلم):

بانتهاء التدريب على أعمال هذا الفصل ينبغى أن يكون المتدرب قادراً على أن:

- يذكر الغرض من إجراء التحاليل البيولوجية.
- يشرح أهم المشاكل التى تنتج عن وجود الطحالب فى مصادر المياه.
- يتعرف على بعض انواع الطحالب فى المياه. رقابة على إنشاء و تشغيل خزانات المياه.
- يذكر الأجهزة والمحاليل التى تستخدم لإجراء الفحص الميكروسكوبى.
- يشرح خطوات طريقة عد الطحالب.
- يحسب عدد الطحالب الكلية فى عينة ماء.

الغرض من التحاليل البيولوجية الغرض من هذه التحاليل هو معرفة عدد الكائنات النباتية الحية الدقيقة التى لا ترى بالعين المجردة، ومن أهم الفحوص الميكروسكوبية للمياه (كما تنص عليه المواصفات المصرية) ما يلي:



١. البحث عن الطحالب الخضراء المزرققة (Blue green algae) وعدّها.
٢. البحث عن الطحالب الخضراء (Green Algae) وعدّها.
٣. البحث عن الدياتومات (Diatoms) وعدّها.

وتبدو أهمية هذه الفحوص لما تسببه الطحالب من روائح وطعم غير مستساغ فى المياه وما تسببه من زيادة فى الرقم الهيدروجيني فى بعض الأحيان عندما تحدث سيول وتجرف الدياتومات إلى المياه. ويوضح الجدول رقم (١١-١) بعض الطحالب التى يستدل عليها من رائحتها.

ومن أخطر ما تسببه الطحالب هو السموم الطحلبية التى تؤثر على الجهاز العصبي والكبد (Neurotoxin & Hepatotoxin) وذلك نتيجة لظهور بعض الظروف المواتية لنمو هذه الطحالب وسيادتها على الأنواع الأخرى، وتختلف الإفرازات والروائح باختلاف أنواع الطحالب وتبعاً لكميتها، كما تختلف المشاكل التى تسببها للمحطات باختلاف أنواعها، فهناك أنواع أخرى تسبب انسداد المرشحات (Filter Clogging Algae) وهناك أنواع لا تعيش فى المياه الملوثة ووجودها بكثرة يدل على تلوث المياه بالمواد العضوية.

جدول رقم (١١-١)

بعض الطحالب التي يستدل عليها من رائحتها.

الشكل	الإسم	النوع	الرائحة	الرائحة
	Anabaena laxa	الخصراء المزقة	التروأبا الحشائش	
	Asterionella	دياتومات	السماك	
	Chlamydomonas	الخصراء المزقة	الزهور والفاكهة	
	Oscillatoria Tero	الخصراء المزقة	الذرة	
	Syroira Petersenii	الذهبية أو البنية	الخيار	

المتاعب التى تنتج عن

هناك العديد من المتاعب التى تنتج عن وجود الطحالب فى مصادر إمداد مياه الشرب، ونعرض منها ما يلى:

وجود الطحالب فى**مصادر إمداد المياه**

١. ظهور طعم ورائحة ولون فى مياه الشرب.
٢. تقليل كفاءة المرشحات بتقصير فترات تشغيلها والحاجة إلى غسلها على فترات متقاربة جداً تصل إلى مرتين أو ثلاثة أو أكثر فى اليوم الواحد. وبالتالي فقد كمية كبيرة من المياه المرشحة المستخدمة فى الغسيل علاوة على نقص كمية المياه المعالجة نفسها.
٣. نمو الطحالب وأحياء أخرى غير مرغوبة (تعتمد على وجود الطحالب أصلاً فى توطيد نموها) داخل المواسير وشبكات التوزيع ووسائل نقل المياه بشكل عام.
٤. صعوبة استعمالها فى الصناعة نتيجة لتداخل الطحالب فى الاستعمالات الصناعية للمياه، بتغييرها لنوعية المياه (إفراز للهلام وتبديلها للرقم الهيدروجيني وإنتاجها للغازات الذائبة وزيادة ما تحتويه من المواد العضوية).
٥. تساعد الطحالب بطريقة غير مباشرة على سرعة تآكل المواسير المعدنية والخزانات وأبراج التبريد.... ألخ.
٦. إفراز السموم الطحلبية وعادة من الطحالب الخضراء المزرقه.


وتحتل الدياتومات وخاصة الدياتوم الخيطي المسمى الميلوزيرا (Melosira) مكان الصدارة بين مجموعة الدياتومات التى تسد مرشحات محطات تنقية مياه الشرب وتلى الطحالب الخضراء المزرقه الدياتومات من ناحية الكثرة العددية.

الأجهزة المستخدمة:


عند إجراء عملية الفحص الميكروسكوبى لابد من استخدام بعض الأجهزة التى تساعد على إعطاء نتائج سليمة ودقيقة، وهذه الأجهزة هى:

الفحص**الميكروسكوبى**

- ميكروسكوب ضوئي أو كهربائي، عدسات شبيئية (10x, 20x, 40x, 100x) وعدسات عينية (10x, 12x, 15x)، موضح بالشكل رقم (١١-١).
- شريحة قياسية مقاس ١ × ٣ بوصة والغطاء الزجاجي رقم ١ فى السمك تسمى شريحة رافتر (Sedgwick-Rafter slide) كما هو موضح بالشكل رقم (١١-٢) أو شريحة العد (Counting slide).
- ماصة ١ ملليلتر - مخبر مدرج سعة لتر.
- ترمومتر مئوي لقياس درجة حرارة المياه.
- شريحة المعايرة (Stage (Calibration) micrometer).
- قرص وييل ويوضع داخل العدسة الشبيئية للميكروسكوب (Whipple plankton- counting disc)، ويسمى أيضاً ميكروميتر (Micrometer).
- جهاز الترشيح الرملي لعد الطحالب. ويتكون من قمع مدرج حتى ٥٠٠ ملليلتر. وبه مساحة حوالي ٥ سم^٣ تملأ بالرمال الناعمة (يتراوح قطرها من ٠.٦ إلى ٠.٣ مم) ومسدودة بسدادة كاوتشوك يخرج منها أنبوبة زجاجية مفتوحة الجانبين وتسد من ناحية الرمال بشاش أو يتووع من القماش (Bolting cloth).



شكل رقم (١١-٢)
خلية رافتر للعد الطحلي



شكل رقم (١١-١)
ميكروسكوب ضوئي

المحاليل المستخدمة محلول التثبيت:

يذاب ٢ جرام من يوديد البوتاسيوم فى ٥ مليلتر من الماء المقطر ثم يضاف ١ جرام من بللورات اليود إلى محلول يوديد البوتاسيوم ويقلب حتى يذاب اليود ثم يضاف ٢٩٥ مليلتر من الماء المقطر ويتم التقليب.

طريقة عد الطحالب ١- يتم تجهيز عينات المياه العكرة ومياه المروقات والمرشحات للعد

الطحلبى عند وصول عينات للمعمل فوراً على ألا يزيد زمن التأخير عن ثلاث ساعات للعينات المحفوظة عند ٤°م ونصف ساعة للعينات غير المحفوظة.

٢- يتم معرفة قوة العدسات العينية والشيئية، ويفضل أن تكون قوة تكبير العدسة العينية 10x والعدسة الشيئية 20x لوضوح الطحالب فى العد بواسطة الميكروسكوب.

٣- يتم حساب سعة الحقل فى خلية رافتير (Sedgwick Rafter Cell) من المعادلة:

$$\text{سعة الحقل} = ٥٠ \text{ مم} \times ٢٠ \text{ مم} \times ١ \text{ مم} = ١٠٠٠ \text{ مم}^٣.$$

وهذه الخلية تكون جاهزة التصنيع وسعتها ١ مليلتر.

٤- يتم حساب عدد الحقول التى تغطيها خلية رافتير من خلال حساب مساحة الحقل الواحد وباستخدام شريحة الميكروميتر. وذلك بتطابق عدد الخطوط الكبيرة سعة ٠.١ مليلتر والخطوط الصغيرة ٠.٠١ مليلتر وحساب طول ضلع مربع الحقل (Whipple Disc).

يتم حساب مساحة الحقل بضرب طول الضلع × نفسه

٥- يتم حساب عدد الحقول التى تغطيها خلية رافتير كالاتى:

$$\text{عدد الحقول فى خلية رافتير} = \frac{\text{مساحة شريحة (خلية) رافتير}}{\text{مساحة الحقل الواحد الموجود (Whipple disc)}}$$

- ٦- بعد حساب عدد الحقول التي تغطي شريحة رافتر بالكامل يتم أخذ ١ مليلتر من عينة المياه ووضعه على شريحة رافتر بواسطة ماصة في وضع مائل وتغطي الشريحة بغطاء زجاجي.
- يتم عد الطحالب بالحقول (ولنفترض أن عدد الحقول هو ٥٠) على النحو المبين في الجدول رقم (١١-٢).

جدول رقم (١١-٢)
مثال لطريقة عد الطحالب بالحقول (عدد ٥٠ حقل)

رقم الحقل	عدد الدياتومات	عدد الطحالب الخضراء	عدد الطحالب الخضراء المزرقة
١	١٥	١٤	٨
٢	١٧	١٠	٦
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
٥٠	-	-	-
المجموع	٣٢	٢٤	١٤

المجموع الكلي للطحالب = ٧٠٠ خلية طحلبية في ٥٠ حقل من جزء من ١ مللى لتر من العينة الأصلية.

مثال:

- قوة التكبير في الميكروسكوب في العدستين الشبكية والعينية 10x
- سعة حقل شريحة رافتر = $1 \times 50 \times 20 = 1000$ مليلتر
- عدد الحقول التي سيتم عد الطحالب فيها = ٥٠ حقل
- مساحة الحقل الواحد = $(10 \times 0.01 + 0.01 \times 7) = 0.64$ مم^٢

تطبيق العلاقة التالية:

$$\text{عدد الطحالب} / 1 \text{ مليلتر (دياتومات)} = \frac{\text{عدد الحقول الموجودة في شريحة العد (رافتر)}}{\text{عدد الحقول التي تم عدّها}} \times \text{عدد الخلايا الطحلبية}$$

$$\text{مساحة الحقل} = 2(0.8) = 0.64 \text{ مم}^2$$

$$\text{عدد الحقول في شريحة العد} = \frac{1000}{0.64} = 15625 \text{ حقل}$$

$$1 - \text{عدد الطحالب} / 1 \text{ مليلتر (دياتومات)} = \frac{15625}{50} \times 32 = 10000$$

$$2 - \text{عدد الطحالب} / 1 \text{ مليلتر (الخضراء)} = \frac{15625}{7500} \times 24 = 49$$

$$3 - \text{عدد الطحالب} / 1 \text{ مليلتر (الخضراء المزرقّة)} = \frac{15625}{50} \times 14 = 4375$$

$$4 - \text{عدد الطحالب الكلية} / 1 \text{ مليلتر} = 21875$$

- يتم وضع الغطاء الزجاجي على الشريحة في الركن المواجه لفتحة وضع العينة.
- يتم اختيار الماصة 1 مليلتر ذات فتحة واسعة الطرف حتى تنزل المياه مع المواد العالقة وحتى لا تسد الماصة.
- يتم مزج العينة جيداً وتجنب الرج الشديد ثم تملأ الماصة بسرعة بعد رج العينة.
- عند ملء شريحة العد نحرك الغطاء الزجاجي.

- إذا تبين وجود فقاعات هوائية فى الشريحة حول الحواف تفرغ ويعاد ملؤها.

ملاحظات على استخدام شريحة سيدويك رافت (Sedgwick Rafter):

- يتم العد من خلال فحص مساحة صغيرة من الشريحة وليس من خلال فحص مساحة الشريحة كلها.
- يتم التأكد من نظافة الشريحة والغطاء الزجاجى.

السموم الطحلبية التى تؤثر على الكبد Hepatotoxin:

من أشهر هذه السموم ميكروسيستين (Microcystin) التى تفرزها الطحالب الخضراء المزرق (Cyanobacteria) وهى مادة شديدة السمية وتؤدي إلى تدمير خلايا الكبد وتؤدي على المدى الطويل إلى سرطان الكبد كما أنها تؤدي الى أعراض مؤقتة مثل القيء والاضطرابات المعدية والكبدية والأمراض الجلدية (Gastro-Eenritis, Dermatosis).

وتوضح الأشكال أرقام (١١-٣)، (١١-٤) بعض أشكال الطحالب التى تنتسبب فى إنسداد الفلاتر، أما الشكل رقم (١١-٥) فيوضح بعض الطحالب التى توجد فى المياه الملوثة ويوضح الشكل رقم (١١-٦) بعض الأحياء الدقيقة وأنواع الطحالب التى توجد فى المياه السطحية، أما الشكل رقم (١١-٧) يوضح بعض الطحالب التى تظهر فى المياه النظيفة.