



Strengthening Provision of Services in Qena and Promoting Appropriate Rural Sanitation Options

Qena Water and Wastewater Company

Laboratory Physical and Chemical Analysis of Water

Standard Operating Procedures (SOPs)

January ٢٠١٠

Prepared By

Sahar Abd El-Hamid (Naga Hammadi Lab.)

Supervisor

Ali Mahmoud Radwan

gtz Laboratories Consultant

الباب الأول

مصادر وخصائص المياه

الماء هو شريان الحياة الرئيسي حيث بدونه لا يمكن أن توجد حياه على سطح الأرض ، يغطي الماء بحالته السائلة أو الصلبة أربعة أخماس كوكب الأرض وتتناقص المياه هو أحد المشكلات التي تواجه العالم في هذه القرن وذلك نتيجة الزيادة المطردة في تعداد سكان العالم الذي ترتب عليه زيادة الرقعة العمرانية وكذلك الأنشطة الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وينتج عنها ملوثات تغير من مواصفات مصادر المياه الأمر الذي يستلزم إتخاذ إجراءات من الحكومات لسن التشريعات ووضع المواصفات القياسية لنوعية المياه علاوة على تطبيق التكنولوجيات التي من سبيلها الحد من الاستهلاك المطرد والوصول إلى مياه نقية صالحة للاستخدام .

الدورة الهيدرولوجية للمياه:

يختص علم الهيدرولوجيا بدراسة توزيعات المياه في الكرة الأرضية وبحركتها المستمرة من البحار إلى الجو ومن الجو إلى اليابسة ومن الأرض عودا إلى البحار وتسمى هذه الدورة بالدورة الهيدرولوجية ، ومعظم المياه التي تسقط على الأرض لا تصل إلى المحيطات بل تكمل دورتها الهيدرولوجية عودا إلى الجو بعملية البخر وعملية نتج النباتات

وحوالي ٢٥% من المياه العذبة بالكرة الأرضية مخزونة تحت سطح الأرض حيث تبقى لمئات أو آلاف السنين ، ونسبة صغيرة منها تكون موجودة في طبقات يمكن سحبها منها بكميات محددة .

وعليه يمكن تلخيص مصادر مياه الشرب كالآتي :

١- الأمطار	٢- البحار	٣- المحيطات
٤- البحيرات	٥- الأنهار	٦- المياه الجوفية

درجة نقاء الماء

تأتي مياه الأمطار في المقدمة من حيث النقاء لإحتوائها على نسبة بسيطة من المواد العضوية علاوة على بعض الغازات الذائبة ، ثم تليها المياه الجوفية التي تحتوي على بعض أملاح الكالسيوم و الماغنسيوم والصوديوم وبعض المواد العالقة وذلك طبقا لنوعية التربة التي تمر بها .

أما المياه السطحية فتأتي في المؤخرة وهي عبارة عن مياه البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار ، وتعتبر كلها مصادر لمياه الشرب ، فيتم الحصول على مياه الشرب من مياه البحار والمحيطات عن طريق عمليات التحلية ، أما مياه الأنهار والبحيرات العذبة فيتم الحصول على مياه الشرب منها عن طريق عمليات المعالجة ، أي أن المياه السطحية هي المصدر الرئيسي للمياه.

والمياه الجوفية عبارة عن مياه مستخرجة من الآبار ، وتكون أملاحها عادة أكثر من المياه السطحية إلا إنها تحتوي على نسبة بسيطة جدا من المواد العالقة ، لأن مرور المياه في طبقات الأرض يرشحها من المواد العالقة بها وفي مصر نعتمد على مياه نهر النيل والمياه الجوفية كمصادر رئيسية لمياه الشرب ، وتصل حصة مصر من مياه النيل إلى ٥٥,٥ مليار متر مكعب في السنة وذلك طبقا لإتفاقية عام ١٩٥٩ مع السودان.

خصائص المياه:-

تنقسم خصائص المياه إلى :

١. خصائص طبيعية

٢. خصائص كيميائية

٣. خصائص بيولوجية

الخصائص الطبيعية:-

درجة الحرارة - العكارة - اللون - الطعم - الرائحة

١-درجة الحرارة: -

تؤثر درجة الحرارة على عمليات تنقية المياه ، فهي تساعد على سرعة ذوبان الكيماويات المضافة وسرعة ترسب الجسيمات الدقيقة

٢-العكارة :-

قد تكون مواد عضوية مثل الطحالب ومواد غير عضوية مثل الطمي والرمال . وتكون العكارة في المياه السطحية أكثر منها في المياه الجوفية نظراً لأن الأخيرة تتعرض للترشيح خلال مرورها في طبقات التربة المختلفة

٣- اللون :-

يحدث تلون الماء في المورد السطحي نتيجة لتحلل المواد العضوية أو وجود مواد غير عضوية كالحديد والمنجنيز ، ويعتبر تلون الماء من أكثر الدلالات على عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي ومعظم الاستخدامات الصناعية. **الطعم:-**

يكون للماء أحياناً طعم غير مستساغ ، وذلك نتيجة وجود طحالب ومواد عضوية متعفنة ، أو نتيجة أختلاطه بمياه الصرف أو المخلفات الصناعية قبل معالجته .

الخصائص الكيماوية:-

الأس الايدروجيني- العسر الكلي- الأكسجين الذائب- المواد الذائبة- القلوية- الحموضية -المواد العضوية بأنواعها.

١- الأس الايدروجيني:-

وهو ما يرمز له بالرمز " pH "وهو يعبر عن الحالة الحمضية أو القلوية للماء ، وهو يبدأ من الصفر إلى رقم ١٤ ، والرقم ٧ يدل على التعادل النقي، وإذا قل الرقم عن ٧ يدل ذلك على حمضية الماء . فحينما تذوب أي مادة في المياه يتأين المحلول إلى أيونات الهيدروجين H^+ وأيونات الهيدروكسيد OH^- ويكون الماء حمضي إذا كانت الأيونات H^+ أكثر من أيونات OH^- وقلوي إذا حدث العكس ، ويكون المحلول متعادلاً إذا تساوى تركيز H^+ و OH^- .

الماء الحمضي يحدث تآكلاً في المعدات ، أما الماء القلوي فيرسب قشوراً.وقد وجد أنه بالنسبة للماء أو أي محلول مائي يكون حاصل تركيز أيونات الهيدروجين $[H^+]$ والهيدروكسيد $[OH^-]$ يساوي مقدارا ثابتا هو $10^{-14} \times 1$ وذلك عند درجة حرارة ٢٥م. أي أن $[H^+][OH^-] = 10^{-14} \times 1$.

وفي حالة المياه النقية يكون $H^+ = 10^{-7}$ وبالتالي $H = -\log[H^+] = -\text{Log}[10^{-7}] = 7$

٢- العسر :-

وهو عبارة عن وجود مقادير ملحوظة من أملاح الفلزات التي لا تذوب في الماء مثل الكالسيوم والماغنسيوم . ووجودها في الماء يزيد من الأس الأيدروجيني للماء ، والعسر يسبب قشورا داخل المواسير والعدادات وأجهزة تسخين المياه ، كما أنه يكسب الماء طعما غير مستساغ ويصعب معه استخدام الصابون .

٣- الأكسجين الذائب:-

يتواجد الأكسجين ذائبا في المياه العذبة بصفة دائمة نتيجة للتهوية الطبيعية وتزداد نسبة الأكسجين الذائب في المياه الباردة عنها في المياه الساخنة ويؤدي وجود الطحالب في الماء إلى إنتاج الأكسجين نهائياً فيزداد منسوب الأكسجين الذائب في الماء وفي الليل تستنفذ الطحالب كمية من الأكسجين فينخفض منسوب الأكسجين الذائب في الماء وتساعد زيادة نسبة الأكسجين الذائب في الماء على حدوث التآكل في السطوح المعدنية الملامسة لها كالمواسير والعدادات والمضخات .

٤- القلوية:-

تعزي قلوية المياه لوجود هيدروكسيدات-كربونات- بيكربونات ..بعض عناصر الفلزات النشطة (الآقلاء) مثل الصوديوم والكالسيوم و الماغنسيوم و البوتاسيوم ،وارتفاع قلوية المياه يؤدي إلى تزايد التكاثف البيولوجي وليست هناك أضرار من المياه المحتوية على قلوية حتى ٤٠٠ ملليجيم /لتر.

٥- الحمضية :-

تكون المياه حامضية إذا كان الأس الهيدروجيني PH أقل من ٧. ومن أسباب حمضية الماء وجود ثاني أكسيد الكربون الذائب أو بعض الأحماض العضوية الناتجة من تحلل البقايا النباتية كما أن تصريف المخلفات الصناعية التي تحتوي على أحماض في المسطحات المائية يزيد من درجة حمضية المياه ، وبالإضافة لما تسببه المياه الحامضية من تآكل وصدأ المواسير الحديدية فأنها تذيب بعض المواد الضارة بالصحة مثل النحاس والرصاص والزنك ، والمياه المفضل شربها تكون (٦,٥-٨,٥) PH.

٦- المواد الذائبة :-

عند مرور المياه السطحية أو الجوفية على أنواع من التربة أو الصخور فأنها تذيب بعضا من هذه المواد الصلبة وتختلط بالماء ، وهناك حد أقصى مسموح به للمواد الصلبة الذائبة في الماء حتي لا تسبب للمستهلكين مشاكل صحية أو تكسب الماء طعما ورائحة غير مقبولين وتكون بعض المواد الذائبة ضارة بصحة الإنسان لذلك من الضروري إعطاء عناية للتخلص منها أثناء عمليات المعالجة .

٧- المواد العضوية :-

تأتي نتيجة التلوث بالمخلفات السائلة الصناعية والزراعية والمجاري وهناك أنواع جديدة وكثيرة من المواد العضوية غير معروف تأثيرها في مياه الشرب على المدى الطويل إلا أن بعض هذه المواد مسببة لسرطان والبعض الآخر يغير في أساس تكون الخلايا .

الخصائص البيولوجية:-

وهي عبارة عن ما تحويه المياه من بكتريا وفيروسات وطحالب وطفيليات ضارة بصحة الإنسان ، ويؤدي اكتشاف هذه البكتريا والفيروسات إلى وضع النظام السليم لتعقيم المياه بما يكفل قتل هذه الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض .

الاشتراطات الصحية في المياه :-

إن مسؤولية القائمين على تشغيل محطات تنقية مياه الشرب التأكد من أن نوعية مياه الشرب المنتجة تتماشى مع المواصفات القياسية التي تكفل حماية الصحة العامة ، ويمكن تصنيف المواصفات القياسية إلى ثلاثة أنواع من الخواص هي :

أولاً الخواص الطبيعية:-

١- درجات حرارة الماء:-

ليس لها تأثير على صحة العامة ولكن الارتفاع المفاجئ في درجة حرارة الماء قد يكون دلالة على تقلبات موسمية أو تصريف كبير لمياه الصرف الصحي أعلى التيار.

٢- لون وطعم ورائحة الماء:-

هو من الاهتمامات الجمالية للمياه ولكن حدوثها قد ينبئ بحدوث تلوث من مصادر مثل المخلفات المنزلية أو الصناعية.

٣- العكارة :-

هي من الأمور الهامة للصحة العامة لأنها تؤثر على عملية التطهير ، فالذي يحدث أنه طالما توجد جسيمات تعكر المياه فأنها تكون مخابئ تلجأ إليها الكائنات الحية للهروب من تأثير الكلورين عليها ، فلا يتم التطهير بالكامل وتصل هذه الكائنات إلى المستهلك وقد تصيبه بالأمراض ، لذلك حددت المواصفات القياسية أقصى مستويات للعكارة .

ثانياً الخواص الكيميائية :-

تمثل الكيماويات العضوية وغير العضوية خطراً على الصحة العامة ويوضح الجدول التالي تأثير الكيماويات المختلفة على الصحة العامة وأقصى مستوى مسموح به حفاظاً على الصحة العامة .

تأثير الكيماويات المختلفة على الصحة العامة

المادة	الأضرار الصحية المحتملة عند زيادة النسبة	أقصى نسبة مسموح بها (ملجم/لتر)
الزرنيخ	قروح على الأيدي والأقدام - ومسبب للسرطان - ومؤثر على الجينات على المدى الطويل - وأحياناً يمكن أن يسبب الإرهاق وفقدان الطاقة	٠,٠١
الباريوم	ارتفاع ضغط الدم - تخدر الأعصاب	٠,٧
الكاديوم	ارتفاع ضغط الدم - سام في حالة الاستنشاق - ومسبب للسرطان - وعلى المدى الطويل يتركز على الكبد والكلية والبنكرياس والغدة الدرقية	٠,٠٠٣
الكروم	حساسية في الجلد - فشل كلوي - والإصابة بالسرطان - وتآكل الأنسجة ويؤثر على المخ ويتلف الكلي	٠,٠٥
الرصاص	الأنيميا - شلل في الأطراف - إمساك - فقد الشهية	٠,٠١
الزئبق	التهاب الفم - سقوط الأسنان - سام للجهاز العصبي على المدى الطويل	٠,٠٠١
السليسيوم	ضعف عام - تهيج الأنف والحلق - بقع حمراء بالأصابع	٠,٠١٠
الفضة	تحول لون الجلد لإرمادي - ويؤثر على العين والغشاء المخاطي	٠,٠٥٠
الألومنيوم	تؤثر على بعض أجزاء الجسم وخصوصاً الكلي	٠,٢٠
الفلوريد	تبقع الجلد	٠,٨٠٠
النترات	ازرقاق لون الأطفال	٤٥ كغترات
النترت	ازرقاق لون الأطفال	٠,٢ كغترات

طبقاً للمواصفات والمعايير الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب

بقرار وزير الصحة رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٠٧

ثالثاً الخواص البيولوجية:-

يمكن أن تنتقل الكائنات الحية المسببة للأمراض إلى الماء ، ومن أهمها بكتيريا الكوليفورم ، وللكشف عن وجود الكوليفورم تستخدم إحدى طريقتين هما :

- طريقة المرشح الغشائي - طريقة التخمر بالأنابيب المتعددة:-

يجب أن تكون ٩٥% من العينات التي يتم فحصها خلال العام خالية تماما من بكتيريا القولون حتى ١٠٠ سم^٣ من العينة.

كما يجب ألا تحتوى أى عينة من العينات على أكثر من ٢ خلية/١٠٠ سم^٣ على الا يتكرر ذلك فى عينتان متتاليتان من نفس المصدر.

أنواع المواد الدخيلة على المياه:-

- مواد ذائبة (Dissolved Matters)

وأهمها أملاح كربونات و بيكربونات وكبريتات و كلوريدات الكالسيوم و الماغنسيوم والصوديوم ، وكذا أملاح مركبات الحديد و المنجنيز و السيلكا ، هذا بالإضافة إلى فضلات المجاري والمصانع وعلاوة على الغازات الذائبة وأهمها الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون و كبريتيد الأيدروجين.

- مواد عالقة (Suspended Matters)

وأهمها الطين والرمل والمواد النباتية والحيوانية الميكروسكوبية وأنواع البكتيريا ، وفضلات المصانع والصرف الصحي.

- مواد كلويدية "غروية" (Colloidal Matters)

وتوجد في حالة متوسطة بين التعلق والذوبان

التأثيرات غير المرغوبة لبعض المواد الدخيلة على المياه:-

المواد الذائبة :-

- أملاح الكالسيوم و الماغنسيوم:-

البicarbonates: تسبب قلوية وعسر مؤقت

الكarbonates : تسبب قلوية وعسر مؤقت

الكبريتات : تسبب عسر دائم

الchlorides: تسبب عسر دائم

- أملاح الصوديوم:-

البicarbonates : تسبب قلوية

الكarbonates : تسبب قلوية

الكبريتات : تسبب تكوين رغوي في الغلايات

الfluorides : تسبب تشوية الأسنان

الchlorides : تسبب طعما

- الغازات الذائبة:-

الأكسجين :له تأثير على المعادن

ثاني أكسيد الكربون :له تأثير على المعادن والحمضية

كبريتيد الأيدروجين : له تأثير على المعادن والطعم والرائحة

مواد عالقة:-

- البكتريا : بعضها يسبب أمراضاً

- الطحالب: تسبب لوناً ، وطعماً ،ورائحة

- الطمي: يسبب عكارة

مواد غروية:-

- أكسيد الحديد : يسبب لوناً أحمر

- المنجنيز : يسبب لوناً أسود أو بني

المواد العضوية :-

تسبب لوناً وطعماً ووجود بعض هذه المواد في المياه يجعلها غير نقية أو غير صالحة للاستعمال وقد تسبب الأمراض.

الباب الثانى

تلوث الماء

مصادر تلوث المياه:-

تتعدد استخدامات المياه تبعاً للنشاط الإنسانى السائد فى بيئته فى مجالات الزراعة والصناعة والأسكان ووسائل النقل النهرية والبحرية .

ولعل أهم مصادر التلوث يرتبط بصرف النفايات السائلة مثل مياه الصرف الصحى والصناعى بما تحمله من مركبات عضوية و غير عضوية وأحياء دقيقة كالبكتريا والفيروسات والطفيليات المسببة للأمراض كذلك فإن التلوث بالبتروول و المركبات الهيدروكربونية و المعادن الثقيلة و المبيدات تمثل مخاطر عديدة على نوعية المياه وإستخداماتها وعلى الثروة السمكية .

أنواع الملوثات الكيميائية :-

التعرف على أنواع الملوثات وتركيبها الكيميائى ودرجة تركيزها فى المياه له أهمية خاصة حتى يمكن تقدير معدلات التلوث والأضرار الناشئة عنها وإمكانية الحد من خطورتها أو التحكم فى عمليات التنقية المطلوبة للتخلص من هذه الملوثات .

١- الملوثات العضوية الغير سامه:-

تحتوى مياه الصرف الصحى والنفايات الصناعية السائلة على أنواع مختلفة وتركيزات متباينة من المركبات العضوية غير السامه مثل بقايا المواد السكرية والنشوية والبروتينات والأحماض العضوية وغيرها . ويمكن للعديد من الأحياء المائية الدقيقة كالبكتيريا الهوائية (التى تعتمد على الأكسجين الذائب فى عملية التنفس) إستخدام هذه المركبات العضوية كمصدر للطاقة وبناء خلايا جديدة .

لذلك تعرف هذه الملوثات العضوية بأنها قابلة للتحلل البيولوجى (Biodegradable)

٢- الملوثات العضوية السامة :-

تصل إلى مسطحات المياه الكثير من مشتقات البترول و المبيدات العضوية ذات التأثير السام على الأحياء المائية وخاصة الأسماك وتتميز كثير من هذه المركبات الكيميائية بثبات تركيبها الكيميائي في البيئة المائية وعدم تحليلها بفعل الأحياء الدقيقة .

٣- الملوثات غير العضوية غير السامة


تعرض المسطحات المائية للتلوث بالمواد العالقة كالطمي وغيرها من الشوائب غير العضوية التي تؤدي إلى زيادة عكارة المياه ونقص شفافيتها و نفاذية الضوء بها , وتتميز هذه الملوثات بأنها غير سامة للأحياء المائية وإن كان من الممكن أن تؤثر على نشاط بعض الأحياء الدقيقة بالماء كالتحالب .

٤- الملوثات غير العضوية السامة :-

ومن الأمثلة الهامة لهذه النوعية من الملوثات أملاح المعادن الثقيلة مثل الزئبق ، الرصاص ، النيكل ، الكروم ، الكاديوم . وتتواجد هذه الملوثات في النفايات الصناعية السائلة مثل صناعة الطلاء الكهربى للمعادن ودباغة الجلود وصناعة النسيج والصباغة وتتميز هذه المعادن بسميتها العالية للعديد من الأحياء المائية والأسماك .

تأثير التلوث على نوعية المياه والأحياء:-

يختلف تأثير الملوثات على نوعية المياه وإستخداماتها والأحياء المائية تبعاً لنوعية الملوثات وتركيزها وكذلك مدى التخفيف الذى ينشأ عند إختلاط الملوثات بمياه الترعى والأنهار أو البحار وبالتالي فإن تركيز الملوثات فى المسطحات المائية المستقبلة سوف يتأثر بالتيارات المائية وإتجاهها وسرعة الرياح وغيرها من العوامل البيئية . وبصفه عامه يمكن تقسيم النهر أو الترعى الذى تستقبل النفايات السائلة إلى أربعة مناطق تتميز كل منها بنوعية خاصة من الماء من حيث الصفات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية ويمكن إبراز أهم خصائصها فيما يلى :



© 2005 Brooks/Cole - Thomson

وهى المنطقة التى تلقى فيها النفايات السائلة بمياه النهر أو الترعى مباشرة .

ويكون تركيز الملوثات بها فى أعلى مستوى له ويلاحظ ذلك من خلال زيادة درجة العكارة وإرتفاع تركيز المواد العالقة والنقص فى تركيز الأكسجين الذائب بالماء وإرتفاع نسبى فى تركيز المواد الذائبة وأعداد البكتيريا وإختفاء بعض أنواع الأسماك .

٢- منطقة التحلل النشط :-

وهذه المنطقة تلى المنطقة الأولى فى إتجاه سريان المياه بالمجرى المائى حيث يقل الأكسجين الذائب إلى أدنى مستوى له وقد يختفى تماماً من المياه نتيجة للتحلل النشط للمواد العضوية بفعل البكتيريا والأحياء الدقيقة الأخرى وقد تظهر رائحه كريهه نتيجة لإنبعاث غاز كبريتيد الهيدروجين أثناء تخمر المواد العضوية بفعل البكتيريا اللاهوائية (أنواع من البكتيريا تنشط فى غياب الأكسجين) وفى هذه المنطقة قد تختفى جميع صور الحياه التى تعتمد على الأكسجين الذائب كالأسماك والهائمات الحيوانية الدقيقة والتى تعتبر غذاء هام للأسماك . وقد تمتد هذه المنطة إلى عدة كيلومترات تبعاً لكمية النفايات السائلة التى يتم صرفها إلى المجرى المائى ودرجة التخفيف ودرجة حرارة الماء و بعض الظروف البيئية الأخرى .

٣- منطقة إستعادة الحيوية:-

يؤدى تحلل المواد العضوية وترسيب نسبة عالية من المواد العالقة فى المنطقة السابقة إلى زيادة معدل ذوبان الأكسجين فى الماء وزيادة شفافيتها وتبدأ الأحياء الدقيقة كالطحالب والهائمات الحيوانية الدقيقة فى الظهور بالمياه وكذلك تعود الأسماك إلى التواجد فى هذه المنطقة وتقل أعداد البكتيريا ويتمثل المجرى المائى إلى إستعادة حيويته وتكتسب المياه الكثير من الصفات الطبيعية والكيميائية التى كانت سائدة قبل التلوث .

٤- منطقة المياه النقية:-

فى هذه المنطقة تختفى كثير من الملوثات ويزداد تركيز الأكسجين الذائب وتتعدد صور الحياه النباتية والحيوانية فى البيئه المائية وخاصة الأسماك وتقل أعداد البكتيريا وقد تتزايد أعداد الطحالب نتيجة لزيادة أملاح النترات والفوسفات بالماء .

ويحدث تتابع هذه المناطق على طول المجرى المائى إذا كان التلوث عارض أو يتكرر فى مناطق متباعدة جداً بين مصادر التلوث أما إذا كانت مصادر التلوث متقاربة فإنه يحدث تداخل بين مناطق التلوث المختلفة ويؤدى ذلك إلى إنتشار الملوثات وإرتفاع تركيزها بحيث لا يستطيع المجرى المائى تخفيف أثر هذه الملوثات ويفقد المجرى المائى قدرته على تطهير نفسه

(Self Purification) وتتناقص صلاحية المياه كمصدر لمياه الشرب والإستخدامات الأخرى

بالإضافة إلى فقد الثروة السمكية . وما تسببه الملوثات من تأثير مباشر على الأحياء المائية .

شواهد التلوث:-

للإستدلال على نوعية الماء والتعرف على مدى تعرضها للتلوث فقد تعارف العلماء على إختيار بعض الأسس التى يمكن بها تقييم شدة التلوث ونوعيته وبالتالي يمكن تحديد مصدر التلوث .

شواهد التلوث الفيزيائى:-

ويتمثل ذلك النوع فى الإرتفاع فى درجة حرارة الماء بالمجرى المائى أو زيادة درجة العكارة بالمياه السطحية وتوجد أجهزه علمية دقيقة لتسجيل هذه القياسات .

شواهد التلوث الكيميائي :-

١-زيادة الأملاح الذائبة ودرجة التوصيل الكهربى:-

فى كثير من الحالات فإن النفايات السائلة كميّاه الصرف الصحى أو النفايات الصناعية السائلة تحتوى على تركيزات عالية من المواد الذائبة والأملاح بالمقارنة بما تحتويه مياه الأنهار والترع , وعلى ذلك فإن الزيادة المفاجئة فى تركيز المواد الذائبة بمياه المسطحات المائيه يعتبر دليل واضح على تلوث المياه .

كذلك يمكن الإستدلال على زيادة تركيز الأملاح بقياس قدرة الماء على توصيل التيار الكهربى حيث توجد علاقة طردية بين تركيز الأملاح الذائبة وبين درجة توصيل المياه للتيار الكهربى .

٢- التغير فى الرقم الهيدروجينى للماء (PH Value):-

من المعلومات الكيميائية الأساسية أن زيادة تركيز أيون الهيدروجين فى الوسط المائى H^+ or H_3O^+ يرتبط بإتجاه التفاعل نحو الوسط الحمضى بينما يؤدى زيادة أيونات البيكربونات (HCO_3^-) والكربونات CO_3^{2-} () والهيدروكسيد (OH^-) إلى تحول الوسط المائى إلى القلوية وعلى ذلك فإن التغير فى الرقم الهيدروجينى عن القيمة السائدة فى المياه الطبيعية يدل على التلوث بمركبات كيميائية حمضية أو قلوية تبعاً لإتجاه التغير الناشئ عن صرف النفايات السائلة .

٣- نقص الأكسجين الذائب فى الماء:-

يتأثر تركيز الأكسجين الذائب فى الماء بعدة عوامل من أهمها درجة حرارة الماء والضغط الجوى وكمية الأملاح الذائبة وكمية الأكسجين التى تنطلق من النباتات المائية والطحالب أثناء عملية التمثيل الضوئى وكمية الأكسجين التى تستهلك أثناء تنفس الأحياء الدقيقة وأكسدة المواد العضوية القابلة للتحلل بفعل البكتيريا الهوائية ويتراوح تركيز الأكسجين الذائب فى المياه النظيفة الطبيعية بين ٨ , ١٠ مجم/ل . ومع أهمية العوامل السابق ذكرها فى تحديد كمية الأكسجين الذائب إلا أن العامل المؤثر والذى قد يهدد الأحياء المائية والثروة السمكية هو التلوث بالمواد العضوية والتى تستهلك الأكسجين أثناء عملية تحليلها بفعل البكتيريا .

٤- تركيز المركبات النيتروجينية :-

تتواجد بالمياه السطحية بعض المركبات النيتروجينية على صورة مواد بروتينية من أصل نباتى أو أحياء حيوانية دقيقة بالإضافة إلى أملاح النشادر أو النيتريت أو النترات وزيادة هذه المواد النيتروجينية عن المستوى السائد فى المياه غير الملوثة يدل على وصول نفايات سائلة إلى مجارى المياه.

٥-تركيز أملاح الفوسفات:-

تحتوى المياه السطحية كالأنهار والبحار على تركيزات ضئيلة من أملاح الفوسفات الذائبة والتي تعتمد عليها النباتات المائية والطحالب فى بناء المادة الحية بها وتتصف مياه الصرف الصحى والنفايات السائلة الصناعية بإحتوائها على تركيزات عالية من أملاح الفوسفات لذلك فإن زيادة تركيز هذه الأملاح فى المياه السطحية يدل على تلوث الماء بالإضافة إلى ما تسببه زيادة أملاح الفوسفات من زيادة فى معدلات نمو وتكاثر النباتات المائية والطحالب وما تسببه من مشكلات بالنسبة لنوعية الماء وإستخداماتها المختلفة .

٦-المبيدات والمعادن الثقيلة والمركبات البترولية:-

المياه السطحية الطبيعية تخلو من المبيدات والمركبات البترولية وقد تحتوى على تركيزات ضئيلة جداً من أملاح الزنك أو النحاس لذلك فإن تواجد أى من المركبات السابقة بتركيزات عالية فى الماء يرتبط إرتباطاً مباشراً بالتلوث .

شواهد التلوث البيولوجية:-

للإستدلال على تلوث المياه بالنفايات السائلة وخاصة مياه الصرف الصحى , تجرى العديد من الإختبارات البكتريولوجية للكشف عن مجموعة البكتيريا القولونية وهى تعيش فى أمعاء الحيوانات الثديية وخاصة الإنسان ولما كان مصدر تلوث المياه بالبكتيريا القولونية هو صرف مياه المجارى لذلك كان الكشف عن هذه المجموعة من الإختبارات ذات الأهمية الخاصة .

كذلك يتزايد عدد البكتيريا والطحالب فى المياه السطحية بصفة عامة عند تلوثها بالمواد العضوية أو أملاح الفوسفات مما يؤخذ فى الإعتبار فى تقييم شواهد التلوث وآثاره على إستخدامات المياه .

Annex

Summary of Sampling and Handling Requirements.

Determination	Container	Minimum Sample Size, mL	Sample Type	Preservation	Maximum storage Recommended Regulatory
	P,G (B)	100	g	Refrigerate	24 h/14 d
Alkalinity	P,G	200	g	Refrigerate	24 h/14 d
BOD	P,G	1000	g	Refrigerate	6 h/48 d
Boron	P	100	g,c,	Non required	28 d/6 months
Bromide	P,G	100	g,c,	Non required	28 d/28 d
Carbon organic, total	G	100	g,c,	Analyze immediately or refrigerate & add H_3PO_4 or H_2SO_4 to $pH < 2$.	28 d/28 d
Carbon dioxide	P,G,	100	g	Analyze immediately	Stat /N.S.
COD	P,G,	100	g,c	Analyze as soon as possible or add H_2SO_4 to $pH < 2$, Refrigerate	2 d/28 d
Chloride	P,G,	50	g,c,	None required	28 d
Chlorine, residual	P,G,	500	g	Analyze immediately	2,0 h/stat

Determination	Container	Minimum Sample Size, mL	Sample Type	Preservation	Maximum storage Recommended Regulatory
Chlorine dioxide	P,G,	500	g	Analyze immediately	0,0 h/N.S.
Chlorophyll	P,G,	500	g,c	30 d in dark	30 d/N.S.
Color	P,G,	500	g,c	Refrigerate	48 h/48 h
Conductivity	P,G,	500	g,c	Refrigerate	28 d/28 d
Cyanide, total	P,G,	500	g,c	Add NaOH to pH>12, refrigerate in dark	24 h/14 d, 24 h if sulfide present
Cyanide, amenable to chlorination	P,G,	500	g,c	Add 100 mg Na ₂ S ₂ O ₃ /L	stat/14 d, 24 h if sulfide present
Fluoride	P	300	g,c	Non required	28 d/28 d
Hardness	P,G	100	g,c	Add HNO ₃ to pH<2	6 months/6 months
Iodine	P,G,	500	g,c	Analyze immediately	0,0 h/N.S.
Metals, general	P(A), G(A)	500	g	Refrigerate for dissolved metals filter immediately, add HNO ₃ to pH>2	6 months / 6 months
Chromium (VI), copper by colorimetry	P(A), G(A)	300	g	Refrigerate	24 h/24 h

Determination	Container	Minimum Sample Size, mL	Sample Type	Preservation	Maximum storage Recommended Regulatory
Mercury	P(A),G(A)	500	g,c	Add HNO ₃ to pH<2, 4°C Refrigerate	24 d/24 d
Ammonia-nitrogen	P,G	500	g,c	Analyze as soon as possible or add H ₂ SO ₄ pH<2, refrigerate	2 d/24 d
Nitrate-nitrogen	P,G	100	g,c	Analyze as soon as possible or, refrigerate	48 h/48 h (24 d for chlorinated samples)
Nitrate + nitrite	P,G,	200	g,c,	Add H ₂ SO ₄ to pH<2, Refrigerate	none/24 d
Nitrite-nitrogen	P,G	100	g,c,	Analyze as soon as possible or, refrigerate	None/48 h
Organic Kjeldahi	P,G,	100	g,c,	Refrigerate, add H ₂ SO ₄ to pH<2	2 d/24 d
Odor	G	500	g	Analyze as soon as possible, refrigerate	2 h/N.S.
Oil & grease	G, wide mouth claibrated	1000	g,c	Add HCl to pH<2, refrigerate	24 d/24 d
Organic compounds					
MBAS	P,G,	250	g,c	Refrigerate	48 h
Pesticides	G(s), TFE - lined cap	1000	g,c	Refrigerate, add 1000 mg ascorbic acid/L, if residual chlorine present	2 d/2 d until extraction, 48 d after extraction.

Determination	Container	Minimum Sample Size, mL	Sample Type	Preservation	Maximum storage Recommended Regulatory
Phenols	P,G,	500	g,c	Refrigerate, add H_2SO_4 to pH<2.	24 d
Organics purgeables	G,TFE-lined cap	2x40	g	Refrigerate, add HCl to pH<2, add 1000 mg ascorbic acid/L if residual chlorine present	3 d/14 d
Oxygen, dissolved by electrode by Winkler titration	G,BOD bottle	300	g	Analyze immediately Titration may be delayed after acidification	24 h/stat 4 h/4 h
Ozone	G	1000	g	Analyze immediately	24 h/N.S.
pH	G	50	g	Analyze immediately	2 h/stat.
Phosphate	G(A)	100	g	for dissolved phosphate filter immediately, refrigerate	24 h/N.S.
Salinity	G,wax seal	240	g	Analyze immediately or use wax seal	6 months/N.S.

Determination	Container	Minimum Sample Size, mL	Sample Type	Preservation	Maximum storage Recommended Regulatory
Silica	P	200	g,c	Refrigerate, do not freeze	28 d/28d
Sludge digester gas	G, gas bottle	-	g		N.S.
Solids	p,G	200	g,c	Refrigerate	2 d/2-2 d, see cited reference
Sulfate	P,G	100	g,c,	Refrigerate	28 d/28 d
Sulfide	P,G	100	g,c,	Refrigerate, add NH ₄ OH to pH>9	28 d/2 d
Taste	G	500	g	Analyze as soon as possible, refrigerate	24 h/N.S.
Temperature	P,G	-	g	Analyze immediately	stat/stat
Turbidity	P,G	100	g,c	Analyze same day, store in dark up to 24 h, refrigerate.	



درجة الحرارة (SOPs) Temperature

التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب
عمليات التشغيل القياسية (SOPs)
أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال

مقدمة :-

يعتبر اختبار درجة الحرارة من الاختبارات المهمة ، حيث يؤدي إرتفاع درجة الحرارة إلى التأثير على التفاعلات الكيميائية وصلاحية المياه للاستخدام حيث تؤثر درجة الحرارة على عمليات معالجة المياه , فهي تساعد على سرعة ذوبان الكيماويات المضافة وسرعة ترسب الجسيمات الدقيقة. وينتج عن المياه ذات الحرارة المرتفعة إحتياج أعلى للكلور بسبب النشاط الزائد للكائنات ، كما تؤثر على الحياة المائية ، لأن إرتفاع درجة الحرارة يقلل من الأكسجين المذاب (DO) وذلك دليل على وجود صرف صحي أو صناعي .

التداخلات :-

يجب أخذ درجة الحرارة في الموقع لأن درجة الحرارة سوف تبدأ في التغير بمجرد أخذ العينة.

تداول العينة :-

يمكن أخذ القراءة أما بطريقة مباشرة من مصدر المياه . أو من زجاجة العينات في الحال (خلال ٥ دقائق) من وقت أخذ العينة .

الأجهزة والمعدات :-

يستعمل عادة الترمومتر المعملی لقياس درجة الحرارة . ويمكن أن تقاس درجة الحرارة بجهاز قياس التوصيل الكهربی أو جهاز قياس الاس الهيدروجینی .

التحضيرات :- لا يوجد

الطريقة :-

١- يجب ترك الترمومتر ملامساً للماء مدة كافية للحصول على قراءة ثابتة.

٢- تقرب درجة الحرارة المناسبة إلى أقرب نصف درجة مثلاً ٢٣ أو ٢٣,٥ درجة مئوية.

الحسابات :-

لا يوجد

التقرير :-

يتم عمل تقرير بدرجة الحرارة للمياه الخام والمياه المعالجة مره واحده يوميا فى سجل أو دفتر التسجيل اليومى.



التوصيل الكهربى (SOPs) Conductivity

التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب
عمليات التشغيل القياسية (SOPs)
أعداد ك/سحر عبد الحميد جلال

مقدمة:

يعرف التوصيل الكهربى لمحلول سائل بأنه المقياس لقدرة هذا السائل على توصيل التيار الكهربى وتعتمد درجة التوصيل الكهربى لأى عينة من المياه على درجة تركيز الأيونات بهذه العينة ، وكذلك على درجة الحرارة التى يتم فيها إجراء التجربة. كما تتأثر درجة التوصيل الكهربى للعينة بحركة الأيونات المختلفة المتواجدة ودرجة تكافؤها ونسبة تواجد الانواع المختلفة من هذه الايونات .

وتقاس درجة التوصيل الكهربى بالميكروموس /سم ($\mu\text{mohs/cm}$) فإذا أخذنا عينة المياه التى تم تقطيرها حديثاً نجد أن درجة توصيلها الكهربى تتراوح بين ٠,٥ - ٢ ميكروموس/سم .

وإذا تم تخزين هذه المياه المقطرة لمدة أسابيع قليلة نجد أن درجة توصيلها الكهربى تزداد إلى ٢ - ٤ ميكروموس/سم . وترجع تلك الزيادة فى درجة التوصيل الكهربى إلى إذابة غاز CO_2 الجوى فى المياه وتبلغ درجة التوصيل الكهربى لمياه الشرب المأخوذة من مصادر سطحية فى الكهراء فى جمهورية مصر (النيل وفروعة) حوالى ٣٠٠ - ٤٠٠ ميكروموس/سم بينما قد تصل درجة التوصيل الكهربى للمياه من مصادر جوفية أكثر من ١٠٠٠ ميكروموس/سم .

مبدأ الطريقة:

التوصيل الكهربى له علاقة مباشرة بتركيز الأملاح الذائبة فى الماء وأى تغير فى تركيز الاملاح المعدنية فى المياه يمكن معرفته بقياس التوصيل الكهربى بوحدات قياس التوصيل الكهربى ميكروموس /سم عند ٢٥ م° ويتطلب القياس التعيين الدقيق لدرجة الحرارة للعينة وقت إجراء القياس .

التدخلات:

يجب غسل خلية القياس بالماء المقطر قبل قياس العينة وعند النقل من عينة إلى عينة لأزالة آثار التلوث الناتج من العينات. الزيت والشحم إذا وجد على خلية القياس يزال بالغمس في الماء الدافئ ومنظف منزلي. التلوث بالجير والهيدروكسيد يزال بالغمس في ١٠% حمض أسيتك أو هيدروكلوريك . تترك الخلية دائماً في الماء عند الاستخدام . وللحفظ لمدة ليلة أو أطول يحفظ نظيف وجاف .

تداول العينة:

يمكن قراءة درجة التوصيل مباشرة من مصدر المياه باستخدام جهاز قياس درجة توصيل المحمول أو من زجاجة عينات بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل ويمكن جمع العينات في زجاجات أو حاويات زجاجية أو بلاستيكية أقصى مدة للحفظ هي ٢٨ يوم عند درجة حرارة ٤ م °. ويفضل ألا تزيد مدة الحفظ عن ٤٨ ساعة .

الأجهزة والمعدات :

يتم عادة قياس درجة التوصيل الكهربى باستخدام جهاز قياس درجة التوصيل الكهربى الذى يحتوى على خلية توصيل بها الكترود بلاتينى او غير بلاتينى . تقوم الاجهزة الحديثة بعمل القياس مباشرة وتعوض درجة الحرارة تلقائياً .

التحضيرات

محلول قياسي :

يعطى محلول كلوريد البوتاسيوم ٠,٠١ مولار درجة توصيل كهربى ١٤١٢ ميكروموس/سم عند ٢٥ م ° . تحضير المحلول القياسى : ذوب ٧٤٥,٦ مجم كلوريد بوتاسيوم لامائى فى ماء مقطر وخفف حتى ١٠٠٠ مل فى قارورة عيارية عند ٢٥ م ° و يخزن فى جو خالى من CO_2 .

الطريقة :-

١- اغمس طرف قياس التوصيل الكهربى فى الماء وقلب بلطف .

٢- سجل القراءة مباشرة من الجهاز .

المعايرة:-

٣- أغمس طرف التوصيل الكهربى فى محلول ٠,٠١ مولار كلوريد بوتاسيوم .

٤- اضبط قراءة الجهاز على ١٤١٢ ميكروموس/سم عند ٢٥ م° .

الحسابات :-

بدون تعويض داخلى لدرجة الحرارة عند قياس درجة التوصيل الكهربى لعينة بدون تعويض داخلى لدرجة

الحرارة يتم حساب درجة التوصيل عند ٢٥ م° كالتالى :

$$K (\mu\text{mhos/cm}) = K_m / [(1 + 0,0191(t - 25))]$$

حيث k_m = درجة التوصيل عند درجة الحرارة t & t = درجة الحرارة المقاسه للعينة.

التقرير :-

يتم عمل تقرير درجة التوصيل الكهربى للمياه الخام والمياه المعالجة مره واحدة يوميا فى سجل أو دفتر التسجيل

اليومى . يتم قراءة درجة التوصيل الكهربى فى الاجهزة ذات التعويض التلقائى لدرجة الحرارة عند ٢٥ م° ولكن يتم


حساب ال K من k_m كما هو مشروح أعلاه فى الأجهزة التى بدون تعويض داخلى لدرجة الحرارة .

$$1 \mu\text{s/cm} = 1 \mu\text{mhos/cm}$$



الأملاح (SOPs) Total Solids

التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب
عمليات التشغيل القياسية (SOPs)
أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال



	(SOPs) مجموع المواد الصلبة (Total Soilds)	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبد الحميد جلال
---	--	---

مقدمة :-

وهي المواد المتبقية ببوتقة الوزن بعد تبخير كمية معلومة من العينة ثم تجفيفها في فرن تجفيف عند درجة حرارة معينة .

** الطريقة الوزنية **

مبدأ الطريقة:-

يتم تبخير عينة مخلوطة خلط جيد بداخل بوتقة وزن ثم تجفيفها حتى ثبات الوزن في فرن تجفيف عند درجة حرارة من ١٠٣ م° إلى ١٠٥ م° . ويكون الزيادة في الوزن عن وزن البوتقة وهي فارغة هو مجموع المواد الصلبة.

التداخلات:-

الماء الذى به تركيزات عالية من الكالسيوم والماغنسيوم والكلوريد

والكبريتات يحتاج لتجفيف لفترة طويلة .

تداول العينة:-

يتم جمع العينات فى أوعية بلاستيكية أو من الزجاج المقاوم بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل. يتم تحليل العينة بسرعة بقدر الإمكان إذا لم نتمكن من تحليلها بسرعة تحفظ فى درجة ٤ م° لمنع التحلل الميكروبيولوجى لمدة لا تزيد عن سبعة أيام ويفضل ألا تزيد مدة الحفظ عن ٢٤ ساعة.

عند تحليل العينة تترك حتى تصل درجة حرارتها إلى درجة حرارة الغرفة ثم يتم التحليل .

الأجهزة والمعدات :-

فرن تجفيف - جفنة تبخير سعة ١٠٠ مل (من البورسلين قطر ٩٠ ملليمتر. أو من البلاتين . أو من زجاج عالى السليكا)

حمام مائى . مجفف . ميزان حساس . قلاب مغناطيسى . ماصات وزجاجيات.

التحضيرات :-

لا يوجد .

الطريقة :

- يتم غسيل الجفنة أو طبق التبخير - نضع الطبق فى فرن تجفيف عند درجة حرارة ١٠٣ م° - ١٠٥ م° لمدة ساعة - يبرد الطبق فى المجفف حتى وقت الوزن - يتم وزن الطبق .

- يتم وضع حجم معين من العينة الذى سوف يعطى من ٢,٥ إلى ٢٠٠ مجم - يتم سحب العينة المطلوبة من العينة الأساسية أثناء خلطها حتى تكون متجانسة ويتم السحب من منتصف الوعاء .

- يتم التبخير على حمام مائى أو فى فرن تجفيف - فى حالة الضرورة يتم إضافة جزء آخر من العينة لنفس الطبق بعد التبخير - إذا تم التبخير فى فرن التجفيف يتم ضبط درجة الحرارة أقل من درجة الغليان بـ ٢ درجة سليزيوس - يتم تجفيف العينة التى تم تبخيرها فى فرن تجفيف عند درجة حرارة ١٠٣ م° - ١٠٥ م° لمدة ساعة - يتم تبريد الجفنة فى مجفف حتى ثبات درجة الحرارة ثم يتم وزنها .

- تكرر الدورة السابقة من التجفيف والتبريد والوضع فى المجفف والوزن حتى يثبت الوزن أوحتى يكون تغير الوزن أقل من ٤ ٪ من الوزن السابق أو نصف مجم أيهما أقل.

الحسابات :-

$$\text{mg_total solids / L} = \frac{(A - B) \times 1000}{\text{Sample Volum, ml}}$$

** حيث

A = وزن المواد الصلبة المتبقية بعد التبخير + وزن طبق التبخيرفا رغ مجم .

B = وزن طبق التبخيرفا رغ مجم.

أى أن مجموع المواد الصلبة الكلية بمجم/لتر = الزيادة فى الوزن بمجم × ١٠٠٠
حجم العينة بالملى

	(SOPs) المواد الذائبة الكلية T.D.S	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبد الحميد جلال
---	---	---

مقدمة :-

المواد المتبقية من العينة المرشحة بعد تبخيرها وتجفيفها عند درجة حرارة معينة .

**** الطريقة الوزنية ****

مبدأ الطريقة :-

يتم ترشيح عينة مخلوطة خطأ جيداً خلال مرشح من الألياف الزجاجية وتبخير الراشح في بوتقة وزن ثم التجفيف عند درجة حرارة ١٨٠ م° إلى ثبات الوزن مع العلم بأن قرار وزير الصحة رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٠٧ م يتطلب عمل الأملاح الذائبة عند درجة حرارة ١٢٠ م° .

التداخلات :-

الماء الذي به تركيزات عالية من الكالسيوم والماغنسيوم والكلوريد والكبريتات يحتاج لتجفيف لفترة طويلة وحفظها لتبرد بعيداً عن الرطوبة.

تداول العينة :-

يتم جمع العينات فى أوعية بلاستيكية أو من الزجاج المقاوم بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل. يتم تحليل العينة بسرعة بقدر الإمكان إذا لم نتمكن من تحليلها بسرعة تحفظ فى درجة ٤ م° لمنع التحلل الميكروبيولوجى لمدة لا تزيد عن سبعة أيام ويفضل ألا تزيد مدة الحفظ عن ٢٤ ساعة .

عند تحليل العينة تترك حتى تصل درجة حرارتها إلى درجة حرارة الغرفة ثم يتم التحليل .

الأجهزة والمعدات :-

مرشح من الألياف الزجاجية - ورق ترشيح وإمتصاص وشفط - طبق تبخير - مجفف - فرن تجفيف - ميزان حساس .

التحضيرات :-

لا يوجد

مقدمة :-

أ (تحضير المرشح المصنوع من الألياف الزجاجية :-

*** إذا كان المرشح من النوع المحضر مسبقاً بحيث يكون جاهزاً للإستخدام تلغى الخطوة التالية .

ضع المرشح وجانبية المجدد لأعلى على جهاز الترشيح . وصل وحدة الترشيح وأغسل ثلاث مرات بـ ٢٠ مل ماء مقطر . إستمر فى الشفط لإزالة كل آثار الماء وتخلص من الغسيل .

ب) تحضير طبق التبخير :-

يتم غسيل الجفنة أو طبق التبخير نضع الطبق فى فرن تجفيف عند درجة حرارة ١٨٠ + ٢ م° أو ١٢٠ م° لمدة ساعة وذلك حسب درجة الحرارة التى نريد عمل الأملاح الذائبة عندها. خزن فى مجفف لحين الإستخدام وأوزن فى الحال قبل الإستعمال .

ج) إختيار حجم العينة :-

إختر حجم عينة ليعطى ٢,٥ إلى ٢٠٠ مجم بقايا جافة . إذا كان هناك إحتياج لأكثر من ١٠ دقائق لإكمال الترشيح إنقص حجم العينة أو زود قطر الفلتر .

د) تحليل العينة :-

١- رشح الحجم المقاس من العينة المخلوطة جيداً خلال مرشح من الالياف الزجاجية أغسل ثلاث مرات ب ١٠ مل ماء مقطر , أعمل صرفاً كاملاً لمياة الغسيل وأستمر فى الشفط لمدة ٣ دقائق بعد تمام الترشيح .

٢- أنقل الرشيح إلى طبق التبخيرالذى سبق وزنه وبخر حتى الجفاف على حمام مائى إذا كان حجم الرشيح أكبر من سعة الطبق أضف أجزاء متتابة من العينة إلى نفس الطبق بعد التبخير وجفف لمدة ساعة على الأقل فى فرن تجفيف عند ١٨٠+٢ م° أو ١٢٠ م° وذلك حسب درجة الحرارة التى نريد عمل الأملاح الذائبة عندها. ثم برد فى المجفف وأوزن .

٣- يتم تبريد الجفنة فى مجفف حتى ثبات درجة الحرارة ثم يتم وزنها.

٤ - تكرر الدورة السابقة من التجفيف والتبريد والوضع فى المجفف والوزن حتى يثبت الوزن أوحتى يكون تغير الوزن أقل من ٤ % من الوزن السابق أو نصف مجم أيهما أقل.

الحسابات :-

$$\text{mg total solids / L} = \frac{(A - B) \times 1000}{\text{Sample Volum, ml}}$$

*** حيث

A = وزن المواد المتبقية بعد التبخير + وزن طبق التبخيرا رغ مجم

B = وزن طبق التبخيرا رغ مجم

أى أن مجموع المواد الذائبة الكلية بمجم/لتر = الزيادة فى الوزن بمجم × ١٠٠٠
حجم العينة بالملى

يمكن إستخدام جهاز التوصيل الكهربى بالميكروموس/سم فى تقدير مستوى الأملاح الكلية الذائبة .

*** فمثلاً فى العينات التى تقل فيها كمية الأملاح الذائبة عن ١٠٠٠مجم/لتر يتم ضرب كمية التوصيل الكهربى فى عامل يتراوح بين ٠,٥٥ الى ٠,٩ وذلك على حسب درجة حرارة الماء وعلى نوعية وكم الأملاح الموجودة بها .

التقرير:-

سجل الاملاح الكلية الذائبة للمياه الخام والمعالجة مرة أسبوعياً فى تقرير التحليل الكيماوى الأسبوعى.

	الأجسام الصلبة العالقة (SOPs) Total suspended Solids	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال
---	---	--

مقدمة :

ترجع المواد الصلبة العالقة (S.S) Suspended Solids إلى البقايا الغير قابلة للتشريح و تشمل المواد الصلبة الجزء المحجوز بواسطة المرشح . والمواد الصلبة مهمة فى التحكم فى عمليات الروبة فى محطات المياه وفى تقييم التوافق مع الإحتياجات المعتادة لتصريف الروبة فى نهر النيل وقنواته .

**** الطريقة الوزنية ****

مبدأ الطريقة :-

تقدر المواد العالقة بطريقة الوزن وهى الطريقة المفضلة حيث يتم ترشيح عينة بعد خلطها جيداً خلال مرشح من الألياف الزجاجية ثم وزنه وهو فارغ ويتم تجفيف البقايا المتبقية على المرشح حتى تعطى وزناً ثابتاً عند ١٠٣ م° - ١٠٥ م° وتمثل الزيادة فى وزن المرشح كمية المواد الصلبة العالقة (S.S).

التداخلات :-

- إستبعد أى مواد طافية أو غاطسة متجمعة من مواد غير متجانسة من العينة إذا كان من المقرر أن وجودهم غير مرغوب فيه فى النتيجة النهائية.

تداول العينة :-

يتم جمع العينات فى أوعية بلاستيكية أو من الزجاج المقاوم بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل. يتم تحليل العينة بسرعة بقدر الإمكان إذا لم نتمكن من تحليلها بسرعة تحفظ فى درجة ٤ م° لمنع التحلل الميكروبيولوجى لمدة لا تزيد عن سبعة أيام ويفضل ألا تزيد مدة الحفظ عن ٢٤ ساعة .

عند تحليل العينة تترك حتى تصل درجة حرارتها إلى درجة حرارة الغرفة ثم يتم التحليل .

الأجهزة والمعدات :-

مرشحات من الألياف الزجاجية- جهاز ترشيح ودورق شفط - طبق تبخير - مجفف - فرن تجفيف يعمل عند (١٠٣ م° - ١٠٥ م°) - ميزان حساس .

الطريقة :-

١- تحضير المرشح المصنوع من الألياف الزجاجية :-

*** إذا كان المرشح من النوع المحضر مسبقاً بحيث يكون جاهزاً للإستخدام تلغى الخطوة التالية .

ضع المرشح و جانبه المجدد لأعلى على جهاز الترشيح وصل وحدة الترشيح وأغسل ثلاث مرات بـ ٢٠ مل ماء مقطر . إستمر فى الشفط لإزالة كل آثار الماء وتخلص من الغسيل . أزل المرشح من جهاز الترشيح وأنقله إلى طبق تبخير نظيف . جفف فى فرن على ١٠٣ م° - ١٠٥ م° لمدة ساعة . برد فى مجفف وأوزن . أعد دورة التجفيف والتبريد والحفظ والوزن حتى نحصل على فقد فى الوزن أقل من ٠,٥ بين وزنتين متتابعتين وأحفظ فى المجفف حتى وقت الحاجة . أوزن فى الحال قبل الإستخدام .

٢- إختيار العينة :-

إختر حجم عينة ليعطى ٢,٥ إلى ٢٠٠ مجم بقايا جافة . إذا كان هناك إحتياج لأكثر من ١٠ دقائق لإكمال الترشيح إنقص حجم العينة ولكن لا تنتج حجم أقل من ٢,٥ مجم بقايا .

٣- تحليل العينة :-

- ١- رشح الحجم المقاس من العينه المخلوطة جيداً خلال مرشح من الالياف الزجاجية وأغسل ثلاث مرات
١٠ مل ماء مقطر , أعمل صرفاً كاملاً ١٠٠٠ مل ماء الغسيل وأستمر في الشفط لمدة ٣ دقائق بعد تمام الترشيح .
أنزع بعناية المرشح من جهاز الترشيح وأنقله إلى طبق التبخير .
- ٢- جفف لمدة ساعه على الأقل في فرن تجفيف عند ١٠٣ م° - ١٠٥ م° . برد في المجفف وأوزن .
- ٣- تكرر الدورة السابقة من التجفيف والتبريد والوضع في المجفف والوزن حتى يثبت الوزن أوتى يكون تغير
الوزن أقل من ٤ % من الوزن السابق أو نصف مجم أيهما أقل.

الحسابات :-

$$S.S/L = (A - B) \times 1000$$

Sample Volum, ml

*** حيث

A = weight of filter + dried residue mg

B = weight of filter mg

أى أن مجموع المواد الصلبة العالقة بمجم/لتر = الزيادة في الوزن بمجم × ١٠٠٠
حجم العينة بالمللى

التقرير :-

سجل المواد الصلبة العالقة للمياه الخام والمعالجة مرة كل إسبوع في تقرير التحليل الكيماوى الأسبوعى .
يوصى بإستخدام أحجام العينات الآتية .

موقع العينة	المياه الخام	المياه المروقه	المياه المعالجه	الروبه
حجم العينة/مل	٢٥٠ مل	٢٥٠ مل	١٠٠٠ مل	١٠٠ مل

	الأس الهيدروجيني (SOPs) (pH)	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال
---	---------------------------------------	--

مقدمة :-


يمثل الأس الهيدروجيني في محلول نشاط أيونات الهيدروجين في هذا المحلول ويعبر عنه رياضياً كالاتى:

الأس الهيدروجيني هو اللوغارتم السالب لتركيز أيون الهيدروجين .

$$PH = -\log[H^+] = -\text{Log} [10^{-7}] = 7$$

يكتب مصطلح تركيز أيون الهيدروجين هكذا $[H^+]$ والقوس يعنى التركيز وال H^+ تعنى أيون الهيدروجين .

يتحلل الماء H_2O إلى جزيئات مشحونة كهربياً تسمى أيونات.



ويحدث ألتزان عندما يكون معدل تفكك جزئ الماء إلى H^+ ، OH^- مساوياً لمعدل تجمع أيونات H^+ ، OH^- إلى

جزئ ماء مرة أخرى.

وبتطبيق قانون فعل الكتلة نحصل على ثابت الألتزان وذلك في المحلول المائى عند ٢٥م .

$$K = \frac{[H^+][OH^-]}{[H_2O]} = 10^{-14}$$

ويتضح من المعادلة أن ثابت الاتزان صغير جداً. أى أن مقدار ما يتأين من الماء ضئيل جداً لا يذكر. لذلك فإن تركيز جزيئات الماء غير المتأين كبير جداً بالمقارنة مع الجزيئات المتأينة فيعتبر مقدار ثابت تقريباً وبالتالي يؤول التعبير السابق إلى العلاقة التالية (بعد إهمال تركيز الماء غير المتأين).

$$K_W = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$$

ويسمى K_W الحاصل الأيوني للماء. و بأخذ اللوغارتم السالب للطرفين

$$-L \text{ OG } K_W = -L \text{ OG } [H^+] - L \text{ OG } [OH^-] = 14$$

$$PK_W = PH + POH = 14$$

يجب أن يكون $[H^+][OH^-] = 10^{-14}$ فإذا زاد تركيز الهيدروجين $[H^+]$ فإن تركيز أيون الهيدروكسيل سوف يقل تبعاً لذلك.

وفى الماء النقى يكون تركيز أيون الهيدروجين = تركيز أيون الهيدروكسيل 10^{-7}

$$K_W = 10^{-7} \cdot 10^{-7} = 10^{-14}$$

بأستبدال $[OH^-]$ بـ $[H^+]$

$$K_W = [H^+]^2$$

$$\frac{1}{2} K_W = [H^+]$$

بأخذ اللوغارتم السالب للطرفين



$$-\frac{1}{2} L \text{ OG } K_W = -L \text{ OG } [H^+] = p^H$$

$$\frac{1}{2} PK_W = -L \text{ OG } [H^+] = p^H$$


$$= -L \text{ OG } 10^{-7} = 7$$

أى أن الماء النقى p^H له $\gamma = 7$ حيث لا يوجد زيادة من H^+ أو OH^-

فى الوسط الحامضى تكون p^H أقل من γ وهذا يعنى زيادة تركيز أيون الهيدروجين فتنأين الأحماض فى الوسط المائى مكونة أيون الهيدروجين والشق الحامضى مثلاً.



وفى الوسط القاعدى (القلوى) تكون p^H أكبر من γ وهذا يعنى زيادة تركيز أيون الهيدروكسيل فتنأين القلويات فى الوسط المائى مكونة أيون الهيدروكسيل والشق القاعدى مثلاً.



المحلول	H^+	OH^-	p^H
المحلول النقى	10^{-7}	10^{-7}	7
١ مولار HCl	١	10^{-14}	٠
٠,٠١ مولار HCl	10^{-2}	10^{-12}	٢
١ مولار NaOH	10^{-14}	١	١٤
٠,٠١ مولار NaOH	10^{-12}	10^{-2}	١٢

ويعتبر نظام الكربونات فى المياه الطبيعية هو النظام الرئيسى الذى يتحكم فى تحديد الأس الهيدروجينى. ويتكون نظام الكربونات من ثانى اكسيد الكربون وحامض الكربونيك وأيونات البيكربونات والكربونات .

عندما تكون p^H أقل من γ يتسبب ذلك فى تآكل شبكات المياه والمواسير . وعندما تكون p^H أكبر من γ يميل الماء

إلى ترسيب الأملاح فى خطوط المواسير والسخانات المنزلية .

يعتبر قياس الرقم الهيدروجيني pH من أهم المعايير وأكثرها استخداماً فى التحقق من نوعية المياه ، وإذا زاد أو قل دل ذلك على وجود صرف صحى أو صناعى .

ويستخدم فى حسابات القلوية ، وثاني أكسيد الكربون ، والتوازنات الحامضية والقاعدية . وتتراوح pH للمياه الطبيعية للماء بين ٤ و ٩ ، وتميل معظمها إلى القلوية لوجود البيكربونات والكربونات . وأحسن pH تعمل عندها الشبة هى من ٤ - ٦,٥ لذلك يضاف الكلور الأبتدائى الذى يتفاعل مع هيدروجين الماء ويقلل pH .

**** الطريقة اللونية ****

التداخلات :-

تتأثر هذه الطريقة بالعكارة واللون والأملاح الصلبة والمواد الغروية والكلور الحر والمواد المؤكسدة والمختزلة بالعينة وتصلح فقط للقراءات التقريبية .

تداول العينة :-

يتم جمع العينات فى أوعية بلاستيكية أو من الزجاج .

يجب قياس (pH) بأسرع ما يمكن بعد جمع العينة ، إذا لم نتمكن من القياس بسرعة نقيس خلال ١٥ دقيقة .

الأجهزة والمعدات :-

قرص لوني وجهاز مقارنة لونية.

التحضيرات :-

محاليل جاهزة لقياس (pH) أو يتم تحضيرها فى المعمل .

الفينول الأحمر :

أغلى حوالى ٠,٥ لتر من ماء مقطر لطرد ثانى أكسيد الكربون ويترك ليبرد تماماً .

جهاز محلول ٢٠ % وذلك بإضافة ١٠٠ سم^٣ من الكحول إلى ٤٠٠ سم^٣ من الماء المقطر السابق غلية وتبريدة .

جهاز محلول ٠,٠٥ عيارى هيدروكسيد صوديوم بإذابة ٢ جم/لتر .

أخلط ٥,٧ مل هيدروكسيد صوديوم ٠,٠٥ عيارى إلى ٥ سم^٣ من الكحول الأيثلى ٩٠ % إلى ٠,١ جم فينول أحمر جاف ويطحن الخليط .ننقله إلى دورق عيارى سعة ٢/١ لتر ونكمل الحجم إلى ٠,٥ لتر بالكحول الأيثلى تركيز ٢٠%.

الطريقة :-

٠,٥ مللى محلول الفينول الأحمر + ١٠ مللى من العينة . رج جيداً حتى يتجانس اللون .قارن على القرص الخاص بالرقم الهيدروجينى.

الحسابات :-

لا يوجد .

التقرير :-

يتم تسجيل pH للمياه الخام والمياه المعالجة فى سجل أو دفتر التسجيل اليومى .

** الطريقة الكهربائية **

مبدأ التفاعل :-

تبنى الفكرة على أساس أن كل وحدة من pH تسبب تغير كهربائى مقداره ٥٨,١٦ مللى فولت Mv عند درجة حرارة ٢٥م.

التداخلات :-

فى الطريقة الكهربائية لا يحدث تداخل من اللون، العكارة، المواد الغروية. تتأثر pH بدرجة الحرارة لا بد من تسجيل درجة الحرارة التى تقاس عندها العينة.

تداول العينة :-

يتم جمع العينات فى أوعية بلاستيكية أو من الزجاج

يجب قياس (pH) بأسرع ما يمكن بعد جمع العينة ، إذا لم نتمكن من القياس بسرعة نقيس خلال ١٥ دقيقة

الأجهزة والمعدات :-

الطريقة الكهربية : جهاز (pH) ، والكترود زجاجى ، والكترود مرجعى ، وجهاز تعويض درجة الحرارة

تستخدم أجهزة (pH) الحديثة الكترود واحد مدمج

التحضيرات :-

محاليل منظمة ذات قيم (pH) معلومة (محلول بفر).

الطريقة :-

المعايرة:

إنزع الأكترود من محلول التخزين وأغسله بالماء المقطر وجففه .

ضعه فى المحلول المنظم الأول وأضبط قراءة الجهاز .

إنزع الأكترود من المحلول المنظم الأول وأغسل بالماء المقطر وجفف وأغمس فى المحلول المنظم الثانى.

تحليل العينة :

أغسل الأكترود بالماء المقطر وجففه.ضع الأكترود فى عينة المياه .قلب العينة برفق لتأكيد التجانس .أقرأ قيمة (

pH) مباشرة من الجهاز .

*** لا تترك الأكترود يجف. دائماً أحفظه فى محلول الحفظ وهو كلوريد بوتاسيوم بتركيز ٣ مول/لتر. وأثناء

العمل أحفظه فى ماء مقطر.

الحسابات :-

لا يوجد .

التقرير :-

يتم تسجيل pH للمياه الخام والمياه المعالجة فى سجل أو دفتر التسجيل اليومى .

	العكارة (SOPs) Turbidity	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال
---	---	--

**** Nephelometric Method ****

مقدمة :-

تحدث العكارة بسبب المواد العالقة في الماء ، مثل الطين والمواد العضوية والطحالب والكائنات الدقيقة الأخرى .
ويعبر عن العكارة بكمية الضوء المشتت بواسطة الجسيمات في العينة .

وتعتبر العكارة من الدلائل الواضحة فى إمدادات المياه لأنها تعطى مقياساً للمخاطر الصحية وتعتبر دليلاً ممتازاً فى تحديد كفاءة المرشح .

بالنسبة للمخاطر الصحية ، تستطيع الجسيمات العالقة فى المياه العكرة أن تغطى الكائنات الدقيقة وتحميها من المواد المطهرة مثل الكلور ، وتسمح للكائنات الحية أن تصل حية إلى المستهلك . ومن أهم هذه الكائنات الجيارديا Giardia والكريبتوسبورديوم Cryptosporidium. وهذه الكائنات مقاومة للكلور ولذلك لابد من التخلص من العكارة حتى نتخلص من هذه الكائنات .

وتقول الأبحاث أن محطات المياه التى تنتج مياه معالجة ذات عكارة من ٠,١ إلى ٠,٢ NTU تستطيع أن تحقق إزالة جيدة للجيارديا والكريبتوسبورديوم.

أجهزة العكارة التى بها Detector (خلية ضوئية حساسة) تقيس الضوء المتشتت موضوعة بزاوية عمودية ٩٠ درجة من الاشعة الساقطة تسمى Nephelometers .

سجل نتيجة قياسات Nephelometric بوحدة NTU (Nephelometric Turbidity units)

مبدأ التفاعل :-

تبنى فكرة عمل جهاز العكارة على أساس مقارنة الضوء المشتت من العينة المراد قياسها تحت ظروف معينة بالضوء المشتت الذى تسببه عينة قياسية مرجعية تحت نفس الظروف.

كمية الضوء المشتت (Scattered light) تتناسب طردياً مع تركيز الجزيئات المسببة للعكارة داخل العينة . ويعتمد الضوء المشتت على حجم الجزيئات المصطدم بها وشكل الجزيئات . وتوجة الأشعة ضوئية من خلال لمبة كهربية نحو العينة حيث تتشتت كمية من الأشعة التى تسقط على الجزيئات التى تحتويها العينة حيث يمكن قياس هذه الاشعة المشتتة بإستخدام خلية ضوئية حساسة موضوعة بزاوية عمودية ٩٠ درجة من الاشعة الساقطة . وهذه الخلية الضوئية تحول الطاقة الضوئية إلى إشارات كهربية يتم تكبيرها وتظهر على الجهاز .

التداخلات :-

تقاس العكارة لكل أنواع العينات ماعدا التى بها كتل أو ترسيبات خشنة سريعة الترسيب .

يمكن أن تحدث القراءات الخاطئة بسبب عدم نظافة أنبوبة العينة ، فقاعات الهواء ، التكتيف على سطح الأنبوبة، خدش أنابيب العينات ، اللون الناتج من مواد ذائبة يمتص الضوء وبذلك تقل العكارة .

تداول العينة :-

تجمع العينات فى عبوات زجاجية أو بلاستيكية بحجم لا يقل عن ١٠٠ مللى .ويجب تحليلها فى الحال وإذا لم نتمكن من تحليلها بسرعة تحفظ فى الظلام عند درجة ٤م وأقصى مدة للحفظ هى ٢٤ ساعة . وترج العينة بلطف قبل تعيين قراءة العكارة .

الأجهزة والمعدات :-

جهاز قياس العكارة ، وخلايا قياس .

التحضيرات :-

محلول قياسى ثانوى Secondary standard مورد مع الجهاز من الشركة المصنعة.

محلول قياسى أولى primary standard يحضر أولا Stock ثم يخفف منه :

:Stock primary standard formazine suspension

محلول (١): أذب ١ جم من كبريتات الهيدرازين hydrazine sulfate ($(\text{NH}_2)_2\text{H}_2\text{SO}_4$) فى ماء مقطر وخفف إلى ١٠٠ مل فى قارورة عيارية. كبريتات الهيدرازين مسرطنة تجنب البلع وتلامس الجلد .

محلول (٢): أذب ١٠ جم Hexamethylenetetramine ($\text{CH}_2)_6\text{N}_4$) فى ماء مقطر وخفف إلى ١٠٠ مل فى قارورة عيارية .

أخلط ٥ مل من المحلول (١) مع ٥ مل من المحلول أتركه يستقر لمدة ٢٤ ساعة عند 25 ± 3 ثم أنقل Stock إلى زجاجة بنية اللون للحفظ وعكارة هذا Stock ٤٠٠٠ NTU) وهذا المحلول ثابت لمدة سنة ويمكن الحصول على هذا المحلول بشرائه جاهز

يتم التخفيف منه وتحضير التركيزات المطلوبة وليكن NTU ١٠٠٠، NTU ١٠٠، NTU ١٠، NTU ٠,٠٢. وهذه التخفيفات غير ثابتة وتحضر ديثا وتتم المعايرة بها ثم يتم التخلص منها .

الطريقة :-

فى جميع أنواع أجهزة Turbidimeter تجرى المعايرة الروتينية بإستخدام المحاليل القياسية الثانوية الموردة مع الجهاز ويجب معايرة جهاز العكارة قبل كل قياس فى المدى المستخدم . وتجرى المعايرة كل (٣ - ٦) شهور بالمحاليل القياسية الأولية (الفورمازين) وذلك للتحقق من القيمة الحقيقية للمحاليل الثانوية وكتابتها على كل محلول قياسى ثانوى والتعامل معها بالقيمة الجديدة .

وفيما يلى خطوات المعايرة والتشغيل لأحد أجهزة قياس العكارة وهو Turb ٥٥٠ المستخدم فى معامل الشركة
المعايرة :

أفتح جهاز العكارة وأتركه لمدة ٣٠ دقيقة للتسخين. أحضر محاليل المعايرة الموردة مع الجهاز لا تقوم بفتح غطاء الخلايا التى تحتوى على محلول المعايرة .

نضغط على مفتاح CAL فتظهر القائمة الخاصة بالمعايرة . نضع المحلول العيارى NTU ١٠٠٠ .

نقوم بعمل Align للخلية وذلك كالتالى نقوم بعمل دوران للخلية ببطء وبخطوات قصيرة ٣٦٠ درجة وفى كل مرة نقف لنقرأ القيمة ثم نعكس اتجاه الدوران ونقف عند الوضع الذى يعطى أقرب قراءة للمحلول العيارى .

نضغط على مفتاح enter ←

فتبدأ عبارة STORE فى الظهور والأختفاء لمدة ٣ ثوانى ثم يظهر الرقم ١٠٠٠ فى أعلى الشاشة والرقم ١٠ فى أسفل الشاشة وهذا يعنى رفع المحلول العيارى NTU ١٠٠٠ ووضع المحلول العيارى NTU ١٠ ونكرر الخطوات السابقة

مبتدأ من (نقوم بعمل Align) .ثم يطلب الجهاز المحلول العياري NTU ٠,٠٢. نكرر الخطوات السابقة وبذلك تكون قد أكتملت المعايرة .ويعود الجهاز لوضع القياس .

طريقة القياس:

فى البداية يجب عمل ضبط لخلايا القياس (Align) كالاتى: نقوم بعمل دوران للخلية ببطء وبخطوات قصيرة ٣٦٠ درجة وفى كل مرة نقف لنقرأ القيمة ثم نعكس اتجاه الدوران ونقف عند الوضع الذى يعطى أقرب قراءة للمحلول .يتم عمل علامة على غطاء الخلية الأسود أمام العلامة الموجودة على الجهاز حتى يمكن الأستعانة بهذه العلامة فى القياسات القادمة بدون عمل ضبط للخلية .

القياس :

أفتح جهاز العكارة وأتركة لمدة ٣٠ دقيقة للتسخين. أغسل خلية القياس بواسطة المحلول المراد قياسه.أملأ الخلية بـ ٣٠مل من العينة .أمسح الخلية من الخارج.ضع الخلية فى الجهاز فيقوم الجهاز بقراءة عكارة العينة.

الحسابات :-

لا يوجد

التقرير :-

يتم قياس عكارة الماء الخام مرة يوميا . ويتم قياس عكارة الماء لكل العينات اليومية ولكل مراحل المعالجة .

	الكلور المتبقى (SOPs) Residual Chlorine	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبد الحميد جلال
---	--	---

وتسجل فى دفتر التسجيل اليومى

مقدمة :-

تعتبر منظمة الصحة العالمية الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض أهم خطر فى مياه الشرب فى كلاً من الدول المتقدمة والنامية . والغرض الرئيسى لكلورة الإمدادات العامة للمياه هو منع إنتشار الأمراض التى مصدرها المياه . ويتعلق تدمير الكائنات المسببة للأمراض مباشرة بالكlor بوقت التلامس وتركيز الكلور . وللكلور فوائد أخرى فهو يتفاعل مع الأمونيا والحديد والمنجنيز والمواد البروتينية والكبريتيدات وبعض الأجسام المسببة للطعم والرائحة مما يحسن نوعية المياه التى تنتجها محطات المعالجة – كما أنه يقلل التلوث البيولوجى ويؤدى إلى إطالة عدد ساعات تشغيل المرشحات عند وجود كلور متبقى قبل عملية الترشيح

****قياس الكلور المتبقى باستخدام جهاز المقارنة اللونية****

مبدأ التفاعل :-

تتفاعل التركيزات القليلة من الكلور أقل من ٤ جزء فى المليون مع ال DPD (N,N-Diethyl-P-Phenylenediamine) معطياً لوناً أحمر يختلف فى شدته حسب تركيز الكلور ويجب تخفيف العينة ذات تركيز أعلى من ٤ جزء فى المليون بالماء المقطر الخالى من الكلور .

التداخلات :-

تؤدى التركيزات التى أكبر من ٤ جزء فى المليون إلى إختفاء أو شحوب اللون الأحمر بمجرد تكوينه .

تداول العينة :-

يجب عمل الكلور المتبقى فى الحال وقت جمع العينة وبحد أقصى خلال ١٠ - ١٥ دقيقة بعد جمع العينة وذلك بسبب عدم ثبات الكلور .

الأجهزة و المعدات :-

جهاز المقارنة اللونية Colorimetric comparator - أقراص اللون الكلور - أنابيب الإختبار .

التحضيرات :-

١- أقراص ١ DPD no. = الكلور الحر المتبقى

٢- أقراص ٣ DPD no. = الكلورالمتحد المتبقى

٣- أقراص ٤ DPD no. = الكلورالكلى المتبقى

الطريقة :-

الكلور الحر :

إملاً الأنبوبة فى الناحية اليسرى من جهاز المقارنة اللونية بحوالى ١٠ مل من عينة المياه .

إغسل الأنبوبة فى الناحية اليمنى بالعينة وأترك بها نقط قليلة .

أضف قرص DPD وأطحن بواسطة قضيب تقليب .

إملاً حتى ١٠ مل بالعينة وإخلطها وضع الأنبوبة فى الناحية اليمنى من الجهاز .

لف القرص حتى يتوافق لون العينة مع إحدى ألوان قرص الجهاز .

إقرأ فى الحال القيمة معبراً عنها بالجزء فى المليون وهذه هى القيمة A.

الكلور الكلى :

١. أضف إلى العينة الملونة السابقة قرص ٣ DPD no. وأخلط للذوبان وإترك العينة ٢دقيقة .

٢. لف قرص الجهاز حتى يتوافق لون العينة مع إحدى ألوان القرص .

٣. إقرأ فى الحال القيمة معبراً عنها بالجزء فى المليون وهذه هى القيمة B.

الحسابات :-

يمكن الإستغناء عن قرصى ٤ DPD no حيث أن

الكلور الحرالمتبقى = (A) جزء فى المليون

الكلورالكلى المتبقى = (B) جزء فى المليون

الكلورالمتحد المتبقى = (الكلورالكلى المتبقى B) - (الكلور الحرالمتبقى A) جزء فى المليون

التقرير :-

يتم قياس الكلور المتبقى كل ساعتين للموزع و المروق والمياه المعالجة ويسجل فى تقرير التسجيل اليومى ويجب تسجيل عدد العينات ١٢ عينة للمياه المعالجة والحد الأعلى والحد الأدنى ومتوسط الكلور المتبقى يومياً فى دفتر التسجيل اليومى للمحطة ويجب تقريب النتائج إلى أقرب رقم عشرى مثلاً ١,٦ جزء فى المليون .

	الكلور المتبقى (SOPs) Residual Chlorine	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال
---	--	---

**** ١ - قياس الكلور المتبقى باستخدام جهاز ٩٤٢-٠٠١ ORBECO MODEL ****

مبدأ التفاعل :-

تتفاعل التركيزات القليلة من الكلور أقل من ٤ جزء فى المليون مع ال DPD (N,N-Diethyl-P-Phenylenediamine) معطياً لوناً أحمر يختلف فى شدته حسب تركيز الكلور ويجب تخفيف العينة ذات تركيز أعلى من ٤ جزء فى المليون بالماء المقطر الخالى من الكلور .

التداخلات :-

تؤدى التركيزات التى أكبر من ٤ جزء فى المليون إلى إختفاء أو شحوب اللون الأحمر بمجرد تكوينه .

تداول العينة :-

- يجب عمل الكلور المتبقى فى الحال وقت جمع العينة وبعد أقصى خلال ١٠ - ١٥ دقيقة بعد جمع العينة وذلك بسبب عدم ثبات الكلور .
- يجب أن تكون العينة ممثلة للحقيقة تماماً يجب أن تكون العينات التى يتم أخذها من مواسير من مياه جارية.
- الوعاء الذى تأخذ فيه العينة يجب ان يكون نظيفاً تماماً ويتم غسله بالطرق الكيميائية المتعارف عليها .
- يتم ملئ أنبوبة العينة ب ١٠ مل من العينة بطريقة دقيقة جداً مع غلق الأنبوبة جيداً بعد الملئ .
- يجب تفادى وجود أى فقاعات هواء وذلك بإضافة العينة ببطئ وعند وجود فقاعات يتم النقر أسفل الأنبوبة بلطف أو ترك الأنبوبة بدون غطاء حتى تسمح للفقاعات بالخروج .
- يجب تجنب حدوث تكثيف داخل الأنبوبة أو خارجها وذلك بأن تكون درجة حرارة العينة و الأنبوبة والجهاز هى درجة حرارة الغرفة . ويتم وضع الجهاز على سطح أفقى مستوى .
- بعد عمل تكسير لحبة ال DPD بواسطة الساق المرفق مع الجهاز يتم الإنتظار بضع ثوانى حتى تسمح للأجزاء التى لم تذوب فى العينة بالترسيب فى أسفل الأنبوبة .

لضمان أطول فترة تخزين يجب حفظ شرائط الـ DPD فى مكان جاف ومظلم وبارد .

الأجهزة و المعدات :-

جهاز ٩٤٢-٠٠١ ORBECO MODEL - أقراص DPD - أنابيب الإختبار .

التحضيرات :-

١- أقراص ١ DPD no. = الكلور الحر المتبقى

٢- أقراص ٣ DPD no. = الكلور المتحد المتبقى

٣- أقراص ٤ DPD no. = الكلور الكلى المتبقى

الطريقة :-

الكلور الحر Free Chlorine:

١. نقوم بتحضير أنبوبة البلاك وذلك بإضافة ١٠ مل من العينة الى الأنبوبة مع ملاحظة أن تكون الأنبوبة نظيفة

وجافة ثم نغلقها ونجففها من الخارج .

٢. نقوم بتحضير أنبوبة الـ Sample وذلك بإضافة جزء من العينة الى الأنبوبة ثم إعادة سكبها لتتبقى بضع

قطرات من العينة فى الأنبوبة فنقوم بإضافة الـ DPD no.١ الى الأنبوبة وبواسطة الساق المرفقه نقوم بطحن

وإذابة الـ DPD no.١ ثم نخرج الساق بعناية ونقوم بملئ الأنبوبة بالعينة حتى العلامة ثم نقوم بغلق الأنبوبة ورجها

برفق لإذابة الـ DPD no.١ .

٣. نقوم بتشغيل الجهاز تظهر عبارة Insert Blank.

٤. بعد وضع الأنبوبة فى الجهاز يبدأ الجهاز فى قراءة الـ Blank وتظهر كلمة

٥. Reading Blank - please Wait

٦. ثم تظهر كلمة Reamove Blank

٧. بعد إخراج أنبوبة الـ Blank تظهر كلمة Insert Sample

٨. بعد وضع أنبوبة الـ Sample تظهر كلمة

٩. Reading Sample - please Wait

١٠. بعدها مباشرة تظهر نتيجة القياس على الشاشة .

الكlor الكلى Total Chlorin:

١. نخرج أنبوبة Sample بعد قراءة الكلور الحر ونقوم بإضافة ٣. DPD no إليها ثم نقوم بإذابتها جيداً ونتركها لمدة دقيقتين وذلك لأكمال اللون .

٢. نقوم بوضع أنبوبة Blank فى الجهاز وعندما يطلب الجهاز أنبوبة العينة نقوم بوضعها ونكمل باقى الخطوات كما سبق حتى نحصل على النتيجة.

الحسابات :-

الكلور الحر المتبقى = (A) جزء فى المليون

الكلور الكلى المتبقى = (B) جزء فى المليون

الكلور المتحد المتبقى = (الكلور الكلى المتبقى (B) - (الكلور الحر المتبقى (A)) جزء فى المليون


التقرير :-

يتم قياس الكلور المتبقى كل ساعتين للموزع و المروق والمياه المعالجة ويسجل فى تقرير التسجيل اليومى ويجب تسجيل عدد العينات ١٢ عينة للمياه المعالجة والحد الأعلى والحد الأدنى ومتوسط الكلور المتبقى يومياً فى دفتر التسجيل اليومى للمحطة ويجب تقريب النتائج إلى أقرب رقم عشرى مثلاً ١,٦ جزء فى المليون

	القلوية (SOPs) Alkalinity	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال
---	----------------------------------	---

مقدمة :-

هى قدرة المياة لمعادلة الحموضة وتعزى قلوية المياة الطبيعية إلى أملاح الاحماض الضعيفة وتمثل البيكربونات (Bicarbonate) الغالبية العظمى المكونة للقلوية نتيجة تفاعل ثانى اكسيد الكربون مع المواد القاعدية .



وفى بعض الاحيان وتحت ظروف معينة تحتوى المياة الطبيعية على كميات محسوسة من أملاح الكربونات والمواد الهيدروكسيلية لذا فان قلوية المياة الطبيعية ترجع أساسا إلى املاح الكربونات والبيكربونات والهيدروكسيلات اما أملاح اليورات والبورات والسليكات والفوسفات فان تأثيرها محدود جدا ولا يذكر .

مبدأ التفاعل :-

تفاعل معايرة من نوع التعادل حيث تتم المعايرة عن طريق معادلة أنيونات حمض ضعيف مع حمض قوى . وذلك بمعايرة حجم معين من العينة مع حمض الكبريتيك ٠,٠٢ عيارى . إذا كان pH للعينة أكبر من ٨,٣ فان المعايرة تتم على

مرحلتين فى المرحلة الاولى يتم المعايرة حتى pH ٨,٣ وعندها $(\text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+ = \text{HCO}_3^-)$

المرحلة الثانية نعير حتى pH ٤,٥ وعندها $(\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ = \text{H}_2\text{CO}_3)$

أما العينات ذات pH اقل من ٨,٣ فانه يتم المعايرة حتى pH ٤,٥ وعندها $(\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ = \text{H}_2\text{CO}_3)$

تداول العينة :-

أجمع العينة فى أوعية بلاستيكية أو زجاجية نظيفة بحجم لا يقل عن ٢٠٠ مل أملاً الزجاجاة بالكامل وأغلق جيداً . تجنب الرج الزائد وكذلك تجنب التعرض للهواء . يجب تحليل العينة بسرعة بعد الجمع ويمكن تخزينها ٢٤ ساعة عند الحفظ فى الثلاجة عند ٤ م° أو أقل . عند التحليل يجب أن تصل درجة حرارة العينة إلى درجة حرارة الغرفة .

التداخلات :-

يحدث اللون والعكارة تداخل يحجب تغير اللون عند نقطة التعادل . لا تفتح القارورة المحتوية على العينة إلا قبل التحليل مباشرة . لا يجب ترشيح أو تخفيف أو تركيز عينة القياس . وجود كلور حر متبقى يمكن أن يتسبب فى التداخل . ويتم التخلص منه بإضافة الصوديوم ثيوسلفيت .

الأجهزة والمعدات :-

سحاحة ٢٥ أو ٥٠ مل ، ماصة حجمية ، مخبر مدرج ، ماصة مدرجة ، قارورة إيرلنماير ٢٥٠ مل .

التحضيرات :-

١- محلول ١ عيارى من كربونات الصوديوم (1 N Sodium carbonate solution).

أى ٥٣ جم كربونات صوديوم فى لتر ماء=٥,٣ جم فى ١٠٠ مللى .

نجفف ١٠ جم من كربونات الصوديوم عند ٢٥٠ م لمدة ٤ ساعات ثم نوزن ٥,٣ جم من كربونات الصوديوم فى

١٠٠ مل ماء مقطر. المحلول صالح لمدة أسبوع .

٢- ١ عيارى حمض كبريتيك 1 N Standard sulfuric acid .

يتم معرفة العيارية للحمض المركز من القانون التالى:

$$N = P \cdot D \cdot 10 / \text{equivalent weight}$$

حيث P = Purity النقاوة ، D = الكثافة النوعية ، equivalent weight = الوزن المكافىء

يتم معرفة الحجم اللازم أخذه وتخفيفه إلى لتر من العلاقة الآتية :

$$NV = NV$$

وعادة فى الأنواع الجيدة الحجم هو ٢٨ مل تخفف إلى لتر .

معايرة ١ عيارى حمض الكبريتيك:

نأخذ ١٠ مل من كربونات الصوديوم ١ عيارى ونكمل إلى ٥٠ مل بالماء المقطر . نضع قطرات من أحد كواشف

القلوية التى يتغير لونها عند pH = ٤,٥ وأفضل كاشف هو (بروموكريزول الأخضر) وتكمل المعايرة حتى نقطة

النهاية وهى اللون الأخضر وليس الأصفر .

يتم حساب عيارية حمض الكبريتيك من المعادلة التالية :-

$$N.V(H_2SO_4) = N.V(Na_2CO_3)$$

$$N(H_2SO_4) = \frac{N.V(Na_2CO_3)}{10}$$



٣- محلول ٠,٠٢ N Sodium carbonate solution) عيارى من كربونات الصوديوم (٠,٠٢ N).

يحضر من قانون التخفيف $NV = NV$

وبتطبيق القانون نأخذ ٢٠ مل من ١ عيارى كربونات الصوديوم ونخفف إلى لتر.

أو يتم تجفيف من ٣ - ٤ جم من كربونات الصوديوم ثم نوزن ١,٠٦ جم وتذاب فى قليل من الماء وتكمل إلى لتر.

٤- محلول ٠,٠٢ N Standard sulfuric acid) عيارى حمض كبريتيك (٠,٠٢ N Standard sulfuric acid)

يحضر من قانون التخفيف $NV = NV$

وبتطبيق القانون نأخذ ٢٠ مل من ١ عيارى حمض كبريتيك ونخفف إلى لترينعاير كالتريفة السابقة بإستخدام

الكاشف .

٥- محلول كاشف بروموكريزول الأخضر (Bromcresol green, Sodium salt) كاشف pH = ٤,٥

أذب ١٠٠ مجم الملح الصوديومى للبرومو كريزول الأخضر فى ١٠٠ مل ماء مقطر .

٦- مخلوط كاشف البروموكريزول الأخضر Bromcresol green وكاشف الميثيل الأحمر (Methyl red):

أستخدم فى التحضير أما المحلول المائى أو المحلول الكحولى.

المحلول المائى: أذب ١٠٠ مجم الملح الصوديومى للبروموكريزول الأخضر و ٢٠ مجم كاشف الميثيل الأحمر فى

١٠٠ مل ماء مقطر.

المحلول الكحولى: أذب ١٠٠ مجم بروموكريزول الأخضر و ٢٠ مجم كاشف الميثيل الأحمر فى ١٠٠ مل ٩٥

%كحول إيثيلى أو أيزوبروبيلي .

٧- كاشف الميثيل البرتقالى يذاب ٠,٥ جم من كاشف الميثيل البرتقالى فى ١٠٠٠ مل.

٨- محلول الفينول فيثالين : أستخدم فى التحضير أما المحلول المائى أو المحلول الكحولى.

المحلول المائى : أذب ٥ جم من ملح الفينول فيثالين دأى صوديوم فى ماء مقطر وخفف إلى لتر .

المحلول الكحولى : أذب ٥ جم الفينول فيثالين فى ٥٠٠ مل ٩٥% كحول إيثيلى أو أيزوبروبيلي ثم أضف ٥٠٠

مل ماء المقطر.

أضف هيدروكسيد الصوديوم ٠,٠٢ عيارى نقطة نقطة حتى ظهور اللون الوردى .

صوديوم ثيوسلفيت (Na₂S₂O₃ . ٥H₂O) : ٢٥ جم صوديوم ثيوسلفيت فى ماء مقطر خفف إلى لتر .

الطريقة :-

١- يتم أخذ ٥٠ مل عينة فى قارورة أيرلنمير ٢٥٠ مل . عند الضرورة للعينة التى تحتوى على كلور متبقى أضف

نقطة (٠,٠٥ مل) من ٠,١ عيارى صوديوم ثيوسلفيت وأخلط جيداً .

٢- أضف ٢ نقط (٠,١ مل) من كاشف الفينول فيثالين إذا لم يتحول اللون وبقي كما هو فالعينة تحتوى على

بيكربونات فقط . يتم الانتقال إلى خطوة رقم ٤ .

٣ - إذا تحول اللون إلى اللون الوردى نعاير ٠,٠٢ عيارى حمض الكبريتيك ونرج أثناء المعايرة إلى أن يختفى

الون الوردى . سجل الحجم المأخوذ من الحمض فى المعايرة . أحسب قلوية الفينول فيثالين من القانون ككاليوم

كربونات .

٤ - أضف ٢ نقطة (٠,١ مل) بوموكريزول الأخضر فيصبح اللون أزرق عاير مرة أخرى حتى يتحول اللون الأزرق

إلى أخضر . اللون الأصفر يعنى نقطة النهاية تم تجاوزها . يمكن استخدام الميثيل أورنج ويتغير اللون من الأصفر

الى البرتقالى .

٥- أحسب الحجم الكلى المستخدم فى المعايرة (الحجم المستخدم مع الفينول فيثالين و الحجم المستخدم مع

بوموكريزول الأخضر أو الميثيل أورنج) .

٦- أحسب القلوية من القانون وهى تمثل القلوية الكلية .

الحسابات :-

يحسب تركيز القلوية مقدراً كمجم كربونات كاليوم فى اللتر من الصيغة

$$\frac{A \times B \times 1000}{\text{ml of sample}}$$

ml of sample

(A) حجم محلول حمض الكبريتيك بالمللى المستهلك فى المعايرة .

(B) مجم من كربونات الكالسيوم المكافئة ل ١ مل حمض .

$$=N(\text{H}_2\text{SO}_4) \times \text{Eq.wt CaCO}_3$$

ومنها تركيز القلوية كملجم (CaCO₃)/لتر =

$$\frac{V(\text{H}_2\text{SO}_4) \times (N \text{H}_2\text{SO}_4) \times \text{Eq.Wt of CaCO}_3 \times 1000}{V \text{ sample}}$$

و عندما تكون $N(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0.02$

$$\frac{V(\text{H}_2\text{SO}_4) \times 0.02 \times 50 \times 1000}{V \text{ sample}}$$

$$\frac{\text{ml of H}_2\text{SO}_4 \times 1000}{\text{ml of sample}}$$


***وعند أخذ ٥٠ مل من العينة يصاغ القانون كالتالى

$$\frac{V(\text{H}_2\text{SO}_4) \times N \text{ of } (\text{H}_2\text{SO}_4) \times 50 \times 1000}{50}$$

$$=N \times V \times 1000$$

و عندما تكون عيارية حمض الكبريتيك (0.02) $V \times 0.02 \times 1000 =$

$$V \times 20 =$$



Methyl orange or bromocresol green-methyl red end point

RAW	Result of titration	Hydroxyl Alkalinity Is equal to	Carbonate Alkalinity Is equal to	Bicarbonate Alkalinity Is equal to

١	Phenolphthalein Alkalinity = .	.	.	Total Alkalinity
٢	Phenolphthalein Alkalinity equal to Total Alkalinity	Total Alkalinity	.	.
٣	phenolphthalein alkalinity is less than one half the total alkalinity	.	٢ Ph.ph	T- ٢ Ph.ph
٤	phenolphthalein alkalinity is equal to one half the total alkalinity	.	٢ Ph.ph	.
٥	phenolphthalein alkalinity is Greater than one half the total alkalinity	٢ Ph.ph- T	٢ (T- Ph.ph)	.

منطقة قاعدية	وردي	١٠		يوجد قلوية كربونات
لقيمة pH				ولا يوجد قلوية بيكربونات
				<u>لا يوجد ثاني أكسيد الكربون</u>
			٩, ٤	
مديكاشف Ph.ph				<u>يوجد قلوية كربونات و</u>
				<u>قلوية بيكربونات</u>
				<u>لا يوجد قلوية هيدروكسيد</u>
			٨, ٢	<u>لا يوجد ثاني أكسيد الكربون</u>
	عديم اللون			
			٧, ٨	
			٧	
				قلوية بيكربونات
متعادل			٥	<u>لا يوجد قلوية كربونات</u>
				<u>لا يوجد ثاني أكسيد الكربون</u>
		برتقالي	٤, ٦	
مدي كاشف الميثيل أورنج				أحماض معدنية
		وردي	٤	
منطقة حامضية لقيمة pH		أحمر	٣, ١	

	العسر الكلى (SOPs) Total Hardness	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبد الحميد جلال
---	--	---

مقدمة :-

العسر هو مقياس لقدرة الماء على ترسيب الصابون . يرجع العسر الى وجود الكاتيونات عديدة التكافؤ . والكاتيونات الأساسية المسببة للعسر هي أيونات الكالسيوم ،والمغنسيوم، وفى المياه الطبيعية قد توجد أيونات أخرى تسبب العسر ولكن بكميات ضئيلة وهى الأسترانسيوم ،الحديدوز،المنجنيز لذا نعتبر أن حدوث العسر أساساً بسبب الكالسيوم و المغنسيوم. أيونات الألومنيوم والحديد أحياناً تشارك فى زيادة العسر إلا أنه يمكن أهمل تركيزات هذه العناصر نظراً لقلّة ذوبانها فى المياه الطبيعية عند رقم هيدروجينى (٦,٥ - ٩) وبذلك يمكن تعريف العسر على أنه مجموع تركيزى الكالسيوم والمغنسيوم معبراً عنه بتركيز كربونات الكالسيوم مجم/لترو هناك أيونات سالبة تتحد مع كاتيونات العسر وذلك من خلال تواجدها ووفرتها فى المياه الطبيعية وهى موضحة فى الجدول التالى.

الكاتيونات مسببة العسر	الأيونات
Ca^{+2}	Hco^{3-}
Mg^{+2}	So^{2-}
Sr^{+2}	Cl^-
Fe^{+2}	No^{3-}
Mn^{+2}	Sio^{3-}

ويكتسب الماء صفة العسر من التلامس مع التربة والتكوينات الصخرية وعند سقوط مياه الأمطار على الأرض يمكنها إذابة كمية ضخمة من المواد الصلبة والتي توجد فى العديد من المياه الطبيعية .

وقدرة المياه على الأذابة تكتسب نتيجة إنطلاق ثانى أكسيد الكربون بفعل البكتريا وتصبح مياه التربة محملة بثانى أكسيد الكربون والذى يتواجد بشكل مؤكد فى حالة إتزان مع حمض الكربونيك. وتحت ظروف الرقم الهيدروجينى المنخفض هذه المواد القاعدية خصوصاً الحجر الجيرى يصبح عرضة للإذابة بينما يتفاعل ثانى أكسيد الكربون مع الكربونات الغير ذائبة فى التربة والحجر الجيرى ويحولها إلى البيكربونات الذائبة .

ولما كان الحجر الجيرى لا يتكون فقط من الكربونات ويحتوى على شوائب أخرى مثل الكبريتات , الكلوريد , السيلكا هذه المواد تصبح عرضة لتأثير إذابة المياه وتصبح من مكونات المحلول أيضاً.

عموماً ينشأ الماء العسر فى المناطق ذات القشرة الأرضية السمكية والمحتوية على تكوينات الحجر الجيرى وينشأ الماء اليسر فى المناطق ذات القشرة الأرضية الرقيقة وعدم وجود التكوينات الجيرية .

وتصنف درجات العسر كالاتى:-

مياه يسره	مجم CaCO_3 /لتر	صفر - ٥٠
مياه متوسطة العسر	مجم CaCO_3 /لتر	٥٠ - ١٥٠
مياه عسره	مجم CaCO_3 /لتر	١٥٠ - ٣٠٠
مياه عسره جدا	مجم CaCO_3 /لتر	< ٣٠٠

كل من المياه العسره والمياه اليسره ملائمة للاستهلاك ألامى والمستهلكون يعترضون على المياه العسره بسبب القشور التى تترسب فى المواسير والأدوات الصحيه المنزليه وعلى آنية الطهى والغلايات والمعدات الأخرى والمياه العسره تقلل من فعالية الصابون فيزداد أستهلاك الصابون.


أنواع العسر:-

هناك نوعين من العسر وهما :-

١- العسر المؤقت :-

وهو عسر كربونى ينتج عن وجود بيكربونات الكالسيوم و الماغنسيوم و يمكن إزالته بالغليان و كذلك يمكن إزالته

عن طريق إضافة الجير CaO حيث يتفاعل مع الماء ويكون هيدروكسيد الكالسيوم (Ca(OH)_2) .




ويراعى فى كمية هيدروكسيد الكالسيوم المضافة أن تكفى لأحداث التفاعلات الآتية:-

- ترسيب المادة المستخدمة- معادلة أى حامض موجود بالماء- ترسيب الماغنسيوم على هيئة هيدروكسيد ماغنسيوم- تحويل ثانى أكسيد الكربون والبيكربونات إلى كربونات .
ويزال العسر المؤقت للكالسيوم طبقاً للمعادلة الآتية:



ويزال العسر المؤقت للماغنسيوم طبقاً للمعادلة الآتية




توضح المعادلة (2) أنه عند إضافة كمية كافية من هيدروكسيد الكالسيوم يتكون $\text{Mg}(\text{OH})_2$ وهو مركب غير ذائب.

ويلاحظ أنه نتج من المعادلة السابقة نوعين من الأملاح وهما $\text{CaCO}_3, \text{Mg}(\text{OH})_2$

حيث أن أيونات الكالسيوم الناتجة من إضافة الجير تم ترسيبها ككربونات كالسيوم وعلى الرغم من إزالة أيونات العسر ألا أن الأملاح الناتجة تشكل مشكلة فى التخلص منها فى محطة المعالجة.

و عند إضافة كمية غير كافية من الجير فإنه يتكون MgCO_3 وهو مركب ذائب كما هو موضح بالمعادلة




و بذلك نحتاج إلى كميات أكبر من الجير لإزالة بيكربونات الماغنسيوم عنها لإزالة بيكربونات الكالسيوم .

٢- العسر الدائم :-

و هو عسر لا كربونى ينتج عن جود كبريتات و كلوريدات و نترات الكالسيوم و الماغنسيوم.


ويزال عسر الكالسيوم الدائم بأضافة Soda ash (Na_2CO_3) حيث يترسب على هيئة كربونات كالسيوم.

أمثلة:-




ويزال عسر الماغنسيوم الدائم بإضافة الجير أولاً ثم كربونات الكالسيوم Soda ash

حيث أنه عند إضافة الجير كل مول من عسر الماغنسيوم ينتج مقابل له مول من عسر الكالسيوم .



ويتضح من المعادلات ترسيب عسر الماغنسيوم الدائم على هيئة هيدروكسيد الماغنسيوم ونتج منتج ثانوى هو


عسر الكالسيوم الذى يحتاج إلى كربونات الصوديوم لإذالته كما فى المعادلات الآتية.



طرق تعيين العسر :-

١- طريقة المعايرة بالاديتا :-

الاديتا هو الاسم التجارى للمركب التالى



(Disodium Salt Of ethylene diamine tetra acetic acid)

وهذا المركب يتصرف كحمض ثنائى القاعدية و بالتالى له القدرة على تكوين مركبات مع أيونات الكالسيوم و الماغنسيوم ثنائية القاعدة .

مبدأ التفاعل :-

- (١) تتفاعل الأديتا مع أيونات الكالسيوم و الماغنسيوم لتكون مركب عديم اللون.
- (٢) صبغة الأيروكروم بلاك تى Eriochrome Black T تتفاعل مع الكالسيوم و الماغنسيوم و يتغير لونها من الأزرق إلى الأحمر.
- (٣) تكون الأديتا مركب أكثر ثباتا مع الكالسيوم و الماغنسيوم من المركب الناتج من تفاعلهم مع صبغة الأيروكروم حيث تستخلص الأديتا أيونات الكالسيوم و الماغنسيوم من المحلول المضاف إليه الصبغة.
- (٤) و يتغير اللون من الأحمر الوردى إلى اللون الأزرق عند نقطة التعادل و يتم ذلك فى وسط قاعدى حيث يتم رفع PH باستخدام بفر الأمونيوم .

التداخلات :-

يتأثر تحديد العسر الكلى بوجود معادن معينة كالأورثوفوسفات و يوجد العديد من موانع التفاعل الكيميائى التى تقلل التداخل إلى الحد الأدنى و مع ذلك فأن معظم نوعيات المياه لا تحتاج لموانع التفاعل الكيميائى.

المواد العالقة والعضوية الغروية أيضاً تتداخل مع نقطة النهاية . يزال هذا التداخل بتبخير العينة على حمام مائى حتى تجف ثم توضع فى فرن حرق عند ٥٥٠ م° حتى تتأكسد المواد العضوية بالكامل.أذنب المتبقى فى ٢٠ مللى ١ ع حمض هيدروكلوريك ثم عادل العينة إلى رقم هيدروجينى (٧) بإستخدام ١ ع هيدروكسيدالصوديوم ثم أكمل إلى ٥٠ مللى بالماء المقطر. ثم برد إلى درجة حرارة الغرفة . وأكمل باقى خطوات التجربة .

تداول العينة :-

يتم جمع العينات فى قوارير زجاجية أوبلاستيكية بحيث لا يقل حجمها عن ١٠٠ مل تحلل العينات فوراً(خلال ساعة واحدة) وأقصى مدة للحفظ إذا تم التحميص بحمض النيتريك HNO_3 إلى pH أقل من ٢ هي ٦ شهور فى درجة ٤ م° .ولكن يفضل ألا تزيد مدة التخزين عن سبعة أيام بالتحميص ب ٠,٥ مل حمض نيتريك لكل ١٠٠ مللى عينة وحفظها بالثلاجة فى درجة ٤ م° .

الأجهزة و المعدات :-

سحاحة ٢٥ أو ٥٠ مل , ماصة حجمية , مخبار مدرج , ماصة مدرجة , قارورة إيرليناير ٢٥٠ مل .

التحضيرات :-

١- محلول منظم نشادرى Amonium Buffer Solution :

أولاً: إذا توفر الملح الماغنسيومى للأديتا يحضر البفر كلاتى :-

يذاب ١٦,٩ جرام كلوريد أمونيوم ammonium chloride (NH_4CL) فى ١٤٣ مل هيدروكسيد أمونيوم مركز Ammonium hydroxide (NH_4OH) ويضاف ١,٢٥ جرام ملح الأديتا الماغنسيومى ثم يخفف إلى ٢٥٠ مل بماء مقطر .

ثانياً: إذا لم يتوفر الملح الماغنسيومى للإديتا:

يذاب ١,١٧٩ جرام (Disodium Salt Of ethylene diamine tetra acetic acid dihydrate)

مع ٧٨٠ مجم من كبريتات الماغنسيوم ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) أو ٦٤٤ مجم من كلوريد الماغنسيوم

($\text{MgCL}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) فى ٥٠ مل الماء المقطر و يتم إضافة هذا المحلول إلى ١٦,٩ جرام كلوريد أمونيوم و

١٤٣ مل هيدروكسيد الأمونيوم للحصول على دقة عالية أضف كمية صغيرة من MgCL_2 أو MgSO_4 أو

الإديتا .

***يتم حفظ البفر فى أوعية بلاستيكية أو زجاجية من نوع البوروسليكات لمدة لا تزيد عن شهر .

***يتم غلق الزجاجاة جيداً لمنع تطاير الأمونيوم أو إمتصاص CO_2 .

***يتم التخلص من البفر إذا كان من ١ إلى ٢ مل غير كافى لرفع PH إلى $10 \pm 0,1$

*** يتم السحب بواسطة ماصة أوتوماتيكية .

٢. كاشف الأيروكروم Eriochrome Black T :-

يفسد بمرور الوقت و خاصة عند التعرض للهواء الرطب ويتم تحضيره عن طريق طحن ١ جم من الصبغة

+ ٢٠٠ جم من ملح كلوريد الصوديوم ويمكن إستخدام الصبغة فقط .

٣- محلول قياسي من EDTA (M ٠,٠١) Standard EDTA titrant :-

يذاب ٣,٧٢٣ جم من Disodium Ethylene diamine tetra acetic acid dihydrate فى ماء مقطر ثم

يخفف إلى لتر .

*** ونظراً لأن هذا المحلول يستخلص العسر من القوارير الزجاجية العادية فيجب أن تحفظ فى قوارير من البولي

إيثيلين أو قوارير زجاجية من البوروسليكات .

٤- كاشف أحمر الميثيل (Methyl Red) :-

١ جم أحمر الميثيل + ٢٥٠ مللى كحول ميثيل (Methyl Alcohol) + ٢٥٠ مللى ماء مقطر

٥- محلول قياسي من كربونات الكالسيوم (Standard calcium solution ٠,٠٢ N) :-

نوزن ١ جم من مسحوق كربونات الكالسيوم اللامائى فى قارورة إيرلنماير ٥٠٠ مل يضاف قليل من حمض

الهيدروكلوريك المخفف (١+١) حتى تذوب جميع كربونات الكالسيوم .

ثم يضاف ٢٠٠ مل ماء مقطر ثم تغلى لبضع دقائق حتى يطرد CO₂ ثم يبرد و بعدها يضاف نقط من كاشف

أحمر الميثيل أو الميثيل أورانج و يضبط اللون بحيث يصبح برتقالى بإضافة محلول هيدروكسيد الأمونيوم (٣

عيارى) أو حمض الهيدروكلوريك المخفف (١+١) عند الحاجة .

ثم خفف إلى لتر بالماء المقطرفى قارورة حجمية سعة ١٠٠٠ مل .

$$1 \text{ ml} = 1 \text{ mg CaCO}_3$$

١ مل من المحلول يكافئ ١ مجم كربونات الكالسيوم

حساب عيارية محلول الأديتا القياسى (M ٠,٠١) (N ٠,٠٢) :-

يخفف ١٠ مل من كربونات الكالسيوم (٠,٠٢N) إلى ٥٠ مللى بالماء المقطر ثم يوضع المحلول فى قارورة زجاجية سعة ٢٥٠ مل و يضاف إليها من ١ إلى ٢ مل من محلول البفر لرفع ال PH إلى ١٠ ± ٠,١ و عادة يكون ١ مل من محلول البفر كافياً للحصول على رقم هيدروجينى من ١٠ إلى ١٠ ± ٠,١ تضاف كمية قليلة من مسحوق الدليل . يتم المعايرة بالإديتا حتى يختفى اللون الأحمر و يظهر اللون الأزرق

الحسابات :-

يتم حساب عيارية الإديتا من المعادلة التالية :-

$$N.V(EDTA) = N.V(CaCO_3)$$

$$N(EDTA) = \frac{N.V(CaCO_3)}{V(EDTA)}$$

الطريقة :-

أولا إحتياطات المعايرة:-

١. تجرى المعايرة للعينة و هى فى درجة حرارة الغرفة حيث أن تغير اللون يحدث ببطئ عندما تكون درجة حرارة العينة منخفضة جداً. و يتحلل الدليل عندما تكون درجة حرارة العينة مرتفعة.

٢- عند زيادة ال PH عن ١٠ + ٠,١ تعطى نقطة نهاية سريعة و تترسب كربونات الكالسيوم و هيدروكسيد الماغنسيوم و يتغير لون الصبغة عند زيادة ال PH عن ١٠ + ٠,١

٣- يتم المعايرة فى خلال خمس دقائق منذ إضافة البفر لتقليل ترسيب $CaCO_3$ و هناك ثلاث طرق تقلل من ترسيب كربونات الكالسيوم :-

أ) تخفيف العينة بنسبة ١:١ إذا حدث ترسيب لكربونات الكالسيوم بعد التخفيف تستخدم إحدى الطريقتين (ب أوج) .

ب) لو أن تركيز العسر معروف أو تم تعينة بالمعايرة الأولية نضف ٩٠% أو أكثر من EDTA للعينة قبل ضبط ال PH بالبفر.

ج) تجميع العينة و التقلب لمدة دقيقتين لطرد CO₂ قبل ضبط ال PH ويلزم تعين القلوية حتى يتم معرفة كمية الحمض التي يجب أن تضاف .

ثانياً خطوات إجراء التجربة:-

١. نختار حجم من العينة الذي يلزم له أقل من ١٥ مل من محلول الإديتا .
٢. يخفف ٢٥ مل من العينة إلى ٥٠ مل بالماء المقطر في دورق مخروطي ثم يضاف من ١ إلى ٢ مل من محلول ثابت الأس الهيدروجيني وعادة ما يكون ١ مل كافياً للحصول على رقم هيدروجيني من ١٠ إلى ١٠±١
٣. تضاف كمية قليلة من مسحوق الدليل ثم يتم المعايرة بالإديتا مع التقلب المستمر حتى نقطة التعادل وعندها يختفي اللون الأحمر ويظهر اللون الأزرق .

الحسابات:-

يحسب العسر مقدراً كمجم كربونات كالسيوم في اللتر من الصيغة

$$\frac{A \times B \times 1000}{\text{ml of sample}}$$

(A) حجم محلول الإديتا بالمللي المستهلك في المعايرة.

(B) مجم من كربونات الكالسيوم المكافئة ل ١ مل إديتا.

$$= N(\text{EDTA}) \times \text{Eq.wt CaCO}_3$$

ومنها العسر كمجم (CaCO₃)/لتر =

$$\frac{V(\text{EDTA}) \times N(\text{EDTA}) \times \text{Eq.Wt of CaCO}_3 \times 1000}{V \text{ sample}}$$

و عندما تكون N(EDTA) = ٠,٠٢

$$\frac{V(\text{EDTA}) \times ٠,٠٢ \times ٥٠ \times 1000}{V \text{ sample}}$$

$$\frac{\text{ml of EDTA} \times 1000}{\text{ml of sample}}$$

*** وعند أخذ ٥٠ مل من العينة يصاغ القانون كالتالى

$$\frac{V(\text{EDTA}) \times N \text{ of (EDTA)} \times 50 \times 1000}{50} \\ = N \times V \times 1000$$

و عندما تكون عيارية الإديتا (٠,٠٢) $V \times 0,02 \times 1000 =$

$$V \times 20 =$$

*** إذا كان العسر الكلى $\geq$ القلوية الكلية

عسر الكربونات = العسر الكلى

عسر لا كربونى = صفر

*** إذا كان العسر الكلى $<$ القلوية الكلية

عسر الكربونات = القلوية الكلية

عسر لا كربونى = العسر الكلى - عسر الكربونات

التقرير :-

سجل عسر المياة مرة واحدة أسبوعيا فى تقرير التحليل الكيمائى الأسبوعى و يجب أن تقرب النتائج إلى أقرب واحد

صحيح. يمكن الرقابة على النتائج بتحليل عينة أخرى كما يمكن مقارنة النتائج من معمل محطة مياه بحساب

العسر بتقديرات منفصلة للكالسيوم و الماغنسيوم للمعمل المركزى .

(٢) طريقة تعين العسر بالحساب :-

$$2,497 \{ \text{Ca, mg / L} \} + 4,118 \{ \text{Mg, mg / L} \}$$

	(SOPs) عسر الكالسيوم Calcium Hardness	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال
---	--	--

مقدمة :-

بيكربونات الكالسيوم هي المسبب الرئيسى لعسر المياه و يعتبر الطباشير و الحجر الجيرى مصدرين له .

** طريقة المعايرة بالإديتا **

مبدأ التفاعل :-

عند إضافة الإديتا إلى الماء المحتوى على كلاً من الكالسيوم و الماغنسيوم فإنه يتحد أولاً مع الكالسيوم و بناءً على ذلك يمكن تقدير الكالسيوم مباشرة باستخدام الإديتا عند زيادة الرقم الهيدروجينى بواسطة هيدروكسيد الصوديوم بدرجة تكفى لترسيب أغلب أيونات الماغنسيوم على هيئة هيدروكسيد باستخدام دليل يتحد فقط مع الكالسيوم . و يوجد دلائل عديدة تتغير فى اللون عند النقطة التى يتحد عندها جميع أيونات الكالسيوم مع الإديتا و يكون مركباً معقداً عند رقم هيدروجينى ١٢ إلى ١٣ ومنها الميرونكسيد .

التداخلات :-

تحت ظروف التفاعل السابقة و تركيزات الأيونات التالية لا يحدث تداخل عند تعيين عسر الكالسيوم .

Sn^{2+}	Al^{3+}	Pb^{2+}	Zn^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	Fe^{2+}	Cu^{2+}	الأيونات
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

التركيزمجم/ل	٢	٢٠	٢٠	١٠	٥	٥	٥	٥
--------------	---	----	----	----	---	---	---	---

*** الأورثوفوسفات ترسب الكالسيوم فى ظروف الرقم الهيدروجينى للاختبار.

*** الباريوم و الإسترانثوم يؤديان إلى تداخل إيجابى

إرتفاع القلوية إلى حدود ٣٠٠ مجم/ل يؤدى إلى نقطة نهاية غير واضحة

تداول العينة :-

يتم جمع العينات فى قوارير زجاجية أوبلاستيكية بحيث لا يقل حجمها عن ١٠٠ مل تحلل العينات فوراً(خلال ساعة واحدة) وأقصى مدة للحفظ اذا تم التحميض بحمض النيتريك HNO_3 الى pH أقل من ٢ هى ٦ شهور فى درجة ٤ م° . ولكن يفضل ألا تزيد مدة التخزين عن سبعةأيام بالتحميض ب٠,٥ حمض نيتريك لكل ١٠٠ملى عينة وحفظها بالثلاجةعند درجة ٤ م° .

الأجهزة و المعدات :-

سحاحة ٢٥ أو ٥٠ مل , ماصة حجمية , مخبار مدرج , ماصة مدرجة , قارورة إيرلنماير ٢٥٠ مل .

التحضيرات :-

١- هيدروكسيد صوديوم (١N) Sodium hydroxide :-

يحضر بإذابة ٤٠جم NaOH فى لتر من الماء المقطر .

٢- كاشف الميروكسيد Murexide :-

ويحضر بخلط ٢٠٠مجم ميروكسيد مع ١٠٠جم كلوريد الصوديوم جيداً . يتم الطحن بالهون جيداً حتى المزج .

٣- محلول قياسي من الإديتا (٠,٠١M) :-

ويحضر بإذابة ٣,٧٢٣ من Disodium ethylene diamine tetra acetic acid dihydrate فى ماء مقطر ثم يخفف إلى لتر واحد ونظراً لأن هذا المحلول يستخلص العسر من القوارير الزجاجية العادية فيجب أن تحفظ فى قوارير من البولي إيثيلين أو قوارير من زجاج البوروسليكات .

الطريقة :-

يستخدم ٥٠ مل من عينة الإختبار أو حجم أقل مناسب يخفف إلى ٥٠ مل يلزم له من ٥ إلى ١٠ مل من محلول الإديتا أضف ٢مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم أو حجم كاف للحصول على رقم هيدروجيني من ١٢ إلى ١٣ يقلب ثم يضاف من ٠,١ إلى ٠,٢ جم من مخلوط الدليل ثم تتم معايرة العينة بمحلول EDTA ببطء مع التقليب المستمر حتى نقطة التعادل ويتغير اللون من الأحمر الوردي إلى اللون البنفسجي .

أحتياطات المعايرة:-

لابد أن تتم المعايرة بسرعة بعد إضافة القلوي و الدليل لأن الدليل غير ثابت تحت ظروف القلوية العالية .
*** العينة التى بها قلوية أكبر من ٣٠٠مجم تخفف كمية قليلة منها إلى ٥٠ مل ثم يتم ضبط PH إلى PH أقل من ستة ثم نغلى لمدة دقيقة لطرد ثانى أكسيد الكربون ثم تترك لتبرد ثم تجرى عليها الخطوات السابقة .

الحسابات :-

يحسب عسر الكالسيوم مقدراً كمجم كربونات كالسيوم فى اللتر من الصيغة:-

$$\frac{A \times B \times 1000}{\text{ml of sample}}$$

حيث A = حجم محلول الأديتا المستخدم فى المعايرة .

B = مجم من كربونات الكالسيوم المكافئة ل ١ مل من الإديتا .

$$= N (\text{EDTA}) \times \text{Eq.wt CaCO}_3$$

ومنها العسر كمجم (CaCO₃) /لتر =

$$\frac{V (\text{EDTA}) \times N(\text{EDTA}) \times \text{Eq.Wt of CaCO}_3 \times 1000}{V \text{ sample}}$$

و عندما تكون N(EDTA) = ٠,٠٢

$$\frac{V(\text{EDTA}) \times ٠,٠٢ \times ٥٠ \times 1000}{V \text{ sample}}$$

$$\frac{\text{ml of EDTA} \times 1000}{\text{ml of sample}}$$

ml of sample

*** وعند أخذ ٥٠ مل من العينة يصاغ القانون كالتالى

$$\frac{V(\text{EDTA}) \times N \text{ of } (\text{EDTA}) \times 1000}{50}$$

$$= N \times V \times 1000$$

و عندما تكون $N(\text{EDTA}) = 0,02$

$$= V \times 0,02 \times 1000$$

$$= V \times 20$$

← لحساب تركيز الكالسيوم مقدراً كمجم كالسيوم /لتر من القانون التالى .:

$$\frac{\text{تركيز الكالسيوم كمجم Ca /لتر} = \text{عسر الكالسيوم كمجم (CaCO}_3\text{) /لتر} \times \text{الوزن الجزيئى للكالسيوم}}{\text{الوزن الجزيئى CaCO}_3}$$

$$= \text{عسر الكالسيوم} \times \frac{40}{100} = \text{عسر الكالسيوم} \times 0,4$$

التقرير :-

سجل عسر الكالسيوم مرة واحدة أسبوعياً فى تقرير التحليل الكيمائى الأسبوعى ويجب أن تقرب النتائج إلى أقرب واحد

صحيح .

	عسر الماغنسيوم (SOPs) Magnesium Hardness	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبد الحميد جلال
---	--	---

يحسب عسر الماغنسيوم مقدراً كملجم كربونات كالسيوم للترمن القانون التالى .:

عسر الماغنسيوم = العسر الكلى - عسر الكالسيوم

← لحساب تركيز الماغنسيوم مقدراً كمجم ماغنسيوم لكل لتر من القانون التالى .:

تركيز الماغنسيوم كمجم Mg/لتر = $\frac{\text{عسر الماغنسيوم كملجم (CaCO}_3\text{) / لتر} \times \text{الوزن الجزيئى للماغنسيوم}}{\text{الوزن الجزيئى CaCO}_3}$

	الكلوريدات (SOPs) Chlorides	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبد الحميد جلال
--	---	---

= عسر الماغنسيوم $\times 0.24$

مقدمة :-

الكلوريد هو أحد أكبر الأيونات غير العضوية الذى يوجد طبيعياً فى الماء و يمكن أن يختلف تركيز الكلوريد بشكل كبير لكن عموماً يزيد كلما زاد المحتوى المعدنى.

إحتواء مياه الصرف عادة على ١٥ مجم/ل من الكلوريد زيادة عن مياه الشرب. لذلك يمكن أن يكون تركيز الكلوريد مؤشراً مفيداً لتلوث مياه المجارى وتعتبر المخلفات الصناعية و مياه البحر من المصادر الأخرى التى تحتوى على مستويات عالية من الكلوريدات .

والمستويات العيارية التى توجد فيها الكلوريدات فى مياه الشرب لا تكون ضارة بالإنسان و إذا زادت تركيزات الكلوريدات عن ٢٥٠ إلى ١٠٠٠ مجم/ل يمكن أن يكون طعم المياه مالحاً و تكون غير مرغوب فيها و يختلف الطعم المالح وفقاً للكاتيونات المتواجدة.

فإذا كانت الكاتيونات من الصوديوم فى المياه يمكن التعرف على الطعم المالح إذا كان مستوى الكلوريدات ٢٥٠ مجم/ل أما إذا كانت الكاتيونات من الكالسيوم و الماغنسيوم فلا يمكن الكشف عن طعم المياه المالح إلا عند وصول مستوى الكلوريد إلى ١٠٠٠ مجم/ل .

و مستويات الكلوريد العالية يمكن أن تسبب تآكل المواسير المعدنية كما يمكن أن يكون لها تأثير سام للعديد من النباتات .

**** طريقة المعايرة بنترات الفضة ****

مبدأ التفاعل :-

فى المحاليل العادية أو ذات القلوية البسيطة تعطى كرومات البوتاسيوم نقطه النهايه عند معايره الكلوريدات بإستخدام نترات الفضة كمحلول للمعايره حيث تتفاعل نترات الفضة مع أيونات الكلوريد ويتكون راسب أبيض من كلويد الفضة . يترسب كمياً قبل تكوين كرومات الفضة الحمراء وبإضافة زيادة من نترات الفضة يتكون راسب مائل إلى الحمرة من كرومات الفضة .

التداخلات :-

المواد التى تتواجد بصوره طبيعیه فى مياه الشرب لا تتداخل. والكبريتات والنيوسلفات والكبريتات يمكن أن تسبب التداخل مع الكلوريد ويمكن التخلص منها عن طريق إضافة H_2O_2 فوق اكسيد الهيدروجين. الأورثوفوسفات بتركيز أكثر من ٢٥ مجم/ل يتداخل مع الكلوريدات حيث يترسب على هيئة فوسفات الفضة الحديد بتركيز أكثر من ١٠ مجم/ل يتداخل بإخفاء نقطة النهايه .

تداول العينه :-

يتعين جمع العينات فى قوارير بلاستيكية أو من الزجاج المقاوم بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل ولا حاجة لوسائل حفظ إذا لزم تخزين العينة . وأقصى مدة للحفظ هى ٢٨ يوم.

الأجهزة والمعدات :-

مخبر مدرج ٥٠ مل ,سحاحة ٥٠ مل ,دورق مخروطى ٢٥٠ مل ,سحاحة ١٠ مل قاروره زجاجيه عيارية ١ لتر .

التحضيرات:-

١- كاشف كرومات البوتاسيوم (K_2CrO_4) Potassium chromate indicator:

٥٠ جم كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 فى قليل من المياه المقطره . أضف محلول نترات الفضة $AgNO_3$ حتى يتكون راسب احمر.أتركه لمدة ١٢ ساعة ثم رشحه وخفف إلى ١ لتر بالماء المقطر .

٢- محلول قياسي من نترات الفضة Standard silver nitrate titrant ($0.0141N$) $AgNO_3$:

أذب ٢,٣٩٥ جم من نترات الفضة فى مياه مقطره. ضع المحلول فى قاروره عيارية سعة ١ لتر . اكمل المحلول إلى ١ لتر بالماء المقطر .

$$1ml = 0.05mg CL^{-} = 50.0 \mu g CL^{-}$$

*** يجب حفظ هذا المحلول فى زجاجة بنى بعيداً عن الضوء .

٣- محلول كلوريد الصوديوم ($0.0141N$) NaCL (Standard sodium chloride) :-

أذب ٨٢٤ جم من كلوريد الصوديوم NaCL المجفف عند ١٤٠م فى مياه مقطره خاليه من الايونات وخفف الى ١ لتر فى قاروره زجاجيه عياريه سعة ١ لتر .

$$1ml = 0.05mg CL^{-} = 50.0 \mu g/CL^{-}$$

٤- فوق إكسيد الهيدروجين H_2O_2 (٣٠%) :-

الطريقة:-

اولاً: حساب عيارية محلول نترات الفضة :-

١- يخفف ١٠ مل من محلول كلوريد الصوديوم ($0.0141N$) إلى ٥٠ مللى بالماء المقطر ثم يوضع المحلول

فى قارورة زجاجيه سعة ٢٥٠ مل ويضاف إليها ٠,٥ مل من كاشف كرومات البوتاسيوم .

٢- يتم وضع محلول نترات الفضة فى السحاحة ثم يتم إضافة نترات الفضة إلى محلول كلوريد الصوديوم نقطة نقطه حتى نقطة التعادل وهى أن يصبح لون المحلول أصفروردى (لون الجلد الثابت) وليس البنى المائل إلى الحمرة.

٣- يتم تحديد حجم نترات الفضة المستخدم فى المعايره.

٤- يتم حساب عيارية نترات الفضة من المعادله التالية:

$$N.V (AgNO_3) = N.V (NaCl)$$

$$N (AgNO_3) = \frac{N.V (NaCl)}{V (AgNO_3)}$$

ثانياً :- تقدير تركيز الكلوريدات بالمجم/ل للعينه بطريقة المعايره بنترات الفضة :-

١- ضع ٥٠ مل من العينه فى دورق مخروطى ٢٥٠ مل أو جزء من العينه يخفف إلى ٥٠ مل .

٢- أضف ٠,٥ مل من فوق أكسيد الهيدروجين وقلب لمدة دقيقه .

٣- يتم معايرة العينات عند رقم هيدروجينى من ٧ إلى ١٠ . وإذا كانت PH خارج الحدود المشار إليها يتم ضبط

PH لهذه الحدود بإستخدام هيدروكسيد الصوديوم أو حمض الكبريتيك.

٤- أضف ٠,٥ مل كرومات بوتاسيوم .

٥- عاير بإستخدام محلول $AgNO_3$ حتى نقطة التعادل وهى تحول اللون إلى الاصفر الوردى (لون الجلد الثابت

(وليس البنى المائل إلى الحمرة.

٦- يتم عمل BLANK بنفس خطوات العينه ويكون ٠,٢ إلى ٠,٣ مللى (بلانك) نموذجياً.

٧- من المهم عند إجراء هذه المعايره أن يضاف حجم ثابت من الكاشف ويعاير بنفس كثافة اللون وتوقف المعايرة

عند اللون الأصفرالوردى (لون الجلد الثابت) وليس البنى المائل إلى الحمرة.

الحسابات:-

مجم كلوريد لكل لتر تحسب من القانون التالى

$$\text{Mg CL}^-/\text{L} = \frac{(A-B) \times N \times 35,450 \times 1000}{\text{ml of sample}}$$

ml of sample

A = حجم نترات الفضة المستخدم فى المعايره للعينه .

B = حجم نترات الفضة المستخدم فى المعايره للبلاנק .

N = عيارية محلول نترات الفضة .

$$\text{ومنها } \text{مجم كلوريد لكل لتر} = \frac{\text{Vof AgNo}_3 \times N \text{ of AgNo}_3 \times 35,450 \times 1000}{\text{ml of sample}}$$

$$= \frac{\text{Vof AgNo}_3 \times 0,0141 \times 35,450 \times 1000}{\text{ml of sample}}$$

ml of sample

$$= \frac{\text{Vof AgNo}_3 \times 0,5 \times 1000}{\text{ml of sample}}$$

ml of sample

عندما يكون حجم العينه المستخدم هو ٥٠

$$= \frac{\text{Vof AgNo}_3 \times 0,5 \times 1000}{50}$$

٥٠

$$= \text{Vof AgNo}_3 \times 0,5 \times 20$$

$$= \text{Vof AgNo}_3 \times 10$$

حيث ($\text{V(AgNO}_3)$ هو الحجم من محلول نترات الفضة المستخدم فى المعايره للعينه مطروح منه حجم محلول نترات الفضة المستخدم لمعايرة البلاנק .

التقرير :-

سجل تركيز الكلوريد فى المياه العكرو والمعالجه مرة واحده يوميا بتقرير التحليل الكيمياءى اليومى ويجب ان تسجل النتائج إلى أقرب واحد صحيح .

	الأمونيا (SOPs) NH_3 Ammonia	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال
---	--	--

مقدمة :-

يوجد نيتروجين الأمونيا طبيعياً في المياه السطحية ومياه الصرف ويقل تركيزها بصفة عامة في المياه الجوفية ويدل الإزدياد الفجائي في تركيز الأمونيا في المياه الخام بصفه عامة على تلوث بالصرف العضوى ووجود الأمونيا في مياه الشرب بتركيز أعلى من ٠,٥ مجم/ل يشير إلى وجود تلوث عضوى .

ويعين مستوى الأمونيا في الماء كمية الكلور المطلوبة للحصول على كلور متبقى حر .

وتبذل الأمونيا إحتياج للكلور يساوى حوالى ١٠ مرات بالنسبة للوزن . مثلاً سوف تستهلك ٠,٢ مجم/ل من الأمونيا حوالى ٢مجم/ل قبل الحصول على كلور متبقى حر .

**** طريقة Phenate Method ****

مبدأ التفاعل :-

تتفاعل الأمونيا مع الهيبوكلوريت والفينول فى وجود نيتروبروسيد الصوديوم كعامل حفز مكونة مركب الإندوفينول لونة أزرق تتناسب شدته مع تركيز الأمونيا .

التداخلات :-

مركبات الكالسيوم والماغسيوم مع السترات تحدث تداخل ينشأ من ترسيب هذه الأيونات عند PH المرتفعة يتم إزالة التداخل الناشئ من العكارة عن طريق التقطير أو الترشيح .

إذا وجد كبريتيد الهيدروجين يتم إزالته بواسطة التحميص بحمض HCL إلى PH ٣ ورج العينة حتى يتم التأكد من عدم وجود أى رائحة .

تداول العينة :-

يجب جمع العينات فى عبوات زجاجية أوبلاستيكية بحجم لا يقل عن ٥٠٠ مل . يجب تحليل العينات بأسرع ما يمكن بعد جمع العينات (خلال ساعة) ولكن يمكن حفظ العينة لمدة ٢٤ ساعة عند ٤ م ° . إذا تم تحميص العينة بحمض كبريتيك مركز إلى PH > ٢ ٤ م ° يتم حفظها لمدة تصل ٧ - ٢٨ يوم .

عند عمل التجربة بعد حفظها تترك حتى تأخذ درجة حرارة الغرفة ويتم معادلة الحمض ب NaOH (٥N)

الأجهزة والمعدات :-

زجاجيات - ماصات - سبكتروفوتومتر عند ٦٤٠ nm , light path of ١ cm or longer .

التحضيرات :-

١- محلول الفينول phenol solution :-

يخلط ١١,١ مللى من الفينول ٨٩٪ مع كحول إيثيلى ٩٥٪ ثم خفف حتى حجم نهائى ١٠٠ مل بالكحول الإيثيلى.

*** يحضر هذا المحلول إسبوعياً .

*** إرتدى مهمات الحماية عند التعامل مع هذا المركب السام .

*** لابد من وجود وسيلة تهوية جيدة لكى تقلل من تعرض الأشخاص لهذه المادة السامة المتطايرة .

٢- نيتروبروسيد الصوديوم Sodium nitroprusside :-

يذاب ٠,٥ جم من نيتروبروسيد الصوديوم فى ١٠٠ مل ماء (منزوع الأيونات) .

*** يحفظ هذا المحلول فى زجاجة معتمة لمدة شهر .

٣- محلول قلوئى السترات Alkaline citrate :-

يذاب ٢٠٠ جم من سترات ثلاثى الصوديوم (Sodium citrate tribasic (trisodium citrate مع ١٠ جم من

هيدروكسيد الصوديوم فى ماء منزوع الأيونات ويخفف المحلول إلى لتر .

٤- محلول هيبوكلوريت الصوديوم ٥٪ Sodium hypochlorite :-

هذا المحلول ينحل ببطأ بمجرد أن يتم نزع السداد المحكم من على غطاء الزجاجة . يتم إستبدال كل شهرين .

٥- محلول الأكسدة Oxidizing solution :-

يتم خلط ١٠٠ مل من محلول قلوئى السترات مع ٢٥ مل من محلول هيبوكلوريت الصوديوم .

*** يحضر هذا المحلول حديثاً يومياً .

٦- محلول Stock Ammonium Chlorid solution :-

أذب ٣,٨١٩ جم من كلوريد الأمونيوم اللامائى Anhydrous NH_4Cl

مجفف عند ١٠٠ م° فى ماء مقطر وخفف إلى لتر .

$$1 \text{ ml} = 1 \text{ mg } \text{NH}_3 \text{ as N} = 1,22 \text{ mg } \text{NH}_3 \text{ as } \text{NH}_3$$

٦- محلول Standard solution of ammonium Chlorid :-

خفف ١٠ مللى من محلول Stock Ammonium Chlorid solution إلى لتر ماء مقطر فى قارورة

عيارية

$$1 \text{ ml} = 0,01 \text{ mg } \text{NH}_3 \text{ as N} = 0,0122 \text{ mg } \text{NH}_3 \text{ as } \text{NH}_3$$

الطريقة :-

ضع ٢٥ مل من العينة فى قارورة إيرلنماير أضف مع الخلط الجيد بعد كل إضافة ١ مل من محلول الفينول ثم ١ مل

من محلول الصوديوم نيتروبروسيد ثم ٢,٥ مل من محلول الأكسدة .

*** يجب تغطية العينات بغطاء محكم (من البلاستيك أو البرافين)

*** أترك اللون يظهر (يتطور) في درجة حرارة الغرفة (٢٢ م° إلى ٢٧ م°) في ضوء خافت على الأقل لمدة ساعة .

*** اللون ثابت لمدة ٢٤ ساعة .

*** يتم عمل البلاك وتجري عليها نفس الخطوات . ويتم على الأقل عمل ٢ محلول قياسي في حدود العينة عن

طريق تخفيف محلول Stock .

تحضير المنحنى القياسي Standard Curve :-

يتم تحضير سلسله من المحاليل القياسية بتخفيف أحجام من كلوريد الأمونيوم القياسي إلى ٢٥ مل بالماء المقطر

في قارورة إيرليناير في المدى .

$(0 \text{ to } 0.6) \text{ mg NH}_3 \text{ as N} = \text{From } (0 \text{ to } 0.7) \text{ mg NH}_3 \text{ as NH}_3$

ml										
mg										

يعامل كل تركيز على حدا كما عوملت العينة . يتم ضبط الطول الموجي عند ٦٤٠ nm .

يتم تصفير الجهاز باستخدام Blank .

يتم قياس الامتصاص للمحاليل القياسية عند الطول الموجي ٦٤٠ nm.

يتم رسم منحنى العلاقة بين تركيز الأمونيا مجم/ل والامتصاص المقابل له .

الحسابات :-

تحسب التركيزات مباشرة من على المنحنى القياسي .

التقرير :-

سجل تركيز الأمونيا في المياه الخام والمياه المعالجة مره كل أسبوع في التقرير الكيماوى الأسبوعى .

	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال النيتريت NO_2 (SOPs) Nitrites
---	---

مقدمة :-

إن كيمياء النيتروجين معقدة بسبب حالات التكافؤ العديدة التى تشير إلى أن التغير فى التكافؤ يمكن أن يحدث بواسطة المواد الحية . ويعتبر النيتريت حالة أكسدة متوسطة للنيتروجين . ويمكن أن تحدث فى خطوط المياه نتيجة أكسدة الأمونيا أو إختزال النترات ويدل وجودالنيتريتات فى الماء على إحتمال تلوث المياه بالمخلفات العضوية . وكذلك يعتبر النيتروجين أحد العناصر التسميدية الضرورية لنمو الطحالب .

مبدأ التفاعل :-

يتفاعل أيون النيتريت مع حمض السلفانيليك فى الوسط الحامضى مكون مركب الدايزونيم (Dizo) والذى تتحد مع النفثيل إثيلين ثنائى الامين ثنائى الهيدروكلوريد α -naphthyl amine hydrochloride مكونة لون أحمر وردى من صبغة الأزو يمكن قياسه و يتناسب أمتصاص هذه الصبغة مع تركيز النيتريت .

تداول العينة :-

يجب جمع العينات فى عبوات زجاجية أو بلاستيكية حجمها لا يقل عن ١٠٠ مل . يجب تحليل العينات بمجرد جمعها (خلال ساعة) و يمكن تخزينها عند ٤ °م حتى يومين ويوصى بتحليلها فوراً بقدر المستطاع . لا تستخدم الحفظ بالحمض .

الأجهزة و المعدات :-

زجاجيات , ماصات , أنابيب نسلر , سبكتروفوتومتر .

التحضيرات :-

١- حمض سلفانيليك Sulfanilic acid :-

أذب ٠,٦ جم فى ٧٠ مل ماء مقطر ساخن - برد - ثم أضف ٢٠ مل حمض هيدروكلوريك مركز - ثم خفف إلى ١٠٠ مل .

٢- ألفانفثيل أمين هيدروكلوريد α -naphthyl amine hydrochloride :-

أذب ٠,٦ جم ألفانفثيل أمين هيدروكلوريد فى ١ مل حمض هيدروكلوريك مركز HCl وماء مقطر وخفف حتى ١٠٠ مل .

٣- أسيتات الصوديوم Sodium acetate solution :-

أذب ٦,٤ جم من $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ أو ٢٧,٢ من $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ فى ماء مقطر وخفف حتى ١٠٠ مل .

٤- محلول معلوم التركيز من النيتريت Nitrite stock solution :-

أذب ٩٣,٤ جم من نيتريت الصوديوم (NaNO_2) فى لتر ماء مقطر .

٥- محلول قياسي من النيتريت Standard nitrite solution :-

خفف ١٠٠ مل من محلول النيتريت (Stock) حتى لتر ثم خفف ٥٠ مل من هذا المحلول حتى لتر .

$$\text{ml} = 1,6 \mu\text{g NO}_x \text{ as NO}_x$$

الطريقة :-

يتم أخذ ٥٠ مل من العينة - أضف ١ مل حمض السلفانيك وأخلط جيداً ويجب أن تكون PH حوالى (١-٤) - بعد ٣ دقائق يتم إضافة ١ مللى ألفانفثيل أمين هيدروكلوريد و ١ مل أسيتات صوديوم ثم أخلط جيداً يتم قياس اللون الأحمر الوردى بعد ١٠ دقائق عند طول موجى ٥٢٠ nm . يتم عمل بلانك وتجرى عليها نفس الخطوات كالعينة.

تحضير المنحنى القياسى - Standard Curve :-

حضر سلسله من المحاليل القياسية بتخفيف أحجام تعطى تركيزات مناسبة وخفف حتى ٥٠ مل ويتم عمل بلانك.

$$\text{mg NO}_x \text{ as NO}_x / \text{L} = \mu\text{g NO}_x / \text{mL sample}$$

ml										
mg/l										

- يعامل كل تركيز على حدا كما عوملت العينة .
- يتم ضبط الجهاز عند طول موجى ٥٢٠ nm .
- يصفر الجهاز بإستخدام البلانك.
- يقاس إمتصاص لون المحاليل القياسية عند الطول الموجى ٥٢٠ nm .
- يتم رسم منحنى العلاقة بين تركيز النيتريت مجم/ل و الامتصاص المقابل.

الحسابات :-

تحسب التركيزات مباشرة من على المنحنى القياسى أو تقارن العينة بالمحاليل القياسية بإستخدام أنابيب نسلر.

التقرير :-

سجل تركيز النيتريت للمياه الخام والمياه المعالجة مره كل أسبوع فى التقرير الكيماوى الأسبوعى .

	النترات (SOPs) NO₃ Nitrates	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال
--	--	---

مقدمة :-

إن كيمياء النيتروجين معقدة بسبب حالات التكافؤ العديدة التي يستطيع أن يمثلها والحقيقة أنه يمكن أن تحدث تغيرات في التكافؤ بواسطة الكائنات الحية الدقيقة . ويعتبر النترات أعلى حالة أكسدة للنيتروجين . ويمكن أن تحدث في خط المياه نتيجة لأكسدة النيتروجين العضوى إلى الأمونيا ثم إلى نيتريت ثم إلى نترات . ويدل وجود النترات في الماء على احتمال تلوث المياه بالمخلفات العضوية . وتوجد النترات عامة بكميات قليلة جداً في المياه السطحية . وإذا زادت النترات عن ١٠ مجم/لتر كنيتروجين تسبب مرضاً معروفاً باسم ميثيوجولبينيميا Methemoglobinemia في الأطفال . وكذلك يعتبر النيتروجين أحد العناصر التسميدية الضرورية لنمو الطحالب .

أولا التحليل الكيفي Qualitative :-

١ - حمض كبريتيك مركز

٢ - داي فينيل أمين $C_6H_5 \cdot NH \cdot C_6H_5$

يذاب ٥ جم في ٢٠٠ مل حمض كبريتيك مركز ويخزن المحلول في زجاجة داكنة اللون ويتم معالجة العينة بالطريقة التالية :

يوضع ٢ مللى من العينة في أنبوبة نسلر . أضف ٢ مللى داي فينيل أمين وصب عدة نقط من حمض كبريتيك المركز على جدار الأنبوبة الداخلى . يدل ظهور حلقة زرقاء على وجود النيترات .

ثانياً التحليل الكمي :-

**** طريقة تعيين النيترات باستخدام الصوديوم سلسالات Sodium Salicylate ****

مبدأ التفاعل :-

يتفاعل أيون النيتريت مع الصوديوم سلسالات في وجود حمض الكبريتيك المركز مكوناً حمض النتروسلساليك ذو اللون الأصفر وفي وجود محلول بوتاسيوم صوديوم تترترات. تتناسب شدة اللون مع تركيز النيترات و يمكن قياس اللون عند ٤٢٠ نانومتر .

التداخلات (Interferences) :-

- ١ - إحتواء العينة على مواد صلبة ، ففي هذه الحالة يجب ترشيح العينة على ٠,٤٥ ميكرون غشاء سليولوزى .
- ٢ - عند إحتواء العينة على تراكيز عالية من الكلوريد يجب اضافة كمية من محلول نيترات الفضة .
- ٣ - عند إحتواء العينة على تراكيز من الحديد تتراوح ما بين ٠,٥ الى ٥ مجم/لتر ، يضاف ضعف الكمية من الصوديوم سلسالات .

تداول العينة :-

يجب جمع العينات فى عبوات بلاستيكية أو زجاجية بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل ويجب تحليل العينة بأسرع ما يمكن بعد الجمع (خلال ساعة) . ولكن يمكن تخزينها عند ٤ م° لمدة ٤٨ ساعة** ملحوظة:- عند حفظ العينة بالحمض سوف تشمل القياسات الناتجة النيتريت والنترات وذلك بإضافة ٢ مل حمض كبريتيك مركز وأحفظها عند ٤ م° لمدة تصل إلى ٢٨ يوم .

الأجهزة والمعدات :-

زجاجيات - ماصات - أنابيب نسلر - فرن تجفيف عند ١٠٥ م° - سبكتروفوتومتر عند طول موجى ٤٢٠ nm

التحضيرات:-

١- صوديوم سلسالات (Sodium Salicylate):-

٥,٠ جم صوديوم سلسالات فى ١٠٠ مل ماء مقطر .

*** يجب أن يحضر فى كل مرة .

٢- محلول بوتاسيوم - صوديوم تترات potassium sodium tartarate solution :

الذي يحضر بإذابة ٤٠٠ جم من هيدروكسيد الصوديوم NaOH ، ٦٠ جم من بوتاسيوم - صوديوم تترات فى ماء مقطر - برد ثم أكمل إلى لتر بالماء المقطر .

*** يحفظ المحلول فى عبوات بلاستيكية من البولى إيثيلين .

٣- محلول النترات معلوم التركيز (Stock nitrate Solution) :-

جفف نترات البوتاسيوم Potassium nitrate لمدة ٢٤ ساعة عند ١٠٤ م° فى فرن تجفيف أذب ٠,٧٢١٨ جم ، فى الماء المقطر خفف حتى واحد لتر .

$$\text{ml} = 100 \mu\text{g NO}_3 \text{ as N}$$

$$\text{ml} = 443 \mu\text{g NO}_3\text{as NO}_3$$

*** و يحفظ المحلول فى زجاجات بنية بعد اضافة ٢مل من الكلوروفورم. هذا المحلول ثابت على الأقل لمدة ٦ شهور.

٤ - محلول قياسى من النترات (Stock nitrate Solution) :-

خفف ١٠٠ مللى من (Stock nitrate Solution) حتى واحد لتر

$$\text{ml} = 10 \mu\text{g NO}_3\text{as N}$$

$$\text{ml} = 44.3 \mu\text{g NO}_3\text{as NO}_3$$

*** و يحفظ المحلول فى زجاجات بنية بعد اضافة ٢مل من الكلوروفورم. هذا المحلول ثابت على الأقل لمدة ٦ شهور.

الطريقة:-

صب ٥٠ مل من العينة فى كاس زجاجى و صف اليها حوالى ١ مل من سالات الصوديوم ثم بخر العينة على حمام مائى حتى التبخير ثم ضعها فى فرن تجفيف عند ١٠٥ م° تجف. تنقل العينة وتحفظ فى المجفف حتى تبرد. يضاف اليها ٢ مل حمض كبريتيك مركز و أتركها لمدة ٢ دقيقة. أضف ١٥ مل ماء مقطر ثم أتركها تبرد ثم أضف ١٥ مل من محلول بوتاسيوم - صوديوم نترات ثم أترك العينة حتى تبرد أكمل حتى ٥٠ مل بالماء المقطر.

تحضير المنحنى القياسى (Standard Curve):-

- حضر سلسله من المحاليل القياسية بتخفيف أحجام تعطى تركيزات مناسبة وخفف حتى ٥٠ مل بالماء

المقطر

$$\text{mg NO}_3\text{as NO}_3 / \text{L} = \mu\text{g NO}_3 \text{ (in } 50 \text{ final volume) } / \text{mL sample}$$

Ml										
Mg/l										

- يعامل كل تركيز على حدة كما عوملت العينة .

- يضبط الجهاز عند طول موجى ٤٢٠ nm .

- يتم تصغير الجهاز بإستخدام البلاك.

- يتم قياس الامتصاص للمحاليل القياسية عند طول موجى ٤٢٠ nm .

- يتم رسم منحنى العلاقة بين تركيز النترات مجم/لتر والامتصاص المقابل له .

الحسابات :-

تحسب التركيزات مباشرة من على المنحنى القياسى أو تقارن العينة بالمحاليل القياسية بإستخدام أنابيب نسلر

التقرير :-

سجل تركيز النترات للمياه الخام والمياه المعالجة مره كل أسبوع فى التقرير الكيماوى الأسبوعى

	الحديد (SOPs) Iron	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال
---	---	--

مقدمة:-

يوجد الحديد فى شكلين حديدوز Fe^{2+} , حديديك Fe^{3+} . يوجد أيون الحديد فى المياه الجوفية. ويشترك الحديد

الذائب فى الماء من التربه والصخور. وقد ينتج أيضاً من تآكل الأنابيب الحديدية الغير محمية والخزانات .

وتستطيع تركيزات الحديد أكثر من ٠,٣ مجم/لتر أن تسبب(مياه حمراء) غير مرغوب فيها . وتستطيع بكتيريا

الحديد مثل الجاليونيلا Gallionella أن تسبب مشاكل مياه حمراء وطعم ولون , وإنسداد فى المواسير وفشل

الطلّبات . لا يوجد تأثيرات معروفة على الصحة من مياه الشرب التي تحتوي على حديد, وتعتمد حدود جودة المياه للتركيزات المسموحة للحديد في مصادر المياه على مشكلة اللون والطعم الغير مرغوب فيها .

Phenanthroline Method

مبدأ الطريقة :-

يختزل الحديد إلى الحديدوز (Fe^{2+}) عند غليانة مع حمض الهيدروكلوريك ومحلّول هيدروكسيل أمين عند معالجة بإضافة ١٠,١ فينانثرولين في وسط له رقم هيدروجيني ٣,٢ - ٣,٣ . ويتكون مركب أحمر برتقالي . وتعتمد شدة اللون على درجة تركيز الحديد .

التداخلات :-

- من المواد المتداخلة العوامل المؤكسدة القوية مثل السيانييد, النيتريت, الفوسفات, الكروم, الزنك, بتركيزات تزيد ١٠ مرات عن تركيز الحديد . وكذلك الكوبلت والنحاس إذا زاد عن ٥ مجم/ل والنيكل إذا زاد عن ٢ مجم/ل . والمعادن تتسبب في ترسب الفينانثرولين .
- الغلى المبدئي بالحمض يحول الفوسفات إلى أورثوفوسفات ويزيل السيانييد والنيتريت .
- إضافة زيادة من الهيدروكسيل أمين لتقليل الأخطاء التي تسببها العوامل المؤكسدة القوية .
- في حالة وجود تداخل من المعادن أستخدم الزيادة من الفينانثرولين .
- وإذا وجد كميات ملحوظة من اللون أو المواد العضوية يمكن تبخير العينة ويعاد ذوبانها في الحمض .

تداول العينة :-

- يجب جمع العينات في حاويات زجاجية أو بلاستيكية مغسولة بحمض ثم بماء مقطر .
- *** بدون حفظ : يمكن أن يترسب الحديد أو يدمص على جدران الحاوية وعلى ذلك يجب تحليل عينات الحديد حالاً بعد جمعها (خلال ساعه) إذا لم نتمكن من تحليل العينة خلال ساعة يجب حفظها .

الحفظ :

عند تقدير الحديد تحفظ العينة بإضافة حوالى ٠,٥ مل من حمض النيتريك المركز لكل ١٠٠ مل من العينة بحيث يتم خفض ال PH ≥ 2 وسوف تحفظ العينة لأكثر من ٦ شهور . عند إجراء التجربة تضبط PH من (٣ - ٥) ب ٥N هيدروكسيد الصوديوم ولا ترفع ال PH إلى أعلى من ٥ لتجنب ترسيب الحديد.

***** عند تقدير الحديد الذائب :**

يتم ترشيح العينة على مرشح غشائى ٠,٤٥ ميكرون فى موقع جمع العينة ثم يتم الحفظ بـ حمض النيتريك.

الأجهزة والمعدات :-

سبكتروفوتومتر عند طول موجى nm ٥١٠ , أنابيب نسلر ١٠٠ مل , زجاجيات , ماصات مغسولة بـ حمض HCL ثم ماء مقطر لإزالة ترسيبات الحديد.

التحضيرات :-

**** إحفظ كل التحضيرات فى حاويات من الزجاج محكمة الغلق ****

١- حمض HCL مركز Conc. Hydrochloric cid :-

يحتوى على أقل من ٠,٥ جزء فى المليون حديد .

***** وهذا المحلول ثابت فى حالة الغلق المحكم .**

٢- هيدروكسيل أمين Hydroxylamine solution :-

أذب ١٠ جم $NH_2OH.HCL$ فى ١٠٠ مل ماء مقطر.

***** المحلول ثابت لعدة شهور .**

٣- بفر خلات الأمونيوم Ammonium acetate buffer solution :-

أذب ٢٥٠ جم $NH_4C_2H_3O_2$ فى ١٥٠ مل ماء مقطر , أضف ٧٠٠ مل حمض خليك ثلجى glacial acetic

(acid) .

***** وهذا المحلول ثابت فى حالة الغلق المحكم .**

***لأنه حتى الأنواع الجيدة من خلاات الأمونيوم تحتوى على نسبة من الحديد لذلك يتم تحضير محاليل قياسية جديدة مع كل تحضير للبفر .

٤- أسيتات صوديوم :-

أذب ٢٠٠ جم $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ فى ٨٠٠ مل ماء مقطر .

٥- محلول الفينانثرولين Phenanthroline Solution :-

أذب ١٠٠ مجم ١,١٠ فينانثرولين $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ فى ١٠٠ مل ماء مقطر . وهناك طريقتان للمساعدة فى الإذابة . التقليب والتسخين حتى ٨٠ م° مع تجنب الغليان . أو إضافة ٢ نقطة من حمض HCL المركز .
*** إستبعد المحلول إذا أغمق لونة .

*** المحلول ثابت لعدة شهور .

*** ١ مل من هذا المحلول يكفى فقط لـ ١٠٠ ميكروجرام حديد .

٦- برمنجنات البوتاسيوم : (٠.٠٢M) Potassium Permanganate :-

أذب ٠,٣١٦ جم KMNO_4 فى ماء مقطر وخفف حتى ١٠٠ مل .

٧- محلول معلوم التركيز من الحديد Stock iron solution :-

بإستخدام ملح (Ferrous ammonium sulfate) كبريتات الحديدوز الأمونيومى . وذلك بإضافة ٢٠ مل حمض كبريتيك مركز إلى ٥٠ مل ماء مقطر . ثم أذب ١,٤٠٤ جم $\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ فى المحلول السابق . أضف ٠,٠٢ مولار برمنجنات بوتاسيوم نقطة نقطة حتى يظهر اللون الوردى الفاتح . (يستهلك تقريباً ٥٠ مللى بوتاسيوم برمنجنات . خفف حتى لتر بالماء المقطر الخالى من الحديد . واخلط جيداً َّ

$$1 \text{ ml} = 200 \mu\text{g Fe}$$

*** المحلول ثابت لعدة شهور .

٨- محلول قياسي من Iron Standard solution :-

خفف ٥٠ مللى من محلول Stock فى قارورة عيارية سعة ١٠٠٠ مل وخفف حتى العلامة بالماء المقطر .

$$1 \text{ ml} = 10 \mu\text{g Fe}$$

*** يحضر يومياً للإستخدام .

الطريقة:-

تقدير الحديد الكلى:-

تمزج العينة جيداً ويأخذ منها ١٠٠ مل فى دورق مخروطى سعة ١٢٥ مل . أونأخذ جزء من العينة ويخفف إلى ١٠٠ مللى. أضف ٢ مل حمض HCL مركز . أضف ١ مل هيدروكسيل أمين $\text{NH}_2\text{OH.HCL}$. أضف كرات زجاجية . سخن حتى الغليان وأستمر فى الغليان حتى يقل الحجم من ١٥ إلى ٢٠ مل . إذاجفت العينة يضاف (٢ مل حمض HCL مركز مع ٥ مل ماء مقطر) . أنقل إلى ١٠٠ مل قارورة عيارية أو أنبوبة نسلر . أضف ١٠ مل من محلول البفر و ٤ مل من محلول الفينانثرولين . خفف حتى العلامة بالماء المقطر . إخلط جيداً وأتركها ١٠ دقائق حتى تكون اللون .

تحضير المنحنى القياسى (Standard Curve):-

حضر سلسله من المحاليل القياسية بأخذ كميات معلومة من محلول الحديد القياسى تعطى تركيزات مناسبة من ٠ إلى ٤,٠ مجم/لتر وخفف إلى ٥٠ مل بالماء المقطر ثم توضع فى قارورة أيرلينماير أضف ٢ مل من حمض HCL المركز و ١ مل من هيدروكسيل أمين هيدروكلوريد ثم أنقل إلى قارورة عيارية ١٠٠ مل أو أنبوبة نسلر ١٠٠ مل ثم أضف ١٠ مل خلات أمونيوم و ٤ مل فينانثرولين وخفف حتى العلامة بالماء المقطر . وأخلط جيداً وأتركها لمدة ١٠ دقائق حتى يتكون اللون . يضبط الجهاز عند طول موجى ٥١٠ nm . يتم تصفير الجهاز بإستخدام البلاك . يتم قياس الامتصاص للمحاليل القياسية . يتم رسم منحنى العلاقة بين تركيز الحديد مجم/لتر والامتصاص المقابل له .

$$\text{mg Fe/L} = \mu\text{g Fe (in } 100 \text{ final volume) / mL sample}$$

MI									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mg/l										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

الحسابات :-

تحسب التركيزات مباشرة من على المنحنى القياسى أو تقارن العينة بالمحاليل القياسيه بإستخدام أنابيب نسلر

التقرير :-

سجل تركيز الحديد للمياه الخام والمياه المعالجة مره كل أسبوع فى التقرير الكيماوى الأسبوعى .

	الفلوريدات (SOPs) Florides	التحاليل الفيزيائيه والكيميائيه لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال
---	---	---

مقدمة :-

يقل تركيز الفلوريدات فى مياه الشرب حوالى ١مجم/لترو هذا التركيز يقلل من تلوث ألسنان مع عدم التأثير على

الصحة العامة ويمكن أن تتواجد الفلوريدات طبيعياً فى الماء أو يمكن إضافتها بجرعات محددة .

وقد تسبب التركيزات العالية ٢مجم/لتر صبغ أو تهشم الأسنان و يسمى تفلوراًالاسنان (Dental Fluorosis) .

**** تقدير الفلوريدات بطريقة SPADNS ****

مبدأ التفاعل :-

تعتمد طريقة SPADNS اللونية على التفاعل بين الفلوريدات و صبغة الزركونيم الحمراء الارجوانية . تتفاعل الفلوريدات مع الصبغة الحمراء وتحلل جزء منها كيميائياً إلى مركب عديم اللون (ZrF_6^{-2}) وكلما زادت نسبة الفلوريدات يصبح اللون فاتحاً أكثر .

التداخلات :-

تتأثر الطريقة بالتداخلات الآتية حيث تسبب هذه التركيزات ٠,١ مجم /لتر خطأ لكل ١مجم/لتر فلوريد

الأيونات	القلوية	Al^{3+}	Cl^- الكلوريد	الكلورين	اللون والعكارة	الحديد	فوسفات	كبريتات
التركيز مجم/ل	٥٠٠٠	٠,١	٧٠٠٠	يزال بالكامل	يزال بالتقطير	١٠	١٦	٢٠٠

لإزالة التداخل يتم تقطير العينة . وأيضاً يجب تقطير العينات التي لها لون أو التي لها عكارة . في بعض الحالات يمكن استخدام تخفيف العينة أو إضافة كميات مناسبة من المادة المتداخلة إلى المحاليل القياسية لتعويض تأثير التداخل . و يتم إزالة الكلور بأرزينات الصوديوم $NaAsO_2$. أستخدم العينة والمحاليل القياسية في نفس درجة الحرارة مسموح بفرق ٢ م . مراعاة ثبات درجة الحرارة أثناء تكون اللون . حضر منحنيات قياسية مختلفة للمدى المختلف لدرجات الحرارة .

تداول العينة :-

يجب جمع العينات في عبوات من البولي إيثيلين بحجم لا يقل عن ١٠٠ مل - ويمكن إستخدام عبوات

زجاجية إذا لم تكن تحتوي من قبل على محاليل فلوريد عالية . إغسل دائماً العبوة بجزء من العينة .

لا تحتاج العينة إلى وسيلة حفظ وأقصى مدة للحفظ هي ٢٨ يوم .

الأجهزة والمعدات :-

سبكتروفوتومتر عند ٥٧٠ nm و ١ cm light path - ماصات زجاجية - وأنابيب نسلر - زجاجيات .

التحضيرات :-

١- محلول معلوم التركيز من الفلوريد Stock Fluoride Solution :-

أذب ٢٢١ مجم فلوريد صوديوم لامائي NaF في ماء مقطر وأنقل إلى دورق قياسى سعة لتر وخفف حتى العلامة .

$$1 \text{ ml} = 100 \mu\text{g F}^{-1}$$

٢- محلول قياسى من الفلوريد Fluoride Standard Solution :-

أضف ١٠٠ مل من محلول Stock في قارورة عيارية سعة ١٠٠٠ مل خفف حتى العلامة بالماء المقطر .

$$1 \text{ ml} = 10 \mu\text{g F}^{-1}$$

٣- محلول ال SPADNS :-

أذب ٩٥٨ مجم SPADNS في ماء مقطر وخفف حتى ٥٠٠ مل .

*** هذا المحلول ثابت لمدة سنة في حالة حفظه بعيداً عن ضوء الشمس المباشر .

٤- كاشف حمض الزركونيل Zirconyl – acid reagent :-

أذب ١٣٣ مجم من كلوريد الزركونيل $\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ (Zirconyl Chlorid Octahydrate) في حوالى

٢٥ مل ماء مقطر ثم أضف ٣٥٠ مل حمض HCL مركز ثم خفف إلى ٥٠٠ مل بالماء المقطر .

٥- Acid zirconyl- SPADNS reagent :-

يتم خلط حجم متساوى من كلاً من محلول ال SPADNS ومحلول Zirconyl – acid reagent .

*** وهذه التحضيرات ثابتة لمدة سنتين .

٦- المحلول المرجعى Reference Solution :-

أضف ١٠ مل من محلول ال SPADNS إلى ١٠٠ مل ماء مقطر . خفف ٧ مل من حمض الهيدروكلوريك المركز إلى ١٠ مل ويتم إضافة ذلك إلى محلول SPADNS المخفف السابق .

*** المحلول الناتج يستخدم فى تصفير الجهاز وهو ثابت على الأقل لمدة سنة .

٧- محلول أرزينات الصوديوم Sodium Arsenic Solution :-

أذب حجم NaAsO_2 وخفف حتى ١ لتر بالماء المقطر .

*** تحذير :- مادة سامة تجنب إبتلاعها .

الطريقة :-

التحضير المبدئى للعينة :-

وعند وجود كلور يتم إزالة بإضافة نقطة (٠,٠٥ مل) من أرزينات الصوديوم NaAsO_2 لكل ٠,١ مجم كلور متبقى ثم أخلط . على سبيل المثال للعينة ٥٠ مللى التى تحتوى على كلور متبقى ٢ مجم /لتر أضف نقطة من أرزينات الصوديوم ولاستخدم زيادة من العوامل المزيلة للكلور .

خطوات التجربة :-

نأخذ ٥٠ مل من العينة أو جزء من العينة يخفف إلى ٥٠ مل . أضبط درجة حرارة العينة مثل درجة حرارة المحاليل القياسية بالمنحنى القياسى . يتم إضافة ٥ مل من محلول ال SPADNS و ٥ مل من محلول حمض الزركونيل أو ١٠ مل من Acid zirconyl- SPADNS reagent إلى العينة .

أخلط جيداً . يتم تصفير الجهاز بإستخدام المحلول المرجعى يتم قياس التركيز من على المنحنى القياسى . عند طول موجى ٥٧٠ nm .

تحضير المنحنى القياسى Standard Curve :-

حضر سلسله من المحاليل القياسية بتخفيف أحجام تعطى تركيزات مناسبة من (٠ إلى ١,٤ مجم /لتر) وخفف حتى ٥٠ مل بالماء المقطر .

$$\text{mg F}^{-} / \text{L} = \mu\text{g F}^{-} / \text{mL sample}$$

MI										
mg/l										

- يعامل كل تركيز على حدا كما عوملت العينة .
- يضبط الجهاز عند طول موجى ٥٧٠ nm .
- يتم تصفير الجهاز بإستخدام المحلول المرجعى .
- يتم قياس الامتصاص للمحاليل القياسية .
- يتم رسم منحنى العلاقة بين تركيز الفلوريدات مجم/لتر والامتصاص المقابل له .

الحسابات :-

تحسب التركيزات مباشرة من على المنحنى القياسى أو تقارن العينة بالمحاليل القياسية بإستخدام أنابيب نسلر

التقرير :-

	الكبريتات (SOPs) Sulfates	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال
---	--------------------------------------	--

سجل تركيز الفلوريد للمياه الخام والمياه المعالجة مره كل أسبوع فى التقرير الكيماوى الأسبوعى .

مقدمة :-

الكبريتات؛ SO₄ هى جزء من العسر الدائم للمياه ٠ وتدخل إلى المياه عن طريق المرور على التكوينات الجيولوجية أو

من التلوث الجوى، عفن النباتات، نفايات المصانع ، المناجم إضافة كبريتات الألومنيوم أثناء معالجة الماء .
وعن منظمة الصحة العالمية فإن مستويات الكبريتات أكثر من ٢٥٠ مجم/لتر تسبب شكوى المستهلكين من الطعام .
ومع ذلك فإن الكبريتات إحدى أقل الأيونات الموجودة فى الماء من حيث السمية ولا يوجد معيار على أساس صحى.

مبدأ التفاعل :-

تترسب أيونات الكبريتات SO_4 فى الوسط الحامضى بكلوريد الباريوم ($BaCl_2$) مكونة كبريتات الباريوم كريستال ($BaSO_4$) ذات المقاس الثابت . الضوء الممتص لكبريتات الباريوم يقاس بواسطة جهاز السبكتروفوتوميتر (Spectrophotometer).

التداخلات :-

اللون ،المواد العالقة،العكارة بكميات كبيرة تسبب تداخل .بعض المواد العالقة يمكن أزالتها بالترشيح إذا كان اللون ،المواد العالقة ،العكارة بكمية صغيرة بالمقارنة بتركيز الكبريتات يصحح التداخل بعمل عينة غفل تجرى عليها نفس الخطوات تحت نفس الظروف بإستبعاد كلوريد الباريوم .
تتداخل السيلكا إذا وجدت بتركيزات أكبر من ٥٠٠ مجم /لتر .

العينات المحتوية على مواد عضوية لايترسب كلوريد الباريوم .فى الماء المعالج لاتوجد أيونات أخرى غير الكبريتات تكون مع الباريوم مركب غير ذائب .يتم عمل التجربة فى درجة حرارة الغرفة .

تداول العينة :-

تجمع العينات فى عبوات زجاجية أو بلاستيكية بحجم لا يقل عن ١٠٠ مللى . عند الحفظ يتم حفظها فى الثلاجة عند ٤م° . وأقصى مدة للحفظ هى ٢٨ يوم . يتم عمل التجربة فى درجة حرارة الغرفة .

الأجهزة والمعدات:

قلاّب مغناطيسى (Magnetic Stirrer) يجب ضبط القلاّب على سرعة ثابتة لكل العينات والمحاليل القياسية

ولتحقيق ذلك أيضاً يستخدم مغناطيس له نفس الشكل والحجم .

السبكتروفومتر (Spectrophotometer)، عند ٤٢٠ nm ومسار ضوئي ٢,٥ إلى ١٠ cm

ساعة إيقاف أو مؤقت كهربى .معلقة قياسية من ٠,٢ إلى ٠,٣ مللى .

التحضيرات :-

محلول البفر :

أخلط ٣٠ مل حمض الهيدروكلوريك المركز HCl + ٣٠٠ مل ماء مقطر + ١٠٠ مل من الكحول الإيثيلي ٩٥% أو

الأيزوبروبيلي + ٧٥ مجم من كلوريد الصوديوم

أضف ٥٠ مللى جلسرين إلى هذا المحلول

كريستالات كلوريد الباريوم $BaCl_2$:

محلول قياسي من الكبريتات:

خفف ١٠,٤ مللى من ٠,٠٢ عيارى حمض كبريتيك إلى ١٠٠ مللى بالماء المقطر .

$$1 \text{ ml} = 100 \mu\text{g SO}_4^{2-}$$

أذب ٠,١٤٧٩ جم كبريتات صوديوم لامائية Na_2SO_4 فى ماء مقطر وخفف إلى لتر .

$$1 \text{ ml} = 100 \mu\text{g SO}_4^{2-}$$

الطريقة :-

أضف ١٠٠ مللى من العينة أو حجم معين من العينة يخفف إلى ١٠٠ مل بالماء المقطر فى دورق مخروطى

٢٥٠ مللى .أضف ٥ مل من محلول البفر .

أخلط جيداً بواسطة جهاز التقليب المغناطيسى وخلال عملية التقليب أضف معلقة من حبيبات كلوريد الباريوم

حوالى ١ جم وبالأستعانة بساعة الايقاف قلب لمدة دقيقة ٠ وذلك على سرعة ثابتة للعينات والمحاليل

القياسية.بعدأنهاء التقليب ضع المحلول فى خلية القياس لجهاز السبكتروفومتر عند طول موجى ٤٢٠ . يتم القياس

خلال ٥ دقائق .

تحضير المنحنى القياسى :-

حضر سلسله من المحاليل القياسية بتخفيف أحجام تعطى تركيزات مناسبة وخفف حتى ١٠٠ مل ويتم عمل بلانك.

$$\text{mg SO}_4^{2-} / \text{L} = (\text{mg SO}_4^{2-} \times 1000) / \text{mL sample}$$

ml										
mg/l										

- يعامل كل تركيز على حدا كما عوملت العينة .

- يتم ضبط الجهاز عند طول موجى ٤٢٠ nm .

- يصفر الجهاز بإستخدام البلانك.

- يقاس إمتصاص لون المحاليل القياسية عند الطول الموجى ٤٢٠ nm .

- يتم رسم منحنى العلاقة بين تركيزالكبريتات مجم/ل والامتصاص المقابل.

الحسابات :-

تحسب التركيزات مباشرة من على المنحنى القياسى أو تقارن العينة بالمحاليل القياسيةه بإستخدام أنابيب نسلر .

التقرير :-

	الكبريتات (SOPs) Sulfates (another method)	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال
---	---	---

سجل تركيز الكبريتات للمياه الخام والمياه المعالجة مره كل أسبوع فى التقرير الكيماوى الأسبوعى .

مقدمة :-

الكبريتات؛ SO_4 هي جزء من العسر الدائم للمياه .وتدخل إلى المياه عن طريق المرور على التكوينات الجيولوجية أو من التلوث الجوى ،عفن النباتات ،نفايات المصانع ،المناجم إضافة كبريتات الألومنيوم أثناء معالجة الماء . وعن منظمة الصحة العالمية فأن مستويات الكبريتات أكثر من ٢٥٠مجم/لتر تسبب شكوى المستهلكين من الطعم .ومع ذلك فإن الكبريتات إحدى أقل الأيونات الموجودة فى الماء من حيث السمية ولا يوجد معيار على أساس صحى .

مبدأ التفاعل :-

تترسب أيونات الكبريتات SO_4 فى الوسط الحامضى بكلوريد الباريوم ($BaCl_2$) مكونة كبريتات الباريوم كريستال ($BaSO_4$) ذات المقاس الثابت .الضوء الممتص لكبريتات الباريوم يقاس بواسطة جهاز السبكتروفوتوميتر (Spectrophotometer) .

التداخلات :-

اللون ،المواد العالقة،العكارة بكميات كبيرة تسبب تداخل .بعض المواد العالقة يمكن أزالته بالتريشيع إذا كان اللون ،المواد العالقة ،العكارة بكمية صغيرة بالمقارنة بتركيز الكبريتات يصحح التداخل بعمل عينة غفل تجرى عليها نفس الخطوات تحت نفس الظروف بإستبعاد كلوريد الباريوم.تتداخل السيلكا إذا وجدت بتركيزات أكبر من ٥٠٠ مجم /لتر . العينات المحتوية على مواد عضوية لايتسبب كلوريد الباريوم .فى الماء المعالج لاتوجد أيونات أخرى غير الكبريتات تكون مع الباريوم مركب غير ذائب .يتم عمل التجربة فى درجة حرارة الغرفة .

تداول العينة :-

تجمع العينات فى عبوات زجاجية أو بلاستيكية بحجم لا يقل عن ١٠٠ملى . عند الحفظ يتم حفظها فى الثلاجة عند ٤م° . وأقصى مدة للحفظ هي ٢٨يوم . يتم عمل التجربة فى درجة حرارة الغرفة .

الأجهزة والمعدات:

قلاّب مغناطيسى (Magnetic Stirrer): يجب ضبط القلاّب على سرعة ثابتة لكل العينات والمحاليل القياسية ولتحقيق ذلك أيضاً يستخدم مغناطيس له نفس الشكل والحجم .

السبكتروفومتر (Spectrophotometer)، عند 420 nm ومسار ضوئى 2,5 إلى 10 cm.

ساعة إيقاف أو مؤقت كهربى . معلقة قياسية من 0,2 إلى 0,3 مللى .

التحضيرات :-

محلول البفر A:

أذب 30 جم كلوريد الماغنسيوم ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$) ، 5 جم أسيتات صوديوم ($CH_3COONa \cdot 3H_2O$) ، 1,0 جم نترات بوتاسيوم (KNO_3) ، 20 مللى حمض أسيتيك 99% (CH_3COOH) فى 500 مل ماء مقطروأكمل للتر

محلول البفر B:

عندما يكون تركيز العينة أصغر من 10 مجم / لتر. أذب 30 جم كلوريد الماغنسيوم ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$) ، 5 جم أسيتات صوديوم ($CH_3COONa \cdot 3H_2O$) ، 1,0 جم نترات بوتاسيوم (KNO_3) ، 111,0 كبريتات صوديوم Na_2SO_4 ، 20 مللى حمض أسيتيك 99% (CH_3COOH) فى 500 مل ماء مقطروأكمل إلى لتر .

كريستالات كلوريد الباريوم $BaCl_2$:

محلول قياسى من الكبريتات:

خفف 10,4 مللى من 0,02 عيارى حمض كبريتيك إلى 100 مللى بالماء المقطر

$$1 \text{ ml} = 100 \mu\text{g SO}_4^{2-}$$

أذب 0,1479 جم كبريتات صوديوم لامائية Na_2SO_4 فى ماء مقطر وخفف إلى لتر .

$$1 \text{ ml} = 100 \mu\text{g SO}_4^{2-}$$

الطريقة :-

أضف 100 مللى من العينة أو حجم معين من العينة يخفف إلى 100 مل بالماء المقطرفى دورق مخروطى

250 مللى . أضف 20 مل من محلول البفرأخلط جيداً بواسطة جهاز التقليب المغناطيسى وخلال عملية التقليب أضف

معلقة من حبيبات كلوريد الباريوم حوالى ١ جم وبالأستعانة بساعة الايقاف قلب لمدة 2 ± 6 ثانية وذلك على سرعة ثابتة. بعد انتهاء التقليب ضع المحلول فى خلية القياس لجهاز السبكتروفومتر عند طول موجى 420 nm خلال (٥ $\pm 0,5$) دقيقة. يتم عمل محلول قياسى مع كل ٣-٤ عينات .

تحضير المنحنى القياسى :-

حضر سلسله من المحاليل القياسية بتخفيف أحجام تعطى تركيزات مناسبة وخفف حتى ١٠٠ مل ويتم عمل بلانك.

$$\text{mg SO}_4^{2-} / \text{L} = \text{mg SO}_4^{2-} \times 1000 / \text{mL sample}$$

Ml										
mg/l										

- يعامل كل تركيز على حدا كما عوملت العينة .

- يتم ضبط الجهاز عند طول موجى 420 nm .

- يصفر الجهاز بإستخدام البلانك.

- يقاس إمتصاص لون المحاليل القياسية عند الطول الموجى 420 nm .

- يتم رسم منحنى العلاقة بين تركيز الكبريتات مجم/ل و الامتصاص المقابل.

الحسابات :-

تحسب التركيزات مباشرة من على المنحنى القياسى.

التقرير سجل تركيز الكبريتات للمياه الخام والمياه المعالجة مره كل أسبوع فى التقرير الكيماوى الأسبوعى .

	الكلور المتبقى (SOPs) Residual Chlorine By DPD	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبد الحميد جلال
---	---	---

**** قياس الكلور المتبقى بطريقة (DPD Colorimetric method) ****

مبدأ التفاعل :-

تتفاعل التركيزات القليلة من الكلور أقل من ٤ جزء في المليون مع ال DPD

(N,N-Diethyl-P-Phenylenediamine) معطياً لوناً أحمر يختلف في شدته حسب تركيز

الكلور ويجب تخفيف العينة ذات تركيز أعلى من ٤ جزء في المليون بالماء المقطر الخالي من الكلور .

التداخلات :-

طريقة DPD تتداخل بالصورة المؤكسدة للمنجنيز و لابلد من معادلتها بالبلاك .

تداول العينة :-

يجب عمل الكلور المتبقى في الحال خلال ١٠ - ١٥ دقيقة بعد جمع العينة بسبب عدم ثبات الكلور .

الأجهزة والمعدات :-

سبكتروفوتومتر عند طول موجي ٥١٥nm و light Path ١cm or Longer - زجاجيات .

التحضيرات :-

- محلول الفوسفات المنظم Phosphate Buffer solution :-

أذب ٨٠٠ مجم من الأديتا Disodium Ethylene diamine tetra acetic acid dihydrate

في ١٠٠ مل ماء مقطر . وبعد تجهيزة بهذه الطريقة يذاب فيه ٢٤ جم من فوسفات الصوديوم أحادي الهيدروجين

اللامائي $\text{Na}_2\text{HPO}_4 + ٤٦$ جم من فوسفات البوتاسيوم ثنائي الهيدروجين اللامائي KH_2PO_4 في ماء مقطر

ثم خفف حتى لتر بالماء المقطر .

أضف ٢٠ مجم كلوريد زئبق HgCl_2 أو ٢ نقطة من الطولين لمنع النموات الفطرية .

تحذير : كلوريد زئبق HgCl_2 مادة سامة تجنب إبتلاعها .

- كاشف (DPD) N,N-diethyl-p-phenylenediamine :

إحضر ماء مقطر خالي من الكلور يحتوى على ٨ مل من ١+٣ حمض كبريتيك ، أذب ٢٠٠ ملجم من ملح (EDTA) disodium ethylenediamine dihydrate ثم تذاب فيه إحدى هذه المواد ١ جرام من أوكسالات الـDPD أو ١,٥ جرام منDPD SulfatePentahydrate أو ١,١ جم من anhydrous DPD Sulfate ٠ يخفف حتى لتر بالماء المقطر .

** ويحفظ فى زجاجة بنية اللون محكمة الغلق .

يتم عمل بلانك ويتم قياس الإمتصاص لها عند ٥١٥nm ويتم التخلص من المحلول إذا زاد الإمتصاص عن ٠,٠٠٢ /سم .

- كبريتات الأمونيوم الحديدية (القياسية) : -

يذاب ١,١٠٦ جرام من ملح $(\text{Fe}(\text{NH}_4)_2 (\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})$ فى ماء مقطر يحتوى على ١ مل من حمض الكبريتيك (١+٣) ثم خفف إلى لتر باستخدام ماء مقطر مغلي ومبرد . وهذا المحلول يمكن إستخدامة لمدة إسبوع .

- يوديد بوتاسيوم KI : -

- أرزينات الصوديوم :-

٥جم من NaAsO_2 فى ماء مقطر وخفف حتى لتر .

- ماء مقطر خالى من الكلور : -

- محلول برمنجنات البوتاسيوم Stock Solution : -

أذب ٨٩١ مجم KMnO_4 فى ١٠٠٠ مل ماء مقطر .

- المحلول القياسى للبرمنجنات:-

خفف ١٠ مل من محلول Stock إلى ١٠٠ مل بالماء المقطر فى قارورة عيارية . عند تخفيف ١مل من هذا

المحلول إلى ١٠٠ مل بالماء المقطر يكون الكلور المكافئ ١مجم / لتر .

الطريقة :-

١- الكلور الحر المتبقى:-

ضع ٠,٥ مللى من محلول البفر +٠,٥ مللى من كاشف (DPD) فى أنبوبة اختبار أضف ١٠ مل عينة ثم أخلط جيداً أقرأ اللون حالاً .

- الكلور الكلى :-

٢- يضاف بعد الخطوة رقم (١) ١ جم من يوديد البوتاسيوم ويقلب حتى الذوبان . أترك المحلول لمدة دقيقتين (فى هذه الحالة يحول الكلور أمين اليوديد إلى يود) ويتحول اللون للأحمر مرة أخرى تتم المعايرة حتى اختفاء اللون.

الكلور المتحد المتبقى = الكلور الكلى - الكلور الحر المتبقى

تحضير المنحنى القياسى :-

حضر سلسلة من المحاليل القياسية من محلول البرمنجنات تعطى كلور مكافئ من ٠,٠٥ إلى ٤ مجم للتر ثم خفف حتى ١٠٠ مل

ml										
mg/l										

ضع ٥ مللى من محلول البفر +٥ مللى من كاشف (DPD) فى قارورة إيرلينماير ثم ضع ١٠٠ مل من المحلول القياسى أخلط جيداً

يضبط الجهاز عند طول موجى ٥١٥ nm . يتم تصفير الجهاز . يتم قياس الامتصاص للمحاليل القياسية . على أن يتم معايرة كل محلول قياسى بكبريتات الأمونيوم الحديدية (القياسية) لمعرفة مدى إمتصاص البرمنجنات بالماء المقطر.

يتم رسم منحنى العلاقة بين تركيز الكلور المتبقى مجم/لتر والامتصاص المقابل له .

الحسابات :-

تحسب التركيزات مباشرة من على المنحنى القياسى أو تقارن العينة بالمحاليل القياسيه بإستخدام أنابيب نسلر .

التقرير :-

يتم قياس الكلور المتبقى كل ساعتين للموزع و المروق والمياه المعالجة ويسجل فى تقرير التسجيل اليومى ويجب تسجيل عدد العينات ١٢ عينة للمياه المعالجة والحد الأعلى والحد الأدنى ومتوسط الكلور المتبقى يومياً فى دفتر التسجيل اليومى للمحطة ويجب تقريب النتائج إلى أقرب رقم عشرى مثلاً ١,٦ جزء فى المليون .

	السيكا الذائبة (SOPs) Silica	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال
---	---	--

مقدمة :-

توجد السليكا فى الطبيعة فى صورة مركبات ولا تتواجد فى صورة حرة وتدخل السليكا إلى المياه كمواد معلقة أو غروية أو فى شكل أيونات السليكا من خلال تآكل الصخور المحتوية على سيلكا. وتحتوى المياه الطبيعية على سيلكا فى حدود من ١ إلى ٣٠ وهذه المستويات ليس لها آثار صحية معاكسة على الإنسان ولا يوجد معيار خاص بالسليكا فى الحدود المصرية. ومع ذلك فوجود السليكا غير مرغوب فيه من عديد من الصناعيين لأنها تشكل صعوبة فى إزالة السليكا وقشورها من مختلف المعدات وفى حالة وجود تركيز عالى من عنصر الماغنسيوم تتفاعل السليكا معه مكونة ترسيبات فى أجهزة الغلايات.

مبدأ التفاعل :-

أمونيوم موليبdates عند pH حوالى ١,٢ تتفاعل مع السليكا ومع أى فوسفات موجود ويتكون حمض موليبدوفوسفات وحمض موليبدوسيلكات. يضاف حمض الأوكساليك لى نتخلص من حمض موليبدوفوسفات فقط ولا يؤثر على حمض موليبدوسيلكات. حتى فى العينات التى لا يوجد بها فوسفات لا بد من إضافة حمض الأوكساليك لإضافته مفضلة وأجبارية فى هذه الطريقة.

الموليبدوسيلكات ذات لون أصفر مميز يتم قياصة عند طول موجى ٤١٠.

شدة اللون الأصفر تتناسب مع تركيز الموليبdates النشطة للسليكا.

التداخلات :-

تجنب استخدام الأدوات الزجاجية بقدر الأمكان وإستخدم كيماويات ذات محتوى قليل من السليكا. أعمل بلانك لتصحيح السليكا حمض التنيك والكميات الكبيرة من الحديد، اللون، والعكارة والكبريتيد والفوسفات تتداخل. حمض الأوكساليك يزيل التداخل من الفوسفات ويقلل التداخل من حمض التنيك. يمكن التعويض الضوئى لإزالة التداخل من اللون والعكارة .

تداول العينة :-

تجمع العينات فى عبوات بلاستيكية بحجم لا يقل عن ٢٠٠ مللى. العبوات الزجاجية غير مرغوب فيها لأنها ممكن

أن تضيف سيلكاللعينة أقصى مدة للحفظ هي ٢٨ يوم فى الثلاجة عند ٤م°.

الأجهزة والمعدات:

أنابيب نسلر ٥٠ مل . أدوات ومصاصات. سيكتروفوتومتر عند ٤١٠ nm – ١ cm light path or longer.

light path cm	µg Silica in ٥٥ ml final Volume
١	٢٠٠ - ١٣٠٠
٢	١٠٠ - ٧٠٠
٥	٤٠ - ٢٥٠
١٠	٢٠ - ١٣٠

التحضيرات :-

إستخدم كيماويات قليلة السيلكا خزن كل التحضيرات فى أوعية بلاستيكية لكى لاتكون البلانكة عالية السيلكا.

حمض الهيدروكلوريك المخفف ١+١.

مولبيدات الأمونيم Ammonium molybdate reagent (H₂O)_٤ . (NH₄)_٦Mo_٧O_{٢٤} :

يذاب ١٠ جم من ملح مولبيدات الأمونيوم فى ماء مقطر مع التقليب والتدفئة بلطف ،خفف إلى ١٠٠ مللى بالماء

المقطر.

محلول حمض الأوكزاليك Oxalic acid :

يذاب ٧,٥ جم حمض الأوكزاليك (H₂C₂O₄ . H₂O) فى ١٠٠ مللى ماء مقطر.

محلول Stock Silica solution :-

أذب ٤,٧٣ جم صوديوم ميتاسيلكات لامائى Sodium metasilicate nonahydrate (H₂O)_٩ .

(Na₂SiO₃). فى ماء مقطر وخفف إلى ١٠٠٠ مللى .يحفظ المحلول فى زجاجة بلاستيك محكمة الغلق .

محلول قياسي من السيليكا Standard Silica solution :-

خفف ١٠ مللى من Stock إلى ١٠٠٠ مللى بالماء المقطر .

$$1 \text{ ml} = 10 \mu\text{g SiO}_2/\text{L}$$

محلول كرومات البوتاسيوم Potassium chromate solution :

أذب ٦٣٠ مجم K_2CrO_4 فى ماء مقطر وخفف إلى لتر .

محلول البوركس (Borax solution) :-

أذب ١٠ جم صوديوم بورات sodium borate decahydrate ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) فى ماء مقطر وخفف إلى لتر .

الطريقة :-

يؤخذ ٥٠ مللى من العينة أضف بالتتابع السريع ١ مللى من (١+١) حمض الهيدروكلوريك ٢ مللى من محلول مولبيدات الأمونيوم أخلط المحلول جيداً بالتقليب حوالى ٦ مرات وأتركة يستقر من ٥ إلى ١٠ دقائق ثم يضاف ٢ مللى من محلول حمض الأوكزليك وترج جيداً أقرأ اللون بعد ٢ دقيقة ولكن قبل مرور ٥ دقيقة ، يقاس اللون من وقت إضافة حمض الأوكزليك ممكن نثبت أخذ القراءة عند ١٠ دقائق .

تحضير المنحنى القياسى :-

حضر سلسله من المحاليل القياسية بتخفيف أحجام تعطى تركيزات مناسبة وخفف حتى ٥٠ مل ويتم عمل بلانك.

$$\text{mg SiO}_2 / \text{L} = \mu\text{g SiO}_2 (\text{in } 50 \text{ final volume}) / \text{mL sample}$$

MI										
$\mu\text{g}/50\text{ml}$										

- يعامل كل تركيز على حدا كما عوملت العينة .

- يتم ضبط الجهاز عند طول موجى ٤١٠ nm .

- يصفر الجهاز بإستخدام بلانك ماء مقطر .

- يقاس إمتصاص لون المحاليل القياسية متضمن Reagent blank مقابل الماء المقطر عند الطول الموجى ٤١٠

nm .

- يتم رسم منحنى العلاقة بين تركيز السيلكا مجم/ل و الامتصاص المقابل.

المقارنة البصرية :

أعمل سلسلة من المحاليل القياسية الدائمة ،أستخدم K_2CrO_4 ومحلول البوركس .

أخلط الحجم السائل الموضح فى الجدول وضعة مع الغلق الجيد فى ٥٠ مل أنبوبة نسلر .

أستخدم المحاليل الصناعية فقط فى المقارنة البصرية .

Values in silica µg	Potassium chromate solution ml	Borax solution ml	Water ml
١٠٠	١٠,٠	٢٥	٣٠
١٠٠	١٠,٠	٢٥	٢٩
٢٠٠	٢,٠	٢٥	٢٨
٤٠٠	٤,٠	٢٥	٢٦
٥٠٠	٥,٠	٢٥	٢٥
٧٥٠	٧,٥	٢٥	٢٢
١٠٠٠	١٠,٠	٢٥	٢٠

الحسابات :-

تحسب التركيزات مباشرة من على المنحنى القياسى أو تقارن العينة بالمحاليل القياسيه البصرية بإستخدام أنابيب نسلر.

التقرير :-

سجل تركيز السيلكا للمياه الخام والمياه المعالجة مره كل أسبوع فى التقرير الكيماوى الأسبوعى .

	الفوسفات (SOPs) Phosphates	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبد الحميد جلال
---	--	--

مقدمة :-

يعتبر الفوسفات من العناصر المغذية الأساسية لكل الكائنات الحية التي لها تأثير مباشر على معدلات نموها فهمهم لنمو الطحالب ونسبة الفوسفات في الماء تعطى فكرة عن معدل نمو الطحالب بالإضافة إلى أن الفوسفات من المواد التي لها العديد من الاستخدامات سواء في الأسمدة الزراعية أو في العديد من الصناعات مثل صناعة المنظفات. ويوجد في مياه النيل بكميات ضئيلة. ويوجد الفوسفور على هيئة ثلاث أنواع من الفوسفات : أورثو فوسفات وبولي فوسفات وفوسفات عضوي. ومياه الصرف الصحي غنية بالفوسفات نتيجة للتكسير الميثانولي (الهضمي) للبروتينات والفوسفات. وكذلك يوجد الفوسفات في الصرف الصناعي .

مبدأ التفاعل :-

ويتم تقدير الفوسفات في الماء عن طريق تكسير كل مركبات الفوسفات في وجود حامض قوى مع الغليان وذلك لتحويل كل مركبات الفوسفات إلى الوضع الأورثوفوسفات والذي يتفاعل بدوره مع موليبديات الأمونيوم مكونة مركب الموليبدوفوسفات الذي يختزل بكلوريد الزرنيخ إلى الموليبيدينوم الذي له لون أزرق مميز .

التداخلات :-

يحدث تداخل بالتركيزات العالية من السيلكات والزرنيخ والفلوريدات والكبريتات والثيوكبريتات والمستويات العالية من اللون والعكارة والاجسام الصلبة العالقة .

تداول العينة :-

تجمع العينات في عبوات زجاجية أو بلاستيكية بحجم لا يقل عن ١٠٠ مللى .حلل العينة حالاً بعد الجمع أقصى مدة للحفظ هي ٤٨ ساعة إذا حفظت في الثلاجة عند ٤م° أو بالتجميد .في بعض الحالات يمكن إضافة ٤٠مجم كلوريد

زئبق عند الحفظ لمدة طويلة قبل التحليل. كلوريد زئبق مادة سامة تعامل معها بحرص .

عند التخزين لا تخزن العينات ذات التركيز القليل من الفوسفات فى أوعية بلاستيكية إلا إذا جمدت لأن الفوسفات يدمص على جدار البلاستيك .

أغسل كل الأدوات الزجاجية بحمض HCl مخفف ثم أغسل عدة مرات بالماء المقطر . لا تغسل الأدوات بمنظفات تحتوى على فوسفات .

الأجهزة والمعدات:

سبكتروفوتومتر عند ٦٥٠ nm - ماصات زجاجية - زجاجيات .

التحضيرات :-

محلول موليبdates الأمونيوم Ammonium molybdate :

يذاب ٢٥ جم من موليبdates الأمونيوم $\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ فى ١٧٥ مللى ماء مقطر .

أضف ببطء مع التقليب المستمر ٧٧,٥ مللى من حمض الكبريتيك المركز H_2SO_4 إلى ٤٠٠ مللى ماء مقطر . يترك المحلول حتى يبرد تماماً. أضف محلول الموليبدات إلى محلول الحمض السابق ثم أكمل إلى لتر .

كلوريد الزرنيخ Stannous chlorid :

يذاب ٢,٥ جم من كلوريد الزرنيخ $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ فى ١٠٠ مللى جلسرين.

محلول حمض الكبريتيك:

يضاف ٣١٠ مللى من حمض الكبريتيك المركز H_2SO_4 إلى ٦٠٠ مللى ماء مقطر ويترك حتى يبرد تماماً ثم يكمل إلى اللتر.

محلول Stock Phosphate solution :

أذب ٠,٧١٦٤ جم potassium dihydrogen phosphate فى ماء مقطر ثم أكمل إلى لتر .

٨- محلول قياسي من Standard Phosphate solution :-

أضف ١٠٠ مل من محلول Stock فى قارورة عيارية سعة ١٠٠٠ مل خفف حتى العلامة بالماء المقطر .

$$1 \text{ ml} = 0,05 \text{ mg PO}_4/\text{L}$$

الطريقة:-

يضاف ١ مللى من محلول حمض الكبريتيك إلى حجم مناسب من العينة ٥٠ مللى ثم يضاف ٤,٠ جم من كبريتات البوتاسيوم Potassium persulfate يغلى المحلول لمدة ٣٠ دقيقة ثم يترك حتى يبرد تماماً ثم أكمل الحجم إلى ٥٠ مللى ثم يضاف ٢ مللى من محلول مولبيدات الأمونيوم ثم أخلط أضف ٣ نقط من محلول كلوريد الزرنيخ والذي يعطى لون أزرق مع مركب الموليبيدوفوسفات المتكون يتم قياس شدة اللون الأزرق عند طول موجى ٦٥٠ nm فى خلال ٥ - ١٠ دقائق يجب ألا تزيد فترة القياس عن ١٠ دقائق.

تحضير المنحنى القياسى :-

حضر سلسله من المحاليل القياسية بتخفيف أحجام تعطى تركيزات مناسبة وخفف حتى ٥٠ مل ويتم عمل بلانك.

MI										
mg/l										

- يضاف إلى كل تركيز ١ مللى من محلول حمض الكبريتيك ثم ٢ مللى من محلول مولبيدات الأمونيوم ثم أضف ٣ نقط من محلول كلوريد الزرنيخ .

- يتم ضبط الجهاز عند طول موجى ٦٥٠ nm .

- يصفر الجهاز بإستخدام البلانك.

- يقاس إمتصاص لون المحاليل القياسية عند الطول الموجى ٦٥٠ nm .

- يتم رسم منحنى العلاقة بين تركيز الفوسفات مجم/ل و الامتصاص المقابل.

الحسابات :- تحسب التركيزات مباشرة من على المنحنى القياسى .

التقرير : سجل تركيز الفوسفات للمياه الخام والمياه المعالجة مره كل أسبوع فى التقرير الكيماوى الأسبوعى

	المنجنيز (SOPs) Manganese (Mn)	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبدالحميد جلال
---	--	--

*** طريقة فوق الكبريتات Persulfate Method ***

مقدمة :-

يخلق المنجنيز مشاكل في أمدادات المياه مثل تلك التي يحدثها الحديد. يسبب المنجنيز عند مستوى أكثر من ٠,٠٥ مجم /لتر صبغ الملابس وأطعم الحمامات باللون الأسود .والمنجنيز أقل انتشاراً في الطبيعة من الحديد . ولذلك يقل وجود المنجنيز في المياه عن الحديد . عند إضافة الكلور للماء المحتوى على منجنيز فإن المنجنيز يتأكسد إلى ثاني أكسيد المنجنيز (مركب أسود قاتم) ويكون طبقة عالقة على السطح الداخلي للماسورة .

مبدأ التفاعل :-

فوق الكبريتات (Prersulfate) تؤكسد مركبات المنجنيز الذائبة إلى برمنجنات في وجود نترات الفضة . ويكون اللون الناتج ثابتاً لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة. وذلك في حالة زيادة فوق الكبريتات وغياب المواد العضوية .

التداخلات :-

العينة التي تعرضت للهواء يمكن أن تعطى نتيجة ضعيفة نتيجة ترسيب MnO_2 . أضف نقطة من فوق أكسيد الهيدروجين ٣٠ % H_2O_2 إلى العينة ، بعد إضافة المحلول الخاص ، لإعادة أذابة المنجنيز المترسب. العكارة واللون تسبب تداخل يتم تعويضه .

وجود ٠,١ جم كلوريدات في ٥٠ مللى عينة يسبب تداخل ويذال هذا التداخل بإضافة ١ جم كبريتات الزئبق .

تداول العينة :-

تجمع العينات فى عبوات زجاجية أو بلاستيكية بحجم لا يقل عن ١٠٠ مللى . يمكن أن يتواجد المنجنيز فى حالة ذائبة فى المياه الطبيعية عند جمع العينة ولكنه يتأكسد إلى حالات أكسدة أعلى ويترسب أو يدمص على جدار الحاوية. وعلى ذلك يجب تحليل عينات المنجنيز فى الحال بعد جمع العينة (خلال ساعة) . وإذا كان التأخير لا مفر منه المنجنيز الكلى يمكن تعينة بتحريض العينة وقت الجمع بحمض النيتريك إلى $pH > 2$ وعادتها ١,٥ مللى حمض نيتريك مركز أو ٣ مللى ١+١ حمض نيتريك . للعينات ذات القلوية العالية نحمض ٥ مللى /لتر. أى بإضافة ٠,٥ مللى من حمض النيتريك لكل ١٠٠ مللى وعند وضع العينة المحمضة فى الثلاجة تكون أقصى مدة للحفظ هى ٦ شهور .

الأجهزة والمعدات :-

سبكتروفوتومتر عند ٥٢٥ nm – light path of ١ cm or longer - ماصات زجاجية – وأنايب نسلر ١٠٠ مل - زجاجيات .

التحضيرات :-

فوق كبريتات الأمونيوم الصلبة (Ammonium Persulfate) $(NH_4)_2S_2O_8$:

المحلول الخاص : يحضر بإذابة ٧٥ جم من كبريتات الزئبق ($HgSO_4$) فى ٤٠٠ مل من حمض النيتريك

المركز (HNO_3) ٢٠٠٠ مل ماء مقطر. أضف ٢٠٠ من حمض الفسفوريك ٨٥% (H_3PO_4) ، ٣٥ ملجم

نترات الفضة ($AgNO_3$) ثم يبرد ويخفف إلى لتر واحد.

٨. محلول قياسي من المنجنيز Standard manganese solution :-

حضر ٠,١ عياري برمنجنات البوتاسيوم ($KMnO_4$) (Potassium Permanganate) بإذابة ٣,٢ جم برمنجنات

البوتاسيوم ($KMnO_4$) فى ماء مقطر وأكمل إلى لتر ويسخن بالقرب من درجة الغليان لعدة ساعات ثم يرشح خلال

مرشح زجاجي ويعاير بأكسالات الصوديوم ($Na_2C_2O_4$) كالاتى . أوزن عدة وزنات من أكسالات الصوديوم تتراوح

من ١٠٠-٢٠٠ مجم إلى ٠,١ مجم وأنقل كل وزنه فى كأس منفصل سعة ٤٠٠ مل. أضف إلى كأس ١٠٠ مللى

ماء مقطر وقلب حتي الذوبان.أضف ١٠ مل (١+١) حمض كبريتيك،H₂SO₄ ثم سخن بسرعة عند ٩٠م- ٩٥م.عابرسرعة بإستخدام محلول برمنجنات البوتاسيوم مع التقليب المستمر حتى نحصل على لون وردى(Pink) باهت يستمر على الأقل لمدة دقيقة . أثناء المعايرة عند الوصول إلى ٩٥ م أرفع الدورق من على السخان حتى لاتصل الحرارة إلى أعلى من ٩٥م وأكمل المعايرة. مع تجنب الوصول إلى درجة حرارة أقل من ٨٥ م عند الضرورة دفيء محتويات الكأس عند الضرورة أثناء المعايرة .

ملحوظة :

كل ١٠٠ ملجم أكسالات الصوديوم يستهلك حوالى ١٥ مل محلول برمنجنات. أجرى نفس الخطوات السابقة على (Blank) مكونة من الماء المقطر وحمض الكبريتيك.

ت حسب عيارية البرمنجنات كالآتي ٠,٠٦٧٠١ (A-B) / ٤ C₂O₄ Na₂ g = Normality of KMnO₄ :

حيث أن A = حجم البرمنجنات المستخدم فى معايرة أكسالات الصوديوم.

B = حجم البرمنجنات المستخدم لـ (Blank).

نأخذ المتوسط للمعايرات المتعددة .

وبمعرفة عيارية البرمنجنات أحسب من العلاقة التالية حجم محلول البرمنجنات الازم لتحضير واحد لتر بحيث يكون

$$١ \text{ mL} = ٥٠ \text{ ميكروجرام منجنيز (Mn ١ mL ٥٠ μg)} = ١ \text{ mL}$$

مل من البرمنجنات = ٤,٥٥ / عيارية البرمنجنات

أضف إلي هذا الحجم (٢-٣ مل) من حمض الكبريتيك المركز (H₂SO₄) ومحلول صوديوم باى سلفيت

NaHSO₃ نقطة نقطة مع التقليب حتي يزول لون البرمنجنات .غلي المحلول لطرد SO₂ الزائد . ثم برد وخفف

إلي لتر واحد بالماء المقطر.

فوق أكسيد الهيدروجين ٣٠% H₂O₂ Hydrogen peroxide :-

حمض الكبريتيك المركز H₂SO₄,coc

أكسالات الصوديوم - Sodium oxalate - ($\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$) :

صوديوم باى سلفيت - Sodium bisulfite - NaHSO_3 :

إذب ١٠ جم NaHSO_3 فى ١٠٠ مللى ماء مقطر .

الطريقة:-

إلى حجم مناسب من العينة أضف ٥ مل من المحلول الخاص ثم نقطة واحدة من فوق اكسيد الهيدروجين (H_2O_2). ركز إلى ٩٠ مل بالغليان أوخفف إلى ٩٠ مل . يضاف ١ جم من فوق كبريتات الأمونيوم .
 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ يسخن المحلول إلى الغليان واستمر في الغليان لمدة دقيقة لا تستخدم الحمام المائى بعد الرفع من على السخان أتركة يستقر لمدة دقيقة ثم يبرد تحت الصنبورخفف المحلول إلى ١٠٠ مل بالماء المقطرالخالى من المواد المختزلة وأخلط.

*** الغليان لمدة طويلة ينتج عنه تحلل الزيادة من فوق الكبريتات Persulfate وبالتالي فقد لون البرمنجنات والتبريد البطيء له نفس التأثير ***

ثم تقاس شدة امتصاص الضوء باستخدام جهاز السبكتروفوتوميترعند طول موجى ٥٢٥ نانومتر .

تصحيح تداخل العكارة واللون :

لا تستخدم الترشيح لإزالة العكارة لأمكانية أحتباس بعض البرمنجنات على ورقة الترشيح .بعد القياس على السبكتروفوتومترأستخدم طريقة التبييض bleaching method التى تستخدم لتصحيح اللون والعكارة أضف نقطة (٠,٠٥ مل) H_2O_2 مباشرة إلى العينة فى خلية القياس .أخلط وبمجرد أن يتلاشى لون البرمنجنات ولا يبقى أى فقاعات ،أقرأ مرة أخرى .أطرح الأمتصاص للمحلول المبيض من الأمتصاص الأول لكى تحصل على الأمتصاص بسبب المنجنيز .

تحضير المنحنى القياسى:

حضر سلسله من المحاليل القياسية بتخفيف أحجام تعطى تركيزات مناسبة من ٠ إلى ١٥٠٠ ($\mu\text{g Mn} / ١٠٠$ حجم نهائى). الجدول التالى يوضح طول المسار الضوئى المناسب لكميات المنجنيز المختلفة فى ١٠٠ مل حجم نهائى

Mn Range µg	light path cm
٥-٢٠٠	١٥
٢٠-٤٠٠	٥
٥٠-١٠٠٠	٢
١٠٠-١٥٠٠	١

$$\text{mg Mn /L} = \mu\text{g Mn (in ١٠٠ final volume) / mL sample}$$

Ml_										
mg/L										

- يعامل كل تركيز كما عوملت العينة .
- يتم ضبط الجهاز عند طول موجي ٥٢٥ nm .
- يصفر الجهاز بإستخدام البلاك وهي ماء مقطر .
- يقاس إمتصاص لون المحاليل القياسية عند الطول الموجي ٥٢٥ nm .
- يتم رسم منحنى العلاقة بين تركيز المنجنيز مجم/ل و الامتصاص المقابل له .

الحسابات :-

تحتسب التركيزات مباشرة من على المنحنى القياسى أو تقارن العينة بالمحاليل القياسية بإستخدام أنابيب نسلر .عند

أستخدام أنابيب نسلر يتم عمل محاليل قياسية (من ٠ إلى ١٠٠ µg Mn / ١٠٠ حجم نهائى) .

التقرير :-

سجل تركيز المنجنيز للمياه الخام والمياه المعالجة مره كل أسبوع فى التقرير الكيماوى الأسبوعى .

	الألومنيوم (SOPs) Aluminum	التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب عمليات التشغيل القياسية (SOPs) أعداد ك/سحر عبد الحميد جلال
---	---	--

مقدمة :-

يظهر المنجنيز فى القشرة الأرضية فى اتحاد مع السيلكا والأكسجين ويكون سيلكات الألومنيوم ، الميكا ، معادن طينية .
الألومنيوم غير ضرورى لنمو النباتات والحيوانات . تستخدم كبريتات الألومنيوم (الشبة) فى معالجة المياه لترسيب
الجزيئات المعلقة وقد يتواجد متبقى فى المياه المعالجة . أمكانية الربط بين ارتفاع نسبة الألومنيوم فى أنسجة المخ
ومرض الزهيمر ارتفعت .

مبدأ التفاعل :-

باستخدام صبغة الأيروكروم سيانين Eriochrome cyanine R dye وتخفيف محلول بفر الألومنيوم إلى
pH ٦ ينتج مركب أحمر إلى وردي . وهذا المركب يعطى أقصى إمتصاص عند ٥٣٥ nm . شدة اللون المتكون تتأثر
بتركيز الألومنيوم ، زمن التفاعل ، pH ، درجة الحرارة ، والقلوية ، تركيز الأيونات الأخرى فى العينة ، اللون ، العكارة
، لتعويض ومكافئة اللون ، العكارة يتم عمل (Sample blank) يوضع بها EDTA ويكون الألومنيوم مركب
(Complexed) مع الأديتا . التداخل الناتج من الحديد والمنجنيز الشائع تواجدهم فى العينة المحتوية على
الألومنيوم . يتم أزالته بإضافة حمض الأسكوربك .

التداخلات :-

يزال التداخل الناشئ من القلوية بتحريض العينة بكمية من الحض بعد نقطة التعادل بالميثيل أورنج .

التداخل السلبي يحدث بسبب الفلوريد والبولى فوسفات عندما يكون تركيز الفلوريد ثابت تقل نسبة الخطأ بزيادة كمية الألومنيوم. ولأن تركيز الفلوريد غالباً معروف ويمكن تعينة ، النتيجة الصحيحة والدقيقة للألومنيوم يمكن الحصول عليها بإضافة كمية معلومة من الفلوريد لمجموعة من Standerd. طريقة بسيطة للتصحيح يمكن تعينها من مجموعة المنحنيات فى شكل ١: Al-٣٥٠٠ فى

Standard Methods for the Examination of water and wastewater ٢١th Edition.

الطرق المستخدمة لأزالة الفوسفات تسبب تداخل . الأروثو فوسفات بتركيز أقل من ١٠ مجم /لتر لا يتداخل .الكبريتات لا تتداخل حتى تركيز ٢٠٠٠ مجم / لتر .

تداول العينة :-

أجمع العينة فى أوعية نظيفة مغسولة بحمض مخفف HCl ١+١ ويفضل البلاستيك حلل العينة حالاً بعد الجمع كلما أمكن ذلك. يمكن الحفظ بالتحميض بحمض النيتريك إلى pH ٢ أو أقل (حوالى ١,٥ مل / لتر) وأقصى مدة للحفظ ٦ شهور . قبل التحليل أضبط pH من ٣,٥ - ٤,٥ بـ ٥ عيارى هيدروكسيد صوديوم .

الأجهزة والمعدات:

سبكتروفوتومتر عند ٥٣٥ nm - light path of ١ cm or longer - وأنايبب نسلر - زجاجيات مغسولة بـ HCl ١+١ لتجنب الخطأ من المواد الممتصة على الزجاج ثم أغسل بماء مقطر خالى من الألومنيوم وأغسل جيداً لإزالة آثار الحمض .

التحضيرات :-

١ - محلول معلوم التركيز من الألومنيوم Stock aluminum solution:

أذب ٨,٧٩١ جم من كبريتات الألومنيوم Aluminum Potassium Sulfate $٢.١٢H_2O \cdot AlK(SO_4)_٢$ فى ماء مقطر وخفف إلى لتر .

$$١ \text{ mL} = ٥٠٠ \text{ } \mu\text{g Al}$$

٢- محلول قياسي من الألومنيوم Standard aluminum solution :

خفف ١٠ مل من محلول Stock إلى لتر بالماء المقطر وهذا المحلول يحضر يومياً .

(prepare daily) ١ mL = ٥ µg Al

٣- حمض كبريتيك ٠,٠٢ N(H₂SO₄) Sulfuric acid عيارى :

٤- حمض الأسكوربك Ascorbic acid solution :

أذب ٠,١ جم حمض أسكوربك في ماء مقطر وخفف إلى ١٠٠ مل في قارورة عيارية . وهذا المحلول يحضر يومياً .

*** يحضر هذا المحلول يومياً***

٥- محلول البفر Buffer reagent :

أذب ١٣٦ جم أسيتات الصوديوم (sodium acetate) (NaC₂H₃O₂·٣H₂O) في ماء أصف ٤٠ مل حمض

أسيتيك ١ عيارى (١ N acetic acid) وخفف إلى لتر بالماء المقطر .

٦- محلول الصبغة Stock dye solution :

أذب ٣٠٠ مجم من صبغة الأيروكروم سيانين Eriochrome cyanine R dye في حوالي ٥٠ مل ماء مقطر

أضبط pH من حوالي ٩ إلى حوالي ٢,٩ بـ ١+١ حمض أسيتيك (acetic acid) . خفف بالماء المقطر إلى

١٠٠ مل.

*** محلول الصبغة ثابت ويمكن حفظه لمدة سنة على الأقل ***

٧- محلول الصبغة Working dye solution :

خفف ١٠ مل من محلول الصبغة (Stock dye) إلى ١٠٠ مل في قارورة عيارية بالماء المقطر .

*** محلول (Working) ثابت على الأقل لمدة ٦ شهور ***

٨- كاشف الميثيل أورانج Methyl orange indicator solution :

٩- محلول الأديتا ٠,٠١ مولاتر EDTA (disodium salt) ٠,٠١ M :

أذب ٣,٧ جم وخفف إلى لتر .

الطريقة:-

أضف ٢٥ مل عينة أو جزء من العينة يخفف إلى ٢٥ مل فى فلاسكة أضف نقاط قليلة من كاشف الميثيل أورنج وعاير ٠,٠٢ عيارى حمض كبريتيك H_2SO_4 حتى الوصول إلى اللون الوردى الفاتح .سجل القراءة ثم تخلص من محتويات القارورة .

يتم أخذ نفس الكمية من العينة كالكمية التى تم معايرتها (٢٥ مل أو جزء من العينة يخفف إلى ٢٥ مل) وتوضع فى قارورة عيارية أو أنبوبة نسلر سرعة ٥٠ مل (أ) . ويتم عمل ذلك مرة أخرى أى نأخذ نفس الكمية وتوضع فى قارورة عيارية أو أنبوبة نسلر سرعة ٥٠ مل (ب) . ويتم ذلك فى درجة حرارة الغرفة .أضف إلى (أ) (ب) نفس الكمية من ٠,٠٢ عيارى حمض الكبريتيك المستخدم فى المعايرة السابقة بزيادة ١ مل ٠,٠٢ عيارى حمض الكبريتيك . إلى أحد القارورتين وليكن (أ) أضف ١ مل أديتا وهذه تستخدم ك blank إلى كلا القارورتين (أ) (ب) أضف ١ مل حمض الأسكوبك Ascorbic acid solution ١٠، ١ مل محلول البفر Buffer reagent ٥، ٥ مل محلول الصبغة Working dye solution . بعد من ٥ - ١٠ دقائق أقرأ تركيز الألومنيوم من المنحنى القياسى .

تحضير المنحنى القياسى

حضر سلسلة من المحاليل القياسية بتخفيف أحجام تعطى تركيزات مناسبة من ٠ - ٧ ميكروجرام (من ٠ - ٢٨٠ (ميكرو جرام/لتر على أساس ٢٥ مل عينة عن طريق القياس بدقة لأحجام محسوبة من محلول الألومنيوم القياسى ووضعها فى ٥٠ مل قارورة عيارية أو أنبوبة نسلر .أضف ماء مقطر إلى حجم نهائى حوالى ٢٥ مل يتم عمل بلانك.

Ml										
$\mu g/50$										

أضف ١ مل ٠,٠٢ عيارى حمض الكبريتيك لكل محلول قياسي وأخلط ،أضف ١ مل حمض أسكوربك وأخلط ،أضف ١٠ مل محلول الفر وأخلط، بماصة حجمية أضف ٥ مل محلول الصبغة وأخلط .أكمل إلى ٥٠ مل بالماء المقطر .أخلط أترك اللون يستقر من ٥ - ١٠ دقائق .اللون يتلاشى بعد ١٥ دقيقة .أقرأ الامتصاص عند ٥٣٥ nm .

- يتم ضبط الجهاز عند طول موجى ٥٣٥ nm .

- يصفر الجهاز بإستخدام البلاك .

- يقاس إمتصاص لون المحاليل القياسية عند الطول الموجى ٥٣٥ nm .

- يتم رسم منحنى العلاقة بين تركيزالألومنيوم بالميكروجرام فى الـ ٥٠ مل حجم نهائى والامتصاص المقابل.

الحسابات :-

تحسب التركيزات بأخذ القراءة من على المنحنى القياسى أو تقارن العينة بالمحاليل القياسية بإستخدام أنابيب نسلر ويعوض فى القانون التالى .

$$m g Al/L = \mu g Al (in 50 ml Final volume) / Ml Sample$$

التقرير :-

سجل تركيزالألومنيوم للمياه الخام والمياه المعالجة مره كل أسبوع فى التقرير الكيماوى الأسبوعى .

المراجع

- الصفات الطبيعية والكيميائية للمركبات الغير عضويه للمياه – د. جميله حسين على (٢٠٠٩).
 - تقنيات معالجة مياه الشرب للدكتور/محمد شلتوت – والمهندس/ محمد غنيم (٢٠٠٩).
 - العينات القياسية لمياه الشرب الأستاذ الدكتور سعد حسن (٢٠٠٩).
 - مراقبة جودة مياه الشرب لمركز تدريب دمنهور (٢٠٠٨).
 - الطرق القياسية لتحاليل المياه بالإشتراك مع المعونة الأمريكية لشركة مياه القاهرة (١٩٩٧).
 - مذكرات دورات التحاليل الطبيعيه والكيميائيه للهيئة القوميه لمياه الشرب (٢٠٠٧).
- Standard Methods for the Examination of water and wastewater ٢٠th Edition
- Standard Methods for the Examination of water and wastewater ٢١th Edition
- VOGEL'S: QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS