الإحتياج الأكسجيني الكيميائي

وهو كمية الأكسجين اللازمة لأكسدة المواد العضوية والغير عضوية القابلة للأكسدة الكيميائية في ظروف التفاعل. يستخدم التحليل لقياس تركيز الملوثات القابلة للأكسدة بالعوامل المؤكسدة القوية.

التداخل والحدود

المركبات الأليفاتية لاتتأكسد الا في وجود عامل مخفز من كبريتات الفضة. ولأن كبريتات الفضة تتفاعل مع الهالوجينات ويتكون راسب لذلك يتم التغلب على الهالوجينات باضافة كبريتات الزئبق.

تجميع وحفظ العينة

من الأفضل تجميع العينة في عبوات زجاجية في حين اذا تعذر التحليل يمكن تثبيتها بتحميض العينة عند ٢ أس هيدروجيني باستخدام حمض الكبريتيك.

طرق التحليل

الأساس العلمي

يمكن أكسدة المواد العضوية والغير عضوية القابلة للأكسدة بتسخين خليط من حمض Potassium dichromate و بعد الهضم والكبريتيك عند درجة الغليان وفي وجود كمية زائدة من Potassium dichromate وتحديد المستهلك منها والذي يكافيء والأكسدة يتم معرفة المتبقى من Potassium dichromate وتحديد المستهلك منها والذي يكافيء تركيز الملوثات القابلة للأكسدة وحسابها في صورة مليجرامات من الأكسجين لكل لتر.

يوجد طريقتين لحساب تركيز Potassium dichromate احداهما بالمعايرة باستخدام محلول عيارى Ferrous Ammonium Sulfate (FAS) و بقياس درجــة اللــون بجهــاز التحليــل spectrophotometer

طربقة المعايرة

* الأجهزة المستخدمة

جهاز المهضم ویحتوی علی دورق سعة کل منهم ۲۵۰ مل ومکثف یتم ترکیبه مع الدورق باحکام وحمام رملی درجة حرارته ۱۵۰ م.

• المحاليل المستخدمة

يذاب 17,709 جم من 17,709 عالى النقاء قد تم تجفيفها عند 10.7° م لمدة ساعتين, في 17.7° مل حمض كبريتيك مركز 17.7° جم من 17.00 تم التبريد واكمال المحلول الى 11.7° التر

٢ - حمض الكبربتيك مع العامل الحفاز

يضاف $^{"}$ جم $^{"}$ $^{"}$ لكل لتر من حمض الكبريتيك ويترك لليوم التالى حتى تذوب كبريتات الفضة

٣- الكاشيف

يذاب ۱٫۶۸۰ من FeSO4 في الماء 1-10-phenenthroline monohydrate و ۱٫۶۸۰ جم من FeSO4 في الماء ويرفع الى ۱۰۰ مل

٤- محلول عياري من Fe (NH₄)₂ (SO₄)₂.6H₂O جم ٩٨ بذاب ٩٨ و يتم معايرة المحلول.

قياس العيارية للمحلول

۱۰ مل من + ۹۰ مل ماء مقطر + ۳۰ مل حمض كبريتيك تبريد ثم معايرة باستخدام محلول FAS و ۳۰ تقطة من الكاشف . يتغير اللون من الأزرق المحضر الى الأحمر .

حجم Dichromate × ۲۰ و.

التركيز = ______

FAS حجم

الطربقة

یضاف ۰۰ مل من العینة للدورق + ۲۰ مل محلول $K_2Cr_2O_7$ مل ممل کبریتیك و الهضم لمدة ساعتین عند $^{\circ}$ م فی وجود تبرید. یتم الفصل وتبرید العینات ومعایرة الزیادة من محلول $K_2Cr_2O_7$ باستخدام $K_2Cr_2O_7$ وفی وجود الكاشف. یتم استخدام محاید

FAS الأحتياج الأكسجيني (مجم/لتر) = (حجم FAS للمحايد – جم FAS للعينة حجم العينة

العينات الأقل من ٥٠ مجم/لتر يتم التخفيف ١٠ مرات للمحاليل ٥٠ مجم/لتر

الطريقة الضوئية (Colorimetric method)

ويتم فيها قياس تركيز K2Cr2O7 بالطرق الضوئية

الأجهزة المستخدمة

۱- مهضم HACH درجة حرارته ۱۵۰ م ويحتوى على ۲۰ ثقب

۲- انابيب HACH تستخدم مع المهضم

المحاليل

۱- محلول ۱،۱۲۷ من M من K₂Cr₂O₇

يذاب ٤,٩١٣ جم تم تجفيفها عند ١٠٣هم ولمدة ساعتين في ١٦٧ مل حمض كبريتيك مركز و ٣٣,٣ جم كبريتات زئبق. ثم تكمل الى ١ لتر.

٢-حمض كبريتيك مع عامل حفاز

يضاف ١٠ جم Ag₂SO₄ لكل لتر من حمض الكبريتيك المركز

الطريقة : يضاف ١,٥ مل $K_2Cr_2O_7 + K_2Cr_2O_7$ ممض كبرتيك + ٢,٥ مل من العينة أو أى حجم مناسب يضاف اليه ماء مقطر ليصل الى ٢,٥ مل يتم تجهيز محايد Blank من الماء المقطر فقط يتم رج العينة ووضعها على المهضم لمدة ساعتين عند ١٥٠ م. يقاس معامل الأمتصاص او التركيز عند ٦٢٠ طول موجى.

حجم العينة

يتم تحديد المعامل بتحضير محلول معلوم من COD باستخدام phthalate

المعامل = القيمة الفعلية من المحلول العياري

القراءة

في حالة التركيزات من ١٠-٥١مجم/لتر

تحضیر محلول $K_2Cr_2O_7$ بأخذ وزن V_1, V_2 بدلا من V_2, V_3 مع قیاس اللون عند V_3, V_4 محلوم وتحدید المعامل باستخدام ترکیزات معلوم قیمتها V_3, V_4, V_5 مجم أ V_4 المعامل باستخدام ترکیزات معلوم قیمتها V_4, V_5, V_6 مجم أ V_4 المعامل باستخدام ترکیزات معلوم قیمتها V_4, V_5, V_6 مجم أ V_4 المعامل باستخدام ترکیزات معلوم قیمتها V_4, V_5, V_6 مجم أ V_4 المعامل باستخدام ترکیزات معلوم قیمتها V_4, V_6, V_6 محم أ V_6, V_6, V_6 معلوم قیمتها V_6, V_6, V_6, V_6 معلوم قیمتها با معلوم تحدید المعامل باستخدام ترکیزات معلوم قیمتها با معامل باستخدام ترکیزات معلوم تحدید المعامل باستخدام تحدید المعامل باستخدام ترکیزات معلوم تحدید المعامل باستخدام ترکیزات معلوم تحدید المعامل باستخدام ترکیزات باستخدام ترکیزات معلوم تحدید المعامل باستخدام ترکیزات باستخدام تحدید المعامل باستخدام تحدید تحدید المعامل باستخدام تحدید تحد

المواد الصلبة الكلية عند ١٠٥ مم

الأساس العلمي

باستخدام حجم معلوم من عينة وتجفيفها عند درجة حرارة ١٠٥ م في بوتقة معلومة الوزن يمكن تحديد تركيز المواد الصلبة الكلية بايجاد فرق الوزن للبوتقة قبل وبعد التجفيف.

الأجهزة المستخدمة

- فرن تصل درجة حرارته ۲۰۰ م يمكن ضبطه عند ۱۰۵ م
 - بوتقة من البورسلين سعة ١٠٠ مل

الطريقة

يتم تجفيف البوتقة بعد غسلها وتنظيفها جيدا ثم تبريدها ووزنها فارغة حتى يثبت الوزن ، توضع العينة بحجم ١٠٥ مل وتوضع في الفرن عند درجة حرارة ١٠٥ م وتترك لتجف في اليوم التالى يتم التبريد والوزن اكثر من مرة حتى يثبت الوزن.

تركيز المواد الصلبة الكلية (مجم/لتر) =

(الوزن بعد تجفيف العينة – وزن البوتقة فارغة) ١٠ حجم العينة

المواد الذائبة الكلية عند ١٨٠ مم

الأساس العلمى

يتم ترشيح حجم معلوم من العينة خلال ورق ترشيح من GFC او GFA وتجفيفها في بوتقة معلومة الوزن عند درجة حرارة $^{\circ}$ ، معلومة التركيز بايجاد الفريق بين الوزنين

تركيز المواد الصلبة الذائبة (مجم/لتر) =

(الوزن بعد تجفيف العينة – وزن البوتقة فارغة) ١٠ حجم العينة

المواد العالقة الكلية عند ١٠٥ مم

الأساس العلمى

يتم ترشيح حجم معلوم من العينة خلال ورق ترشيح من GFC او GFA معلومة الوزن وتجفيفها في بوتقة معلومة الوزن عند درجة حرارة ١٠٣ أم ومعرفة التركيز بايجاد الفريق بين الوزنين

تركيز المواد الصلبة العالقة (مجم/لتر) = (وزن البوتقة و الورقة) ١٠ ^٦ حجم العينة – وزن البوتقة و الورقة) ٢٠٠ حجم العينة

مجموعة النيتروجين

تعتبر مجموعة النيتروجين والتي تحتوى على النيتروجين العضوى ، النيتريت ، النترات والنشادر ذات أهمية قصوى في مجال المخلفات السائلة وطرق معالجتها البيولوجية حيث أنها تمثل أهم أعمدة دورة النيتروجين في عمليات المعالجة . يمكن تصدير النيتروجين العضوى والنشادر معا فيما يصرف (TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) تسبة إلى الطريقة المستخدمة في التقدير . يتراوح النيتروجين العضوى من جزء من الملي جرام في اللتر من مياه البحيرات إلى ٢٠ مجم/لتر في مياه الصرف الصحى الغير معالج. أما بالنسبة للنيتروجين المؤكسد فيعبر عنه النيتريت والنترات والتي قد يؤدي وجودها بتركيزات عاليه إلى أعراض مرضية تعرف باليرقان لدى الاطفال ولذلك تم تقنين تركيزها في مياه الشرب عند ١٠ مجم/لتر . وتعتبرالنترات هي المحصلة النهائية لعملية الاكسدة الميكروبيولوجية للنشادر في محطات المعالجة الهوائية لمياه الصرف الصحى والتي من الممكن أن يصل تركيزها إلى ٣٠ مجم/لتر بينما تمثل النيتريت المركب الوسيط في عملية الاكسدة وهي غير مستقره إما أن تتأكسد إلى نترات أو تختزل إلى نشادر .

NO₂ (النيتريت)

الطربقة

يتم تقدير النيتريت خلال تكوين لون أحمر قرموزى من صبغة الآزو عند أس هيدروجينى ٢ الى sulfanilamide-alpha-naphthyl-ethylendiamine- ٢,٥ بتفاعله ملين ١٠,٠١ الى ١ ملجم/لتر ويمكن ان تقيس الى dihydrochloride. الطريقة مناسبة لتركيز مابين ١٠,٠١ الى ١ ملجم/لتر ويمكن ان تقيس الى ٥,٠٠٠ الى ٥,٠٠٠ الى ٥,٠٠٠ ملجم في حالة استخدام خلية عرضها ٥ سم.

الأجهزة

جهاز قياس اللون Spectrophotometer عند ١٣٥ مس في خلية اسم

المحاليل

أ- الى ٨٠٠ مىل ماء مقطر أضف ١٠٠ مىل ١٥% حمىض فوسفوريك و ١٠ جم N-(1-naphthyl)-ethylendiamine بعد الذوبان أضف ١ جم sulfanilamide بعد الذوبان أضف ١ جم dihydrochloride. ترج للذوبان ويرفع الى لتر. هذا المحلول ثابت لمدة شهر عند وضعة في زجاجة غامقة و عند درجة حرارة ٤٠ م.

ب-محلول النيتريت العياري.

المحلول الأساسى

تستخدم زجاجة لم تفتح بدرجة نقاء 99% من NaNO₂ ويذاب منها 1,۲۳۲ جم في ماء مقطر ويرفع الى ١٠٠٠ مل ثم يضاف ١ مل كلوروفورم للتثبيت. كل مل يحتوى ٢٥٠ ميكروجرام من النيتريت (ميكروجرام (N))

معايرة المحلول: يوضع ٥٠ مل محلول $^{\circ}$ KMnO $^{\circ}$, عيارى + $^{\circ}$ مل حمض كبريتيك مركز و ٥٠ مل محلول نيتريت فى دورق محكم الغلق. يوضع طرف الماصة اسفل محلول البرمنجانات عند اضافة النيتريت . يتم التسخين عند $^{\circ}$ معلى سخان كهربى يزال لون البرمنجانات باضفة ١٠ مل من محلول $^{\circ}$ oxalate $^{\circ}$ oxalate البرمنجانات باضفة ١٠ مل من محلول $^{\circ}$ KMnO $^{\circ}$ عيارى حتى اللون القرمزى الفاتح. يستخدم محايد من الماء المقطر .

المحلول الوسيطى من النيتريت

حضر من المحلول الأساسى وبالتخفيف ل ٢٥٠ مل الحجم الذى يعطى ٥٠ ميكروجرام/١مل المحلول المستخدم Standard

خفف ١٠ مل من الوسيط الى ١٠٠٠ مل باستخدام الماء المقطر كل ١ مل = ٥,٠ ميكروجرام

الطريقة: تزال المواد العالقة واللون بالترشيح في وجود فحم ومراعاة أن يكون الأس الأيدروجيني بين ٥-٩ واستخدام NaOH و 1N HCl عند الضرورة يضاف ٢ مل من المحلول الملون الى ٥٠ مل من العينة أو حجم مخفف الى ٥٠ مل. ترج ويقاس اللون عند ٥٤٣ طول موجى بعد عشر دقائق الى ساعتين.

الحساب

يتم اعداد منحنى برسم معامل الأمتصاص أو النفاذ المقابل لتركيز النيتريت ومعرفة النتيجة باستخدام المنحنى وعند تركيزات من ٠,٥ ميكروجرام الى ٤٠ ميكروجرام.

تركيز النيتريت (مجم/لتر)=

القراءة من المنحنى بالميكروجرام

حجم العينة بالملىلتر

النشادر

يعتبر التركيز ووجود عناصر متداخلة من أهم العوامل التي تحدد طريقة تقدير النشادر. وبصفه عامة يمكن استخدام طريقة التحليل المباشرة في عملية التقدير في حالة مياه الشرب، المسطحات المائية العذبة والمعالج النهائي من محطات المعالجة الثانوية نتيجة لعدم وجود لون أو أي مواد عالقة قد تؤثر على نتيجة التحليل. أما في حالة العينات التي تحتوى على الوان أو مواد عالقة (عكارة) فيجب تقطير العينه أولا ثم تقديرها بالطريقة المستخدمة فيما بعد . ويتم تحليل العينه مباشرة أو حفظها عند ٤ م أو تحميضها بأستخدام حمض الكبريتيك للحفظ عدة أيام مع معادلتها قبل التحليل.

عملية التقطير

وفيها يتم معادلة الاس الهيدروجين عند ٩,٥ بأستخدام Borate Buffer لتقليل تحلل Cyanite و النيتروجين العضوى مع استرجاع النشادر المتطايرة في المكثف بأستخدام حمض Boric acid الذي يتم معايرته باستخدام حمض الكبريتيك في وجود كاشف.

الإجهزة المستخدمة

- ۱- جهاز تقطیر
- ٢- جهاز لقياس الاس الهيدروجيني
 - ٣- سحاحة

المحاليل

- أ- ماء مقطر خالى من النشادر
 - ب- محلول Borate Buffer

يضاف ٨٨ مل من محلول الصودا الكاويه ١,١ عيارى إلى ٥٠٠ مل محلول $\rm Na_2~B_4O_7.10~$ ميارى $\rm (9,0)$ مجم $\rm (H_2O)$ ويتم رفع الحجم إلى ١ لتر بالماء المقطر .

ج - محلول Boric acid

يتم إذابة ۲۰ جم من الحمض في ۵۰۰ مل ماء مقطر ويضاف ۱۰ مل من الكاشف methylene blue و ۱۰۰ مجم ethanol في ۱۰۰ مل

فى ٥٠ مل ethanol وخلطهم معا) ثم يتم اكمالة إلى لتر وحفظة فى درجة حراره ٤ °م .

د – حمض کبریتیك ۰٫۰۲ عیاری

طربقة التحليل

يأخذ حجم مناسب من العينه ويقاس الاس الهيدروجينى ويرفع إلى ٧ إذا كان حامضى بأستخدام قلوى مخفف. تضاف العينه إلى جهاز التقطير بعد تخفيفها إلى ٢٥٠ مل بأستخدام الماء المقطر ثم يضاف ٢٠ مل من محلول المعادلة لرفع الاس الهيدروجينى إلى ٩,٥ ثم يتم التقطير مع استقبال المكثف في دورق سعة ٢٠٠ مل يحتوى على ٥٠ مل حمض boric p مل .

عند اختفاء اللون الاحمر إلى أخضر يتم معايرة المحلول بأستخدام حمض الكبريتيك حتى يختفى اللون الاخضر مباشرة pale lavender أما إذا لم يتحول اللون الاحمر إلى أخضر فهذا دليل عدم وجود نشادر.

طربقة الحساب

فى حالة استخدام Blank محايد = ٢٥٠ (حجم الحمض للعينه - حجم الحمض للمحايد) حجم العينه

النيتروجين العضوى

يتم حفظ العينه بالتحميض عند ١,٥ أو ٢ أس هيدروجينى بأستخدام حمض الكبريتيك وحفظها عند ٤٥م

الاساس العلمي

فى وجود حمض الكبريتيك ، كبريتات البوتاسيوم وكبريتات الزئبق يتم تحويل كل النيتروجين العضوى والنشادر إلى كبريتات نشادر والتى يمكن تقطيرها فى وسط قلوى واستقبالها فى حمض

Boric الذي يحتوى على كاشف مع معايرته بأستخدام حمض كبريتيك ٠,٠٢ عياري لمعرفة تركيز النيتروجين TKN

الإجهزة المستخدمة

- مهضم بأنابيب ٢٥٠ مل أو ٨٠٠ مل ودرجة حرارة تصل إلى ٣٧٠ °م
 - جهاز تقطیر
 - سحاحة

المحاليل المستخدمة

- ۱- محلول کبریتات الزئبق ۸ جم أکسید زئبق أحمر یذاب فی ۱۰۰ مل جمض کبریتیك ٦ عیاری
- K_2SO_4 ممل حمض K_2SO_4 مل حمض K_2SO_4 مل حمض کبریتیك مرکز K_2SO_4 مل کبریتات زئبق مع التقلیب ثم یکمل إلی لتر . یمکن استبدال الزئبق بکبریتات النحاس (V_2SO_4 جم V_2SO_4 لتر)
- 7 محلول هیدروکسید الصودیوم یدروکسید الصودیوم Na_2 $S_2O_3.5$ H_2O مجم 7 + NaOH مجم 7 مجم 7 الماء المقطر

الطريقة

تتضاف العينه بحجم مناسب (٢٥ أو ٥٠ مل) إلى أنابيب الهضم ويضاف ٥٠ مل أو ٢٥ من محلول الهضم ثم توضع على الجهاز عند درجة حرارة منخفضة ثم تزاد تدريجيا حتى يتم الهضم و تتحول العينه إلى محلول عديم اللون يشبة الماء. يتم فصل الجهاز وتبريد العينات ثم يضاف إلى العينه ٢٥٠ مل ماء مقطر وكمية مناسبة من محلول الصودا الكاوية (٥٠ أو ٢٥ حسب حجم محلول الهضم) ثم يتم التقطير واستقبال المكثف في دورق مخروطي سعه ٢٥٠ مل يحتوى على ٥٠ مل حمض Boric بالكاشف واستقبال ٢٠٠ مل والتي يتم معايرتها باستخدام حمض الكبريتيك ٢٠٠ عياري كما في النشادر واجراء الحسابات كما في النشادر

تركيز TKN مجم ن/لتر = ٢٨٠ x مجم حمض الكبريتيك المستخدمة في المعايره _____________________حجم العينه

الفوسفور

يتواجد الفوسفور في المياه والمخلفات السائلة على هيئة فوسفات . هذه الفوسفات يمكن تقسيمها إلى organic phosphate و condensed phosphate وهذه المركبات قد توجد في صورة محلول, جزئيات أو بقايا النباتات والحيوانات المائية أو داخل أجسام الكائنات الحيه المائية. وهذه المركبات الفوسفاتية أما ناتجة من الأضافات التي تتم اثناء معالجة المياه أو المنظفات الصناعية المستخدمة في التنظيف. كما أن الفوسفات تستخدم بكثرة في معالجة ميا الغلايات . كذلك فإن orthophosphate تستخدم في صناعة المخصبات الزراعية و الفوسفات العضوية تنتج أما من المخلفات الادمية وبقايا الطعام الغير مهضوم ويقايا الاطعمة أو تنتج من الفوسفات الغير عضوية بعد تحويلها عن طريق نشاط البكتيريا والكائنات الدقيقة الموجودة في محطات معالجة مياه الصرف أو القنوات المائية أسس

تحليل الفوسفور.

تحتوى طرق تحليل الفوسور على خطوتين رئيستين الاولى يتم فيها تحويل الفوسفور بجميع صوره إلى الصوره الذائبة من orthophosphate يليها تقدير الاخير بالطرق الضوئية. يمكن فصل الصور المختلفة للفوسفور وتحليلها كل على حده.

الترشيح خلال ورق ترشيح ذات مسام ٠,٠٥٠ ميكرون قادرة على فصل الفوسفور الذائب عن الفوسفور المعلق أو الغيرذائب. الفوسفور الذائب الذي يتفاعل مباشرة بدون هضم يطلق عليه الفوسفور النشيط والذي يمثل orthophosphate. وبعملية الهضم و التحكم فيها في وسط حامضي يمكن تحويل الفوسفور الذائب الغير نشيط والغير عضوى الغير ذائب إلى orthophosphate. ومن هنا يمكن تقدير ما يعرف بالفوسفور القابل للتحلل في الظروف الحامضية.

أسس التحليل بطريقة vanadomolybdate

يتفاعل orthophosphate مع ammonium molybdate في وسط حامضي ينتج حمض ammonium وفي وجود ammonium وفي وجود

metavanadate ينتج لون اصفر من vanadomolybidophosphoric والذى ترتبط درجة لونه الاصفر مع تركيز الفوسفور.

بعض العناصر تسبب تداخل ایجابی مع الفوسفور مثل السیلیکا والزرنیخ عند درجة الحرارة المرتفعة کندك ینتج تداخل سلبی فی حاله وجود الزرنیخ ، الفلورید ، الکبریتید – المرتفعة کندلك ینتج تداخل سلبی فی حاله وجود الزرنیخ ، الفلورید ، الکبریتید – Thyosulfate, thiocyanate and molybidate الحدیدوز یعطی لون أزرق عند الترکیزات الاکثر من ۱۰۰ مجم/لتر . الکبریتید یمکن أزالة أثره باستخدام ماء البروم . اقل ترکیز یمکن تقدیرة هو ۰٫۲ مجم فوسفور /لتر فی حالة استخدام خلیه ۱ سم

طرق حفظ العينه والتجميع

فى حالة ما إذا كان المطلوب معرفة الصور المختلفة يجب الترشيح بعد تجميع العينه مباشرة وحفظها عند درجة حرارة ١٠ م . لا يجب استخدام الاحماض فى التثبيت عند تحليل الصور المختلفة للفوسفور . فى حالة تقدير الفوسفور الكلى تحفظ العينه باضافة ١ مل حمض هيدروكلوريك لكل لتر أو التجميد بدون اضافة أى عوامل تثبيت. لا يجب حفظ العينه وخاصة فى حالة التركيزات القليلة فى عبوات بلاستيكية. يستخدم حمض هيدروكلوريك مخفف وساخن لتنظيف المستلزمات الزجاجية المستخدمة كما يجب عدم استخدام المنظفات التى تحتوى على الفوسفور.

هضم العينه بطريقة Persulfate

الاجهزة المستخدمة

سخان کهربی ۵۰ x ۳۰ سم مساحة تسخین أو أرتوكلاف

المحاليل

- phenolphthalein -
- حمض كبرىتىك ٣٠%
- Ammonium persulfate | Potassium persulfate | -
 - مجلول صودا كاوية ١ عيارى
 - محلول حمض الهيدروكلوريك ١ عيارى

طربقة الهضم

یأخذ حجم مناسب (۰۰سم۳) + نقط من الکاشف فی حاله وجود لون أحمر یضاف حمض کبریتیك 1/2 حتی اختفاء اللون ثم یزاد ۱ مل ثم یضاف 1/2 جم من persulfate $K_2S_2O_8$

يتم التسخين على الهادىء لمده ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة أو حتى يصبح الحجم ١٠سم٣ من العينه بعض العينات قد تأخذ وقت يصل إلى ساعتين. يتم التبريد والتخفيف إلى ٣٠سم٣ تم معادلة المحلول بعد اضافة ph-ph حتى يعطى لون قرمزى فاتح ثم يرفع إلى ١٠٠سم٣ . يجب تجنب الترشيح لوجود بعض املاح فوسفات الكالسيوم الغير ذائبة والتى تذوب فى المرحلة اللاحقة من التحليل فى الوسط الحامضى.

طريقة التقدير الضوئى

الأجهزة:

جهاز spectrophotometer عند طول موجی ۳۹۵ ناتومیتر

جهاز ترشيح و أوراق الترشيح

المحاليل

- حمض الهيدروكلوريك ١:١
 - كربون نشط
- محلـول vanadomolybdate (محلـول أ ٢٥ جـم wanadomolybdate في ٣٠٠ مل ماء مقطر محلول ب ٢٥ جم molybdate في ٣٠٠ مل ماء على الساخن ثم التبريد ثم يضاف ٣٧٠ مل حمض HCH ثم يبرد وبضاف اليه محلول أ ثم يرفع الحجم الى لتر)

تكوين اللون

بعد ضبط الاس الهيدروجيني للعينة باستخدام ۱:۱ HCl ترفع إلى ١٠٠ مل ثم ازالة اللون أن وجد باستخدام الكربون النشط ثم الترشيح. يوضع ٣٥ مل من العينه + ١٠٠مل محلول

molybdate ويرفع إلى ٥٠ مل بالماء المقطر و قياس اللون بعد ١٠ دقائق (اللون ثابت لعدة أيام). يقاس معامل النفاذ عند ٤٧٠ طول موجى ومن القراءة يتم حساب تركيز الفوسفور

تحضیر المتحنی یوزن ۲۱۹٫۲ مجم من Anhydrous KH_2PO_4 مجم من ۲۱۹٫۲ ویذاب فی ۱ لتر. کل ۱ مل یحتوی ۵۰ میکروجرام. نأخذ عینات من ۹٫۰۰ إلی ۱ مجم فوسفور وتعامل کالعینات.

الكبربتيدات

غالبا ما توجد الكبريتيدات في المياه الجوفية وخاصة الينابيع الساخنه. الوجود السائد للكبريتيدات في المخلفات السائلة يأتي من تحلل المواد العضوية و أحيانا من المخلفات الصناعية السائلة لكن في الغالب نتيجة لاختزال الكبريتات عن طريق البكتيريا. يعتبر تركيز كبريتيد الهيدروجين في المياه النقية هو ٢٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ ميكروجرام في اللتر لما له من سمية عاليه.

صور الكبريتيدات

يوجد ثلاث صور للكبريتيدات في المياه والمخلفات السائلة هي:

- 1- الكبريتيدات الكلية وتمثل كبريتيد الهيدروجين المتأين والغير متأين بالاضافة إلى الكبريتيدات القلوية الغير ذائبة والتي تذوب في الوسط الحامضي ويستثني من كبريتيدات الفلزات كبريتيد النحاس والفضة لدواعي خاصة
- ٢- الكبريتيدات الذائبة وتمثل الكبريتيدات المتبقية بعد ازالة المواد العالقة بالترويب والترسيب
- ٣- كبريتيد الهيدروجين الغير متأين والذى يمكن حسابه من تركيز الكبريتيدات الذائبة والاس
 الهيدروجيني ومعامل التأين

الحفظ وتجميع العينات

يجب أخذ العينات بأقل قدر ممكن من التهوية أو ادخال الاكسجين اثناء أخذ العينه. لحفظ العينه المراد تحليل الكبريتيدات الكلية بها يوضع ٤ نقط من محلول خلات الخارصين Zinc

Y Acetate عيارى لكل ١٠٠ مل من العينه في الزجاجة قبل تجميع العينه مع مليء الزجاجة وقفلها.

الطريقة الايود ومترية (Iodometric method) لتقدير الكبريتيدات

المحاليل

- حمض هیدروکلوربك ٦ عیاری
 - محلول أيودين ٠,٢٥ عياري

ويتم تحضيرة بأذابة ٢٠-٢٥جرام من KI في قليل من الماء واستخدامة لازابة ٣,٢ جرام من الايودين ويرفع الى لتر بعد اذابة الايودين مع معايرته باستخدام محلول Sodium thiosulfate الايودين ويرفع الى لتر بعد اذابة الايودين مع معايرته باستخدام محلول ٠,٠٢٥ عياري وفي وجود النشا ككاشف.

الاساس العلمي

كبريتيد الهيدروجينى له القدرة على اختزال الايودين فى وسط حامضى وبأستخدام المعاييرة العكسية يمكن معرفة كمية الايودين المستهلك والذى يكافىء تركيزه الكبريتيدات الموجودة.

طريقة التحليل

يأخذ ١٠ مل من الايودين وتوضع في دورق مخروطي ويوضع ١٠ مل من الماء المقطر و٢ مل من حمض الهيدروكلوريك ٦ عياري ويوضع عليها مقدار ٢٠٠ مل من العينه أو أي حجم مناسب اذا تم ازالة لون الايودين بالكامل تأخذ حجم أقل من العينه أو يزاد حجم الايودين إلى ٢٠ مل و يتم المعايره باستخدام sodium thiosulfate الايودين كل مره باستخدام thiosulfate الايودين كل مره باستخدام sodium

الإحتياج الأكسجيني الحيوى

تعريف: هو كمية الأكسجين التي تحتاجها البكتريا الهوائية لأكسدة كل المواد العضوية القابلة للأكسدة البيولوجية. وهي تركيز المواد العضوية القابلة للتحلل البيولوجي مكافأة لكمية الأكسجين اللازمة لأكسدة هذه المواد بيولوجيا.

الأساس العلمي

يمكن قياس الأحتياج الأكسجينى الحيوى لعينات المياه بعد وضعها فى زجاجة خاصة محكمة تحتوى على بكتريا وعناصر غذائية مهمة للبكتريا ووضعها فى حضانة عند درجة حرارة ٢٠ مم. يمكن حساب الأحتياج الأكسجينى الحيوى بقياس الأكسجين الذائب فى المحايد والعينات على السواء.

التجميع وحفظ العينة

يجب إجراء التحاليل فور تجميع العينات بأسرع وقت ممكن كى نتفادى تحلل العينة وتناقص القيمة الفعلية. أذا تعذر اجراء التحاليل فورا يمكن تجميد العينة لفترة زمنية مع عودتها لدرجة الغرفة العادية وقت اجراء التحليل. كذلك يمكن حفظ العينة عند درجة حرارة ٤ م لفترة لاتزيد عن ٢٤ ساعة.

الأجهزة

- زجاجات BOD سعة ٣٠٠ مل بغطاء محكم
- حضانة مزودة بمنظم حراري يتم ضبطها عند ٢٠ م
- زجاجة BOD لتهوية المياه المستخدمة للتخفيف سعة ٥ لتر أو أكثر

المحاليل المستخدمة

(Phosphate Buffer) محلول فوسفات للمعادلة

يـــــــذاب ۸٫۰ جـــــرام NH_2PO_4 جــــرام NH_2PO_4 جـــرام NH_4Cl في ۱٫۷ $Na_2HPO_4.7H_2OH_2O$ في NH_4Cl في ۱٫۷ $Na_2HPO_4.7H_2OH_2O$ لتر .

۲- محلول کبریتات الماغنسیوم
 یذاب ۲۲٫۰ جرام MgSO₄ فی لتر ماء مقطر
 ۳- محلول کلورید الکالسیوم
 یذاب ۲۷٫۰ جرام CaCl₂ فی لتر ماء مقطر

٤- محلول كلوريد الحديدك يذاب ٠,٢٥ جرام FeCl₃.6H₂O في لتر ماء مقطر

o- Nitrification inhibitor مند الحاجة

یذاب ۱۰ جرام 2-Chloro 6- (trichloro methyl) pyridine فی لتر ماء مقطر

الطريقة

يتم تجهيز ماء التخفيف بوضع الماء المقطر في زجاجة التهوية وبدء عملية التهوية لاضافة الأكسجين. أثناء التهوية يوضع محلول المعادلة ومحاليل الأملاح بمعدل ١ مل لكل لتر من مياه التخفيف. كذلك يوضع ١ مل من مياه صرف صحى خالية من المواد الراسبة (تم ترسيبها) كمصدر للبكتريا لكل لتر من مياه التخفيف. يستخدم Nitrification inhibitor وقت الحاجة تعتمد فترة التهوية على كمية المياه ومصدر الأكسجين وقوته.

توضع العينات بأحجام مناسبة فى زجاجات BOD سعة ٣٠٠ مل مدون عليها جميع بيانات العينة وتاريخ اجراء التحليل ثم يتم ملىء الزجاجات من مياه التخفيف وغلقها. يتم عمل محايد من مياه التخفيف فقط دون أى اضافات من العينات. يتم تحضين الزجاجات فى الحضانة المعدة لذلك لمدة ٥ أيام وبعدها يتم قياس الأكسجين الذائب فى العينات والمحايد وحساب BOD

مجم / لتر = $\frac{0.000}{0.000}$ (الأكسجين الذائب المحايد – الأكسجين الذائب للعينة) $\frac{0.000}{0.000}$ حجم العينة بالملى لتر

الأكسجين الذائب

الأساس العلمي

تتفاعل كبريتات المنجنيز مع أيوديد البوتاسيوم فى وجود قلوى لتكون راسب ابيض من هيدروكسيد المنجنيز الثنائى التكافؤ والتى تتأكسد بالأكسجين الذائب لتكون راسب بنى من هيدروكسيد المنجنيز الثلاثى التكافؤ فى وسط هيدروكسيد المنجنيز الثلاثى التكافؤ فى وسط حامضى ليتحرر الأكسجين مرة أخرى ويساعد على تحرر الأيودين الذى يكافؤه وبمعايرة الأيودين باستخدام Sodium Thiosulfate يمكن معرفة تركيز الأكسجين الذائب.

الطربقة

يتم فتح زجاجات BOD برفق واضافة ۱ مل من كبريتات المنجنيز محلول رقم ۱۰، و ۱ مل من Alkaline Azide محلول رقم ۲. ويتم غلق الزجاجة ورجها جيدا ثم يترك ليرسب الناتج. يتم نزع الغطاء مرة أخرى واضافة ۱ مل حمض كبريتيك مركز واعادة غلق الزجاجة ورجها جيدا لاذابة الراسب بعدها يتم اهمال ۱۰۰ مل من المحلول ومعايرة المتبقى (۲۰۰ مل) باستخدام محلول معلوم العيارية ۲۰۰،۰۰۰ من

Sodium thio sulfate مع استخدام النشا ككاشف كما سبق ذكره فى الكبريتيد. نقطة النهاية يمثلها اختفاء اللون الأزرق. وحجم Sodium thiosulfate هو قيمة الأكسجين الذائب.

تقدير التركيز الهيدروجينى

يمثل الأس الهيدروجينى فى محلول نشاط أيونات الهيدروجين فى هذا المحلول ويعبر عنه رباضيا كالآتى:

الأس الهيدروجيني = - لو ١٠ (يد)

ويعتبر نظام الكربونات فى المياه الطبيعية هو النظام الرئيسى الذى يتحكم فى تحديد الأس الهيدروجينى. ويتكون نظام الكربونات من ثانى أكسيد الكربون وحامض الكربونيك وأيونات البيكربونات والكربونات. أما فى مياه البحار فهناك أملاح اخرى لأحماض ضعيفة تشارك فى هذه العملية مثل اليورات وهى احد املاح حامض اليوربك.

وترجع أهمية الأس الهيدروجينى فى تحديد التركيبات الحيوية والكيميائية فى المياه الطبيعية حيث أن درجة تحلل او تفكك الأحماض والقواعد الضعيفة تعتمد على التركيز الأيونى للهيدروجين وبذا تتأثر سمية بعض المركبات. فمثلا ترتفع سمية الزرنيخ للأسماك مع انخفاض الأس الهيدروجينى (زيادة حمضية المحلول) لأن التوازن الكيميائى يتزحزح فى اتجاه تكوين حامض الهيدروسيانيك. ولقد شوهدت نتائج مماثلة لكبريتيد الهيدروجين ولكن فى

حالة غازالأمونيا فان سمية هذا الغاز تزيد مع زيادة الأس الهيدروجينى (زيادة القلوية) فمثلا وجد ان سمية النشادر ترتفع الى عشرة أضعاف عند أس هيدروجينى ٨ عنه عند درجة التعادل الحمضى ٧. وينبغى التفريق بين التركيز الهيدروجينى فى الماء وقدرة الماء على التحيد. وتعرف قدرة الماء على التحيد بمقدرة الماء على معادلة زيادات من أحماض أو قلويات بدون تغير ملحوظ فى تركيز أيونات الهيدروجين ويتحكم فى هذه القدرة كمية المركبات القلوبة او المركبات الحامضية المتواجدة فى الماء.

وتعود أهمية التحكم في الأس الهيدروجيني في مياه الشرب لأن المياه يمكن أن تسبب تآكل شبكات المياه والمواسير بالأضافة الى تأثيرها الضار على عمليات المعالجة التي تشمل التجلط والمعالجة بالكلور.

وبينما نجد أن الأس الهيدروجينى المثالى لعمليات التجلط عند معالجة المياه وباستخدام أملاح الحديد والألمنيوم تتراوح مابين 0,0 و 0,0 خاصة وأن التطهير الكلورى يكون عالى الفاعلية عند الأس الهيدروجينى أقل من V فانه لايوجد دليل يؤكد أن معدل التطهير يختلف بين التركيزين الهيدروجينيين V في الماء.

المجال:

تستخدم طريقة مقياس الرقم الهيدروجيني ذي القطب الزجاجي لتقدير الرقم الهيدروجيني في مياه الشرب.

أساس الطريقة:

تعتمد طریقة القطب الزجاجی لتقدیر الرقم الهیدروجینی علی أن التغیر فی وحدة رقم هیدروجینی ینتج عنها تغیر کهربائی قدرة ۹٫۱ ملی فولت عند ۲۰^۸ م.

الكواشف:

أثناء التحليل تستخدم فقط الكواشف من الصنف التحليلي المعروف ، والمياه المقطرة فقط أو المياه ذات النقاوة المكافئة.

محلول ثابت الأس الهيدروجيني رقمه الهيدروجيني ٤:

يذاب 1.7 جم من ثانى فثالات البوتاسيوم اللامائية ($KHC_8H_4O_4$) باستخدام ماء سبق غليه ثم تبريده ويجفف الى لتر واحد.

محلول ثابت الأس الهيدروجيني رقمه الهيدروجيني ٧:

يذاب ۱,۳۲۱ جم من فوسفات البوتاسيوم ثنائية الهيدروجين اللامائية (KH_2PO_4) ، عذاب ۱,٤۲۰ جم من فوسفات الصوديوم أحادية الهيدروجين اللامائية (Na_2HPO_4) ، كلاهما سبق تجفيفه بين ۱۱۰، ۱۳۰۰ م حتى اليوم التالى ثم يخفف الى لتر واحد. يستخدم الماء الذى سبق غليه وتبريده.

محلول ثابت الأس الهيدروجيني رقمه الهيدروجيني ٩:

يذاب $Na_2B_4O_7.10H_2O$ جم من رابع بورات الصوديوم عشارية التميؤ ($Na_2B_4O_7.10H_2O$) (بوراكس) باستخدام ماء سبق غليه ثم تبريده ويخفف الى لتر واحد.

الأجهزة :

أجهزة المختبرات العادية بالأضافة الى:

مقياس الرقم الهيدروجيني

الطريقة:

يجب إتباع تعليمات جهة الصنع المرفقة مع الجهاز ، ويغسل بعناية قطبى الزجاج والكالوميل بالعينة عدة مرات ويفضل من ٦ الى ٨ مرات . يعاير الجهاز بواسطة محلول ثابت الأس الهيدروجينى رقمه الهيدروجينى مساويا تقريبا للرقم الهيدروجينى للعينة.

العكسارة

تعتبر العكارة مؤشرا هاما عند تحديد نوعية المياه سواء في المجال الصناعي أو الأستخدام الآدمي. فالنسبة لمياه الشرب يجب ألا تزيد عكارتها عن خمسة وحدة عكارة (جاكسون) وذلك لاعتبارات صحية ، ولقد وضع هذا الحد لضمان كفاءة عمليات التطهير حيث تقوم المواد العالقة بحماية الكائنات الدقيقة من التعرض للمواد المطهرة او المؤكسدة بالأضافة الي أن المواد العالقة لها القدرة على امتصاص المواد الضارة على حبيباتها مما يقلل الذوقية والأنتفاعية للمياه. كما أن للمواد العالقة تأثيرا سلبيا على الكائنات المائية وذلك بالتداخل مع عمليات التنفس ودورة التكاثر او التقليل من الغذاء المتاح. وتسبب العكارة منع اختراق الضوء في الماء الى مسافات طويلة وتقليص الطبقة المضاءة وبالتالي تخفيض الأنتاجية الخضرية اللازمة في السلسلة الغذائية للكائنات المائية كما تسبب ارتفاع درجة حرارة سطح الماء لامتصاص جزئيات المواد العالقة للضوء وبذلك تمنع الخلط العمودي للماء وانتشار الأكسجين للأجزاء السفلي من الجسم المائي.

طريقة قياس العكارة (Dispersion Method) الأجهزة والأدوات

جهاز قياس العكارة (Turbidmeter) يجب أن يكون تصميم الجهاز بحيث تصل نسبة قليلة من الضوء المشتت الى الكاشف فى عدم وجود العكارة وأن يكون خاليا من الأنحراف المحسوس وأن تسمح حساسية الجهاز بقياس تغير العكارة بمقدار ٢٠,٠ وحدة عكارة أو أقل. وأن يكون مدى الجهاز اقل من وحدة عكارة واحدة.

الطربقة:

ترج العينة بشدة وتترك حتى تختفى كل الفقاقيع منها ثم تصب العينة فى أنبوبة جهاز تقدير العكارة وتقرا درجة العكارة مباشرة من الجهاز.

طربقة الحساب

درجة العكارة = أ × (ب + س) / س

حيث :

أ = درجة العكارة للعينة المخففة

ب = حجم الماء المستعمل للتخفيف (مل)

س = حجم العينة المستخدمة للتخفيف •

القلويسة

المقدمة

هى قدرة المياه لمعادلة الحموضية وتعزى قلوية المياه الطبيعية الى املاح الأحماض الضعيفة وتمثل البيكربونات (Biocarbonate) الغالبية العظمى المكونة للقلوية نتيجة تفاعل ثانى أكسيد الكربون مع المواد القاعدية (Basic materials) الموجودة فى التربة. وفى بعض الأحيان وتحت ظروف معينة تحتوى المياه الطبيعية على كميات محسوسة من املاح الكربونات والمواد الهيدروكسيلية. لذا فان قلوية المياه الطبيعية ترجع اساسا الى أملاح الكربونات والبيكربونات والهيدروكسيلات. أما أملاح اليورات ن والبورات والسيلكات ، والفوسفات فان تأثيرها محدود جدا ولا يذكر.

$$CO_2 + CaCO_3 + H_2O ---- Ca (HCO_3)_2$$

أساس الطريقة

يتم تقدير القلوية بالطريقة الحجمية وذلك بمعايرة حجم معين من العينة مع حمض الكبريتيك ، ٠,٠ عيارى وتحسب القلوية بالمجم كربونات الكالسيوم. ويتوقف نوع القلوية على تركيز أيون الهيدروجين للعينة (pH). فاذا كان الأس الهيدروجيني للعينة > ٨,٥ فان المعايرة تتم على مرحلتين. ففي المرحلة الأولى يتم المعايرة حتى تصل قيمة الأس الهيدروجيني ٨,٢ والتى عندها يتحول لون الفنيولفثالين الوردى الى عديم اللون. أما المرحلة الثانية فتتم المعايرة حتى الأس الهيدروجيني ٥,٤ (عند هذه النقطة تتحول الكربونات الى البيكربونات باستخدام المثيل البرتقالي ككاشف التي يتحول لونها الى الوردى عند نقطة التعادل.

أما بخصوص العينات ذات الأس الهيدروجينى أقل من 4,4 فانه يتم المعايرة حتى الأس الهيدروجينى قبل التي يتحول لونها الى الوردى عند نقطة التعادل. وعند هذه النقطة تتحول جميع البيكربونات الى حمض الكربونات.

قلوية الهيدروكسيد اذا كانت العينة تحتوى على المواد الهيدروكسيلية فقط فعادة الأس الهيدروجينى للعينة أعلى من ١٠ ويتم معايرة العينة باستخدام الفينولفثالين ككاشف وتسمى قلوبة الفينولفثالين وبمكن حسابها طبقا للمعادلة.

القلوية مجم / لتر = ح × ۱۰۰۰ / مل من العينة حيث ح = حجم حمض الكبريتيك المستخدم في المعايرة (۰,۰۲ عياري)

قلوية الكربونات

اذا كانت العينة تحتوى على الكربونات فان الأس الهيدروجينى للعينة ٥,٥ أو أعلى بقليل ولكنها لاتصل الى ١٠ فتتم المعايرة باستخدام الفينولفثالين ككاشف ويمكن حسابها طبقا للمعادلة.

القلوية مجم / لتر = ٢ ح × ١٠٠٠ / مل من العينة

قلوية الهيدروكسيد + الكربونات : اذا كانت العينة تحتوى على الهيدروكسيلات والكربونات فان الأس الهيدروجيني للعينة أكبر من ١٠ ويمكن حساب القلوية كالآتي :

قلوية الكربونات تحسب طبقا للمعادلة

قلوية الهيدروكسيد = القلوية الكلية - قلوية الكربونات

الكربونات والبيكربونات: الأس الهيدروجيني للعينة تتراوح مابين ٨,٥ الى ١٠ فقلوية الكربونات تحسب طبقا للمعادلة

قلوية البيكربونات = القلوية الكلية - قلوية الكربونات

الطربقة

يختار حجم العينة طبقا للمصدر ثم يقاس الأس الهيدروجينى للعينة ومنها يمكن تحديد نوع الكاشف ونوعية القلوية يضاف نقطتين من الكاشف وتتم المعايرة باستخدام حمض الكبريتيك ففى حالة الفينولفثالين تتم المعايرة حتى يتحول لون المحلول من الوردى الى عديم اللون. أما في حالة المثيل البرتقالي ، فعدد الأس الهيدروجيني ٢,٥ أزرق مخضر (Greenish Blue) وعند الأس الهيدروجيني ٥,١ أزرق فاتح أو أرجوان (Light blue) أما عند الأس الهيدروجيني ٢,٥ فاللون يصير وردى (Pink)

طريقة الحساب:

Oil and Grease الزيوت والشحوم

تعرف الزيوت والشحوم على أنها مواد عضوية يمكن استخلاصها باستخدام مذيب مثل الكلوروفورم أو ثنائي كلوروميثان أو الأيثر البترولي.

وتعتبر هذه الطريقة مناسبة لاستخلاص الأحماض الدهنية والمواد الهيدروكربونية البترولية والمواد البترولية الخام. كما تعتبر هذه الطريقة مناسبة لتعيين الزيوت والشحوم في المخلفات السائلة المعالجة والغير معالجة.

تجميع العينات وحفظها:

تستخدم زجاجات بنية اللن ذات فوة واسعة تغسل جيدا بالصابون ثم الماء وأخيرا باستخدام مذيب مناسب.

واذا كانت العينة تحتوى على تركيز أكبر من ١٠٠ ملجم/لتر يكفى أن يكون حجم العينة ١ لتر. اذا لم يتم تحليل العينة خلال ساعتين يتم اضافة حمض هيدروكلوريك ٥٠% أو حمض الكبريتيك ٥٠% بحيث يصبح الأس الهيدروجيني ٢.

الأدوات:

١- قمع فصل سعة ٢ لتر ذات غطاء مصنفر

٢- قارورة تقطير سعة ١٢٥ مللي

۳- حم-ام مائی

٤- جهاز تقطير أو مجفف دوار

الكيماوسات:

- حمض هيدروكلوريك ٥٠% أو حمض الكبريتيك ٥٠%
 - کلوروفورم
 - مثيل رباعي البيوتيل الأيثيلي أو ثنائي كلوروميثان
 - كبريتات الصوديوم اللامائي

الطريقة:

١- يتم اضافة ٥ مل/ لتر من حمض الهيدروكلوريك أو حمض الكبريتيك ٥٠% اذا لم يتم اضافتها سابقا.

٢- تنقل العينة نقل كمى الى قمع الفصل

٣- تغسل زجاجة جمع العينة باستخدام ٣٠ مل من خليط المذيب ثم يضاف الى العينة فى
 قمع الفصل وترج العينة لمدة دقيقتان وتترك العينة حتى يتم فصلها الى طبقتين.

٤- يتم سحب العينة وتنقل الى قمع فصل آخر ويضاف اليها ٣٠ مل من خليط المذيب
 وترج العينة لمدة دقيقتان وتترك فترة حتى يتم فصلها تماما

٥- يجمع المذيب من الخطوة ٣ والخطوة ٤ ويتم ازالة قطرات المياه بامراره على قمع به ورقة ترشيح وحوالى ١٠ جم من كبريتات الصوديوم الأمائية. ويتم جمع المذيب فى قارورة التقطير. ويتم تقطيره عند درجة حرارة ٨٥ م باستخدام جهاز التقطير حتى ٥ مل تقريبا

7- تبريد قارورة بوضعها في ماء بارد أو حمام ثلجى. ثم ينقل المذيب الى كأس سبق وزنه ، تغسل القارورة بحوالى ٥ مل من خليط المذيب ويجفف المذيب حتى الجفاف باستخدام حمام مائى عند درجة ٨٥ م وتحفظ في المجفف لمدة ساعة ثم توزن مرة ثانية.

طربقة الحساب

$$\frac{1 \cdot \cdot \cdot \times (1 - 1)}{1 \cdot \cdot \cdot \times (1 - 1)}$$
مجم

۲

أ – وزن العينة والكاس – ب = وزن الكأس الفارغ ٢ = حجم العينة بالمل