



برنامج المسار الوظيفي للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

دليل المتدرب

البرنامج التدريبي كيميائي مياه

التحاليل البكتريولوجية للمياه - الدرجة الثالثة



الفهرس

٢	مقدمة:
٣	 الخصائص العامة للبكتيريا:
٦	 أشكال البكتيريا
٧	 الظروف الملائمة لتكاثر البكتيريا ونموها
٩	 تكاثر البكتيريا:
١٠	 Sterilization التعقيم
١٠	 Physical method طرق فيزيائية:
١١	 Chemical method طرق كيميائية:
١١	 Mechanical method طرق ميكانيكية:
١٢	 Waterborne Diseases الأمراض التي يحملها الماء
١٣	 التحليل البكتريولوجية للمياه
١٦	 Equipment and Instruments أدوات وأجهزة المعمل الميكروبيولوجي
٣٧	 المزارع البكتيرية
٣٨	 الأساسيات في مكونات البيئات الغذائية:
٣٨	 العوامل التي تؤثر على البيئات الغذائية وتأثيرها على الخصائص المشجعة للنمو
٣٨	 Culture media البيئات الغذائية
٤١	 العوامل التي تؤثر على النمو في البيئات الغذائية
٤٢	 Culture Media عتبات المزارع البيئية
٤٣	 تعقيم البيئات
٤٤	 Agar and Broths استعمال الآجار والمرق
٤٥	 Storage of media تخزين المزارع البيئية
٤٦	 Sterilization التعقيم
٤٧	 Media Specifications خصائص البيئات
٤٧	 Dilution Water مياه التخفيف
٤٨	 Preservation and Storage حفظ وتخزين العينات
٤٩	 احتياطات الأمان داخل المعمل البكتريولوجي:
٥٠	 المعايير الميكروبيولوجية

أهداف البرنامج التدريبي

في نهاية البرنامج التدريبي يكون المتدرب قادر على :-


- ١ - إلمام المتدرب بالخصائص العامة للبكتريا واشكالها وتكاثرها
- ٢ - تعريف المتدرب بطرق التعقيم المختلفة
- ٣ - تعريف المتدرب بالامراض التي يمكن ان تسببها المياه الملوثة
- ٤ - إلمام المتدرب بطرق التحاليل البكتريولوجية للمياه
- ٥ - تعريف المتدرب بالبيئات الغذائية اللازمة لنمو البكتريا
- ٦ - إلمام المتدرب بطرق حفظ وتخزين العينات للتحاليل البكتريولوجية
- ٧ - إلمام المتدرب باحتياجات الامان داخل معمل البكتريولوجي

مقدمة:

- ما هي البكتيريا Bacteria (أنواعها وأشكالها):
- البكتيريا: هي مجموعة الكائنات بدائية النواه ، تعامل معها الإنسان دون أن يراها فقد عرف أنها تسبب المرض وأستعمل بعضها في عمليات تخمر مختلفة.
- ولقد كان لإكتشاف الميكروسكوب الأثر الكبير في التعرف عليها.
- أول من اكتشف وجود البكتيريا العالم الكيميائي الفرنسي "باستير" حيث أكتشف البكتيريا الهوائية واللاهوائية من خلال تجاربه على التخمر وأكتشف أيضاً بعض خصائصها وأرتبط أسمه بعملية البسترة لقتل الكائنات الحية المجهرية التي يمكن أن توجد بالسوائل وخاصة الحليب وهي ما عرفت بعملية التعقيم sterilization
- أما العالم الألماني روبرت كوخ فقد أسهم في أكتشاف علاقة البكتيريا بالمرض وأول من عمل مزارع نقية للبكتيريا Bacterial cultures.
- ولقد أرتبط أسم البكتيريا كثيراً بالأمراض التي تسببها للإنسان ولكن الأكتشافات الحديثة والتقدم السريع الذي حدث في العلوم التطبيقية أظهرت أن البكتيريا تلعب دوراً هاماً في كثير من الصناعات الغذائية والدوائية والتخلص من المواد العضوية وغير العضوية وكذلك معالجة مياه الصرف والمعالجة الحيوية لمخلفات المزارع وأستخدامها في إنتاج الطاقة وغاز الميثان.

الخصائص العامة للبكتيريا:

١. كائنات دقيقة مجهرية بدائية النواه
 ٢. تتميز ببساطة التركيب:
- إذ تتركب من جدار وغشاء خلويين يحيطان بالسيتوبلازم الذي يحوي كروموسوماً حلقياً واحد DNA ولا يحتوي على بروتين الهستون وقد يحتوي على واحد أو أكثر من جزيئات DNA على شكل دوائر صغيرة تسمى البلازميدات وتتكاثر بصورة مستقلة عن الكروموسوم ، والرايبوسومات وبعض الأجسام التخزينية.
٣. تأتي صلابة جدارها لوجود متعدد الببتيد (ببتيدوجلايكان peptidoglycon) ويكون هذا الجدار متعدد الطبقات في البكتيريا موجبة الجرام Gram positive stain ، أو رقيقاً محاطاً بغلاف خارجي مكون من سكريات دهنية وبروتينات في البكتيريا سالبة الجرام Gram negative stain



٤. توجد أغلفة خارج الجدار الخلوي مثل الأغصدة - وقد تحاط بعض أنواعها بطبقة مخاطية تسمى المحفظة Capsule تشكل غطاء وتخزن المواد الغذائية وتزيد من قدرة بعض أنواع البكتيريا في إحداث المرض

٥. يختلف حجم الخلية البكتيرية فمنها ما هو متناهي الصغر كما في الميكوبلازما يتراوح قطر الخلية بين ١٠٠-٢٠٠ نانومتر ومنها ما هو كبير قد يصل إلى ٥٠٠ نانومتر كما في بكتيريا القولون العصوية

٦. تتكاثر بالإنشطار الثنائي البسيط

٧. تتغذى على المواد العضوية وغير العضوية تحت الظروف الهوائية واللاهوائية وبعضها ذاتي التغذية Autotroph

٨. تعد الأسواط Flagella وسيلة الحركة في كثير من أنواع البكتيريا وقد يوجد عليها سوط واحد في أحد قطبي الخلية أو سوط في كل قطب أو مجموعة من الأسواط على أحد قطبي الخلية أو سوط في كل قطب أو مجموعة من الأسواط على أحد القطبين أو كلاهما أو قد تحيط الأسواط بجسم الخلية.

٩. تنتشر على سطح خلايا أنواع من البكتيريا سلبية الجرام تراكيب تسمى الشعيرات (الأهداب) Pili وهي مشابهة للأسواط ، إلا أنها أقصر ومن وظائفها أنها تساعد البكتيريا في الالتصاق بالسطح وهناك نوع منها يسمى الشعيرات الجنسية يساعد على نقل المواد الوراثية أثناء عملية الإقتران.

١٠. ولكي تتم رؤية خلايا البكتيريا بوضوح تحت الميكروسكوب فنحتاج إلى إستعمال أصباغ مختلفة وهي:

أ) الأصباغ العادية:


مثل أزرق الميثيلين وهو أكثرها استعمالاً تظهر البكتيريا مصبوغة باللون الأزرق

ب) صبغة جرام Gram Stain:

وهي تتلخص في إستعمال صبغتين مختلفتين هما:

البنفسج البلوري Crystal violet والصفرائين Safranin

و. تأخذ بعض أنواع البكتيريا الصبغة البنفسجية فقط وتسمى موجبة لصبغة الجرام. بينما تأخذ أنواع أخرى صبغة الصفرائين وتظهر حمراء أو زهرية وتسمى بكتيريا سالبة لصبغة الغرام وبذلك يمكن تمييز هذين النوعين من البكتيريا وتصنيفها ويعتمد ذلك على تركيب الجدار الخلوي لكل نوع



(ج) الصبغة المقاومة للحمض acid fast stain: كالمستخدمة في بكتيريا السل.

(د) أصباغ خاصة تساعد على إظهار بعض التراكيب الخلوية: مثل الجراثيم ، والأسواط أو المحفظة.

أشكال البكتيريا

(أ) بكتيريا كروية Cocci :

وقد تكون مفردة أو على شكل سلاسل مثل بكتيريا إلتهاب الرئة أو تجمعات ثنائية أو رباعية أو أكثر بأشكال غير منتظمة


(ب) بكتيريا عصوية Bacilli :

وقد تكون مفردة أو على شكل سلاسل أو واوية الشكل مثل بكتيريا الكوليرا.

(ج) بكتيريا لولبية: Spirochete

وهي أكبرها حجماً مثل بكتيريا مرض الزهري.

كما أن هناك العديد من الأشكال المختلفة



الظروف الملائمة لتكاثر البكتيريا ونموها

تتميز البكتيريا بمقدرتها على التأقلم حسب الظروف المحيطة ومما تحتاجه البكتيريا:

1) الغذاء:

تقسم البكتيريا حسب طريقة تغذيتها إلى:

أ) ذاتية التغذية: Autotroph

حيث تقوم بتجهيز إحتياجاتها الغذائية من عناصر أو مركبات غير عضوية ومنها:

• ذاتية التغذية الضوئية: تستخدم الطاقة الشمسية للقيام بعملية البناء الضوئي و من أمثلتها بكتريا اليخضور.

• ذاتية التغذية الكيميائية: حيث تستخدم الطاقة الكيميائية الناتجة من أكسدة العناصر والمواد الكيميائية لتثبيت ثاني أكسيد الكربون وبناء إحتياجاتها من المواد العضوية مثل أكسدة النيتروجين أو الكبريت أو مركباتهما مثل بكتريا النتروسوموناس و بكتريا النتروباكتر.

ب) غير ذاتية التغذية: Heterotroph:

أي عضوية التغذية وتحصل على الطاقة اللازمة لها عن طريق التحليل الكيميائي للمركبات العضوية كالكربوهيدرات والدهون والبروتينات كما يحدث في عملية التخمر (التنفس اللاهوائي) أو إستخدام الأكسجين مباشرة كما في التنفس الهوائي للحصول على الطاقة اللازمة. و من أمثلتها:

البكتيريا الطفيلية: و تحصل على غذائها من الكائنات الحية الأخرى و كثيرا ما تسبب أمراض خطيرة للإنسان و الحيوان و النبات.

البكتيريا الرمية: و تحصل على غذاءها من كائنات ميتة أو من بقاياها.

البكتيريا المتكافلة: وهي تعيش متكافلة مع غيرها كما يحدث بين البكتريا العقدية و جذور النباتات البقولية.

(2) الماء:

يعد الماء وسطاً مناسباً لنشاط البكتيريا وتكاثرها حيث يشكل ٨٠% من كتلتها الخلوية ولذلك فإن عملية التجفيف تساعد في حفظ الغذاء أطول فترة ممكنة حيث لا تتمكن البكتيريا من التكاثر بعيداً عن الرطوبة.

(3) درجة الحرارة:

تزداد أنشطة البكتيريا الأيضية بزيادة درجة الحرارة إلى أن تصل إلى حد تعيق فيه نمو البكتيريا فتنبطه "درجة الحرارة العظمى" حيث تؤثر في الأنزيمات والحمض النووي DNA والريبوسومات فتحد من نشاطها وتقتلها أما درجات الحرارة الصغرى فتحد من نمو البكتيريا ونشاطها دون أن تقتلها. وبصفة عامة فإن أغلب الخلايا البكتيرية (غير المتجرّمة) تموت في درجة حرارة (55°C) إما البكتيريا المتجرّمة فإنها تقاوم الحرارة العالية حتى أنها يمكنها أن تظل حية في بعض الأحيان إذا وضعت في ماء يغلي لعدة ساعات.

(4) الرقم الهيدروجيني: (pH)

تنمو غالبية أنواع البكتيريا في الوسط المتعادل إلا أن بعضها ينمو في أوساط حمضية فتسمى البكتيريا الحمضية ، وأنواع أخرى تنمو في أوساط قاعدية وتسمى البكتيريا القاعدية.

(5) الأكسجين:

يمكن تقسيم البكتيريا إلى ثلاثة أنواع رئيسية حسب إحتياجها للأكسجين:

أ. بكتيريا هوائية:

تحتاج إلى وجود كمية من الأكسجين كعامل رئيسي في عمليات الأيض والتحول الغذائي لإنتاج الطاقة.

ب. بكتيريا لاهوائية:

ويعد الأكسجين ساماً لها - حيث تعتمد في عمليات التنفس اللاهوائية على إختزال مركبات غنية بالأكسجين أما عند وجود الأكسجين فإنه ينتج مواد كيميائية مؤدية إلى تلف أجزاء الخلية وأنزيماتها وتؤدي إلى موتها.

ج. بكتيريا لاهوائية اختيارية:

تستطيع العيش بوجود الأكسجين أو عدمه.

6) تأثير المضادات الحيوية والمواد المطهرة:

وجود هذه المواد لها أثر فعال في تثبيط نمو البكتيريا والقضاء عليها وكذلك بالنسبة للمواد الكيماوية المعقمة antiseptics

٧. الضوء

أغلب أنواع البكتيريا تنشط إذا قل الضوء والعكس صحيح فيما عدا البكتيريا اليخضورية فإن نشاطها يزداد إذا ما زادت شدة الإضاءة كما أن بعض الأنواع من الأشعة تؤثر في نشاط البكتيريا وفي حيويتها فقد دلت التجارب على أن الأشعة فوق البنفسجية ذات أثر فعال في قتل البكتيريا.

تكاثر البكتيريا:

تتكاثر البكتيريا بالإنشطار الثنائي بنسب هندسية متصاعدة (1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 16 ، 32 ، ...)

- تتفاوت سرعة الإنقسام من نوع إلى آخر .

- تتراوح المدة اللازمة لإنقسام الخلية الواحدة بين ٢٠ دقيقة وأكثر من يوم واحد

- يمر نمو الخلايا بمراحل يطلق عليها أطوار النمو وهي:

1. طور الركود Lag phase:

لا تنقسم فيه الخلية ولكنها تكون تراكيبها وعضياتها والمواد اللازمة للانقسام.

2. طور النمو (Log (exponential) phase:


(الطور اللوغاريتمي) وتكون سرعة إنقسام الخلايا بنسب هندسية متصاعدة.

3. طور التوقف Stationary phase:

أو الثبات و فيه يكون "عدد الخلايا الناتجة = عدد الخلايا الميتة"

4. طور الهبوط أو الموت Death phase:

تزداد نسبة الخلايا الميتة (وتكون سرعة الموت لوغاريتمية أيضاً).



منحنى النمو Growth Curve

التعقيم Sterilization

التعقيم هو العملية التي من خلالها يمكن قتل أو إزالة جميع الكائنات الدقيقة من الأدوات أو الأوساط الغذائية.

- يوجد ثلاثة طرق للتعقيم هي:

طرق فيزيائية: Physical method

(١) التسخين:

١ -التسخين الجاف

- أفران الهواء الساخن: تستخدم في تعقيم الأدوات الزجاجية مثل أطباق بترى والماصات والدورق وأنابيب الاختبار وأفضل درجة حرارة من ١٦٠ إلى ١٨٠°م لمدة ٤ إلى ٥ ساعات.

- **الذهب المباشر:** بإستخدام لهب بنزن لتعقيم أبر التلقيح المصنوعة من البلاتينيوم.
- **لهب الكحول:** يستخدم في تعقيم الأدوات المصنوعة من Stainless steel مثل الملاقط forcipes أو القواطع cutters حيث يغمر في الإيثانول ثم يعرض للهب.

٢ -التسخين الرطب:

هو إستخدام بخار الماء الذي له القدرة على قتل الخلايا الحية عند إستخدامه تحت ضغط عالي حيث أن التسخين بالرطوبة يعمل على تخرثر البروتين الخلوي للكائنات الدقيقة ويستخدم لتطبيق هذه الطريقة جهاز الأوتوكلاف Autoclave ويستخدم في تعقيم الأوساط الغذائية والمحاليل الملحية والمحاليل السكرية والأقمشة وإعدام المزارع البكتيرية القديمة قبل التخلص منها.

٣ -الإشعاع:

بإستخدام الأشعة فوق البنفسجية من ٢٦٠٠ إلى ٢٧٠٠ انجستروم ($\lambda=10^{-7}mm$) بإستخدام مصباح معين وتستخدم طريقة الإشعاع في تعقيم المعامل و غرف العمليات.

طرق كيميائية Chemical method :

بإستخدام مواد كيميائية:

١. **الآيثانول:** بتركيز ٥٠ - ٧٠ % لتعقيم الأيدي.
٢. **الفيينول:** بتركيز ٢ - ٥ % لتعقيم البنشات وأرضية المعامل والمستشفيات.
٣. **الديتول:** بتركيز ٢ - ٥ % لتعقيم البنشات والأسطح.

طرق ميكانيكية Mechanical method:

وهي طريقة تستخدم لإزالة الكائنات الدقيقة من المحاليل دون قتلها **عن طريق الترشيح** بإستخدام أنواع مختلفة من المرشحات مثل:

Filter membrane , Seitz filter , Sintered glass filter

والترشيح الغشائي هو الأكثر إستخداما حيث يحتوى على مرشحات تتراوح أقطارها من ٠,٠١ إلى ٤ ميكرون تمنع مرور الكائنات الدقيقة من خلالها.

الأمراض التي يحملها الماء Waterborne Diseases

ومن بين الأمراض الشائعة التي يحملها الماء التيفود، والكوليرا، والزحار/ الدوسنتاريا، والنزلات المعوية ، والإلتهاب الكبدي الوبائي.

وتنشأ هذه الأمراض عندما تدخل الإخراجات البشرية والحيوانية إمدادات المياه وتلوثها.

وكثير من الأمراض التي يحملها الماء هي أمراض إسهال، بما في ذلك الكريبتوسبورديوسيس و الجياردياسيس.

الإضطرابات المعوية تسببها الكائنات أحادية الخلايا الكريبتوسبورديوم والجيارديات، وهي طفيليات مجهرية تعيش في الماء.

وعلاوة على الإسهال الحاد، قد تسبب هذه الأمراض أيضا الحمى، والتقلصات، والغثيان، وفقدان الوزن، والجفاف.

ويمكن أن تشكل هذه الأمراض خطرا على حياة من هم مرضي بالفعل أو أشخاص مثل الأطفال أو كبار السن، قد تكون أجهزة المناعة لديهم ضعيفة.

الكوليرا إحدى الأمراض التي يحملها الماء، تسببها بكتيريا تتسبب في تفشي مشاكل صحية وبائية في كثير من العالم النامي لا سيما في آسيا وأفريقيا.

ويمكن أن تسبب الكوليرا إسهالا مميتا، ورغم أن الكثير من الأشخاص ينجون من الإصابة، فإن خطرها يكون بالغ الخطورة بالنسبة للمصابين بسوء التغذية.

التيفود مرض يحمله الماء يصيب نحو ١٧ مليون شخص كل سنة، وينجم عن بكتيريا مسببة للمرض تصيب الجهاز المعوي والدورة الدموية للمصاب.

ومن بين أعراض التيفود الحمى الحادة، التوعك، الصداع، الإمساك، أو الإسهال، ويقع بالصدر، وتضخم الكبد والطحال.

ويتفشى التيفود عن طريق الإخراجات البشرية، والمياه الملوثة بالمخلفات في المناطق التي لا تتوفر فيها سلوكيات الصحة العامة الوقائية.

التحليل البكتريولوجية للمياه

- الهدف الأساسي من الإختبارات الميكروبيولوجية لمياه الشرب هو الوقوف على نوعية المياه وتأكد خلوها من مسببات الأمراض لتوفير الحماية الصحية للمستهلك.
- قد تحتوي المياه الغير معالجة أو المعالجة بطرق غير كافية على كائنات دقيقة مسببة لكثير من الأمراض، ويستغرق الكشف عن هذه المسببات المرضية البكتيرية والتي تسبب أمراضا مثل الدوسنتاريا الباسيلية والتيفويد وغير ذلك وقتا طويلا وتحتاج لمجهود أكثر حيث تتطلب أختبارات كثيرة.
- لذا يستعاض عن الكشف عن تلك المسببات المرضية سواء كانت فيروسية بكتيرية أو طفيلية والتي قد يحتمل وجودها في الماء بالكشف عن وجود الدلائل البكتيرية Indicators مثل العد الكلي البكتيري عند درجتي حرارة 35°C - 37°C ، 20°C - 22°C - وبكتيريا القولون الكلية وبكتيريا القولون البرازية وكذلك E Coli والبكتيريا السبحية البرازية.

• الصفات العامة للدليل المثالي:

١. يجب أن تكون هذه الدلائل البكتيرية غير مرضية لتجنب الإصابة بالعدوى.
 ٢. يجب وجودها بأعداد عالية في المواد البرازية للإنسان والحيوان.
 ٣. يجب ألا تتكاثر (تتضاعف) في المياه الطبيعية.
 ٤. يجب أن تكون قدرة تحملها مشابهة أو أكثر من الميكروبات المرضية المعوية.
 ٥. يجب أن توجد بأعداد أكبر من الميكروبات المرضية المعوية.
 ٦. مدي أستجابتها لعمليات المعالجة يجب أن يكون أكثر مقاومة من أستجابة الميكروبات المرضية المعوية.
 ٧. أن يكون من السهل الكشف عنها وعدّها بواسطة طرق بسيطة وسريعة وغير مكلفة.
- لذلك نعتمد على نظام وجود أو عدم وجود عدة دلائل بكتريولوجية لتحديد نوعية وجودة المياه ومدي درجة تلوثها وخطورتها على الصحة العامة.

- وعموما تقسم الدلائل البكتريولوجية إلى:

١ - دلائل كفاءة عمليات المعالجة :Process Indicators

- العد الكلي البكتيري (Heterotrophic Plate Count)

- بكتريا القولون الكلية Total coliforms

٢ - دلائل تدل على نوعية المياه بصفة عامة :General Indicators

- العد الكلي البكتيري. Heterotrophic Plate Count


- بكتريا القولون الكلية. Total coliforms

٣ - دلائل تدل على التلوث البرازي في المياه :Fecal Pollution

- بكتريا القولون البرازية Fecal Coliforms.

- البكتريا السبحية البرازية fecal streptococci.

وتعتبر الـ *Escherichia Coli* مؤشر جيد لوجود أو غياب بكتريا *Salmonella* أو *Shigella* في المياه.



Enterobacteriaceae Family*

Noncoliforms**

Shigella
Yersinia
Providencia
Salmonella
Serratia
Proteus

ColiformsTotal

Escherichia
Citrobacter
Klebsiella
Enterobacter

Fecal


Escherichia coli
Citrobacter freundii
Klebsiella pneumoniae

وعلى ذلك فهناك طريقتان قياسيتان للاختبار والكشف عن بكتريا المجموعة القولونية (دليل التلوث):

١. اختبار أنابيب التخمر المتعددة: **Most Probable Number – MPN**

و يعبر عن نتيجتها ليس في صورة أعداد مطلقة ولكن كدليل للعدد الأكثر احتمالا
(Most Probable Number (MPN) Index).

وهو دليل لعدد بكتريا القولون الأكثر احتمالا عن أي عدد آخر، وهو ليس عدد فعلي ناتج عن تنمية البكتريا.



إختبار أنابيب التخمر المتعددة

٢. طرق الزراعة المباشرة مثل الفلتر الغشائي: **Membrane Filter – MF**

وعلى العكس فإنها تسمح بالحصول على عدد مباشر لمستعمرات بكتريا القولون.

- وفي كلتا الطريقتين تسجل كثافة بكتريا القولون إصطلاحيا كعدد أكثر احتمالا MPN أو عدد مطلق بالمرشحات الغشائية / ١٠٠ مل، على أن أستخدم أي من الطريقتين يسمح بتقييم نوعية المياه وتقدير كفاءة عمليات المعالجة.
- وتستخدم البكتريا السبحية البرازية Fecal Streptococci هي الأخرى ككشف أو دليل على التلوث البرازي ويتم عدّها بطريقتي العدد الأكثر احتمالا و الترشيح الغشائي.
- ربما يقدر عدد البكتريا الهيتروتروفية Heterotrophic Plate Count بطريقة الأطباق المصبوبة Pour plate، والفرد على الأطباق Spread plate، أو المرشحات الغشائية Membrane filter، وهي تعطى أعداد تقريبية لكل البكتريا الحية (البكتريا العادية الكلية) والتي ربما تعطى تفاصيل قيمه عن نوعية المياه وربما تعطى بيانات مدعمة عن مغزى نتائج إختبار بكتريا القولون.

أدوات وأجهزة المعمل الميكروبيولوجي Equipment and Instruments

١. الحضانات Incubators



- يجب أن توفر الحضانات حرارة متجانسة وثابتة على طول الوقت في جميع الأجزاء والتي لا يجب أن تختلف أكثر من $\pm 0.5^\circ\text{C}$.
- تزود الحضانات بأرفف من السلك المفتوح أو ألواح مثقبة بينها مسافات لضمان أن نظام الحرارة خلال الغرفة.
- تترك مسافة ٢,٥ سم بين الجوانب وصفوف الأطباق أو سلال الأنابيب.

- تأكد أن الحضانة تعطى حرارة التحضين المطلوبة، واكشف وسجل الحرارة مرتين يوميا (صباحا وبعد الظهر).
- وإذا أستعمل ترمومتر زجاجي، يغمس خزان الزئبق والساق في ماء أو جليسرين إلى علامة الساق، ولأفضل النتائج يستعمل ترمومتر متصل بمسجل مع نظام إنذار.
- ويجب أن توضع الحضانة في منطقة حرارتها ما بين ١٦ إلى ٢٧°م.

٢. أفران التعقيم بالهواء الساخن Hot Air Sterilizing Ovens

- أستعمل أفران التعقيم بالهواء الساخن ذات السعة المناسبة لحجم العمل حتى لا تكون مزدحمة.



- ويجب أن تكون منتظمة ومتماثلة الحرارة في جميع أجزائها بحيث توفر الدرجة المناسبة للتعقيم (١٧٠ ± ١٠ °م) وتكون مزودة بترموتر مناسب.
- يختبر الأداء كل ٣ شهور بإستخدام المتاح سواء شريط الجراثيم أو معلق الجراثيم

Spore strips or spore suspensions (Bacillus.subtilis)

- وتراقب درجة الحرارة بترموتر دقيق عند مجال ١٦٠-١٨٠ °م وتسجل النتائج.
- وتستعمل أشرطة بيان الحرارة Heat-indicating tape لبيان صحة عملية التعقيم لأي مواد تعرض لحرارة التعقيم.

٣. الأوتوكلاف Autoclave

- يستخدم الأوتوكلاف ذو سعة كافية بحيث تتناسب مع حجم العمل اليومي ولمنع الأزدحام داخله.
- ويجب أن يكون مجهز بحيث يعطى حرارة متماثلة في حيز التعقيم (حرارة التعقيم ١٢١ م°)، ومجهز بترموتر دقيق ومستودع الزيتق الخاص بالترموتر يجب أن يكون في مستوى خروج العادم Exhaust ليسجل أقل حرارة في غرفة التعقيم.
- ويكون مجهز بمقياس للضغط وصمامات أمان مناسبة ومتصلة مباشرة بمصدر البخار المشبع، ومجهز بفلتر مناسب لإزالة الجسيمات وقطرات الزيت أو متصل مباشرة بمصدر لتوليد البخار.
- وقادر على الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة خلال ٣٠ دقيقة.



- تسجل الأدوات التي يتم تعقيمها، والحرارة، والضغط والزمن لكل دورة، ويستعمل ترمومتر بجهاز تسجيل، وتضبط حرارة التشغيل أسبوعيا بترموتر.
- يختبر الأداء شهريا بشريط أو معلق من الجراثيم.

Spores Bacillus Sterothermophilus

- يستعمل شريط بيان الحرارة لمعرفة المواد التي تم تعقيمها (عن طريق تغير لون الشريط).

٤. أجهزة العد البصرية Optical Counting Equipment

أ. للأطباق المصبوبة أو المفروود عليها: Pour and spread plates

- يستخدم جهاز لعد المستعمرات من نوع Dark-fields، يوفر ١٥،٥ مرة تكبير طبيعي مع وضوح الرؤية والإضاءة الكافية.

ب. للمرشحات الغشائية Membrane filters:

- يستخدم ميكروسكوب Binocular بقوة تكبير ١٠ - ١٥ مرة و يمكن توفير مصدر ضوء فلورسنت بزاوية ٦٠ إلى ٨٠ درجة أعلى المستعمرات، وإستخدام الإضاءة بزاوية منخفضة للمستعمرات الغير ملونة.

ج- أجهزة الحصر Tally equipment: لا تستخدم عدادات المستعمرات التلقائية

Automatic colony counters عند تحديد العد لأغراض الأمتثال

Compliance purposes أو عند تعداد الأطباق المصبوبة، التي تحتوي عادة على

مستعمرات دقيقة مغمورة في الأوساط الغذائية الشفافة الملونة.




- وعندما تستخدم عدادات المستعمرات التلقائية automatic colony counters يتم معايرة الوحدات عند تركيبها واختبار الأداء باستخدام أساليب العد التقليدية.

٥. جهاز قياس تركيز أيون الأيدروجين pH Equipment



جهاز قياس الأس الأيدروجيني

- أستعمل جهاز كهربي لقياس تركيز أيون الأيدروجين، دقته على الأقل ٠,١ وحدة pH لتقدير قيم الـ pH للبيئات الغذائية ويحتوي على تعويض تلقائي لدرجة الحرارة.
- يستخدم القطب المناسب appropriate probes لتقدير الـ pH للسوائل ومزارع الآجار الصلبة.



أقطاب قياس الأس الأيدروجيني

- يستعمل قبل كل سلسلة من الإختبارات محلول قياسي من محلولين منظم
- Standard buffers عند pH ٤ ، ٧ أو ١٠ وتعوض أو تكافيء الحرارة.
- يكتب على المحاليل المنظمة Standard buffers التي تم فتحها تاريخ الفتح وتضبط شهريا بإستعمال جهاز آخر لقياس pH.

- ويفضل استخدام pH meter رقمي Digital

٦. الموازين Balances



الميزان الإلكتروني والميزان علوي التحميل

- يستعمل ميزان يمكن أن يوفر حساسية ٠,١ جرام على الأقل عند أحمال ١٥٠ جرام.
- استعمل ميزان حساس Analytical balance له حساسية ١ ملجم عند حمل ١٠ جرام لوزن كميات بسيطة (أقل من ٢ جرام) من المواد.
- والميزان ذو الكفة الواحدة هو الأكثر ملاءمة.
- يلزم إجراء الخدمة الروتينية والمعايرة سنوياً أو أطول حسب تغير الحالة أو حدوث مشاكل وذلك بواسطة فني من قبل المصنع.
- نظف الميزان قبل وبعد أي استخدام باستخدام فرشاة ناعمة ويفضل المصنوعة من شعر الجمل.
- نظف كفة الميزان بعد كل استخدام وتزال بقايا المواد التي تسقط باستخدام قماش معلمي Lab tissue.
- يتم تداول صنج الميزان باستخدام ملقط ذا طرف بلاستيكي ويجب أستبعاد الصنج التي حدث فيها تآكل أو صدأ، ويتم معايرة الصنج شهرياً باستخدام صنج قياسية.
- توضع الموازين على الأسطح الصلبة لتجنب الاهتزازات وفي المواقع التي تتخفض فيها مستويات الرطوبة.


٧. أدوات تحضير البيئات Media preparation Utensils

- أستخدم زجاج بوروسليكات أو أي أوعية أخرى غير متآكلة مثل الاستينلس ستيل.
- أستخدم الأدوات الزجاجية، النظيفة الخالية من البقايا، مثل الآجار الجاف أو أي مواد أخرى غريبة يمكن أن تلوث البيئة.



٨. الماصات و الماصات الدقيقة والمخابير المدرجة:



(Pipets, Micropipets, and Graduated Cylinders)



الماصات (Micropipets)

- أستخدم ماصات بأي حجم مناسب، بحيث يمكنها أن تمدك بالحجم المطلوب بدقة وبسرعة.
- خطأ التدرج لا يجب أن يزيد عن ٢،٥ %.
- أستخدم الماصات ذات التدرج الثابت وغير مكسورة النهاية.

- لا تستخدم الماصة عن طريق الفم، واستخدم مالى الماصات.



بعض وسائل ملء وتفرغ الماصات

- تستخدم نهايات معقمة sterile tips محددة للماصات الدقيقة والإستخدام المقصود بها.

٩. علب الماصات Pipette Cans




- استعمل علب من الألومنيوم أو الاستنلس ستيل، مقاسها من ٥ الى ٧,٥ سم، اسطوانية أو مستديرة وطولها حوالي ٤٠ سم.
- وإذا كانت هذه غير متاحة، لف الماصات في ورق منفردة وأستعمل نوعية جيدة من الورق (sulfate pulp (kraft) paper) لمنع الشياط أثناء التعقيم.
- ولا تستعمل علب نحاسية أو من سبائك النحاس كحاويات للماصات.

١٠. الثلاجات Refrigerators



- استعمل ثلاجة توفر درجة حرارة بين ٢ - ٨ درجة مئوية لتخزين الببئات، والعينات، والأدلة وغيرها.
- لا تحفظ المذببات المتطايرة، أغذية، أو مشروبات في الثلاجة مع الببئات.
- ربما تسبب الثلاجات من نوع Frost free جفاف زائد للببئات عند تخزينها لمدة أطول من أسبوع ويجب ألا تستخدم إذا حدث ذلك.
- وتسجل درجة الحرارة يوميا وتنظف الثلاجة شهريا.
- ويصنف ويكتب التاريخ على المواد المخزنة في الثلاجة.
- ويسال الثلج المتكون في الثلاجة كلما أحتاج الأمر وتخلص من المواد المخزنة التي تخطت فترة التخزين كل ٣ شهور.

١١. الفريزر Freezer




- وسيتم تحديد مدى درجة حرارة الفريزر بواسطة الإحتياجات التحليلية ، على سبيل المثال، لتخزين المزارع.
- قد يكون مدى فريزر المختبر القياسي من (-١٠ إلى -٢٠ درجة مئوية $\pm ٥^\circ\text{C}$) إلى درجة حرارة منخفضة للغاية مثل (-٧٠ إلى -٩٠ $^\circ\text{C}$).
- تراقب درجة حرارة هذه الوحدات، يختبر وتسجل الحرارة يوميا، ومن الأفضل إستخدام ترمومتر بمسجل مع نظام إنذار Alarm.
- ويصنف ويكتب التاريخ على المواد المخزنة،
- ويسال الثلج المتكون وينظف الفريزر كل ٦ شهور.
- ويتم التخلص من المواد التي تخطت فترة التخزين.

١٢. وسائل مراقبة وتسجيل الحرارة Temperature-Monitoring Devices

- تستعمل ترمومترات زجاجية أو معدنية مدرجة إلى $٠,٥^\circ\text{C}$ لمراقبة الحضانات والثلجات.



Data Logger




ترمومتر

- تستعمل ترمومترات تدريجها $٠,١^\circ\text{C}$ للحضانات التي تعمل على درجة أعلى من 40°C تضبط دقة وسائل مراقبة وتسجيل الحرارة سنويا بإستعمال ترمومتر معتمد

National Institute of Standards and Technology (NIST).

- وعندما يكون ممكنا، وصل الحضانات وحمامات المياه Water Bathes بمسجل لدرجة الحرارة يعمل بإستمرار لتسجيل الحرارة تلقائيا Data Logger.

١٣. زجاجيات أو أنابيب التخفيف Dilution Bottles



- أستعمل زجاجات أو أنابيب من زجاج مقاوم، يفضل البوروسليكات تغلق بغطاء زجاجي مسنفر أو غطاء قلاووظ مزود ببطانة لا ينتج عنها بالتعقيم مركبات سامة أو معوقة لنمو البكتريا.
- لا تستعمل سدادات القطن.
- يجب أن تكون مستويات التدرج على جدران أنابيب التخفيف غير قابلة للمحو، وتأكد من دقة التدرج بالمستوى المطلوب.
- يمكن إستعمال الأدوات البلاستيكية من مواد غير سامة وبحجم مناسب على أساس قابليتها للتعقيم الجيد.
- تستبعد أي زجاجيات بها شروخ أو خريشة.


١٤. أطباق بترى Petri Dishes



- أستعمل للعد البكتيري أطباق بترى زجاجية أو بلاستيكية (١٠٠ x ١٥ مم) أو (٢٠ x ١٥٠ مم).

- استعمل أطباق قاعها خال من الفقاعات والخدوش ويكون مستو تماما وبالتالي تكون البيئة متماثلة السمك خلال الطبق.
- يستعمل في حالة المرشحات الغشائية أطباق بلاستيكية أو زجاجية (٦٠ X ١٥ مم) ذات غطاء حر أو ذات غطاء محكم (٥٠ X ١٢ مم).
- عقم الأطباق وأحتفظ بها في علب معدنية (ألومنيوم أو استنلس ستيل ولكن ليست نحاسية) ، أو لفها في ورق كرافت (Kraft) قبل التعقيم.

١٥. جهاز الترشيح الغشائي Membrane filtration equipment



جهاز الترشيح الغشائي

- استعمل قمع ترشيح وحامل المرشح مصنوع من ستانلس ستيل الغير ملحوم، أو الزجاج، أو بلاستيك القابل للتعقيم في الأوتوكلاف ، ولا يسرب وغير معرض للتآكل.
- يمكن استعمال أجهزة خارج المعمل Field laboratory kits،
- ويستخدم في المعمل أجهزة الترشيح والطرق القياسية.
- يركب الجهاز قبل الإستعمال، ويختبر للتسرب، وتستبعد الوحدات إذا خدش السطح الداخلي. وتغسل ويشطف الجهاز جيدا بعد الإستخدام، ويلف الجهاز في ورق كرافت غير سام أو في ورق ألومنيوم أو بوضع في وعاء غير متآكل ويعقم في الأوتوكلاف.

١٦. أنابيب التخمر و الدراهم Fermentation Tubes and Vials




- أستعمل أنابيب التخمر من أي نوع تتناسب مع حجم البيئة والعينة المضافة.
- عند أستعمال أنابيب للاختبار ، ضع بالأنبوبة الكبيرة أنبوبة صغيرة مقلوبة (Durham tube or vial).
- ويجب أن تكون الأنبوبة الصغيرة مملوءة تماما بالبيئة، وتكون مغمورة جزئيا في البيئة، وبحجم كاف يسمح بإدراك تكون فقاعات غاز ولو بحجم بسيط.

١٧. معدات التلقيح Inoculating Equipment

- استعمل لوب من السلك ٢٢ أو ٢٤ من سبيكة نيكل كروم أو بلاتين للتعقيم باللهب.
- استعمل لوب ذات قطر ٣ مم على الأقل.

Microbiological Transfer Instruments.

(a) Inoculating needle, and
(b) Inoculating loop.



- يمكن استعمال ناقل من الخشب الصلب أو البلاستيك Hardwood or plastic applicator بحيث يستعمل مرة واحدة، قطره (٠,٢ - ٠,٣ سم) ، و أطول من الأنبوبة على الأقل بمقدار ٢,٥ سم.
- وتعقم النواقل الخشبية بالحرارة الجافة، وتعقم النواقل البلاستيكية بالأوتوكلاف وتخزن في أوعية من الزجاج أو أي مادة أخرى ليس لها تأثير سام.
- وتوجد لوب بلاستيكية معقمة ومعبأة مسبقاً للاستخدام مرة واحدة.

١٨. زجاجات العينات Sample Bottles

- استعمل لعينات التحليل البكتريولوجي زجاجات معقمة من الزجاج أو البلاستيك بحجم وشكل مناسب.
- استعمل الزجاجات التي يمكن أن تستوعب حجم كاف من العينة لإجراء جميع الاختبارات التي من المفروض إجرائها مع ترك فراغ من الهواء بالزجاجة عند ملئها .
- الزجاجات تسمح بالغسل الجيد، وتحافظ على العينة غير ملوثة حتى استكمال الاختبارات.



- يفضل الأوعية الزجاجية ذات الغطاء المسنفر، ذات الفوهة الواسعة والمصنوعة من الزجاج المقاوم، والأوعية البلاستيكية ذات الحجم المناسب واسعة الفوهة، والمصنوعة من مواد غير سامة مثل البولي بروبيلين والممكن تكرار تعقيمها.

- متوافر تجاريا أكياس البلاستيك سابقة التعقيم، مع أو بدون مادة نازعة للكلور، وربما تستعمل.
- تحد الأوعية البلاستيكية من إمكانية الكسر خلال النقل وهي كذلك خفيفة الوزن.
- ربما تستعمل الأغشية البلاستيكية أو المعدنية ذات القلاووظ والبطانة على زجاجات العينات على اعتبار أنها لا تنتج أي مركبات سامة بالتعقيم.
- قبل التعقيم، غط قمة ورقبة زجاجة العينة والتي لها غطاء زجاجي برقائق الألومنيوم أو ورق كرافت سميك.

19.الميكروسكوبات Microscopes

- تعتمد خصائص الميكروسكوبات مثل التكبير ومكونات الإضاءة على احتياجات المعمل.
- إن معظم معامل الميكروبيولوجي الأساسية بها ميكروسكوب مركب ضوئي bright field.
- يجب أن يتم التحقق من قبل الشركة المصنعة من معايرة ميكرومتر مسرح الميكروسكوب Stage micrometer calibration وكذلك جودة العدسة و بؤرة التركيز.
- أتبع توصيات الشركة الصانعة لتعديل الإضاءة و تركيز البؤرة للعدسات العينية، وتحقق من المواعمة بشكل روتيني.



- اتباع Kohler illumination procedures لكل هدف من الأهداف المستخدمة.
- ينظف جسم الميكروسكوب فضلا عن العدسات بعد كل استخدام.
- يستخدم زيت الغمر الموصى به من قبل الشركة المصنعة لعدسات الغمر في الزيت فقط.
- ينفخ الغبار بإستخدام الهواء المضغوط أو لمبة المطاط، ولا تنفخ على العدسات.
- أستخدم فقط (Kimwipes tissues) حتى تكون آمنة على العدسات ومحاليل التنظيف المصممة للميكروسكوبات.
- يتم تغطية الميكروسكوب عندما لا تكون قيد الإستخدام و يخزن في المناطق حيث درجات الحرارة والرطوبة منخفضة بإستمرار.
- بالنسبة لبعض الميكروسكوبات، على سبيل المثال، الميكروسكوبات الفلورسنت fluorescent microscopes، سجل مرات إستخدام المصباح و الوقت الفني.
- وتراقب لمبة الميكروسكوب بمقياس للضوء وتستبدل عند حدوث فقد محسوس في إشعاعها، ويسجل إستعمال اللبة، لتحديد الكفاءة.

٢٠. كابينة الأمان Laminar Flow Hoods/Biological Safety Cabinets



- يتم شراء وحدات مصممة لتلبية الإحتياجات التحليلية.
- في وحدات التدفق Laminar-flow يتدفق الهواء إلى الخارج وفي إحدى الإتجاه unidirectional air flow يهب الهواء المعقم نحو المشغل.

- وهذه الوحدات لا تحمي البيئة ما لم يتم تثبيت مرشحات عوادم.
- وتصنف كابينة الأمان البيولوجية (BSCS) Biological Safety Cabinets وفقا لدرجة الحماية لكل من الفني والنشاط الميكروبيولوجي والبيئة.
- خزانات Class I cabinets لديها نظام تدفق الهواء إلى الداخل ويتم فلترة العادم.
- وتحتوي الـ BSCS المتبقية على فلاتر HEPA في أنظمة دخول وخروج الهواء على حد سواء.
- ولكن تتطلب الدرجة الثالثة Class III كمية دخول هواء أكبر ولديها وجهة مغلقة تماما مزودة بقفازات.
- تعقم جميع الوحدات بعد كل استخدام، ويتم التحقق من تدفق الهواء شهريا، وصيانته وحدات سنويا.
- وتعرض شهريا لأطباق من الآجار Plate count agar للهواء المناسب من الكابينة لمدة ساعة، وتحضن الأطباق عند ٣٥ م° لمدة ٤٨ ساعة ويختبر التلوث (لا نمو على البيئة إذا كانت الكابينة تعمل جيدا).
- يفك لمبات الأشعة فوق بنفسجية وتنظف شهريا بقماش مبلل بكحول الإيثانول. ويكشف عن كفاءة اللمبات بقياس قوة الإشعاع الناتج كما هو مبين سابق.

٢١. لمبات التعقيم بالأشعة فوق بنفسجية Ultraviolet Lights



- يمكن استخدام لمبات التعقيم بالأشعة فوق بنفسجية (254-nm) UV lights للأغراض الصحية ولتقليل تلوث الحامض النووي.

- وتستخدم لمبات التعقيم بالأشعة فوق بنفسجية طويلة الموجات Long-wave UV lights (365-366-nm) لأكتشاف الفلوروسيننت للطرق الأنزيمية.
- تفك الوحدة شهريا وتنظف اللمبات بإستعمال قطعة قماش مبللة بكحول الإيثانول، وتختبر اللبة شهريا بجهاز قياس الأشعة فوق بنفسجية، وتستبدل إذا كانت تشع أقل من ٧٠% من أصل قوتها أو إذا عرضت لها مياه ذات محتوى من الكائنات الدقيقة يتراوح بين ٢٠٠ - ٢٥٠ مستعمرة ولم يتم خفضها بواقع ٩٩% خلال دقيقتين من التعرض للأشعة.
- **تحذير:** على الرغم أن الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجات القصيرة (٢٥٤ نانومتر) معروف أنها أكثر خطورة من تلك ذات الموجات الطويلة (٣٦٥ نانومتر)، كلا النوعين يمكن أن يضر العين والجلد وهي مسرطنة قوية (Schmitz et al., 1994). احم عينيك والجلد من التعرض للأشعة فوق بنفسجية.

٢٢. وسائل توزيع البيئات Media and Solution Dispensers



- تضبط دقة الحجوم الموزعة بوحدة التوزيع بإستخدام مخبار مدرج مع كل بداية لتغيير الحجوم ودوريا خلال العمل الطويل.
- وإذا كانت الوحدة تستخدم أكثر من مرة خلال اليوم، يضخ حجم كبير من المياه Reagent grade خلال الموزع للشطف.
- ويتم إصلاح التسريبات Leaks والوصلات الغير محكمة أو ذات الأداء السيئ مباشرة.

- ومع نهاية العمل اليومي، يتم فك الجهاز إلى أجزاء، ويغسل، ويشطف بمياه من نوعية Reagent water ويجفف، وتشحم Lubricate الأجزاء طبقاً لتعليمات المصنع أو على الأقل مرة كل شهر.

٢٣. حضانة الحمام المائي Water bath incubator



- يتم التأكد من أن حضانة الحمام المائي تعطي حرارة الاختبارات عند درجة $35 \pm 0.5^\circ\text{C}$ أو $44.5 \pm 0.2^\circ\text{C}$. ويحتفظ بترمومتر مناسب مغموس في الحمام، وتراقب وتسجل الحرارة يوميا (صباحا وبعد الظهر) ويمكن أستعمال ترمومتر متصل بمسجل مع نظام إنذار.
- ويستعمل فقط حوامل أنابيب المصنعة من معدن مغطى بالبلاستيك، أو الاستنسل ستيل، أو أي مواد مقاومة للتآكل والصدأ. ويفضل الحمام المائي ذو الغطاء الجمالوني. وينظف الحمام المائي كلما احتاج الأمر.

٢٤. المرشحات الغشائية والوسائد Membrane filters and pads



يجب أن تتوفر في المرشحات الغشائية والوسائد المستخدمة في تحليل المياه الإشتراطات التالية:

- قطر المرشح (الفلتر) ٤٧ مم، وقطر الثقوب ٠،٤٥ ميكرون، ويجب أن تكون الثقوب على الأقل ٧٠ % من مساحة المرشح.
- وعندما تطفو المرشحات على Reagent water ، تنتشر المياه بانتظام خلال المرشحات خلال ١٥ ثانية بدون مناطق جافة على المرشحات.
- يجب أن تكون معدلات الإنسياب Flow rates خلال المرشحات على الأقل ٥٥ مل/الدقيقة/سم^٣ عند ٢٥ °م والضغط التفاضلي Differential pressure يعادل ٩٣ KPa.
- يجب ألا يكون للمرشحات تأثير سام، وتكون خالية من المواد التي تمنع أو تشجع النمو، وخالية أيضا من المواد التي تتداخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع نظم الدلائل البكتيرية الموجودة في البيئات؛ ويكون الحبر المستخدم في تقسيم الفلتر غير سام. ويجب أن يكون المتوسط الحسابي لنسبة الأعداد البكتيرية التي تظهر على المرشحات ٩٠ % على الأقل من المتوسط الحسابي للعدد على خمسة أطباق معدة بطريقة الفرد السطحي Spread plates وباستعمال نفس الحجم من العينة وبيئة الآجار.
- أن تحجز المرشحات الكائنات من ١٠٠ مل من معلق بكتيريا Serratia marcesens يحتوى على ٣١٠ خلية.

- ألا يزيد المستخلص المائي للمرشح عن ٢,٥ % بعد غليان المرشح في ١٠٠ ملل ماء لمدة ٢٠ دقيقة، ويجفف، ويبرد، ويصل إلى وزن ثابت.
- قطر الوسادة الماصة Absorbent pad ٤٧ مم، والسبك ٠,٨ مم، وقدرة الامتصاص ٢ ± ٠,٢ مل من مرق الأندو Endo broth.
- تخرج الوسائد Pads أقل من ١ ملجم من الحموضة الكلية مقدرة على صورة كربونات كالسيوم CaCO_3 عندما تعادل بإستخدام ٠,٠٢N من الصودا الكاوية NaOH مع الفينول فيثالين - Phenolphthalein.
- إذا كان المرشح والوسادة الماصة غير معقمة يجب أن لا تتحلل بالتعقيم عند ١٢١ °م لمدة ١٠ دقائق. أكد التعقيم بغياب النمو عند وضع المرشح والوسادة مشبعة بمرق أو آجار مستخلص التريتون جلوكوز Tryptone glucose extract والتحصين على ٣٥ °م لمدة ٢٤ ساعة.

٤. التعقيم Sterilization

- عقم الأدوات الزجاجية، عدا إذا كانت في أنية معدنية، لمدة لا تقل عن ساعة عند درجة ١٧٠ °م، وإذا كانت الحرارة متماثلة في الفرن عندئذ يمكن أستعمال ١٦٠ °م.
- إذا كانت الأدوات الزجاجية محفوظة في علب معدنية تعقم عند ١٧٠ °م لمدة ساعتين.
- عقم زجاجات العينات الغير مصنعة من البلاستيك في الأوتوكلاف عند ١٢١ °م لمدة ١٥ دقيقة.
- في حالة الأوعية البلاستيكية أفتح الغطاء قليلا ولا تنزعه قبل التعقيم في الأوتوكلاف لمنع تشوهها.

٢٥. جهاز التقطير Water Still



- تنتج أجهزة التقطير مياه من الدرجة الجيدة والتي تتدنى خواصها ببطيء مع الوقت بحدوث التآكل، الإرتشاح، التلوث Corrosion, leaching, and fouling، ويمكن التحكم في هذه الحالات بالصيانة المناسبة والتنظيف.
- ويزيل التقطير بكفاءة المواد الذائبة ولكن لا يزيل الغازات الذائبة أو المواد العضوية المتطايرة.
- وربما تحتوى المياه المقطرة حديثا على كلور و أمونيا (NH_3)، ومع التخزين يحدث إمتصاص لزيادة من الأمونيا وثاني أكسيد الكربون من الهواء.
- وتستعمل مياه ميسرة Softened water كمصدر للمياه للإقلال من تكرار تنظيف جهاز التقطير.
- يتم تفريغ المياه العادمة Drain وتنظيف جهاز التقطير والخزان طبقا لتعليمات المصنع والإستخدام.

المزارع البكتيرية

زراعة الكائنات الدقيقة تعتمد أساسا على عوامل هامة:

- ١ - المواد الغذائية القابلة للإستخدام.
- ٢ - توفر الرطوبة اللازمة للنمو.
- ٣ - توفر الأكسجين أو الظروف اللاهوائية (غازات أخرى) التي يحتاجها الميكروب لنموه.

٤ - استخدام درجة الحرارة المناسبة درجة الحموضة pH المناسبة للنمو.

٥ - منع التلوث للبيئة أي تكون معقمة.

الأساسيات في مكونات البيئات الغذائية:

١ - مصدر كربوني للحصول على الطاقة مثل المواد الكربوهيدراتية سكر الجلوكوز والمالتوز واللاكتوز....

٢ - مصدر نيتروجين مثل الببتون ومشتقاته.

٣ - مصدر للفوسفات والكبريت: الفوسفور يستخدم في تخليق نيكوتينز ونيكلوسيد والأحماض النووية والفوسفوليبيدات والكبريت لتكوين الأحماض الأمينية الكبريتية.

٤ - الأملاح المعدنية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم وأيون الفوسفور وبعض المعادن بكمية ضئيلة جدا مثل الزنك وغيره والمنجنيز والتي تستخدم في نمو البكتريا.

٥ - الماء عنصر مهم لتكوين البروتوبلاست للخلية البكتيرية الماء الحر يجب أن يكون قابل للاستخدام ونقل المواد الغذائية.

٦ - عوامل النمو مثل الفيتامينات والأحماض الأمينية والقواعد النتروجينية البيورين والبيريمدين.

العوامل التي تؤثر على البيئات الغذائية وتأثيرها على الخصائص المشجعة للنمو

- تعتمد البكتريا قدرتهما على النمو على بعض العوامل الفيزيائية والكيميائية.
- فالنمو يكون أساسا على تكاثر الخلايا البكتيرية وزيادة كثافتها في البيئة الغذائية.
- فاستخدام البيئة المناسبة والمحتوية على مواد غذائية وعوامل النمو التي تشجع زيادة أعداد البكتيرية وكل ذلك معتمد على عوامل أخرى تؤثر على النمو في البيئة.

البيئات الغذائية Culture media

البيئة الغذائية:

- هي تلك البيئة التي يمكن للكائن الحي أن ينمو فيها أو عليها وهي متباينة في التركيب

- وهي تستعمل لتنمية البكتريا ودراسة تأثير الكائنات الحية على المواد الغذائية في الوسط الغذائي
- وعموما تتكون أي بيئة من مصدر كربوني والتي يحصل عليها من الكربوهيدرات ومصدر آزوتي ويحصل عليه من أملاح الأمونيوم والنترات وبعضها يتطلب آزوت عضوي ويفضل استخدام البيبتون.
- وتضاف للبيئة الغذائية أملاح معدنية والماء ومواد النمو الإضافية اللازمة لنمو الأحياء الدقيقة.
- ويجب توفر جميع العوامل الضرورية للنمو كتوفر نسبة الرطوبة وتركيز أيون الهيدروجين pH والضغط الأسموزي والتوتر السطحي وحالة الأكسدة والإختزال.

أنواع البيئات الغذائية		
بيئة الآجار المغذي Nutrient Agar يكون في حالة صلبة في درجة حرارة الغرفة ٢٥°م يمكن إسالته بالتسخين و يستخدم لنمو المستعمرات البكتيرية والخميرة بيئة غذائية سائلة Nutrient broth + آجار 1.5% Agar		بيئة غذائية سائلة Nutrient broth تصلح لتنمية أنواع كثيرة من البكتريا الهوائية. (بيبتون + مستخلص اللحم) أحيانا يضاف لها مستخلص الخميرة

تصنف البيئات الغذائية للأنواع التالية:

١ - البيئات المخصبة: Enriched Media

إضافة بعض المواد الضرورية إلى المنبت الغذائي الصلب أو السائل كالدّم، السيرم وبعض المستخلصات النباتية والحيوانية لكي تساعد هذه المواد على نمو وتكاثر البكتيريا.

٢ - البيئات الانتقائية Selective Media:

إضافة بعض المواد الكيماوية أو المختارة إلى المنبت الغذائي لأجل منع نمو نوع واحد أو مجموعة من البكتريا وليس الأنواع الأخرى.

فمثلا إضافة صبغة الايوسين، الكريستال البنفسجية، وأزرق الميثيلين للمنبت الغذائي حيث يؤدي لنمو نوع معين من البكتريا وعدم نمو الأنواع الأخرى.

٣- البيئات المميزة للميكروبات Differential Media:

ينتج عن إضافة بعض الأصباغ والمواد الكيماوية مع المنبت الغذائي تغير لبعض أنواع الكائنات المجهرية بعد الزرع و التحضين على درجات الحرارة المطلوبة وبذلك من الممكن التفرقة بين أنواع الكائنات فمثلا تلقح خليط من البكتريا على بيئة آجار الدم Blood agar فإن بعض البكتريا سوف تحلل كريات الدم الحمراء بينما الأخرى لا تحلله و يعد ظهور بقعة شفافة حول مستعمرة البكتريا هي برهان ثابت على عملية تحلل الدم Blood Hemolysis.

٤- بيئات المعايرة Assay Media:

بيئات غذائية تحتوي على مواد غذائية خاصة وثابتة تستعمل لبيان كمية الفيتامينات والأحماض الأمينية والمضادات الموجودة في المادة كذلك بيئات غذائية خاصة يمكن إستخدامها في الفحص عن قوة المواد المطهرة.

٥- بيئات عد البكتريا Media for Enumeration of bacterial:

بعض البيئات الغذائية تستخدم لإحصاء العد الكلي البكتيري في المياه.

٦- البيئات المستخدمة لبيان صفات البكتريا Characterization:

تستخدم للتعرف على نوع النمو وعلى التغير الكيميائي الناتج عن الأحياء المجهرية مثل بيئات السكر التخمرية.

٧-البيئات الخاصة:

تحضر أنواع من البيئات الغذائية المختلفة لأجل إكثار وعزل والتعرف على أنواع مختلفة من الأحياء المجهرية.

العوامل التي تؤثر على النمو في البيئات الغذائية

١ - درجة الحموضة pH

كل مجموعة من الكائنات لها حدود معينة من الأس الأيدروجيني في نموها ولها حد أمثل لكي تعطي أقصى نمو لها. لذلك يجب ضبط pH للبيئة. وهناك أنواع مختلفة من pH indicator

مثل: Thymol blue, Methyl red, phenol red, etc.

كما يجب إضافة أملاح منظمة phosphate buffer.

٢ - جهد الأكسدة والاختزال Oxidation Reduction Potential

- فمثلا تحتاج البكتريا الهوائية للأكسجين واللاهوائية تستخدم الحالات المختزلة (ظروف لا هوائية) وبالتالي غياب الأكسجين المذاب.

٣ - درجة الحرارة:

- كل عمليات النمو تعتمد على التفاعلات الكيميائية ومستوي هذه التفاعلات تتأثر بدرجة الحرارة وبالتالي يتأثر نمو البكتريا بدرجة الحرارة ولكل نوع من البكتريا يوجد لها حدود من درجات الحرارة وكذلك لها درجة حرارة مثلي.

٤ - الضغط الأسموزي: Osmotic pressure

يؤثر الضغط الأسموزي تأثير مباشر على سرعة واتجاه تيار الماء من الوسط الخارجي والكائن الدقيق وقد يؤثر على مقدار استفادة الكائن من الرطوبة وتحرك المحاليل داخل الخلية وخارجها مرتبط بالغشاء البلازمي والجدار الخلوي للخلية و تركيز الأملاح خارج الخلية فإذا أرتفع الضغط الأسموزي للوسط الذي تعيش فيه البكتيريا فإن عددا قليلا من أنواع البكتيريا هو الذي يستطيع مقاومة تلك الضغوط الأسموزية العالية وتواصل نشاطها أما أغلب البكتيريا فإن نموها يقل أو يتوقف.

٥ - الرطوبة Moisture:

• النشاط المائي Water activity

فيكون الماء متوفرا في مصادر البيئات وتعتبر البكتريا من صور الحياة المائية Aquatic forms لأنها تتغذى بالانتشار العشوائي فيذيب الماء المواد الغذائية اللازمة لها ويحمل نواتج الأيض خارج الخلية، ويجب المحافظة على رطوبة البرتوبلازم، فالماء يمثل ٧٠-٩٠% من مكونات الخلية، فكمية الرطوبة الحرة هي التي تحدد نمو ومدى نشاط البكتريا وليست كمية الرطوبة الكلية، فالنشاط المائي للماء النقي = ١ ، ثم تقل كلما ارتفع تركيز المواد المترابطة بماء الوسط، والحد الأدنى للنشاط المائي اللازم لنمو البكتريا العادية = ٠,٩١.

عبوات المزارع البيئية Culture Media

- أطلب البيئات بكميات محددة بحيث لا تبقى لديك أكثر من عام.
- استعمل البيئات على أساس أن ما يرد أولا يستعمل أولا.
- إذا كان عمليا ، أطلب البيئات في عبوات (١٠٠ جرام) فهي أفضل من عبوات (500 جرام) للمحافظة على البيئة مغلقة أطول وقت ممكن.
- سجل نوع، كمية، مظهر البيئة الواردة، رقم التشغيل Lot number، تاريخ التوريد، تاريخ الفتح.
- راجع قائمة الجرد كل ٣ شهور واستبعد البيئات التي مضى تاريخ صلاحيتها، تحجرت، تغير لونها، أو ظهر عليها أي علامات التدهور في الصفات.
- لأن الحرارة، الضوء، والرطوبة تختلف بين المعامل، فإنه ليس ممكنا وضع حدود لعمر البيئة الغير مفتوحة. ولكن بصفة عامة فإن حدود الوقاية للعبوات من البيئة الغير مفتوحة هو امان على درجة حرارة الغرفة. وإذا كانت العبوة عمرها أكثر من عام، قارن قدرتها على الإسترجاع Recovery لمزرعة نقية حديثة وعينة طبيعية بإستعمال البيئة القديمة وبيئة جديدة (تشغيلية جديد).
- استعمل عبوات البيئات المفتوحة خلال ٦ شهور بعد الفتح وطالما فتحت العبوة احفظها في مجفف Desecrator مباشرة بعد الفتح.

تحضير المزارع البيئية

- حضر البيئة في أوعية على الأقل ضعف الحجم المطلوب تحضيره.
- أثناء التسخين تقلب البيئة، خاصة المحتوية على آجار. تجنب الغليان الزائد أو التشييط Scorching بإستعمال حمام مائي أثناء تحضير الكميات الصغيرة من البيئة وسخان أو لهب بالنسبة للحجوم الكبيرة مع التقليب بإستمرار بإستخدام Hot plate-magnetic stirrer.
- بعد التحضير والتخزين، تصهر بيئات الآجار في حمام مائي أو تيار بخار.
- راجع pH كل بيئة بعد التعقيم والتبريد.
- راجع pH البيئة المتصلبة بواسطة مجس سطحي Surface probe. سجل النتائج. اجر الضبط البسيط في pH البيئة (أقل من ٠,٥ وحدة) بواسطة محلول صودا كاويه أو حامض هيدروكلوريك طبقا لما هو محدد في تركيب البيئة. إذا كان الفرق في pH البيئة أكبر من ٠,٥ وحدة، أهمل هذه التشغيلية وأعد التحضير.
- قيمة pH البيئة الغير صحيح ربما يدل على مشكلة فى نوعية المياه المستخدمة في التحضير، تدهور البيئة Media deterioration أو تحضير غير جيد. راجع التوجيهات للتحضير، راجع pH المياه: إذا كان pH المياه غير صحيح، حضر البيئة من جديد وبإستعمال مياه من مصدر جديد. إذا كانت المياه مناسبة و pH البيئة لا تزال غير صحيح ، حضر البيئة من عبوة أخرى من البيئة.

تعقيم البيئات

- تعرض البيئات لحرارة التعقيم (١٢١ - ١٢٤ °م) أقل وقت محدد للتعقيم.
- لا تعرض البيئات المحتوية على سكريات للحرارة المرتفعة أكثر من ٤٥ دقيقة. مدة التعرض تحدد من وقت دخول الأوتوكلاف إلى وقت خروجها منه.
- اخرج البيئات المعقمة من الأوتوكلاف عقب وصول الضغط إلى الصفر.
- لا تعيد تعقيم البيئة مطلقا.
- التعقيم عند ١٢١ °م لمدة ١٥ دقيقة يقتل الجراثيم، إذا حدث نمو للجراثيم المعالجة بالأوتوكلاف وبعد التحضين في بيئة Trypticase soy broth عند ٥٥ °م لمدة ٤٨ ساعة فإن التعقيم يعتبر غير ناجح.

- عقم المحاليل أو البيئات التي لا تعقم في الأوتوكلاف بالترشيح خلال مرشحات قطر تقوئها ٠,٢٢ ميكرون بحيث يستقبل الراشح في إناء معقم. رشح ووزع البيئة في كابينة أمان أو Biohazard hood إذا كانت متاحة.
- عقم الأدوات الزجاجية (الماصات، الأطباق، زجاجات العينات) في الأوتوكلاف أو فرن عند ١٧٠ °م لمدة ساعتين.
- هناك أنماط من الأوتوكلاف تعمل أوتوماتيكيا وتشمل الإنزلاق الرأسي ، الغلق المحكم والفتح الأوتوماتيكي بعد انتهاء التعقيم وطبقا لبرنامج يتم ضبطه كذلك هناك إمكانية تتبع التغير في الحرارة والضغط مسجلين طوال فترة التعقيم.
- هناك أيضا إمكانية التبريد السريع من خلال مرور تيار ماء بارد في الأوتوكلاف بعد إنتهاء التعقيم كذلك هناك إمكانية إزالة البخار. إذا توافر التبريد وإزالة البخار في هذه الحالة فإن الالتزام بمدة ٤٥ دقيقة كحد أقصى للتعرض للحرارة المرتفعة لا يلتزم بها.
- عقم الأدوات والأجهزة والمواد الصلبة الأخرى أو المواد الجافة الحساسة للحرارة بالتعريض للإيثيلين أكسيد Ethylene oxide في معقم زجاجي. استعمل شرائط الجراثيم المتاحة تجاريا أو المعلقات من البكتريا لضبط التعقيم.

أستعمال الآجار والمرق Agar and Broths

- يضبط Temper الآجار المنصهر Melted agar في حمام مائي عند ٤٤ - ٤٦ °م حتى وقت الأستعمال ولكن لا يترك في الحمام المائي أكثر من ٣ ساعات.
- لمراقبة حرارة الآجار، عرض زجاجة من الماء لنفس ظروف التسخين والتبريد مثل الآجار. أغمس ترمومتر في زجاجة المراقبة لتقدير متى تصل الحرارة إلى ٤٤ - ٤٦ °م والمناسبة للأستعمال في صب الأطباق.
- بعد صب الآجار في الأطباق للزرع على سطحه جفف سطح الآجار بترك الأطباق مفتوحة قليلا في كابينة بكتريولوجية Bacteriological hood لمدة ١٥ دقيقة على الأقل لمنع التلوث.

تخزين المزارع البيئية Storage of media

- حضر البيئة المعقمة بكميات تستعمل خلال فترة قصيرة، ويفضل تحضير البيئات في نفس يوم استعمالها.
- في حالة إسالة بيئات الآجار وتبقى جزء في الدورق بعد الاستعمال لا تتركه ليتصلب ويعاد استعماله مرة أخرى، تخلص من المتبقي فوراً.
- تحفظ الأطباق من البيئات التي لم تستعمل في يوم تجهيزها وذات الغطاء الغير محكم في الثلاجة بإستعمال أكياس بلاستيكية محكمة الغلق هذا إذا لم تكن ستستعمل خلال يومين.
- إذا بردت أنابيب بيئة التخمر حتى وقت الاستعمال، حضن الأنابيب قبل الاستعمال حتى لا يكون هناك نتائج إيجابية غير صحيحة. حضر البيئات التي تخزن لمدة أطول من أسبوعين في أنابيب محكمة ذات غطاء قلاووظ لمنع فقد الرطوبة وإذا لم تتوافر تلك النوعية من الأنابيب تستعمل أنابيب عادية وتوضع في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق.
- وللكشف عن الفقد في الرطوبة من أنابيب المرق Broth tubes ضع علامة على مستوى البيئة ولاحظ الفقد في الرطوبة. و إذا كان الفقد أكثر من ١٠% استبعد الأنابيب.
- احمي البيئات التي تحتوى على الصبغات من الضوء، إذا تغير اللون استبعد البيئة ولا تستعمل.
- المرق والآجار المحضر والمعقم المتوافر تجارياً Ready to use ربما يوفر مزايا عند الرغبة في إجراء التحليل متقطعا وعند عدم توافر الفنى للتحضير، أو عندما يمكن أن تتوازن التكاليف مع العوامل الأخرى للعمليات المعملية.

التعقيم Sterilization

- بعد إذابة البيئة تجزأ وتعقم خلال ساعتين.
- لا تخزين البيئة الغير معقمة.
- عقم البيئات، عدا مرق السكريات في الأوتوكلاف عند ١٢١ °م لمدة ١٥ دقيقة. بعد وصول الحرارة إلى ١٢١ °م.
- عند وصول الضغط إلى صفر، افتح الأوتوكلاف واخرج البيئة ، بردها بسرعة لمنع تحلل السكريات مع طول التعرض للحرارة.
- استعمل أوعية صغيرة للبيئة أثناء التعقيم، لتسمح بالتسخين المتماثل وسرعة التبريد.
- عقم مرق السكريات عند ١٢١ °م لمدة ١٢ - ١٥ دقيقة.
- أطول مدة لتعرض مرق السكريات لأي حرارة (من وقت غلق الأوتوكلاف إلى تفرغها) هو ٤٥ دقيقة.
- يفضل استعمال الأوتوكلاف مزدوج الجدار للسماح بالتسخين المبدئي قبل الملاء لخفض الزمن اللازم ليكون في حدود ٤٥ دقيقة المحددة.

الماء

- لتحضير بيئات المزارع والأدلة، استعمل ماء مقطر أو ماء منزوع الأيونات
- Reagent grade Water مع خلوه من آثار المعادن الذائبة أو المواد ذات التأثير القاتل أو مانعات النمو للبكتريا.
- ربما تنتج السمية في الماء المقطر من الماء المعالج بالفلور والمرفع في السليكا.
- المصادر الأخرى للسمية هي الفضة، الرصاص، مركبات عضوية.
- عند استعمال الماء المكثف العائد يستعمل كمغذي للمقتر.
- الأمينات السامة أو مركبات الغلاية الأخرى ربما تتواجد في الماء المقطر.
- ربما يتواجد أيضا الكلور المتبقي أو الكلورامين في الماء المقطر المحضر من ماء معالج بالكلور. إذا تواجد كلور في الماء المقطر، عاده يزال بإضافة كمية مكافئة من ثيوكبريتات الصوديوم أو كبريتيت الصوديوم.

- الماء المقطر يلزم أن يكون خاليا من المغذيات الملوثة.
- ربما يأتي التلوث من التسخين الزائد والسريع للمواد العضوية خلال التقطير، و الرواسب من الأنابيب الجديدة، التراب وأبخرة الكيماويات،
- و ربما يأتي التلوث من تخزين المياه في زجاجات غير نظيفة. خزن الماء المقطر بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة لمنع نمو الطحالب.

خصائص البيئات Media Specifications

- يفضل استعمال البيئات الجافة (المنزوع منها الماء Dehydrated).
- لا تلجأ إلى تركيب البيئة من مكوناتها طالما البيئة الجاهزة الجافة متوفرة.
- اتبع توجيهات المنتج في تحضير البيئة وتعقيمها.
- يمكن استعمال البيئات جاهزة التحضير Ready to use على صورة سائلة معبأة في أمبولات ومعقمة طالما أنه معروف أنها تعطي نتائج مماثلة.
- مصادر البروتين المعروفة في معظم البيئات مثل البيبتون، التريبتون، التريبتوز إبتكرت بواسطة منشئي Developers البيئات، وربما تظهر البيئات كمنتجات تجارية. ومن الممكن استعمال المواد البديلة أو المشابهة طالما أنها تنتج نتائج مشابهة.

مياه التخفيف Dilution Water

أ. المياه المنظمة Buffered water:

- لتحضير رصيد Stock من الفوسفات المنظم ، أذب ٣٤ جرام بوتاسيوم فوسفات ثنائي الهيدروجين Potassium dihydrogen phosphate (KH_2PO_4) في ٥٠٠ مل ماء مقطر، أضبط pH عند 7.2 ± 0.5 بواسطة محلول من صودا كاوية (NaOH) (1N) وخفف إلى لتر بماء مقطر.

- أضف ١,٢٥ مل من محلول الفوسفات المنظم و ٠,٥ مل من محلول كلوريد ماغنسيوم ($\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ /L distilled water) إلى ١ لتر ماء مقطر. وزعها بكميات 99 ± 2 مل أو 9 ± 0.2 ملل بعد التعقيم في الأوتوكلاف لمدة ١٥ دقيقة.

ب. ماء الببتون: Peptone water

- حضر محلول ١٠ % من الببتون في ماء مقطر.
- خفف حجم معين ليعطى محلول تركيز ٠,١ %.
- أضبط الـ pH عند ٦,٨.
- وزع كميات ٩٩ ± ٢ مل أو ٩ ± ٠,٢ مل بعد التعقيم لمدة ١٥ دقيقة.
- لا تترك البكتريا في أي ماء تخفيف لمدة أطول من ٣٠ دقيقة على درجة حرارة الغرفة حتى لا يحدث موت أو تكاثر.

حفظ وتخزين العينات Preservation and Storage

- ابدأ الإختبارات الميكروبيولوجية لعينة الماء مباشرة بعد الجمع لمنع التغيرات.
 - إذا لم يمكن إجراء ذلك خلال ساعة من الجمع استعمل مبرد الثلج للحفظ خلال النقل إلى المعمل.
 - استعمل ناقل خاص لجلب العينات إلى المعمل خلال ٦ ساعات.
 - اجعل حرارة كل عينات النيل الملوثة و مياه الشرب تحت ١٠ درجة مئوية خلال فترة النقل وأقصاه ٦ ساعات.
 - برد هذه العينات في الثلاجة وعند أستلامها في المعمل يتم تحليلها خلال ساعتين.
 - عندما تستدعى الظروف المحلية تأخير وصول العينات عن ٦ ساعات، قم بإجراء الإختبارات في الحقل باستخدام الأجهزة الحقلية أو أستعمل طرق التأخير في التحضين
- Delayed incubation procedures**

- لا يجب أن يزيد الوقت الذي يمضى بين الجمع والاختبار عن ٢٤ ساعة.
- في حالة عدم توافر التبريد للعينات الفردية المرسله عن طريق الجو، أستعمل ترموس، والذي يمكن تعقيمه. سجل الوقت وحرارة التخزين لكل العينات مع الأخذ في الاعتبار التفاصيل في تفسير البيانات والنتائج.

احتياطات الأمان داخل المعمل البكتريولوجي:

- ١ - الحرص عند استخدام مواد قابلة للأشتعال أو سامة.
- ٢ - التعرف على المخاطر المحتملة في الطرق المستخدمة إن وجدت.
- ٣ - تخصيص مكان ملائم للعمل يستوعب الأجهزة والمعدات ويسمح بسهولة الحركة.
- ٤ - تخصيص غرفة لجمع وإستلام العينات.
- ٥ - توضيح التعليمات بالتعامل مع الحوادث الطارئة مثل حدوث حريق.
- ٦ - عدم تناول مأكولات أو مشروبات داخل المعمل.
- ٧ - ارتداء المعطف مع إحكام قفل الأزرار.
- ٨ - ارتداء قفازات بلاستيكية أو مطاطية أثناء العمل.
- ٩ - عدم سحب السوائل بالفم.
- ١٠ - عدم وضع الأقلام في الفم.
- ١١ - المحافظة على نظافة المعمل.
- ١٢ - التخلص من المزارع القديمة بعد إعدامها في الأوتوكلاف.
- ١٣ - بعد الانتهاء من العمل يجب تنظيف البنشات وإعادة ترتيب مكان العمل وأخيرا يخلع المعطف وتغسل اليدين بالماء والصابون.

المعايير الميكروبيولوجية

- أ - العد الكلي للبكتيريا بطريقة الصب بالأطباق :
- ❖ هذا العد الكلي للبكتيريا لا يمثل كل البكتيريا الموجودة بالمياه ولكنه يمثل فقط البكتيريا التي تستطيع النمو على الوسط الموجود بالأطباق تحت الظروف المعملية من درجة الحرارة والمدة التي تركت فيها الأطباق داخل الحضانات .
 - ❖ تستخدم هذه الطريقة لتقييم المحتوى البكتيري للمياه بصفة عامة .
 - ❖ العد الكلي للبكتيريا يتم في درجة حرارة ٢٢ ° م لتحديد العد الكلي للبكتيريا الموجودة بصورة طبيعية في المياه وليس لها علاقة بالتلوث الأدمي " البراز " .
 - ❖ أما العد الكلي للبكتيريا في درجة حرارة ٣٧ ° م يحدد العد الكلي للبكتيريا الناتجة من تلوث المياه بالمواد البرازية الأدمية أو من الحيوانات (Warm - blooded) .
 - ❖ العد البكتيري عند درجة حرارة ٢٢ ° م ليس له أهمية من الوجهة الصحية ولكنه هام في تقييم كفاءة المياه وخاصة خطوات الترويب والترسيب والترشيح والتعقيم حيث أن الهدف هو التخلص من جميع البكتيريا إلى أقل عدد ممكن .
 - ❖ وكذلك يفيد العد الكلي عند درجة ٢٢ ° م في تقييم نظافة وسلامة شبكة توزيع المياه وملاممة المياه في تصنيع الأطعمة والمشروبات حيث أن زيادة العد البكتيري في المياه يساعد على فساد الأطعمة والمشروبات .
 - ❖ أية زيادة في العد البكتيري عند درجة ٣٧ ° م بالمقارنة بالنتائج السابقة يعتبر إشارة أو إنذار مبكر لبدء تلوث المياه .

المعيار :

- ١ - عند درجة ٢٢ ° م لمدة ٤٨ ساعة لا يزيد العد الكلي للبكتيريا عن ٥٠ خلية / سم^٣ .
- ٢ - عند درجة ٣٧ ° م لمدة ٢٤ ساعة لا يزيد العد الكلي للبكتيريا عن ٥٠ خلية / سم^٣ .

ب - أدلة التلوث :

١ - بكتيريا القولون الكلية :

- ❖ هي عصيات سالبة لمصبغة الجرام وتنمو على أملاح الصفراء وتخمر سكر اللين وينتج عنها غاز وحامض عند درجة حرارة ٣٥ ° - ٣٧ ° م خلال ٢٤ - ٤٨ ساعة .
- ❖ تم اختيار هذه البكتيريا لوجودها في المواد البرازية للإنسان بكثرة ولسهولة الكشف عنها حيث تظل في المياه لفترات أطول من البكتيريا المسببة للأمراض .
- ❖ يجب أن تكون هذه البكتيريا معدومة في جميع المياه المعدة للشرب والإستهلاك الأدمي سواء كانت مرشحة ومعالجة أو جوفية .
- ❖ وجود هذه البكتيريا يعني :

١ - عدم كفاءة التنقية .

- ٢ - تلوث المياه بعد إضافة الكلور النهائي أي بعد خروج المياه من طرد العملية .
- ٣ - أن المياه تحتوي على مواد عضوية أو غير عضوية تساعد على نمو البكتيريا وتكاثرها .
- ❖ هذا الفحص هام في تقييم كفاءة خطوات التنقية وسلامة شبكة المياه .
- ❖ في حالة إكتشاف بكتيريا القولون الكلية في المياه وعدم إكتشاف باسيل القولون النموذجي يتم فحص المياه للمؤشرات البكتيرية الأخرى مثل البكتيريا السحبية البرازية أو الكلوسترديام بيرفرنجنز .

المعيار :

- ❖ يجب أن تكون ٩٥ % من العينات خلال العام خالية من هذه البكتيريا في ١٠٠ سم^٣ من العينة .
- ❖ ألا تحتوي أي عينة على أكثر من ٣ خلية / ١٠٠ سم^٣ ولا تتكرر في عيتين متتاليتين من نفس المصدر .
- ٢ - بكتيريا القولون البرازية (باسيل القولون النموذجي) :
- ❖ بكتيريا القولون البرازية هي مجموعة البكتيريا التي تستطيع أن تخمر سكر اللين عند درجة حرارة مرتفعة ٤٤ - ٤٥ ° م وتكون غاز وحامض .
- ❖ توجد هذه البكتيريا في المواد البرازية للإنسان ضمن المجموعة القولونية بأعداد كثيرة تصل إلى ١٠^٩ لكل جرام من المواد البرازية أو في التربة الملوثة بالمواد البرازية . ووجودها في المياه يعني احتمال وجود مسببات المرض ويعتبر خطرا داهما على الصحة العامة .
- ❖ تأكيد وجود بكتيريا القولون البرازية في المياه يحتاج لفحوص معملية إضافية .
- ❖ تعتبر الـ E. Coli البكتيريا الأساسية لهذه المجموعة وهي توجد في البراز الأدمي .

المعيار : معدوم في ١٠٠ سم^٣

٣ - البكتيريا السحبية البرازية :

- ❖ توجد في البراز الأدمي بأعداد أقل من البكتيريا القولونية وباسيل القولون النموذجي .
- ❖ لا تتكاثر في المياه الملوثة وهي أكثر مقاومة للعوامل الخارجية من باسيل القولون النموذجي والمجموعة القولونية .
- ❖ تستخدم لتقييم كفاءة خطوات التنقية . ولأنها تقاوم الجفاف فإنها تستخدم لتقييم سلامة المياه بعد عمليات الإصلاح والإحلال لشبكات المياه .
- المعيار : معدوم في ١٠٠ سم^٣ .

المراجع

• تم الإعداد بمشاركة المشروع الألماني GIZ

• و مشاركة السادة :-

- د/ سناء أحمد الإله شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم
- د/ شعبان محمد على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم
- د/ حمدى عطيه مشالى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
- د/ سعيد أحمد عباس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
- د/ عبدالحفيظ السحيمي شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
- د/ مى صادق شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى